

## Rekonditioneringsanvisning

2019-09-18

Detalj	Kontroll	Åtgärd
Massiva hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick.	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt. Kontrollera att eventuella vårdarbromsar alltid har en lagom spänd kabel, så att bromsen fungerar optimalt.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Överdrag till dynor	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Tvätta överdrag i 40° maskintvätt, eller tvättprogram med maxtemperatur 60° i maximalt 10 minuter. Överdrag kan torkas i torktumlare vid låg temperatur eller i torskåp.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten kan spritavtorkas och rengöras i 60° vatten. Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel! Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengörings-sprit.
Rengöring av tiltfunktion		Rengör tiltvaggan med hjälp av en borste. Tilta stolen bakåt och borsta av smuts och damm, tilta sedan framåt och borsta av. Spola vid behov med varmt vatten. Obs! Smörj inte tiltvaggan.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Vid tvätt och tork i diskabinett, ta bort dynor och armstöd. Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt.

Färgkoder: Vit = Ral 9010 Grå = Ral 7016

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.