

# Immedia SlingOn

En glidmatta för applicering av lyftsele och positionering

Immedia SlingOn är i första hand utformad för att underlätta applicering av en lyftsele i sängen utan att patienten behöver vändas eller flyttas. Immedia SlingOn består av två separata nylonglidmattor med extremt låg friktion och tryckknappar i hörnen som förhindrar att delarna glider isär. Handtag längs sidorna.

Immedia SlingOn är ett utmärkt hjälpmedel för patienter som ofta behöver lyftas, tyngre patienter eller patienter som inte bör eller kan ligga på sidan vid applicering av en lyftsele. Dessutom kan den användas vid all slags positionering i sängen.



Immedia SlingOn placeras under patienten genom att den rullas ner under patienten.

Den låga friktionen gör att lyftselen kan glida till rätt läge under patienten och vid behov justeras. När lyftselen är rätt placerad tas den övre delen av SlingOn bort.

SlingOn är perfekt när man vill applicera en lyftsele utan att behöva lägga patienten på sidan.

Obs! Patienten ska alltid lyftas i lyftselen, aldrig i Immedia SlingOn. Ta alltid bort den övre delen av Immedia SlingOn före lyftet.

**Tips:** Använd Immedia SlingOn på samma sätt som vanlig glidmatta. De två delarna är försedda med handtag vilket underlättar vid ompositionering. SlingOn kan även placeras nerifrån och upp.

## Användningsområden

- Applicering av en lyftsele när patienten inte bör eller kan ligga på sidan
- Minska friktionen under tryckpunkter
- Vändning
- Positionering
- Förflyttning högre upp i sängen

## Rekommenderad användning



1. Vik Immedia SlingOn från den korta sidan i steg om 20–30 cm. Rulla ut Immedia SlingOn under patienten stegvis. Det är viktigt att de båda vårdarna rullar ut Immedia SlingOn i samma hastighet.



2. När Immedia SlingOn är på plats ska lyftselen träs ned mellan Immedia SlingOns två lager. Dra lyftselen från huvudänden mot sätet i små steg. När lyftselen är rätt placerad tas den övre delen av Immedia SlingOn bort. Nu kan patienten lyftas.

### Beskrivning

#### Immedia SlingOn

		B x L (cm)	Art.nr
Small	MultiGlide med handtag	80 x 100	IM437/S
Medium	MultiGlide med handtag	80 x 170	IM438
Large	MultiGlide med handtag	120 x 150	IM437

### Specifikationer

**Material:** nylon

**Handtag:** polyester

**Tryckknappar**

**Max. brukarvikt:** 300 kg



Kan torkas av med desinfektionsmedel. Använd inte sköljmedel eller klorin.