



Etac Cloo

Stabil och modern toalettsitsförhöjare som enkelt kan regleras i höjd och vinkel.

 **etac**[®]

Etac Cloo – funktion och flexibilitet i en produkt

Cloo är en höjddjusterbar toaletsitsförhöjare som kombinerar flexibilitet och enkelhet. Designen är behaglig och diskret för att vara bekväm för användaren och passa in i badrummet. Formerna gör också att den är hygienisk och enkel att rengöra.

Stabil och bekväm

När vi utvecklade Cloo, ville vi skapa en höjddreglerbar toaletsitsförhöjare som är lika enkel för den som installerar liksom för den som ska använda den dagligen. Därför gjorde vi Cloo slät och ren med enkla förhöjningsklossar för de olika höjderna. Sitsen tas lätt bort för till exempelvis rengöring och armstöden är både uppfällbara och avtagbara. Cloo har många genomtänkta funktioner och några av dem kan du läsa mer om på nästa sida.



Cloo finns tillgänglig med eller utan armstöd.

Produktnamn

Cloo
Cloo med armstöd

Art. nr

80301204
80301214

Vikt

Utan armstöd: 3.3 kg
Med armstöd: 4.8 kg

Mått

Höjd på armstöd ovanför sits: 21 cm
Totalbredd utan armstöd: 40 cm
Totalbredd med armstöd: 60 cm
Bredd mellan armstöd: 49 cm
Sitshöjd 6/10/14 cm
Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm
Sittringens öppning: Djup 29 cm / Bredd 22 cm

Mått porslin

Fästhål till inre framkant: minst 35,5 cm
CC-mått mellan infästningshålen 128-202 mm

Max brukarvikt

150 kg

Material

Polypropylen
Fäste: Aluminium
Förhöjningsklossar: Polyamid

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



Detaljer



Enkel att montera

Cloo består av fäste, sits och armstöd, enkla att montera med snabbkopplingar och allt görs utan verktyg.



Enkel att reglera i sitshöjd och vinkel

Cloo kan monteras i sitshöjd 6, 10 eller 14 cm. För att uppnå högsta läge behövs extra förhöjningsklossar vilka finns som tillbehör. Sitsen kan också vinklas framåt, vilket exempelvis underlättar för användare med höftproblem.



Enkel att rengöra

De släta ytorna och möjligheten att fälla upp sitsen gör Cloo hygiensk och enkel att rengöra.



Stabila armstöd

Armstöden kan fällas upp oberoende av varandra eller låsas vid sitsen. Det går också bra att montera endast ett armstöd.

Tillbehör



Armstöd, par

Material: Polypropylen
Art. nr 80301222



Extra förhöjningsklossar

Extra förhöjningsklossar till 14 cm höjd.
Material: Polyamid
Art. nr 80301221





“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities