

Att använda Rhombo-Med® kinestetikrulle

Kinestetikrullen används för olika positioner i liggande och sittande. Den kan också användas för att frilägga kroppsdelar från underlaget. Perfekt för mikropositionering. Kuddens kontaktyta stimulerar sinnen, förstärker kroppens känsla och kroppens gränser. Kinestetikrullen kan vikas, formas och anpassas precis efter användarens läge. Den kan också skakas så att den blir fylligare på vissa partier och tunnare på andra. I sidoliggande kan den formas så att den stödjer huvud, rygg och ben.


Kinestetikrulle Rhombo-Med®, art.nr 3546200. Mått: Ø20 x L200 cm
Tillbehör: Bomullsöverdrag, art.nr 3551201. Hygienöverdrag, art.nr 3552201



Stabilisering och tryckfördelning

Mag-sidoläge i 135° – Ger ett fastare stöd

Den här positionen upplever de flesta som mer behaglig än traditionellt magläge. Den avlastar skuldror, ryggrad, höfter, säte och hälar.




Lyft försiktigt fram den bakre axeln och höften, samt kontrollera huvudets läge. Den bakre armen ligger längs med kroppen.

Stabilisering och tryckfördelning

Sidoläge i 30° – Ger ökad kroppsuppfattning


Den här positionen avlastar både korsben och trochanter.




Skaka kinestetikrullen lätt. Placeras med början under huvudet alternativt vid nacken och låt den stödja längs med hela kroppen.

Omfamningsläge

Kinestetikrullen "omfamnar" användaren vilket ger stadga och trygghet.



Skaka kinestetikrullen lätt och vik den på mitten. Tryck den försiktigt mot kroppen. Kontrollera att hälar och fotledsknölar inte utsätts för tryck.



Halvsittande

Stabilisering i halvsittande i säng ger ökad möjlighet för egna rörelser.



Sittande

Sittande på stol eller fåtölj kan Kinestetikrullen med fördel användas vid amning.



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel Etacbutiken 0371-58 73 50
fax kundservice 0371-58 73 90
etacbutiken@etac.se
www.etacbutiken.se

etac®
Skapar möjligheter