


Molift Quick Raiser 1, 2 y 2+

molift[®]
by Etac


Lista de verificación de la inspección periódica (ES)

De acuerdo con la norma ISO:10535


PI04108 Rev. A 2022-06-13



Etiquetas del producto



Valor de CTS
(Carga de Trabajo Segura)



Valor de CTS
(Carga de Trabajo Segura)



Valor de CTS
(Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación



N.º de serie N.º de artículo Fecha de producción

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

.....

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

.....

Año de producción:

.....

Propietario:

.....

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Especifique el modelo:

- Quick Raiser 1
- Quick Raiser 2
- Quick Raiser 2+


Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	Luz de servicio	Modo
	Sin luz	Ahorro de energía
	Verde	Listo para usar
	Amarillo	Pedir servicio
	Rojo	Realizar servicio
	Rojo (y con sonido al activarlo)	Realizar servicio inmediatamente

Lugar de utilización

- Hogar
- Hospital
- Residencia de ancianos
- Otro





La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional. Molift recomienda añadir todas las observaciones / comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa

Bien *No está bien*

Soldaduras

Las instrucciones de uso / el manual del usuario están presentes / disponibles

Examen funcional



Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa



Compruebe si FUNCIONA e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien *No está bien*

Ruedas / ruedas giratorias

Frenos de las ruedas / ruedas giratorias

Con las patas en la posición interior (en paralelo): Compruebe que la distancia entre las patas no pueda disminuir al empujarlas con la mano

El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio

Descenso eléctrico de emergencia

Herramienta para el descenso manual de emergencia

Descenso manual de emergencia

Mando (todos los botones, alivio de tensión en el cable del mando, gancho e indicador de batería)

Si todos los puntos se han marcado como "Bien", la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura).

Realice un ciclo de elevación con un peso igual a la 75% CTS (Carga de Trabajo Segura) (consulte la etiqueta del producto para conocer el valor en kg/lbs). El motor y el eje no deben resbalar cuando se cargan (haciendo que el brazo de elevación descienda), y el movimiento debe ser suave y uniforme

Bien *No está bien*

Columna de elevación

Brazo de elevación

Conexión del brazo de elevación

Abrazaderas de cuerda

Asas del brazo de elevación

Conexión del brazo de elevación (carro)

Patatas

Etiqueta del producto

Perfil de goma

Mando

Panel de control

Ruedas / ruedas giratorias

Frenos de las ruedas / ruedas giratorias

Cables

Batería

Cargador

Otros componentes electrónicos


Soporte para las rodillas

Mecanismo de apertura de patas

Sin corrosión


Si al realizar la inspección periódica se encuentra algún defecto, desgaste u otro daño que pueda poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado la anomalía.

Se ha notificado al propietario



Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivar con el libro de registro de servicio del propietario

Si se aprueba sin fallos, coloque la etiqueta de inspección y márkela con el mes y el año de la próxima inspección. Cuando pida la etiqueta, utilice el artículo n.º 1100306



Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección

Notas y observaciones

.....

Bien	No está bien
	Mecanismo de apertura de patas, posición exterior e interior con CTS (Carga de Trabajo Segura)
	Vuelva a realizar un examen visual. Daños y deformaciones tal y como se han descrito anteriormente. Cualquier pieza dañada debe repararse o sustituirse y la prueba debe repetirse una vez más hasta que la grúa funcione correctamente
	El cargador está operativo
	Batería. Con la batería completamente cargada insertada, después del ciclo inicial, la luz de la batería está apagada, y la luz de la llave/servicio está verde

Accesorios:

.....

.....

.....

Realizado por

Nombre completo:

.....

Fecha/lugar:

.....

Firma:

.....

Aprobado sin fallos

Próxima inspección
(MM/AAAA):/.....

La grúa se marca con "Fuera de servicio" y se envía a reparar

La grúa no se puede reparar y se retira del servicio