






User manual

Swift/Smart/Edge/Easy




etac[®]

Creating Possibilities

78390 - 2023-12-14 - Version 19



Etac Swift



Etac Smart

Etac Easy


Etac Edge

sv en da de it nl no bg cs el es et fi fr hr is lt ms pl pt sk ar




www.etac.com





A



B

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

C

6

UDI Bar code GS1-128
(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(21)XXXXX

1 XXXXXXXX
XXXXXXX

2 **REF** XXXXXXXXXX
SN XXXXXX








Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
YYYY-MM-DD

3







4

5


D

							
Swift	420-570 mm 16½"-22½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	530-540/565-595 mm 20¾"-21¼" / 22¼"-23½"	3,1/3,9/4,7 kg 7/8/10 lbs	160 kg (*150 kg) 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	800-950 mm 31½"-37½"
Swift low	345-420 mm 13½"-16½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	520-530/555-565 mm 20¼"-20¾" / 21¾"-22¼"	2,9 kg/4,5 kg 6/10 lbs	160 kg 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	725-800 mm 28½"-31½"
Smart	420-570 mm 16½"-22½"	430 x 380 mm 21¼" x 16¼"	455-465 x 410-430 mm 18"-18¼" / 16¼"-17"	3,15 kg 7 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-
Smart low	345-420 mm 13½"-16½"	430 x 380 mm 17" x 15"	455-460 x 410-415 mm 18" / 16¼"	2,98 kg 6 lbs	200 kg 440 lbs	-	-
Edge	420-570 mm 16½"-22½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	500-520 mm 19¾"-20½"	2,6 kg 6 lbs	130 kg 286 lbs	-	-
Edge low	345-420 mm 13½"-16½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	490-500 mm 19¼"-19¾"	2,4 kg 5 lbs	130 kg 286 lbs	-	-
Easy	420-570 mm 16½"-22½"	400 mm 16"	495-535 mm 19½"-21"	2,75 kg 6 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-




*Item no. 81901070 / 81901080 / 81901090 / 81951070 / 81951080 / 81951090 / 81701480

					
Swift	380 mm 15"	448 mm 17¾"			
Swift low	380 mm 15"	448 mm 17¾"			
Smart	-	-			
Smart low	-	-			
Edge	-	-			
Edge low	-	-			
Easy	-	-			
			PP	TPE	Alu


E



F



G



sv en da de it nl no bg cs el es et fi fr hr is lt ms pl pt sk ar

Tack för att Du valt en produkt från Etac. För att undvika skador vid montering, hantering och användning, ska denna manual läsas igenom och sparas. Du hittar den också under www.etac.com där Du kan välja språk via länken "International" och "Local websites". Här hittar Du även övrig produktokumentation som t.ex. förskrivarinformation, förköpsguide och rekonditioneringsanvisning.

I manualen är Brukaren den person som sitter i stolen. Hjälparen är den person som assisterar brukaren.

Beskrivning

Swift, Smart, Edge och Easy har en stabil konstruktion med inbyggd flexibilitet som anpassar sig till ojämna golv. Alla produkterna har höjjusterbara ben som är enkla att montera. Benen är vinklade utåt för att maximera stabilitet oavsett höjd. Samtliga produkter är utrustade med doppskor som ger bra grepp även på ojämna och våta golv. Produkterna kan vinklas framåt för att ytterligare underlätta uppresning. Det finns olika former av sitsar och de är alla konstruerade med ett anti-halkmönster som garanterar en säker och halkfri sits även när den är våt. Sitsarna har också dräneringshål som effektivt avlägsnar överflödigt vatten.

Avsedd användning

Swift, Smart, Edge och Easy (härefter även kallad produkten), är medicintekniska produkter som är avsedda att lindra eller kompensera för ett funktionshinder till följd av en skada eller en funktionsnedsättning. Produkten är utformad för att underlätta den personliga hygien och ge stabilitet och stöd i duschen eller badkaret.

Avsedd målgrupp

Målgruppen för produkten är baserad på individens funktionsförmåga och inte på en specifik diagnos, hälsotillstånd eller ålder. Produkten är avsedd för personer som är minst 146 cm långa och väger minst 40 kg. Sekundära användare är vårdpersonal som assisterar brukaren och kliniker/tekniker som gör inställningar på den.

Avsedd användarmiljö

Produkten är avsedd för inomhusbruk i hemmiljö eller institutioner och lämpar sig för användning i badrum, men inte i simbassänger eller liknande korrosiva miljöer.

Avsedd tillämpning

Produkten är avsedd för daglig kortvarig användning och kan användas vid flera tillfällen under samma dag. Produkten är avsedd att användas i kontakt med intakt hud. Produkten är avsedd för rekonditionering och återanvändning.

Förväntad livslängd

Livslängd 10 år. För fullständig information om produktens livslängd, se www.etac.com.

Indikationer

Indikation för användning är funktionsnedsättning, inklusive, men inte begränsat till, en person med fluktuerande balansproblem, fysiologisk och/eller funktionell funktionsnedsättning och/eller fallhistorik.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

Varningar

Varningar som beskriver ett riskmoment vid en specifik åtgärd eller inställning av

produkten finns i respektive avsnitt.



Belasta inte bara ett armstöd vid sidoförflyttning.



Stå inte på produkten



Defekt produkt får inte användas.

Deklaration om överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Produkten är testad och uppfyller kraven enligt EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Förköpsinformation

Förköpsinformation hittar du under www.etac.com.

Allvarligt tillbud

Om ett allvarligt tillbud inträffar i samband med användning av produkten ska det utan dröjsmål rapporteras till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

Specialanpassning

är allt som går utanför Manualens instruktioner och inställningar. Produkt specialanpassad av kund får ej behålla Etac:s CE märkning. Etac:s garanti upphör att gälla. Om osäkerhet föreligger angående anpassningens utförande, rådfråga Etac.

Produktbeskrivning [Figur A](#)

1. Sits
2. Ben
3. Doppsko
4. Armstöd
5. Ryggstöd
6. Produktetikett
7. Artikelnummeretikett

Symboler, etiketter [Figur B](#)

Symboler i manualen och på produkten:

1. Varning, försiktighetsåtgärd eller begränsning.
2. Tänkvärda råd och tips.
3. Material för återvinning.
4. Stolsbenen får inte ha mer än 1 håls höjdskillnad
5. Belasta inte bara ett armstöd vid sidoförflyttning
6. Max brukarvikt (se teknisk data)
- 7-8. Rengöring (se underhåll)
9. Läs brukarmanualen
10. Visar alternativ 1 av två möjliga.
11. Visar alternativ 2 av två möjliga.
12. Produktvikt

Förklaring artikelnummeretikett: [Figur C](#)

1. Produktnamn
2. Produktbeskrivning
3. Serienummer
4. Artikelnummer
5. Tillverkningsdatum
6. Streckkod enl GS1-128 GTIN-14 och serienummer*

*Produktens tillverkningsdatum kan utläsas i den streckkod som finns på produkten. Under streckkoden står siffran 11 inom parentes. Sifferkombinationen efter denna parentes är tillverkningsdatumet.

Tekniska data [Figur D](#)

Montering [Figur E](#)



Stolsbenen får inte ha mer än 1 håls höjdskillnad.

Demontering [Figur F](#)

1. Ryggstöd
2. Ben
3. Armstöd

Underhåll

Rengöring: Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.

Dekontaminering: Kan vid behov dekontamineras i max 85° C i 3 minuter. Ingående material är korrosionsbeständiga. 5 års garanti mot fel i material och tillverkning. För villkor, se www.etac.com.

Förvaring

Produkten ska förvaras inomhus på en torr

plats med en temperatur över 5° C. Om produkten har lagrats en längre tid (mer än fyra månader) ska dess funktion kontrolleras av sakkunnig före användning.

Tillbehör [Figur G](#)

1. Ryggstöd
 2. Armstöd
 3. Mjukdyna sits
 4. Mjukdyna rygg
 5. Tvålkopp/Lockstöd/Hållare för duschhandtag
 6. Toalettpappershållare
- Smart/Edge/Easy: 7-9.** Mjuksits
Smart, Easy: 10. Vridplatta

Thank you for choosing an Etac product. In order to avoid damage during assembly, handling and use, it is important to read this manual and save it for future reference. You can also find it at www.etac.com. You can select your language via the "International" and "Local websites" link. Here you will also find other product documentation, such as prescriber information, pre purchase guide, and reconditioning instructions.

In the manual, the user is the person sitting in the chair. The carer is the person helping the user.

Device description

Swift, Smart, Edge and Easy have a stable design with built-in flexibility that adapts to uneven floors. All devices have height-adjustable legs that are simple to attach. The legs are angled outwards to maximise stability regardless of height. All devices are equipped with ferrules that provide good grip, even on uneven and wet floors. The devices can be tilted forward to further facilitate standing up. There are different shapes of the seats and they are all designed with an anti-slip pattern, ensuring a safe and non-slip seat even when it is wet. The seats also have drainage holes that effectively remove excess water.

Intended purpose

Swift, Smart, Edge and Easy (hereafter also referred to as "the device" or "the product"), are medical devices intended for alleviation of or compensation for a functional impairment due to an injury or disability. The device is designed to facilitate personal hygiene and provide stability and support in the shower or the bathtub.

Intended user group

The user group for the device is based on the individual's functional ability and not on a specific diagnosis, health condition or age. It is intended for individuals with a height of 146 cm or more, or a mass of 40 kg or more. Secondary users of the device are caregivers providing assistance and clinicians/technicians who set up the device.

Intended environment

The device is intended for indoor use at home environments or institutions and is suitable for use in bathrooms, but not swimming pools or similar corrosive environments.

Intended application

The device is intended for short-term and long-term use and can be applied several times per day. The device is intended to be used in contact with intact skin. The device is intended for refurbishment and reuse.

Expected service life

The expected service life is 10 years. For complete information regarding the service life of the device, see www.etac.com.

Indications


Indication for use is disability, including, but not limited to, an individual with fluctuating balance issues, physiological and/or functional impairment, and/or a history of falls.


Contraindications


There are no known contraindications.

Warnings

Warnings describing a risk element for a specific action or setting of the device can be found in the relevant section.

 When moving sideways, do not lean on just one arm support.

 Do not stand on the device

 A defective device must not be used.

Declaration of conformity

The device meets the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

The device is tested and meets the requirements of the EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Pre-purchase information

Pre-purchase information can be found at www.etac.com.

Adverse event

In case of an adverse event occurred in relation to use of the device, it should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to the manufacturer.

Customization

is everything that goes beyond the manual's instructions and settings. Device specially adapted by the customer must not retain Etac's CE marking. Etac's warranty expires.

If there is any uncertainty regarding the execution of the customization, consult Etac.

Device coupled with another device may not retain either device's CE mark unless combination agreements exist. Contact Etac for current information.

Device description [Figure A](#)

1. Seat
2. Leg
3. Ferrule
4. Arm support
5. Back support
6. Product label
7. Item no label

Symbols, labels [Figure B](#)

Symbols in the manual and on the device:


1. Warning, precaution or limitation.
2. Useful advice and tips.
3. Material for recycling.
4. A height difference of more than one hole is not allowed for chair legs.
5. When moving sideways, do not lean on just one arm support.
6. Maximum user weight (see technical data)
- 7-8. Cleaning (see maintenance)
9. Read instructions for use
10. Showing option 1 of two possible options.
11. Showing option 2 of two possible options.
12. Product weight

Explanation item no label: [Figure C](#)

1. Product name
2. Product description
3. Serial number
4. Item number
5. Date of manufacture
6. Barcode acc. to GS1-128 GTIN-14 and serial number*

*The device's date of manufacture can be read from the barcode on the device. The number 11 is shown below the barcode in brackets. The number combination after these brackets is the date of manufacture.

Technical data [Figure D](#)**Installation** [Figure E](#)

 A height difference of more than one hole is not allowed for chair legs.

Dismantling [Figure F](#)

1. Back support
2. Leg
3. Arm support

Maintenance

Clean the device with a solvent-free detergent which has a pH of 5-9, or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85 °C if so required.

Constituent materials are corrosion-resistant. 5-year guarantee against material and manufacturing defects. For terms and conditions, see www.etac.com.

Storage

The device should be stored indoors in a dry place at a temperature above 5 °C. If the device has been stored for a long time (more than four months), its function must be checked by an expert before use.

Accessories [Figure G](#)

- Swift:** 1. Back support 2. Arm support
3. Soft seat **4.** Soft back **5.** Soap dish/
 Lid support/Shower head holder
6. Toilet paper holder
Smart/Edge/Easy: 7-9. Soft seat
Smart, Easy: 10. Turning plate

da Dansk

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac. For at undgå beskadigelse under samling, håndtering og brug er det vigtigt at læse denne manual og gemme den til fremtidig reference. Du kan også finde den på www.etac.com. Du kan vælge dit sprog via "International" og "Local websites". Her finder du endvidere supplerende produktokumentation som f.eks. oplysninger til ordinerende læger, vejledninger før køb og renoveringsanvisninger.

I manualen er brugeren den person, som sidder i stolen. Hjælperen er den person, der hjælper brugeren.

Beskrivelse af produktet

Swift, Smart, Edge og Easy har et stabilt design med indbygget fleksibilitet, der tilpasser sig ujævne gulve. Alle produkter har højdejusterbare ben, der er nemme at montere. Benene er vinklet udad for at maksimere stabiliteten uanset højde. Alle produkter er udstyret med dupsko, der giver et godt greb, selv på ujævne og våde gulve. Produkterne kan vippe fremad som yderligere hjælp til at rejse sig. Sæderne fås i forskellige former og er alle designet med et skridsikkert mønster, der sikrer et sikkert og skridsikkert sæde, selv når det er vådt. Sæderne har også drænhuller, der effektivt fjerner overskydende vand.

Tilsigtet formål

Swift, Smart, Edge og Easy (herefter også kaldet produktet) er medicinsk udstyr, der er beregnet til at mildne eller kompensere for en funktionsnedsættelse på grund af en skade eller et handicap. Produktet er designet til at fremme personlig hygiejne og give stabilitet og støtte under bruseren eller i badekarret.

Målbrugergruppe

Produktets brugergruppe er baseret på funktionsevne og ikke en specifik diagnose, helbredstilstand eller alder. Det er beregnet til personer med en højde på mindst 146 cm eller en vægt på mindst 40 kg.

Sekundære brugere af produktet er hjælpere, der yder assistance, og klinikere/teknikere, der konfigurerer produktet.

Tilsigtet miljø

Produktet er beregnet til indendørs brug i hjemmet eller på institutioner og er velegnet til brug i badeværelser, men ikke i svømmehaller eller lignende korroderende omgivelser.

Tilsigtet anvendelse

Produktet er beregnet til kortvarig og langvarig brug og kan anvendes flere gange om dagen. Produktet er beregnet til at blive brugt i kontakt med intakt hud.

Produktet er beregnet til rengøring og genanvendelse.

Forventet brugslevetid

Den forventede brugslevetid er 10 år. For fuldstændige oplysninger om produktets brugslevetid henvises til www.etac.com.

Indikationer


Indikationen for brug er nedsat funktionsevne, herunder, men ikke begrænset til, en person med varierende balanceproblemer, fysiologisk og/eller funktional svækkelse og/eller fald i anamnesen.


Kontraindikationer


Der er ingen kendte kontraindikationer.

Advarsler

Advarsler, der beskriver et risikoelement for en specifik handling eller indstilling af produktet, kan findes i det relevante afsnit.

 Brugeren må ikke kun læne sig mod én armstøtte ved sidelæns bevægelse.

 Stå ikke på produktet

 Et defekt produkt må ikke anvendes.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Produktet er testet og opfylder kravene i EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Oplysninger før køb

Oplysninger før køb kan findes på www.etac.com.

Uønsket hændelse

Hvis der opstår en uønsket hændelse i forbindelse med produktet, skal hændelsen indberettes til den lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed uden unødigt forsinkelse. Den lokale forhandler vil videre-sende oplysningerne til producenten.

Tilpasning

omfatter alt, hvad der ligger uden for manualens instruktioner og indstillinger. Et produkt, der er særligt tilpasset af kunden, må ikke have Etacs CE-mærkning. Etacs garanti udløber.

Hvis der opstår nogen som helst tvivl om udførelsen af tilpasningen, bedes du kontakte Etac.

Produkter, der kombineres med andre produkter, må ikke bevare nogen af produkternes CE-mærkninger, medmindre der foreligger en aftale om kombinationen. Kontakt Etac for aktuelle oplysninger.

Produktbeskrivelse [Figur A](#)

1. Sæde
2. Ben
3. Dupsko
4. Armstøtte
5. Rygstøtte
6. Produktmærkat
7. Varenr.-mærkat

Symboler, mærkater [Figur B](#)

Symboler i manualen og på produktet:

1. Advarsel, forholdsregel eller begrænsning.
2. Nyttige råd og tips.
3. Materiale til genanvendelse.
4. En højdeforskel på mere end ét

hul er ikke tilladt for stoleben. **5.** Brugeren må ikke kun læne sig mod én armstøtte ved sidelæns bevægelse. **6.** Maks. brugervægt (se tekniske data) **7-8.** Rengøring (se vedligeholdelse) **9.** Læs brugsanvisningen **10.** Viser mulighed **1** af to valgmuligheder. **11.** Viser mulighed **2** af to valgmuligheder. **12.** Produktets vægt

Forklaring til Varenr.-mærkat: [Figur C](#)

1. Produktnavn **2.** Produktbeskrivelse
3. Serienummer **4.** Varenummer
5. Fremstillingsdato **6.** Stregkode iht. GS1-128 GTIN-14 og serienummer*

*Produktets produktionsdato kan aflæses på stregkoden på produktet. Tallet 11 vises under stregkoden i parentes. Talkombinationen efter denne parentes er produktionsdatoen.

Tekniske data [Figur D](#)

Montering [Figur E](#)



En højdeforskel på mere end ét hul er ikke tilladt for stoleben.

Afmontering [Figur F](#)

1. Rygstøtte **2.** Ben **3.** Armstøtte

Vedligeholdelse

Rengør produktet med et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler, der har en pH-værdi på 5-9, eller med en desinfektionsopløsning på 70 %. Kan dekontamineres ved maks. 85 °C, hvis det er nødvendigt. De anvendte materialer er korrosionsbestandige. 5 års garanti mod materiale- og fabriksfejl. For vilkår og betingelser henvises til www.etac.com.

Opbevaring

Produktet skal opbevares indendørs på et tørt sted ved en temperatur på over 5 °C. Hvis produktet har været opbevaret i længere tid (mere end fire måneder), skal dets funktion kontrolleres af en ekspert før brug.

Tilbehør [Figur G](#)

Swift: **1.** Rygstøtte **2.** Armstøtte **3.** Blødt sæde **4.** Blød ryg **5.** Sæbeskål/lågstøtte/bruserholder **6.** Toilettrulleholder
Smart/Edge/Easy: **7-9.** Blødt sæde



Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben. Um Schäden bei der Montage, Handhabung und Verwendung zu vermeiden, ist es wichtig, dieses Handbuch zu lesen und es zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Sie finden es auch unter www.etac.com. Sie können Ihre Sprache über den Link „International“ und „Lokale Websites“ auswählen. Hier finden Sie auch weitere Produktdokumentationen, wie Informationen für den verschreibenden Arzt, Informationen vor dem Kauf und Instandsetzungsanleitungen.

In dieser Bedienungsanleitung ist der Benutzer die Person, die auf dem Stuhl sitzt. Die Pflegeperson ist die Person, die dem Benutzer hilft.

Produktbeschreibung

Swift, Smart, Edge und Easy verfügen über ein stabiles Design mit integrierter Flexibilität, wodurch auch Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden. Alle Produkte sind mit höhenverstellbaren Beinen ausgestattet, die sich leicht befestigen lassen. Die Beine sind leicht ausgestellt für eine maximale Stabilität unabhängig von der Höhe. Alle Produkte haben Füße, die auch auf unebenen und nassen Böden für guten Halt sorgen. Die Produkte können nach vorne gekippt werden, um

das Aufstehen noch einfacher zu machen. Die Sitzflächen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und haben alle eine rutschfeste Struktur, die auch bei Nässe einen sicheren und rutschfesten Sitz gewährleistet. Die Sitzflächen verfügen außerdem über Abflusslöcher, über die überschüssiges Wasser effektiv abgelassen wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Swift, Smart, Edge und Easy (im Folgenden auch als „das Gerät“ oder „das Produkt“ bezeichnet) sind Medizinprodukte, die zur Unterstützung von Menschen mit funktionellen Störungen aufgrund von Verletzungen oder Behinderungen vorgesehen sind. Das Gerät wurde entwickelt, um die Körperpflege zu erleichtern und Stabilität und Unterstützung in der Dusche oder Badewanne zu bieten.

Vorgesehene Benutzergruppe

Die für das Produkt vorgesehene Benutzergruppe richtet sich nach den funktionellen Fähigkeiten des Einzelnen und nicht nach einer bestimmten Diagnose, einem bestimmten Gesundheitszustand oder dem Alter. Das Produkt ist für Personen mit einer Körpergröße von mindestens 146 cm und einem Gewicht von mindestens 40 kg bestimmt.

Sekundäre Benutzer des Geräts sind Pflegekräfte, die Hilfe leisten, und Ärzte/Techniker, die das Gerät einrichten.

Vorgesehene Anwendungsumgebung

Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen in Privathaushalten oder Einrichtungen bestimmt und eignet sich für die Verwendung in Nassbereichen, jedoch nicht in Schwimmbädern oder ähnlichen korrosiven Umgebungen.

Vorgesehene Anwendung

Das Produkt ist für den kurz- und langfristigen Gebrauch bestimmt und kann mehrmals täglich angewendet werden. Das Produkt ist für den Kontakt mit intakter Haut vorgesehen. Das Gerät ist für die Aufbereitung und Wiederverwendung vorgesehen.

Voraussichtliche Lebensdauer

Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Vollständige Informationen zur Lebensdauer des Produkts: siehe www.etac.com

Indikationen

Die Indikation zur Verwendung besteht bei einer Behinderung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personen mit wiederkehrenden Gleichgewichtsproblemen, physiologischen und/oder funktionellen Störungen und/oder früheren Stürzen.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Warnhinweise, die Risikoelemente für bestimmte Einsatzarten oder Einstellungen des Produkts beschreiben, sind im entsprechenden Abschnitt aufgeführt.



Bei Seitwärtsbewegungen nicht nur auf einer Armlehne aufstützen.



Nicht auf dem Gerät stehen.



Ein defektes Gerät darf nicht verwendet werden.

CE-Kennzeichnung

Das Gerät entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über

Medizinprodukte.

Das Produkt ist geprüft und erfüllt die Anforderungen der EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informationen vor dem Kauf

Informationen vor dem Kauf finden Sie unter www.etac.com.

Unerwünschte Ereignisse

Alle unerwünschten Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sollten unverzüglich Ihrem Händler vor Ort sowie der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Der Händler vor Ort leitet die Informationen an den Hersteller weiter.

Kundenspezifische Anpassung

Darunter fällt alles, was über die Anweisungen und Einstellungen in der Bedienungsanleitung hinausgeht. Die CE-Kennzeichnung von Etac verfällt für Produkte, die durch den Kunden speziell angepasst wurden. Etacs Garantie erlischt.

Bei Unklarheiten bezüglich der Durchführung der Anpassung wenden Sie sich bitte an Etac.

Falls das Produkt mit einem anderen Produkt kombiniert wird, verfällt die CE-Kennzeichnung beider Produkte, es sei denn, es bestehen Kompatibilitätsvereinbarungen. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Etac.

Gerätebeschreibung [Abbildung A](#)

1. Sitz **2.** Bein **3.** Muffe **4.** Armlehne
5. Rückenlehne **6.** Produktkennzeichnung
7. Art.-Nr.-Etikett

Symbole, Beschriftungen [Abbildung B](#)

Symbole im Handbuch und am Gerät:

1. Warn-, Vorsichtshinweise oder Einschränkungen. **2.** Nützliche Ratschläge und Tipps. **3.** Recyclingfähiges Material. **4.** Ein Höhenunterschied von mehr als einem Loch an den Stuhlbeinen ist nicht zulässig. **5.** Bei Seitwärtsbewegungen nicht nur auf einer Armlehne aufstützen. **6.** Maximales Gewicht des Benutzers (siehe Technische Daten) **7-8.** Reinigung (siehe Wartung) **9.** Gebrauchsanweisung lesen **10.** Zeigt Option **1** von zwei möglichen Optionen. **11.** Zeigt Option **2** von zwei möglichen Optionen. **12.** Produktgewicht

Erläuterung Artikel-Nr. Etikett: ... [Abbildung C](#)

1. Produktname **2.** Produktbeschreibung
3. Seriennummer **4.** Artikelnummer
5. Herstellungsdatum **6.** Barcode nach GS1-128 GTIN-14 und Seriennummer*

*Das Herstellungsdatum des Geräts kann am Barcode auf dem Gerät abgelesen werden. Die Zahl 11 wird unter dem Barcode in Klammern angezeigt. Die Zahlenkombination hinter diesen Klammern ist das Herstellungsdatum.

Technische Daten [Abbildung D](#)

Montage [Abbildung E](#)



Ein Höhenunterschied von mehr als einem Loch an den Stuhlbeinen ist nicht zulässig.

Demontage [Abbildung F](#)

1. Rückenlehne **2.** Bein **3.** Armlehne

Instandhaltung

Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70%-igen Desinfektionslösung. Kann ggf. bei max. 85 °C dekontaminiert werden. Die verwendeten Materialien sind korrosionsbeständig. 5 Jahre Garantie auf Material- und

Fabrikationsfehler. Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen unter www.etac.com.

Lagerung

Das Gerät sollte in Innenräumen trocken bei einer Temperatur über 5 °C gelagert werden. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als vier Monate) gelagert wurde, muss seine Funktion vor der Verwendung von einer Fachkraft überprüft werden.

Zubehör [Abbildung G](#)

Swift: 1. Rückenlehne 2. Armllehne
3. Weicher Sitz 4. Weiches Rückenpolster
5. Seifenschale/Deckelstütze/Duschkopfhalter
6. Toilettenpapierhalter
Smart/Edge/Easy: 7-9. Weicher Sitz
Smart, Easy: 10. Wendeplatte



Italiano

Grazie per aver scelto un prodotto Etac. Per evitare danni durante il montaggio, la manipolazione e l'uso, è importante leggere il presente manuale e conservarlo per consultazioni future. È disponibile anche sul sito www.etac.com. È possibile selezionare la lingua tramite il link "International" e "Local websites". Qui è possibile reperire anche altri documenti relativi al prodotto, tra cui informazioni mediche, guida all'acquisto e istruzioni per il ricondizionamento.

Nel manuale, con il termine utente si intende la persona che siede sulla sedia. L'assistente è invece la persona che lo aiuta.

Descrizione del dispositivo

Swift, Smart, Edge e Easy hanno una struttura stabile e una conformazione versatile per adattarsi anche a pavimenti irregolari. Tutti i dispositivi sono dotati di gambe regolabili in altezza facili da fissare. Le gambe sono inclinate verso l'esterno per garantire la massima stabilità a prescindere dall'altezza. Tutti i dispositivi sono dotati di ghiera che garantiscono una salda aderenza, anche su pavimenti irregolari e bagnati. I dispositivi possono essere inclinati in avanti per aiutare ulteriormente l'utente ad assumere la posizione eretta. I sedili sono disponibili in varie forme e sono tutti progettati con una superficie antiscivolo, che garantisce una seduta sicura e antiscivolo anche quando sono bagnati. Inoltre, sono dotati di fori di scarico che rimuovono efficacemente l'acqua.

Uso previsto

Swift, Smart, Edge e Easy (di seguito denominati anche "il dispositivo" o "il prodotto") sono dispositivi medici destinati ad alleviare o compensare una compromissione funzionale dovuta a lesioni o disabilità. Il dispositivo è progettato per facilitare l'igiene personale e fornire stabilità e supporto nella doccia o nella vasca.

Gruppo di utenti previsti

Il gruppo di utenti del dispositivo si basa sulle capacità funzionali dell'individuo e non su diagnosi specifiche, condizioni di salute o età. È destinato a persone con un'altezza di 146 cm o superiore o un peso di 40 kg o superiore.

Gli utenti secondari del dispositivo sono gli operatori che forniscono assistenza e i medici/tecnici che installano il dispositivo.

Ambiente previsto

Il dispositivo è destinato all'uso interno in ambienti domestici o strutture ed è adatto all'uso in bagni, ma non piscine o ambienti corrosivi simili.

Uso previsto

Il dispositivo è progettato per un uso a breve e a lungo termine e può essere applicato più volte al giorno. Il dispositivo è destinato all'uso a contatto con la cute intatta.

Il dispositivo è destinato al ricondizionamento e al riutilizzo.

Durata utile prevista

La durata utile prevista è di 10 anni. Per informazioni complete sulla durata del dispositivo, consultare www.etac.com.

Indicazioni

Il prodotto è indicato per condizioni di disabilità, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona con problemi di equilibrio instabile, compromissione fisiologica e/o funzionale e/o una storia di cadute.

Controindicazioni

Non vi è alcuna controindicazione nota.

Avvertenze

Le avvertenze che descrivono un elemento di rischio per un'azione o un'impostazione specifica del dispositivo sono riportati nella sezione corrispondente.



Durante lo spostamento laterale, evitare di poggiarsi solamente su un bracciolo.



Non stare in piedi sul dispositivo



Non utilizzare un dispositivo difettoso.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme ai requisiti del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

Il dispositivo è testato e soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informazioni pre-acquisto

Le informazioni di pre-acquisto sono disponibili all'indirizzo www.etac.com.

Evento avverso

In caso di evento avverso verificatosi in relazione all'uso del dispositivo, deve essere segnalato tempestivamente al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

Personalizzazione

Comprende tutti gli aspetti che non rientrano nelle istruzioni e nelle impostazioni del manuale. I dispositivi adattati dai clienti non devono riportare il marchio CE Etac. La garanzia Etac è soggetta a scadenza.

In caso di dubbi sulla realizzazione della personalizzazione, consultare Etac.

Il dispositivo accoppiato a un altro dispositivo non può recare il marchio CE a meno che non sussistano accordi di combinazione. Per maggiori informazioni, contattare Etac.

Descrizione del dispositivo [Figura A](#)

1. Sedile 2. Gamba 3. Ghiera 4. Bracciolo
5. Schienale 6. Etichetta del prodotto
7. Etichetta cod. articolo

Simboli, etichette..... [Figura B](#)

Simboli nel manuale e sul dispositivo:

1. Avvertenze, precauzioni o restrizioni.
2. Consigli e suggerimenti utili. 3. Materiale destinato al riciclaggio. 4. Non è consentita una differenza in altezza superiore a un foro per le gambe delle sedie. 5. Durante lo spostamento laterale, evitare di poggiarsi solamente su un bracciolo. 6. Peso massimo dell'utente (consultare i dati tecnici)

7-8. Pulizia (vedere manutenzione) 9. Leggere le istruzioni per l'uso 10. Mostra l'opzione 1 di due opzioni possibili. 11. Mostra l'opzione 2 di due opzioni possibili. 12. Peso del prodotto

Etichetta descrittiva cod. articolo:.. [Figura C](#)

1. Nome prodotto 2. Descrizione prodotto
3. Numero di serie 4. Codice articolo
5. Data di produzione 6. Codice a barre secondo GS1-128 GTIN-14 e numero di serie*

*La data di produzione del dispositivo può essere verificata dal codice a barre sul dispositivo. Il numero 11 è indicato tra parentesi sotto il codice a barre. La combinazione numerica dopo queste parentesi è la data di produzione.

Dati tecnici [Figura D](#)

Installazione..... [Figura E](#)

Non è consentita una differenza in altezza superiore a un foro per le gambe delle sedie.

Smontaggio [Figura F](#)

1. Schienale 2. Gamba 3. Bracciolo

Manutenzione

Pulire il dispositivo con un detergente privo di solventi con pH 5-9, o con una soluzione disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85 °C se necessario.

I materiali costituenti sono resistenti alla corrosione.

5 anni di garanzia per eventuali difetti del materiale o di fabbricazione. Per termini e condizioni, consultare il sito www.etac.com.

Conservazione

Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e a una temperatura superiore a 5 °C. Se il dispositivo è stato conservato per un lungo periodo (più di quattro mesi), il suo funzionamento deve essere verificato da un esperto prima dell'uso.

Accessori [Figura G](#)

Swift: 1. Schienale 2. Bracciolo 3. Seduta morbida 4. Schienale morbido 5. Portasapone/Supporto coperchio/Supporto per la cornetta doccia 6. Porta carta igienica
Smart/Edge/Easy: 7-9. Seduta morbida
Smart, Easy: 10. Piastra girevole



Nederlands

Hartelijk dank dat u voor een product van Etac hebt gekozen. Om schade tijdens montage, hantering en gebruik te voorkomen, is het belangrijk om deze handleiding te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. U vindt deze handleiding ook op www.etac.com. U kunt uw taal selecteren via de links 'International' en 'Local websites'. Hier vindt u ook andere productdocumentatie, zoals informatie voor voorschrijvers, een keuzehulp en revisie-instructies.

In deze handleiding is de gebruiker degene die in de stoel zit. De verzorger is degene die de gebruiker helpt.

Beschrijving hulpmiddel

Swift, Smart, Edge en Easy hebben een stabiel ontwerp met ingebouwde flexibiliteit en kunnen aan een oneffen vloer worden aangepast. Alle hulpmiddelen hebben in hoogte verstelbare poten die eenvoudig kunnen worden bevestigd. De poten staan naar buiten gericht voor een zo groot mogelijke stabiliteit, ongeacht hun hoogte. Alle hulpmiddelen zijn uitgerust met

beslagringen die een goede grip bieden, zelfs op een oneffen of vochtige vloer. De hulpdelen kunnen naar voren worden gekanteld om opstaan verder te vergemakkelijken. Er zijn verschillende vormen zittingen en ze hebben alle een antislippatroon, waardoor de gebruiker veilig zit en niet van de stoel glijdt, zelfs als de zitting nat is. De zitting is ook voorzien van afvoergaatjes die overtollig water effectief laten verdwijnen.

Beoogd doel

Swift, Smart, Edge en Easy (hierna ook 'het hulpmiddel' of 'het product' genoemd) zijn medische hulpmiddelen die bedoeld zijn om een functionele beperking als gevolg van letsel of beperking te verlichten of te compenseren. Het hulpmiddel is ontworpen om de persoonlijke hygiëne te bevorderen en om stabiliteit en ondersteuning te bieden tijdens het douchen of baden.

Beoogde gebruikersgroep

De gebruikersgroep voor het hulpmiddel is gebaseerd op het functionele vermogen van het individu en niet op een specifieke diagnose, gezondheidstoestand of leeftijd. Het hulpmiddel is bedoeld voor personen met een lengte van 146 cm of meer, of een gewicht van 40 kg of meer.

Secundaire gebruikers van het hulpmiddel zijn zorgverleners die hulp bieden en artsen/technici die het hulpmiddel opstellen.

Beoogde omgeving

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik binnenshuis in thuisomgevingen of instellingen en is geschikt voor gebruik in badkamers, maar niet voor zwembaden of vergelijkbare corrosieve omgevingen.

Beoogde toepassing

Het hulpmiddel is bedoeld voor kort- en langdurig gebruik en kan meerdere keren per dag worden gebruikt. Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in contact met intacte huid. Het hulpmiddel is bedoeld voor renovatie en hergebruik.

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur is 10 jaar. Alle informatie over de levensduur van het hulpmiddel vindt u op www.etac.com.

Indicaties


Indicatie voor gebruik is beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een persoon met evenwichtsproblemen, fysiologische en/of functiebeperkingen en/of die al eerder gevallen is.


Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen

Waarschuwingen die een risico-element voor een specifieke actie of instelling van het hulpmiddel beschrijven, zijn te vinden in het betreffende hoofdstuk.

 Niet op slechts één armleuning leunen als u zijdelings gaat verzitten.

 Ga niet op het hulpmiddel staan.

 Een defect hulpmiddel mag niet worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

Dit hulpmiddel voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Het hulpmiddel is getest en voldoet aan de

eisen van EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informatie vóór aankoop

Informatie vóór aankoop vindt u op www.etac.com.

Ongewenst voorval

Mocht er een ongewenst voorval plaatsvinden met het gebruik van het hulpmiddel, dan moet u dat tijdig melden aan de leverancier en aan de bevoegde autoriteit in uw land. De leverancier zal die informatie doorsturen naar de fabrikant.

Afstemming op de gebruiker

is alles wat verdergaat dan de instructies en instellingen in de handleiding. Een hulpmiddel dat de klant aan zijn/haar specifieke wensen heeft aangepast, mag niet langer de CE-markering van Etac dragen. De garantie van Etac vervalt.

Als u vragen hebt over het doen van aanpassingen aan de wensen van de gebruiker, neem dan contact op met Etac.

Als het hulpmiddel aan een ander hulpmiddel is gekoppeld, dan kan zowel het hulpmiddel als dat andere hulpmiddel zijn CE-markering verliezen, tenzij er een combinatieovereenkomst bestaat. Neem voor actuele informatie contact op met Etac.

Beschrijving hulpmiddel..... [Afbeelding A](#)

1. Zitting
2. Poot
3. Beslag
4. Armsteun
5. Rugleuning
6. Productlabel
7. Label met artikelnr.

Symbolen, labels [Afbeelding B](#)

Symbolen in de handleiding en op het hulpmiddel:

1. Waarschuwing, voorzorgsmaatregel of beperking.
2. Handig advies en tips.
3. Te recyclen materiaal.
4. Een hoogteverschil van meer dan één gat is bij stoelpoten niet toegestaan.
5. Niet op slechts één armleuning leunen als u zijdelings gaat verzitten.
6. Maximaal gebruikersgewicht (zie technische gegevens)
- 7-8. Reiniging (zie onderhoud)
9. Lees de gebruiksaanwijzing
10. Toont optie 1 van twee opties.
11. Toont optie 2 van twee opties.
12. Productgewicht


Verklaring label met artikelnr... [Afbeelding C](#)

1. Productnaam
2. Productbeschrijving
3. Serienummer
4. Artikelnummer
5. Productiedatum
6. Barcode volgens GS1-128 GTIN-14 en serienummer*

*De productiedatum van het hulpmiddel kan worden afgelezen van de barcode op het product. Onder de barcode wordt tussen haakjes het getal 11 weergegeven. De cijfercombinatie na deze haakjes is de productiedatum.

Technische gegevens [Afbeelding D](#)

Installatie [Afbeelding E](#)

 Een hoogteverschil van meer dan één gat is bij stoelpoten niet toegestaan.

Demonteren..... [Afbeelding F](#)

1. Rugleuning
2. Poot
3. Armsteun

Onderhoud

Reinig het hulpmiddel met een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel met een pH van 5-9 of met een oplossing van 70% ontsmettingsmiddel. Kan waar nodig worden ontsmet tot max. 85 °C.

De gebruikte materialen zijn corrosiebestendig. 5 jaar garantie tegen materiaal- en fabricagefouten. Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden.

Opslag

Bewaar het hulpmiddel binnenshuis op een droge plaats bij een temperatuur boven 5 °C. Als het hulpmiddel langere tijd (langer dan vier maanden) is opgeslagen, moet de werking ervan vóór gebruik worden gecontroleerd door een deskundige.

Accessoires [Afbeelding G](#)

1. Rugleuning
 2. Armsteun
 3. Zachte zitting
 4. Zachte rugleuning
 5. Zeepbakje/dekselsteun/douchekophouder
 6. Toilet papierhouder
- Smart/Edge/Easy: 7-9.** Zachte zitting
Smart, Easy: 10. Draaiplaat

no

Norsk

Takk for at du valgte et produkt fra Etac. For å unngå skader ved montering, håndtering og bruk, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen og tar vare på den for fremtidig bruk. Du finner den også på www.etac.com. Du kan velge språk via lenken «International» og «Local websites». Her finner du også annen produktdokumentasjon, som informasjon om foreskrivning, veiledning før kjøp og instruksjoner for rehabilitering.

Brukeren i denne bruksanvisningen er personen som sitter i stolen. Assistenten er personen som hjelper brukeren.

Produktbeskrivelse

Swift, Smart, Edge og Easy har en stabil konstruksjon med innebygd fleksibilitet tilpasset ujevne gulv. Alle enhetene har høydejusterbare ben som er enkle å montere. Bena er vinklet utover for optimal stabilitet uansett høyde. Alle enhetene er utstyrt med gummiføtter som gir godt grep, selv på ujevne og våte gulv. Produktene kan vippe forover, noe som gjør det lettere å reise seg opp. Setene har ulike former, og alle er utviklet med et sklissikkert mønster som gjør setet trygt selv når det er vått. Setet har også dreneringshull som effektivt fjerner overflødig vann.

Tiltenkt bruk

Swift, Smart, Edge og Easy (heretter også kalt «enheten» eller «produktet»), er medisinsk utstyr som er ment for lindring av eller kompensasjon for nedsatt funksjon på grunn av skade eller funksjonsnedsettelse. Produktet er utformet for å tilrettelegge for personlig hygiene og gi stabilitet og støtte i dusjen eller badekaret.

Brukergruppe

Produktets brukergruppe er basert på den enkeltes funksjonsevne og ikke en spesifikk diagnose, helsetilstand eller alder. Det er beregnet for personer med en minimumshøyde på 146 cm, eller en minimumsvekt på 40 kg. Sekundærbrukere av produktet er pleiere som gir assistanse, og helsepersonell/teknikere som konfigurerer produktet.

Tiltenkt miljø

Produktet er ment for innendørs bruk i hjemmemiljøer eller institusjoner, og er egnet for bruk i baderom, men ikke i svømmebassenger eller lignende korroderende miljøer.

Bruksområde

Produktet er ment for korttids- og langtidsbruk, og kan brukes flere ganger daglig. Produktet er ment for bruk i kontakt med intakt hud.

Produktet er ment for renovering og gjenbruk.

Forventet levetid

Forventet levetid er 10 år. Les mer om produktets levetid på www.etac.com.

Indikasjoner


Indikasjon for bruk er funksjonsnedsettelse, inkludert, men ikke begrenset til, en person med varierende balanseproblemer, fysiologisk og/eller funksjonsnedsettelse og/eller tidligere fall.


Kontraindikasjoner


Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

Advarsler

Advarsler som beskriver et risikoelement for en bestemt handling eller innstilling av produktet, finnes i den relevante delen.

 Ikke len deg på bare én armstøtte ved sidelengs forflytning.

 Du skal ikke stå på produktet!

 Et defekt produkt skal ikke brukes.

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravene i forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Produktet er testet og oppfyller kravene i NS-EN ISO 10993-1, NS EN 12182.

Informasjon før kjøp

Produktinformasjon er tilgjengelig på www.etac.com.

Uønskede hendelser

Hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse relatert til bruk av utstyret, skal hendelsen rapporteres til lokal forhandler og nasjonale myndigheter innen rimelig tid. Den lokale forhandleren vil videresende informasjon til produsenten.

Tilpasning

er alt som går utover anvisningene og innstillingene i bruksanvisningen. Produkter som er spesialtilpasset kunden skal ikke bære Etac CE-merke. Etac-garantien ugyldiggjøres.

Ta kontakt med Etac hvis det er usikkerhet tilknyttet gjennomføringen av tilpasningen.

Produkter som er koblet til et annet produkt kan ikke beholde noen av produktenes CE-merker med mindre det er inngått en kombinasjonsavtale. Ta kontakt med Etac for oppdatert informasjon.

Produktbeskrivelse..... [Illustrasjon A](#)

- 1.** Sete **2.** Ben **3.** Gummifot **4.** Armstøtte **5.** Ryggstøtte **6.** Produktetikett **7.** Varenummeretikett

Symboler, etiketter [Illustrasjon B](#)

Symboler i bruksanvisningen og på produktet:

- 1.** Advarsel, forsiktighet eller begrensning. **2.** Nyttige råd og tips. **3.** Materialer til resirkulering. **4.** Det er ikke tillatt med en høydeforskjell på mer enn ett hull for stolbena. **5.** Ikke len deg på bare én armstøtte ved sidelengs forflytning. **6.** Maks brukervekt (se tekniske data) **7-8.** Rengjøring (se vedlikehold) **9.** Les bruksanvisningen **10.** Viser alternativ **1** av to mulige alternativer. **11.** Viser alternativ **2** av to mulige alternativer. **12.** Produktvekt


Forklaring av

varenummeretikett:.....[Illustrasjon C](#)

- 1.** Produktnavn **2.** Produktbeskrivelse **3.** Serienummer **4.** Varenummer **5.** Produksjonsdato **6.** Strekkode i samsvar med GS1-128 GTIN-14 og serienummer*

*Produktets produksjonsdato kan leses av fra strekkoden på produktet. Tallet 11 vises i parentes under strekkoden. Tallkombinasjonen etter disse parentesene er produksjonsdatoen.

Tekniske data..... [Illustrasjon D](#) Montering.....[Illustrasjon E](#)

 Det er ikke tillatt med en høydeforskjell på mer enn ett hull for stolbena.

Demontering[Illustrasjon F](#)

- 1.** Ryggstøtte **2.** Ben **3.** Armstøtte

Vedlikehold

Rengjør produktet med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med en pH på 5–9, eller med en 70 % desinfeksjonsløsning. Kan dekontamineres ved maks. 85 °C ved behov. Materialene er korrosjonsbestandige. 5 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Les vilkår på www.etac.com.

Lagring

Produktet skal oppbevares innendørs på et tørt sted ved en temperatur over 5 °C. Hvis produktet er lagret i en lengre periode (mer enn fire måneder), må produktfunksjonaliteten kontrolleres av en ekspert før bruk.

Tilbehør..... [Illustrasjon G](#)

Swift: 1. Ryggstøtte **2.** Armstøtte **3.** Mykt sete **4.** Myk rygg **5.** Såpeskål/lokkstøtte/dusjhodeholder **6.** Toiletpapirholder **Smart/Edge/Easy: 7–9.** Mykt sete **Smart, Easy: 10.** Dreieplate

Български

Благодарим ви, че избрахте продукт на Etac. За да избегнете повреди по време на сглобяването, боравенето и използването, е важно да прочетете това ръководство и да го запазите за бъдеща справка. Можете да го намерите и на www.etac.com. Можете да изберете вашия език чрез връзките „International“ и „Local websites“. Тук ще намерите и друга документация за продукта, като информация за предписване, ръководство с информация преди покупка и инструкции за възстановяване.

В ръководството потребителят е човекът, седящ на стола. Болногледачът е лицето, което помага на потребителя.

Описание на изделието

Swift, Smart, Edge и Easy имат стабилен дизайн с вградена гъвкавост, която се адаптира към неравни подове. Всички изделия имат регулируеми по височина крака, които са лесни за закрепване. Краката са наклонени навън за максимална стабилност, независимо от височината. Всички изделия са оборудвани с кракраници, които осигуряват добро сцепление, дори и върху неравни и мокри подове. Изделията могат да бъдат наклонени напред, за да се улесни допълнително изправянето. Има различни форми на седалките и всички те са проектирани с неплъзгащ се шаблон, осигуряващ безопасна и неплъзгаща се седалка дори когато е мокра. Освен това седалката има дренажни отвори, които ефективно отстраняват излишната вода.

Предназначение

Swift, Smart, Edge и Easy (наричани отук нататък „изделието“ или „продукта“) са медицински изделия, предназначени за облекчаване на или компенсирани за функционално увреждане поради нараняване или увреждане. Изделието е предназначено да улесни поддържането на лична хигиена и да осигури стабилност и опора под душа или във ваната.

Целева потребителска група

Потребителската група на изделието се базира на функционалната способност на

конкретния човек, а не на специална диагностика, здравословно състояние или възраст. Предназначено е за хора с височина 146 см или повече, или с маса от 40 кг или повече.

Вторичните потребители на изделието са болногледачите, които осигуряват помощ и медицинските специалисти/техници, които настройват изделието.

Предназначена среда на употреба

Изделието е предназначено за употреба на закрито в домашни условия или в институции и е подходящ за използване в бани, но не и в плувни басейни или други подобни корозионни среди.

Предназначено приложение

Изделието е предназначено за краткосрочна и дългосрочна употреба и може да се прилага няколко пъти на ден. Изделието е предназначено да се използва в контакт с неповредена кожа. Изделието е предназначено за ремонт и повторна употреба.

Очакван експлоатационен живот

Очакваният експлоатационен живот е 10 години. За пълна информация относно експлоатационния живот на изделието, вижте www.etac.com.

Показания


Показание за употреба е увреждане, включително, но не само, индивид с променливи проблеми с равновесието, физиологични и/или функционални увреждания и/или история на падания.


Противопоказания


Няма известни противопоказания.

Предупреждения

Предупреждения, описващи даден рисков елемент за определено действие или настройка на изделието, могат да се намерят в съответния раздел.

 Когато се движите настрана, не се облягайте само на един подлакътник.

 Не се качвайте върху изделието

 Не използвайте дефектно изделие.

Декларация за съответствие

Изделието отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия.

Изделието е тествано и отговаря на изискванията, посочени в EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Информация преди покупка

Информация преди покупка може да бъде намерена на www.etac.com.

Нежелано събитие

В случай на нежелано събитие, свързано с употребата на изделието, то трябва своевременно да бъде докладвано на вашия местен търговец и на националния компетентен орган. Местният търговец ще предаде информацията на производителя.

Персонализиране

е всичко, което надхвърля инструкциите и настройките в ръководството. Изделието, специално адаптирано от клиента, не трябва да запазва CE маркировката на Etac. Гаранцията на Etac изтича.

Ако имате някаква неяснота относно изпълнението на персонализирането, консултирайте се с Etac.

Изделието, свързано с друго изделие, не може да задържи CE маркировката на нито едно от изделията, освен ако не съществуват споразумения за комбиниране. Свържете се с Etac за актуална информация.

Описание на изделието **Фигура А**

1. Седалка **2.** Крак **3.** Пръстен **4.** Опора за ръце **5.** Опора за гърба **6.** Етикет на продукта **7.** Етикет на номера на продукта

Символи, етикети **Фигура В**

Символи в ръководството и на изделието:

1. Предупреждение, предпазна мярка или ограничение. **2.** Полезни съвети и насоки. **3.** Материал за рециклиране. **4.** Не се допуска разлика във височината на краката на стола от повече от един отвор. **5.** Когато се движите настрана, не се облягайте само на един подлакътник. **6.** Максимално тегло на потребителя (вижте техническите данни) **7-8.** Почистване (вижте „Поддръжка“) **9.** Прочетете инструкциите за употреба **10.** Показване на опция **1** от две възможни опции. **11.** Показване на опция **2** от две възможни опции. **12.** Тегло на продукта

Обяснение за етикета на номера

на продукта:..... **Фигура С**

1. Име на продукта **2.** Описание на продукта **3.** Сериен номер **4.** Номер на артикула **5.** Дата на производство **6.** Баркод съгл. GS1-128 GTIN-14 и сериен номер*

*Датата на производство на изделието може да се види от баркода на изделието. Под баркода в скоби е показано числото **11**. Числовата комбинация след тези скоби е датата на производство.

Технически данни **Фигура D**

Инсталация..... **Фигура E**



Не се допуска разлика във височината на краката на стола от повече от един отвор.

Разглобяване **Фигура F**

1. Опора за гърба **2.** Крак **3.** Опора за ръце

Поддръжка

Почиствайте изделието с почистващ препарат без разтворители, който има pH 5-9, или с дезинфектант от 70%. Ако е необходимо, може да се обеззарази при максимална температура от 85 °C.

Съставните материали са устойчиви на корозия.

5-годишна гаранция срещу материални и производствени дефекти. За правилата и условията вижте www.etac.com.

Съхранение

Изделието трябва да се съхранява на закрито на сухо място при температура над 5 °C. Ако изделието е съхранявано дълго време (повече от четири месеца), функциите му трябва да бъдат проверени от експерт преди употреба.

Принадлежности **Фигура G**

Swift: **1.** Опора за гърба **2.** Опора за ръце **3.** Мека седалка **4.** Мека задна част **5.** Чаша за сапун/Опора за капак/Държач за душ глава **6.** Държач за тоалетна хартия **Smart/Edge/Easy:** **7-9.** Мека седалка **Smart, Easy:** **10.** Въртяща се плоча

пoužívání, přečtete si tento návod a uchovejte ho pro budoucí použití. Najdete ho také na webových stránkách www.etac.com. Příslušný jazyk můžete zvolit prostřednictvím odkazů „International“ a „Local websites“. Naleznete zde také další dokumentaci k produktům, jako jsou např. informace pro předepisující osoby, průvodce před nákupem a pokyny pro obnovu. V této příručce je uživatel osoba, která sedí na vozíku. Pečovatel je osoba, která pomáhá uživateli.

Popis zařízení

Řady Swift, Smart, Edge a Easy se vyznačují stabilní konstrukcí, která se díky své flexibilitě přizpůsobí nerovným podlahám. Všechna zařízení mají výškově nastavitelné nohy, které se snadno upevňují. Nohy jsou zahnuté směrem ven, aby byla zajištěna maximální stabilita v libovolné výšce. Všechna zařízení jsou vybavena koncovkami, které dobře přilnou i k nerovné a mokré podlaze. Zařízení lze naklonit dopředu pro snazší vstávání. Sedáky jsou různého tvaru a jsou navrženy v protisk-luzovém provedení, které zajišťuje bezpečné sezení bez klouzání i na mokrému povrchu. Sedák je navíc opatřen odtokovými otvory, které účinně odvádí přebytečnou vodu.

Určený účel

Swift, Smart, Edge a Easy (dále rovněž jen „zařízení“ a „výrobek“) jsou zdravotnické prostředky určené ke zmírnění anebo kompenzaci funkčního omezení v důsledku poranění nebo invalidity. Zařízení je navrženo tak, aby usnadňovalo osobní hygienu a poskytovalo stabilitu a oporu ve sprše nebo ve vaně.

Skupina určených uživatelů

Definice skupiny uživatelů zařízení je založena na funkčních schopnostech jednotlivce, nikoli na konkrétní diagnóze, zdravotním stavu nebo věku. Výrobek je určen pro osoby s tělesnou výškou vyšší než 146 cm nebo s hmotností vyšší než 40 kg.

Sekundárními uživateli zařízení jsou pečovatelé poskytující pomoc a zdravotníci/ pracovníci/ technici, kteří provádí nastavení zařízení.

Určené prostředí

Zařízení je určeno k použití v interiéru v domácím prostředí nebo institucích a je vhodné pro použití v koupelnách, nikoli však v bazénech nebo v podobných korozivních prostředcích.

Určené použití

Zařízení je určeno ke krátkodobému a dlouhodobému použití a lze jej používat několikrát denně. Zařízení je určeno k použití v kontaktu s neporušenou pokožkou.

Zařízení je určeno k renovaci a opětovnému použití.

Předpokládaná životnost výrobku

Předpokládaná životnost je 10 let. Úplné informace o životnosti zařízení naleznete na webových stránkách www.etac.com.

Indikace

Indikace použití zahrnuje mimo jiné osoby s poruchami rovnováhy, fyziologickým a/nebo funkčním omezením a/nebo s anamnézou pádů.

Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

Varování

Varování popisující rizika konkrétních úkonů nebo nastavení zařízení naleznete v příslušné části návodu.



Při pohybu do strany se neopírejte pouze o jednu područku.



Na zařízení nestoupejte



Vadné zařízení nesmí být používáno.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Zařízení je otestováno a splňuje požadavky normy EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informace před zakoupením

Informace před zakoupením naleznete na adrese www.etac.com.

Nepříznivá událost

V případě, že v souvislosti s používáním zařízení dojde k nepříznivé události, je třeba ji včas nahlásit místnímu prodejci a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce informaci předá výrobci.

Vlastní nastavení

je vše, co přesahuje pokyny a nastavení uvedené v příručce. Zařízení speciálně upravené zákazníkem nesmí nést označení CE společnosti Etac. Záruka společnosti Etac pozbývá platnosti.

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně vlastního nastavení, obraťte se na společnost Etac.

Je-li zařízení spojeno s jiným zařízením, nesmí ani jedno z nich nést označení CE, pokud neexistuje dohoda o spojení. Aktuální informace vám poskytne společnost Etac.

Popis zařízení **Obrázek A**

1. Sedák **2.** Noha **3.** Koncovka **4.** Područka **5.** Opěrka zad **6.** Štítek výrobku **7.** Štítek s číslem položky

Symboły, štítky **Obrázek B**

Symboły v návodu a na zařízení:

1. Varování, upozornění nebo omezení. **2.** Užitečné rady a tipy. **3.** Materiál pro recyklaci. **4.** Výškový rozdíl větší než jeden otvor není u noh židle povolen. **5.** Při pohybu do strany se neopírejte pouze o jednu područku. **6.** Maximální hmotnost uživatele (viz technické údaje) **7-8.** Čištění (viz část Údržba) **9.** Přečtete si návod k použití **10.** Zobrazuje se možnost **1** ze dvou dostupných možností. **11.** Zobrazuje se možnost **2** ze dvou dostupných možností. **12.** Hmotnost výrobku

Vysvětlení: štítek s číslem

položky: **Obrázek C**

1. Název výrobku **2.** Popis výrobku **3.** Výrobní číslo **4.** Číslo položky **5.** Datum výroby **6.** Čárový kód podle GS1-128 GTIN-14 a výrobní číslo*

*Datum výroby lze načíst z čárového kódu na zařízení. Pod čárovým kódem je v závorkách uvedeno číslo **11**. Číselná kombinace za závorkami je datum výroby.

Technické údaje **Obrázek D**

Instalace **Obrázek E**



Výškový rozdíl větší než jeden otvor není u noh židle povolen.

Demontáž **Obrázek F**

1. Opěrka zad **2.** Noha **3.** Područka **Údržba**

Zařízení čistíte čisticím prostředkem bez rozpuštědel s pH 5-9 nebo 70% dezinfekčním roztokem. Dekontaminace je možná na max. 85 °C, je-li vyžadována.

Materiály výrobku jsou odolné proti korozi.

Uskladnění

Zařízení skladujte ve vnitřních prostorách na suchém místě při teplotě nad 5 °C. Pokud je zařízení skladováno dlouhodobě (déle než čtyři měsíce), musí jeho funkčnost před použitím zkontrolovat odborník.

Příslušenství..... **Obrazek G**

Swift: 1. Opěrka zad **2.** Područka **3.** Měkké sedátko **4.** Měkké opěradlo **5.** Miska na mýdlo/ Podpěra víka/Držák sprchové hlavice **6.** Držák na toaletní papír
Smart/Edge/Easy: 7-9. Měkký sedák
Smart, Easy: 10. Otočná deska



Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Etac. Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών κατά τη συναρμολόγηση, τον χειρισμό και τη χρήση, είναι σημαντικό να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε, επειδή είναι πιθανό να το χρειαστείτε στο μέλλον. Μπορείτε να το βρείτε επίσης στον ιστότοπο www.etac.com. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας μέσω του συνδέσμου «International (Διεθνής ιστότοπος)» και «Local websites (Τοπικοί ιστότοποι)». Εδώ θα βρείτε και άλλα έγγραφα για το προϊόν, όπως πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας με δικαίωμα συνταγογράφησης, οδηγό προαγοράς και οδηγίες αποκατάστασης.

Στο εγχειρίδιο, ο χρήστης είναι το άτομο που κάθεται στο αμαξίδιο. Ο φροντιστής είναι το άτομο που βοηθά τον χρήστη.

Περιγραφή ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Τα Swift, Smart, Edge και Easy έχουν σταθερό σχεδιασμό με ενσωματωμένη ευελιξία που προσαρμόζεται σε ανισόπεδα δάπεδα. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαθέτουν πόδια ρυθμιζόμενου ύψους που μπορούν να προσαρτηθούν εύκολα. Τα πόδια σχηματίζουν γωνία προς τα έξω για μεγιστοποίηση της σταθερότητας ανεξάρτητα από το ύψος. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αντιολισθητικές τάπες που παρέχουν καλή πρόσφυση, ακόμη και σε ανισόπεδα και βρεγμένα δάπεδα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν να γείρουν προς τα εμπρός για περαιτέρω υποβοήθηση κατά τη μετάβαση σε όρθια στάση. Τα καθίσματα έχουν διαφορετικά σχήματα και είναι όλα σχεδιασμένα με αντιολισθητικό μοτίβο, για να κάθεται με ασφάλεια και χωρίς να γλιστράτε ακόμα και όταν είναι βρεγμένα. Επίσης, τα καθίσματα διαθέτουν σπές αποστράγγισης για να απομακρύνεται αποτελεσματικά το περίσσιο νερό.

Προβλεπόμενος σκοπός

Τα Swift, Smart, Edge και Easy (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται και ως «το ιατροτεχνολογικό προϊόν» ή απλώς «το προϊόν») είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται για την ανακούφιση ή την αντιστάθμιση μιας λειτουργικής βλάβης λόγω τραυματισμού ή αναπηρίας. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την προσωπική υγιεινή και να παρέχει σταθερότητα και υποστήριξη στο ντους ή στην μπανιέρα.

Προβλεπόμενη ομάδα χρηστών

Η ομάδα χρηστών για το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθορίζεται με βάση τη λειτουργική ικανότητα κάθε ατόμου και όχι κάποια συγκεκριμένη διάγνωση, πάθηση ή ηλικία. Προορίζεται για άτομα ύψους 146 cm και άνω ή βάρους 40 kg και άνω.

Οι δευτερεύοντες χρήστες του ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι φροντιστές που παρέχουν βοήθεια και ιατροί/τεχνικοί που εγκαθιστούν

και ρυθμίζουν το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Προβλεπόμενο περιβάλλον

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κατοικιών ή ιδρυμάτων. Η χρήση του ενδείκνυται σε μπάνια, αλλά όχι σε πισίνες ή παρόμοια διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Προβλεπόμενη εφαρμογή

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί πολλές φορές την ημέρα. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για χρήση σε επαφή με υγιή επιδερμίδα.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση.

Αναμενόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής είναι 10 έτη. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.etac.com.

Ενδείξεις


Ένδειξη χρήσης αποτελεί η αναπηρία, περίπτωση στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται προβλήματα ισορροπίας με διακυμάνσεις, φυσιολογική και/ή λειτουργική βλάβη και/ή ιστορικό πτώσεων.

Αντενδείξεις


Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

Προειδοποιήσεις


Οι προειδοποιήσεις που περιγράφουν ένα στοιχείο κινδύνου για μια συγκεκριμένη ενέργεια ή ρύθμιση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρατίθενται στη σχετική ενότητα.



Όταν μετακινείτε προς το πλάι, δεν πρέπει να στηρίζετε μόνο στο ένα στήριγμα χεριών.



Δεν πρέπει να στέκεστε επάνω στο ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν αν είναι ελαττωματικό.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EE) 2017/745.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 10993-1 και SS EN 12182.

Πληροφορίες για προαγορά

Πληροφορίες για προαγορά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.etac.com.

Ανεπιθύμητα συμβάντα

Αν τυχόν σημειωθεί κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν όσον αφορά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να αναφέρετε έγκαιρα στον τοπικό σας αντιπρόσωπο και στην εθνική αρμόδια αρχή. Ο τοπικός αντιπρόσωπος θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον κατασκευαστή.

Εξατομίκευση

είναι καθετί που δεν εμπίπτει στις οδηγίες και στις ρυθμίσεις οι οποίες παρατίθενται στο εγχειρίδιο. Κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν στο οποίο έχουν γίνουν ειδικές προσαρμογές από τον πελάτη δεν πρέπει να εξακολουθεί να φέρει να φέρει τη σήμανση CE της Etac. Η εγγύηση της Etac λήγει.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά την πραγματοποίηση της εξατομίκευσης, συμβουλευτείτε την Etac.

Αν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι συνδεδεμένο με κάποιο άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν, κανένα από τα δύο ιατροτεχνολογικά

προϊόντα δεν πρέπει να εξακολουθεί να φέρει τη σήμανση CE εφόσον δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για συνδυασμένη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για τις ισχύουσες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Etac.

Περιγραφή ιατροτεχνολογικού προϊόντος..... **Εικόνα Α**

1. Κάθισμα
2. Πόδι
3. Αντιολισθητική τάπα
4. Στήριγμα χεριών
5. Στήριγμα πλάτης
6. Ετικέτα προϊόντος
7. Ετικέτα κωδ. είδους

Σύμβολα, ετικέτες..... **Εικόνα Β**

Σύμβολα στο εγχειρίδιο και στο ιατροτεχνολογικό προϊόν:

1. Προειδοποίηση, προφύλαξη ή περιορισμός.
2. Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.
3. Υλικό για ανακύκλωση.
4. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά ύψους μεγαλύτερη από μία οπή ανάμεσα στα πόδια του αμαξιδίου.
5. Όταν μετακινείτε στο πλάι, δεν πρέπει να στηρίζετε μόνο στο ένα στήριγμα χεριών.
6. Μέγιστο βάρος χρήστη (Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα) **7-8.** Καθαρισμός (Ανατρέξτε στις εργασίες συντήρησης)
9. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης **10.** Εμφάνιση της επιλογής **1** από δύο πιθανές επιλογές.
11. Εμφάνιση της επιλογής **2** από δύο πιθανές επιλογές.
12. Βάρος προϊόντος


Επεξηγηματική ετικέτα κωδ. είδους:..... **Εικόνα Γ**

1. Ονομασία προϊόντος
2. Περιγραφή προϊόντος
3. Σειριακός αριθμός
4. Κωδικός είδους
5. Ημερομηνία κατασκευής
6. Γραμμοκωδικός κατά GS1-128 και GTIN-14 και σειριακός αριθμός*

*Μπορείτε να διαβάσετε την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τον γραμμοκωδικό που αναγράφεται στο ιατροτεχνολογικό προϊόν. Κάτω από τον γραμμοκωδικό, εμφανίζεται ο αριθμός 11 μέσα σε αγκύλες. Ο συνδυασμός των αριθμών μετά από τις αγκύλες αυτές είναι η ημερομηνία κατασκευής.

Τεχνικά δεδομένα..... **Εικόνα Δ**

Εγκατάσταση..... **Εικόνα Ε**



Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά ύψους μεγαλύτερη από μία οπή ανάμεσα στα πόδια του αμαξιδίου.

Απουναρμολόγηση..... **Εικόνα ΣΤ**

1. Στήριγμα πλάτης
2. Πόδι
3. Στήριγμα χεριών

Συντήρηση

Καθαρίστε το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό χωρίς διαλύτες το οποίο πρέπει να έχει pH 5-9 ή διάλυμα απολυμαντικού με περιεκτικότητα 70%. Αν απαιτείται, μπορείτε να απολυμάνετε το προϊόν σε θερμοκρασία έως και 85 °C. Τα συστατικά υλικά είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

5ετής εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.etac.com.

Αποθήκευση

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικούς χώρους, σε σημείο χωρίς υγρασία και σε θερμοκρασία άνω των 5 °C. Αν έχει παραμείνει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από τέσσερις μήνες), η λειτουργία του πρέπει να ελέγχεται από ειδικό πριν από τη χρήση.

Παρελκόμενα..... **Εικόνα Ζ**

1. Στήριγμα πλάτης
2. Στήριγμα χεριών
3. Μαλακό κάθισμα
4. Μαλακή πλάτη
5. Σαπουνοθήκη/στήριγμα καπακιού/θήκη για

τηλέφωνο ντους **6**. Χαρτοθήκη μπάνιου **Smart/Edge/Easy: 7-9**. Μαλακό κάθισμα **Smart, Easy: 10**. Περιστρεφόμενη πλάκα

es

Español

Gracias por elegir un producto Etac. Para evitar daños durante el montaje, la manipulación y el uso, es importante leer este manual y guardarlo para futuras consultas. El manual también está disponible en www.etac.com. Puede seleccionar su idioma a través del enlace «Internacional» y «Sitios web locales». Aquí encontrará también otra documentación del producto, como información del profesional sanitario, guía previa a la compra e instrucciones de reacondicionamiento.

En el manual, el usuario hace referencia a la persona que se sienta en la silla. El cuidador es la persona que ayuda al usuario.

Descripción del dispositivo

Swift, Smart, Edge y Easy tienen un diseño estable con flexibilidad integrada que se adapta a suelos irregulares. Todos los dispositivos disponen de patas de altura regulable que son fáciles de colocar. Las patas están inclinadas hacia fuera para maximizar la estabilidad independientemente de la altura. Todos los dispositivos están equipados con casquillos que proporcionan un buen agarre, incluso en suelos irregulares y húmedos. Puede inclinarse hacia arriba para facilitar aún más ponerse de pie. Los asientos tienen diferentes formas y cuentan con un diseño antideslizante que garantiza un asiento seguro y antideslizante incluso cuando están húmedos. Los asientos también tienen orificios de drenaje que eliminan eficazmente el exceso de agua.

Uso previsto

Swift, Smart, Edge y Easy (en adelante también denominados «el dispositivo» o «el producto») son dispositivos médicos diseñados para aliviar o compensar un deterioro funcional debido a una lesión o incapacidad. El dispositivo está diseñado para facilitar la higiene personal y proporcionar estabilidad y apoyo en la ducha o la bañera.

Grupo de usuarios previsto

El grupo de usuarios del dispositivo se basa en la capacidad funcional de la persona y no en un diagnóstico, estado de salud o edad específicos. Está diseñado para personas con una altura de 146 cm o más, o una masa de 40 kg o más.

Los usuarios secundarios del dispositivo son cuidadores que proporcionan asistencia y médicos/técnicos que configuran el dispositivo.

Entorno previsto

El dispositivo está diseñado para su uso en interiores en entornos domésticos o instituciones y es adecuado para su uso en cuartos de baño, pero no en piscinas ni entornos corrosivos similares.

Uso previsto

El dispositivo está diseñado para un uso a corto y largo plazo y se puede aplicar varias veces al día. El dispositivo está diseñado para el uso en contacto con piel intacta. El dispositivo se ha diseñado para que pueda reacondicionarse y reutilizarse.

Vida útil prevista

La vida útil prevista es de 10 años. Para obtener más información sobre la vida útil del dispositivo, consulte www.etac.com.

Indicaciones


La indicación de uso es la discapacidad, que incluye, entre otros, a una persona con problemas de equilibrio fluctuante, deterioro fisiológico o funcional o un historial de caídas.


Contraindicaciones


No existen contraindicaciones conocidas.

Advertencias

Las advertencias que describen un elemento de riesgo para una acción o configuración específica del dispositivo se pueden encontrar en la sección correspondiente.

 Cuando se mueva a un lado, no se apoye solo en un reposabrazos.

 No se ponga de pie sobre el dispositivo

 No utilice un dispositivo defectuoso.

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los requisitos del Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

El dispositivo ha sido probado y cumple los requisitos de la norma EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Información previa a la compra

La información previa a la compra se puede encontrar en www.etac.com.

Acontecimientos adversos

En caso de que se produzca un acontecimiento adverso en relación con el uso del dispositivo, deberá informar de la incidencia, a su debido tiempo, a su distribuidor local y a la autoridad competente nacional. El distribuidor local enviará la información al fabricante.

Personalización

es todo lo que va más allá de las instrucciones y ajustes del manual. El dispositivo adaptado especialmente por el cliente no debe mantener el marcado CE de Etac. La garantía de Etac expira.

En caso de duda sobre la realización de la personalización, consulte a Etac.

El dispositivo acoplado a otro dispositivo no puede conservar la marca CE de ninguno de los dispositivos a menos que existan acuerdos de combinación. Póngase en contacto con Etac para obtener información actualizada.

Descripción del dispositivoFigura A

1. Asiento **2.** Pata **3.** Casquillo **4.** Reposabrazos **5.** Respaldo **6.** Etiqueta del producto **7.** Etiqueta del n.º de producto

Símbolos, etiquetasFigura B

Símbolos presentes en el manual y en el dispositivo:

1. Advertencia, precaución o limitación. **2.** Consejos y sugerencias útiles. **3.** Materiales para reciclar. **4.** Para las patas de la silla, no se permiten diferencias de altura de más de un orificio. **5.** Cuando se mueva a un lado, no se apoye solo en un reposabrazos. **6.** Peso máximo del usuario (consulte los datos técnicos) **7-8.** Limpieza (consulte Mantenimiento) **9.** Lea las instrucciones de uso **10.** Se muestra la opción **1** de las dos opciones posibles. **11.** Se muestra la opción **2** de las dos opciones posibles. **12.** Peso del producto


Explicación de la etiqueta del n.º de producto: Figura C

1. Nombre del producto **2.** Descripción del producto **3.** Número de serie **4.** Número de artículo **5.** Fecha de fabricación **6.** Código

de barras según GS1-128 GTIN-14 y número de serie*

*La fecha de fabricación del dispositivo se puede leer en el código de barras del producto. El número 11 se muestra debajo del código de barras entre paréntesis. La combinación numérica después de estos paréntesis es la fecha de fabricación.

Datos técnicosFigura D
Instalación..... Figura E

 Para las patas de la silla, no se permiten diferencias de altura de más de un orificio.

Desmontaje Figura F

1. Respaldo **2.** Pata **3.** Reposabrazos

Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un detergente sin disolventes con un pH de 5 a 9 o con una solución desinfectante al 70 %. Si así lo requiere, puede desinfectarse a una temperatura máxima de 85 °C.

Los componentes son resistentes a la corrosión.

Garantía de 5 años por defectos de materiales y fabricación. Consulte los términos y condiciones en www.etac.com.

Almacenamiento

El dispositivo debe almacenarse en interiores, en un lugar seco y a una temperatura superior a 5 °C. Si el dispositivo ha permanecido almacenado durante mucho tiempo (más de cuatro meses), un experto debe comprobar su funcionamiento antes de utilizarlo.

AccesoriosFigura G

Swift: 1. Respaldo **2.** Reposabrazos **3.** Asiento acolchado **4.** Respaldo acolchado **5.** Plato para jabón/Soporte de la tapa/Soporte del cabezal de ducha **6.** Portarrollos para papel higiénico **Smart/Edge/Easy: 7-9.** Asiento acolchado **Smart, Easy: 10.** Placa de giro

et

Eesti keel

Täname, et valisite Etaci toote. Kokkupaneku, käsitsemise ja kasutamise ajal kahjustuste vältimiseks tuleb see juhend läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida. Leiate selle ka veebilehelt www.etac.com. Oma keele saate valida linkide „International“ ja „Local websites“ kaudu. Siit leiate ka muu tootedokumentatsiooni, nagu väljakirjutaja teabe, ostueelsed juhised ja remondijuhised.

Kasutusjuhendis on „kasutaja“ toolis istuv isik. „Hooldaja“ on kasutajat abistav isik.

Seadme kirjeldus

Seadmete Swift, Smart, Edge ja Easy ehitus on stabiilne ja paindlik, tänu millele saab neid kasutada ka ebaühtlastel põrandatel. Kõigil seadmetel on reguleeritava kõrgusega jalad, mida on lihtne kinnitada. Jalad on väljapoole kallutatud, et maksimeerida stabiilsust olenemata kõrgusest. Kõigil seadmetel on otsakorgid, mis tagavad hea haarduvuse isegi ebaühtlase ja märjal põrandal. Seadmeid saab ettepoole kallutada, et püsti tõusmine oleks veelgi lihtsam. Saadaval on erineva kujuga istmed ja neil kõigil on libisemisvastane muster, mis tagab, et iste on ohutu ja libisemiskindel isegi märjana. Istmetel on ka äraavooluavad, mis eemaldavad tõhusalt liigse vee.

Ettenähtud kasutusotstarve

Swift, Smart, Edge ja Easy (edaspidi „seade“ või „toode“) on meditsiiniseadmed, mis on ette nähtud vigastusest või puudest tingitud

funktionaalise kahjustuse leevendamiseks või kompenseerimiseks. Seade on mõeldud isikliku hügieeni toimingute hõlbustamiseks ning stabiilsuse ja toetuse pakkumiseks duši all või vannis.

Ettenähtud kasutajarühm

Seadme kasutajarühma määratleb inimese funktsionaalne võimekus, mitte konkreetne diagnoos, tervislik seisund ega vanus. See on mõeldud isikutele pikkusega vähemalt 146 cm ja kaaluga vähemalt 40 kg.

Seadme sekundaarsed kasutajad on hooldajad, kes kasutajad abistavad, ja klinitsistid/tehnikud, kes seadme ette valmistavad.

Ettenähtud kasutuskeskkond

Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumis koduses keskkonnas või asutustes ning sobib kasutamiseks vannitubades, kuid mitte ujumisbasseinides ega sarnastes korrosiivsetes keskkondades.

Ettenähtud kasutusala

Seade on mõeldud lühiajaliseks ja pikaajaliseks kasutamiseks ning seda võib kasutada mitu korda päevas. Seade on ette nähtud kasutamiseks kokkupuutel terve nahaga. Seade on mõeldud korduvaks uuendamiseks ja uuesti kasutamiseks.

Eeldatav kasutusiga

Eeldatav kasutusiga on 10 aastat. Täieliku teabe seadme kasutusea kohta leiate veebilehelt www.etac.com.

Näidustused


Kasutamine on näidustatud inimestele, kellel on puue, sealhulgas tasakaalu kõikumine, füüsiline ja/või funktsionaalne kahjustus ja/või varem esinenud kukkumised.


Vastunäidustused


Teadaolevad vastunäidustused puuduvad.

Hoiatused

Sobivast jaotisest leiate hoiatused, mis kirjeldavad konkreetsete tegevuste või seadme seadistustega seotud riske.

 Kõlgsuunas liikumisel ärge toetuge ainult ühele käetoole.

 Ärge seiske seadmel püsti

 Defektset seadet ei tohi kasutada.

Vastavusdeklaratsioon

Seade vastab meditsiiniseadmete määruse (EL) 2017/745 nõuetele.

Seadet on testitud ja see vastab standardi EN ISO 10993-1, SS EN 12182 nõuetele.

Ostueelne teave

Ostueelne teave on saadaval veebilehel www.etac.com.

Kõrvaltoimed

Seadme kasutamise seotud kõrvaltoimetest tuleb ilma tarbetu viivitusega teavitada meie kohalikku edasimüüjat ja riiklikku pädevat ametiasutust. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.

Kohandamine

hõlmab kõiki toiminguid, mis lähevad kaugemale kasutusjuhendis esitatud juhustest ja seadistustest. Kliendi poolt spetsiaalselt kohandatud seadmele ei tohi alles jätta Etaci CE-märgist. Etaci garantii kaotab kehtivuse.

Kui kohandamise osas on kahtlusi, konsulteerige Etaciga.

Muu seadmega ühendamise korral ei pruugi

seade säilitada CE-märgist, kui puudub kombinereerimisluba. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust Etaciga.

Seadme kirjeldus Joonis A

1. Iste **2.** Jalg **3.** Otsakork **4.** Käetugi **5.** Seljatugi **6.** Toote silt **7.** Artikli nr silt

Sümbolid, sildid Joonis B

Kasutusjuhendis ja seadmel olevad sümbolid

1. Hoiatus, ettevaatusabinõu või piirang. **2.** Kasulikkud nõuanded ja näpunäited. **3.** Ringlussevõetav materjal. **4.** Tooli jalgade kõrguse vahe ei tohi olla suurem kui üks ava. **5.** Kõlgsuunas liikumisel ärge toetuge ainult ühele käetoole. **6.** Kasutaja maksimaalne kaal (vt tehnilisi andmeid) **7–8.** Puhastamine (vt hooldust) **9.** Lugege kasutusjuhiseid **10.** Kuvatakse kahest võimalikust valikust valik **1.** **11.** Kuvatakse kahest võimalikust valikust valik **2.** **12.** Toote kaal


Selgitus artikli nr silt: Joonis C

1. Toote nimi **2.** Toote kirjeldus **3.** Seerianumber **4.** Artikli number **5.** Tootmiskuupäev **6.** Vöötкод vastavalt GS1-128 GTIN-14 ja seerianumbrile*

* Seadme tootmiskuupäeva saab lugeda seadme vöötкодilt. Number 11 on esitatud sulgudes vöötкод all. Nende sulgude järel olev number on valmistamiskuupäev.

Tehnilised andmed Joonis D

Paigaldamine Joonis E

 Tooli jalgade kõrguse vahe ei tohi olla suurem kui üks ava.

Lahtivõtmine Joonis F

1. Seljatugi **2.** Jalg **3.** Käetugi

Hooldus

Puhastage seadet lahustivaba puhastusvahendiga, mille pH on 5–9, või 70% desinfitseerimisvahendi lahusega. Vajaduse korral saab desinfitseerida temperatuuril kuni 85 °C. Koostismaterjalid on korrosioonikindlad. 5-aastane garantii materjali- ja koostevigade suhtes. Tingimused leiate veebilehelt www.etac.com.

Hoiundamine

Seadet tuleb hoida siseruumides kuivas kohas temperatuuril üle 5 °C. Kui seadet on hoiundatud pikemat aega (rohkem kui neli kuud), peab ekspert enne kasutamist seadme talitluse üle kontrollima.

Tarvikud Joonis G

Swift: **1.** Seljatugi **2.** Käetugi **3.** Pehme iste **4.** Pehme seljaosa **5.** Seebinõu / kaane tugi / dušitsiku hoidik **6.** Tualett-paber hoidik **Smart/Edge/Easy:** **7–9.** Pehme iste **Smart, Easy:** **10.** Pöörplaad

fi Suomi

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen. Jotta asennuksen, käsittelyn ja käytön aikana ei sattuisi vahinkoja, on tärkeää lukea tämä käyttöohje ja säilyttää se tulevaa tarvetta varten. Sen saa myös osoitteesta www.etac.com. Voit valita kielesi kohdasta "International" ja "Local websites". Täältä löydät myös muita tuoteasiakirjoja, kuten tuotteen määrääjän tiedot, ostoa edeltävät ohjeet ja huolto-ohjeet.

Käyttöohjeessa käyttäjällä tarkoitetaan tuolissa istuvaa henkilöä. Avustajalla tarkoitetaan käyttäjää avustavaa henkilöä.

Laitteen kuvaus

Swift-, Smart-, Edge- ja Easy-malleissa on vakaa muotoilu ja sisäänrakennettu jousi-

vuus, joka mukautuu epätasaisiin lattioihin. Kaikissa laitteissa on korkeussäädettävät jalat, jotka on helppo kiinnittää. Jalat on taivutettu ulospäin, mikä maksimoi vakauden korkeudesta riippumatta. Kaikissa laitteissa on holkkit, jotka takaavat hyvän pidon myös epätasaisilla ja märillä lattioilla. Seisomaan nousemista voidaan helpottaa lisää kallistamalla tuotteita eteenpäin. Istuimia on erimuotoisia, ja niissä kaikissa on luistamaton kumio, joka varmistaa turvallisen ja luistamattoman istuimen myös märkänä. Istuimessa on myös tyhjennysreiät, jotka poistavat tehokkaasti ylimääräisen veden.

Käyttötarkoitus

Swift, Smart, Edge ja Easy (jäljempänä myös "laite" tai "tuote") ovat lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu sairauden tai vamman aiheuttaman toimintakyvyn heikentymisen lievittämiseen tai korvaamiseen. Laite on suunniteltu helpottamaan henkilökohtaista hygieniaa ja antamaan vakautta ja tukea suihkussa tai kylvyssä.

Käyttäjärühmä

Laitteen käyttäjärühmän määrittäminen perustuu potilaan toimintakykyyn eikä tiettyyn diagnoosiin, terveydentilaan tai ikään. Tuote on tarkoitettu henkilöille, joiden pituus on vähintään 146 cm tai joiden paino on vähintään 40kg.

Tuotteen toissijaisia käyttäjiä ovat hoitajat, jotka avustavat tuotteen käytössä, ja lääkärit/teknikot, jotka tekevät tuotteen käyttöönottoasetukset.

Käyttöympäristö

Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön kotiympäristössä tai laitoksissa, ja se sopii käytettäväksi kylpyhuoneissa, mutta ei uima-altaissa tai vastaavissa syövyttävissä ympäristöissä.

Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää useita kertoja päivässä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kosketuksissa ehjään ihoon. Laitteen voi kunnostaa ja käyttää uudelleen.

Odotettavissa oleva käyttöikä

Odotettavissa oleva käyttöikä on 10 vuotta. Lisätietoja tuotteen käyttöiästä saa osoitteesta www.etac.com.

Käyttöaiheet


Käyttöaiheena on toimintakyvyn heikkeneminen muun muassa henkilöllä, jolla on aaltoilevia tasapaino-ongelmia, elintoimintoihin liittyviä ja/tai toimintakyvyn häiriöitä ja/tai aiempia kaatumisia.


Vasta-aiheet

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

Varoitukset

Tiettyyn toimenpiteeseen tai laitteen asettamiseen liittyvät riskit on kuvattu kyseisen jakson kohdassa.

 Jos liikut sivusuunnassa, älä nojaa vain yhteen käsinojaan.

 Laitteen päällä ei saa seistä

 Viallista laitetta ei saa käyttää.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen. Laite on testattu ja täyttää standardien EN ISO 10993-1 ja SS EN 12182 vaatimukset.

Ostoa edeltävät tiedot

Ostoa edeltävät tiedot saa osoitteesta www.etac.com.

Haittatapahtuma

Jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee haittatapahtuma, vaaratilanteet on ilmoitettava paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

Mukautus

Tämä on kaikkea, joka menee käyttöoppaan ohjeita ja säätöjä pidemmälle. Asiakaskohtaisesti muokatussa laitteessa ei saa olla Etacin CE-merkkiä. Etacin takuu raukeaa.

Jos mukautuksen toteutukseen liittyy mitään epävarmuutta, konsultoi Etacia.

Toiseen laitteeseen yhdistetyssä laitteessa ei saa käyttää kummankaan tuotteen CE-merkintää, ellei asiasta ole yhdistelmäsopeuksia. Tarkista ajankohtaiset tiedot Etacilta.

Laitteen kuvaus.....[kuva A](#)

- 1.** Istuinosa **2.** Jalka **3.** Puristinholkki
4. Käsituki **5.** Selkänoja **6.** Tuotteen etiketti
7. Tuotenumerotarra

Symbolit, tarrat [kuva B](#)

Käyttöohjeessa ja laitteessa olevat symbolit:

- 1.** Varoitus, varoimi tai rajoitus.
2. Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä.
3. Materiaalin kierrättäminen. **4.** Tuolin jalkojen korkeusero ei saa olla suurempi kuin yksi reikä. **5.** Jos liikut sivusuunnassa, älä nojaa vain yhteen käsinojaan. **6.** Käyttäjän enimmäispaino (katso tekniset tiedot) **7-8.** Puhdistus (katso huolto) **9.** Lue käyttöohjeet **10.** Näyttää vaihtoehdon **1** kahdesta mahdollisesta vaihtoehdosta. **11.** Näyttää vaihtoehdon **2** kahdesta mahdollisesta vaihtoehdosta. **12.** Tuotteen paino


Selite, tuotteen numerotarra..... [kuva C](#)

- 1.** Tuotteen nimi **2.** Laitteen kuvaus
3. Sarjanumero **4.** Tuotenumero
5. Valmistuspäivä **6.** Viivakoodi standardin GS1-128 GTIN-14 mukaan ja sarjanumero*

*Laitteen valmistuspäivämäärä voidaan lukea laitteessa olevasta viivakoodista. Numero 11 näkyy viivakoodin alapuolella suluissa. Näiden sulkujen perässä oleva numeroyhdistelmä on valmistuspäivämäärä.

Tekniset tiedot [kuva D](#)

Asennus [kuva E](#)

 Tuolin jalkojen korkeusero ei saa olla suurempi kuin yksi reikä.

Purkaminen [kuva F](#)

- 1** Selkänoja **2.** Jalka **3.** Käsinoja

Huolto

Puhdista laite liuotinaineettomalla pesuainella, jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiainella. Tuote kestää puhdistuksen autoklaavissa enintään 85 °C:n lämpötilassa. Käytetyt materiaalit ovat ruostumattomia. 5 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Tarkista käyttöehdot osoitteesta www.etac.com.

Säilytys

Laitetta on säilytettävä kuivassa sisätilassa yli 5 °C:n lämpötilassa. Jos laitetta on varastoitu pitkään (yli neljä kuukautta), asiantuntijan on tarkastettava tuotteen toiminta ennen käyttöä.

Lisävarusteet..... [kuva G](#)

- Swift:** **1.** Selkänoja **2.** Käsinoja
3. Istuinpehmuste **4.** Selkänojan pehmuste

- 5.** Saippua-astia/kansituki/suihkupidiket

- 6.** WC-paperin pidike

Smart/Edge/Easy: 7-9. Istuinpehmuste
Smart, Easy: 10. Kääntölevy

**Français**

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac. Afin d'éviter tout dommage pendant le montage, la manipulation et l'utilisation, il est important de lire ce manuel et de le conserver pour toute consultation ultérieure. Il est également disponible à l'adresse suivante : www.etac.com. Vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur « International » puis en sélectionnant un site Web local. Vous y trouverez également d'autres documents sur les produits, tels que des informations sur le prescripteur, un guide de pré-achat et des instructions de reconditionnement.

Dans le manuel, l'« utilisateur » désigne la personne assise sur la chaise. Le « soignant » désigne la personne aidant l'utilisateur.

Description du dispositif

Les dispositifs Swift, Smart, Edge et Easy offrent un design stable et flexible qui s'adapte même aux surfaces inégales. Tous nos dispositifs sont équipés de pieds réglables faciles à installer. Les pieds sont inclinés vers l'extérieur pour optimiser la stabilité, quelle que soit la hauteur. Tous les dispositifs sont équipés de sabots qui assurent une bonne adhérence, même sur les sols inégaux et humides. Les dispositifs peuvent être inclinés vers l'avant pour aider davantage l'utilisateur à se relever. Les sièges existent dans différentes formes et la matière antidérapante dans laquelle ils sont fabriqués garantit des sièges sécurisés, non glissants même lorsqu'ils sont mouillés. Ils sont également dotés de trous d'écoulement qui éliminent efficacement l'excès d'eau.

Usage prévu

Swift, Smart, Edge et Easy (ci-après également appelé « le dispositif » ou « le produit ») sont des dispositifs médicaux destinés à soulager ou à compenser une déficience fonctionnelle due à une blessure ou à un handicap. Le dispositif est conçu pour faciliter l'hygiène personnelle et assurer stabilité et soutien dans la douche ou la baignoire.

Groupe d'utilisateurs visé

Le groupe cible du dispositif dépend de la capacité fonctionnelle et non de l'âge ou de la pathologie spécifique de la personne. Il est destiné aux personnes dont la taille est supérieure ou égale à 146 cm ou dont le poids est supérieur ou égal à 40 kg.

Les utilisateurs secondaires du dispositif sont les soignants qui fournissent une assistance et les cliniciens/techniciens qui configurent le dispositif.

Environnement prévu

Le dispositif est destiné à une utilisation en intérieur dans des environnements domestiques ou des institutions et convient à une utilisation dans les salles de bains, mais pas dans les piscines ni dans tout autre environnement corrosif similaire.

Utilisation prévue

Le dispositif est destiné à une utilisation à court et à long terme et peut être utilisé plusieurs fois par jour. Le dispositif est destiné à être utilisé au contact d'une peau non lésée. Le dispositif est prévu pour être remis à neuf et réutilisé.

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue est de 10 ans. Pour

des informations détaillées sur la durée de vie du dispositif, consultez le site www.etac.com.

Indications

Le dispositif médical s'adresse à toute personne présentant une invalidité, y compris, mais sans s'y limiter, des troubles de l'équilibre fluctuants, une altération physiologique et/ou fonctionnelle et/ou des antécédents de chutes.

Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication connue.

Avertissements

Les avertissements décrivant un élément de risque pour une action ou un réglage spécifique du dispositif se trouvent dans la section correspondante.



Lorsque vous vous déplacez sur le côté, ne vous appuyez pas sur un seul repose-bras.



Ne pas se mettre debout sur le dispositif



N'utilisez pas de dispositif défectueux.

Déclaration de conformité

Le dispositif est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Le dispositif a été testé et satisfait aux exigences des normes EN ISO 10993-1 et SS EN 12182.

Informations avant l'achat

Les informations avant l'achat sont disponibles sur www.etac.com.

Événement indésirable

En cas d'événement indésirable lié à l'utilisation de l'appareil, signalez tout incident à votre revendeur local et aux autorités nationales compétentes dans les meilleurs délais. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

Personnalisation

désigne tout ce qui va au-delà des instructions et réglages figurant dans le manuel. Un dispositif adapté par le client ne doit pas conserver le marquage CE d'Etac. La garantie Etac n'est plus applicable.

En cas de doute sur la réalisation de personnalisations, consultez Etac.

Deux dispositifs couplés ne peuvent pas conserver leur marquage CE à moins d'accords de groupe. Pour connaître les informations les plus à jour, veuillez contacter Etac.

Description du dispositif [Figure A](#)

- 1.** Siège **2.** Pied **3.** Sabot **4.** Repose-bras
5. Dossier **6.** Étiquette du produit
7. Référence de l'article

Pictogrammes, étiquettes [Figure B](#)

Pictogrammes utilisés dans le manuel et sur le dispositif :

- 1.** Avertissement, précaution ou limitation.
2. Conseils et astuces. **3.** Matériau à recycler.
4. Une différence de taille de plus d'un trou est interdite pour les pieds de chaise.
5. Lorsque vous vous déplacez sur le côté, ne vous appuyez pas sur un seul repose-bras.
6. Poids maximal de l'utilisateur (voir la fiche technique) **7-8.** Nettoyage (voir maintenance)
9. Lire le mode d'emploi **10.** Affichage de l'option **1** parmi deux options possibles.
11. Affichage de l'option **2** parmi deux options possibles. **12.** Poids du produit

Explication de l'étiquette mentionnant la référence de l'article : [Figure C](#)

1. Nom du produit **2.** Description du produit
3. Numéro de série **4.** Référence de l'article
5. Date de fabrication **6.** Code-barres selon les normes GS1-128 et GTIN-14 et numéro de série*

*La date de fabrication du dispositif est indiquée sur le code du dispositif. Le numéro **11** est indiqué entre parenthèses sous le code-barres. La combinaison de chiffres après ces parenthèses correspond à la date de fabrication.

Caractéristiques techniques..... [Figure D](#)
Montage [Figure E](#)

Une différence de taille de plus d'un trou est interdite pour les pieds de chaise.

Démontage..... [Figure F](#)

1. Dossier **2.** Pied **3.** Accoudoir

Entretien

Nettoyez le dispositif avec un agent nettoyant sans solvant dont le pH est de niveau 5- 9 ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70 %. Peut être décontaminée à 85 °C maximum si nécessaire.

Les matériaux constitutifs résistent à la corrosion.

Garantie de cinq ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Les conditions générales sont disponibles sur www.etac.com.

Entreposage

Le dispositif doit être stocké à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température supérieure à 5 °C. Si le dispositif a été stocké pendant une longue période (plus de quatre mois), son fonctionnement doit être vérifié par un expert avant utilisation.

Accessoires [Figure G](#)

Swift : **1.** Dossier **2.** Repose-bras **3.** Siège souple **4.** Dossier souple **5.** Porte-savon/Support de couvercle/Support de douche **6.** Porte-papier toilette

Smart/Edge/Easy : **7-9.** Siège souple **Smart, Easy :** **10.** Plateau rotatif

**Hrvatski**

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Etac. Izbjegnite oštećenja pri sastavljanju, rukovanju i uporabi tako što ćete obavezno pročitati ovaj priručnik i spremiti ga za buduću uporabu. Nalazi se i na www.etac.com. Jezik možete odabrati na poveznicama „International“ (međunarodno) i „Local websites“ (lokalne internetske stranice). Ovdje možete pronaći i ostalu dokumentaciju o proizvodu, kao što su liječničke informacije, smjernice prije kupnje i upute za prilagodbu.

U priručniku je korisnik osoba koja sjedi na stolcu. Njegovatelj je osoba koja pomaže korisniku.

Opis sredstva

Swift, Smart, Edge i Easy posjeduju stabilan dizajn, s ugrađenom fleksibilnošću za prilagodbu neravnim podovima. Sva sredstva posjeduju jednostavno pričrsvite noge, prilagodljive po visini. Noge su pod kutom prema van, za maksimalnu stabilnost neovisno o visini. Sva sredstva opremljena su nožicama za dobro prijanjanje, čak i na neravnim i mokrim podovima. Sredstva se mogu nagnuti prema naprijed, radi pojednostavljenja ustajanja. Postoje različiti oblici sjedala i svi su dizajnirani s protukliznim uzorkom, osiguravajući sigurno i protuklizno sjedenje, čak i kad je mokro. Sjedalo posjeduje i otvore za odvod, koji

djelotvorno uklanjaju višak vode.

Namjena

Swift, Smart, Edge i Easy (u daljnjem tekstu: „sredstvo“ ili „proizvod“) je medicinsko sredstvo namijenjeno ublažavanju ili kompenzaciji funkcionalnog oštećenja uslijed ozljede ili invaliditeta. Sredstva su načinjena za pojednostavljenje osobne higijene, uz stabilnost i potporu po tušem ili u kadi.

Predviđeni korisnici

Predviđeni korisnici sredstva ovise o individualnoj funkcionalnoj sposobnosti, a ne specifičnoj dijagnozi, zdravstvenom stanju ili dobi. Namijenjeno je osobama višima od 146 cm i težima od 40 kg.

Sekundarni su korisnici sredstva njegovatelji koji pružaju pomoć te bolničari/tehničari koji sredstvo postavljaju.

Namjensko okruženje

Sredstvo je namijenjeno uporabi u zatvorenom prostoru kućnog okruženja ili u ustanovama i prikladno je za uporabu u kupaonicama, ali ne i bazenima i sličnim korozivnim okruženjima.

Primjena

Sredstvo je namijenjeno kratkotrajnoj i dugotrajnoj uporabi, i može se primijeniti nekoliko puta dnevno. Sredstvo je namijenjeno uporabi u dodiru s neoštećenom kožom. Sredstvo se može obnoviti i ponovo uporabiti.

Očekivan vijek trajanja

Očekivan vijek trajanja je 10 godina. Potpune informacije o vijeku trajanja sredstva potražite na www.etac.com.

Indikacije

Indikacije za uporabu su posebne potrebe, uključujući ali ne i ograničujući se na osobe s fluktuirajućim poremećajima ravnoteže, fiziološkim i/ili funkcionalnim oštećenjima i/ili anamnezom padova.

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Upozorenja

Upozorenja koja opisuju rizik određene radnje ili postavke sredstva potražite u odgovarajućem odjeljku.



Pri bočnom pomicanju, ne oslanjajte se samo na jedan oslonac ruku.



Ne stojte na sredstvu.



Ne upotrebljavajte neispravno sredstvo.

Izjava o sukladnosti

Sredstvo udovoljava uvjetima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim sredstvima.

Sredstvo je ispitano i udovoljava uvjetima standarda EN ISO 10993-1 i SS EN 12182.

Informacije prije kupnje

Informacije prije kupnje možete pronaći na www.etac.com.

Nuspojave

U slučaju nuspojave povezanih s uporabom sredstva, morate ih pravodobno prijaviti lokalnom trgovcu i nadležnom državnom tijelu. Lokalni trgovac prosljedit će ove informacije proizvođaču.

Prilagodba

je sve izvan uputa i postavki iz priručnika. Sredstvo koje kupac posebno prilagodi ne smije zadržati CE oznaku tvrtke Etac. Gubi se jamstvo tvrtke Etac.

U slučaju nedoumica povezanih

s prilagodbama, kontaktirajte tvrtku Etac.

Ovo sredstvo u kombinaciji s drugim sredstvom ne smije zadržati CE oznaku bilo kojeg od njih, osim u slučaju postojanja sporazuma o kombiniranju. Za najnovije informacije kontaktirajte tvrtku Etac.

Opis sredstva..... [Slika A](#)

1. Sjedalo **2.** Noga **3.** Nožica **4.** Oslonac ruku **5.** Oslonac leđa **6.** Oznaka proizvoda **7.** Brojčana oznaka

Simboli, oznake [Slika B](#)
Simboli u priručniku i na sredstvu:

1. Upozorenje, predostrožnost ili ograničenje. **2.** Korisne obavijesti i savjeti. **3.** Reciklabilan materijal. **4.** Za noge stolca nije dopuštena razlika u visini veća od jedne rupe. **5.** Pri bočnom pomicanju, ne oslanjajte se samo na jedan oslonac ruku. **6.** Maksimalna težina korisnika (pogledajte tehničke podatke) **7 – 8.** Čišćenje (pogledajte održavanje) **9.** Pročitajte upute za uporabu **10.** Pokazuje se mogućnost br. **1.**, od dvije moguće. **11.** Pokazuje se mogućnost br. **2.**, od dvije moguće. **12.** Težina proizvoda

Pojašnjenje brojčane oznake:..... [Slika C](#)

1. Naziv proizvoda **2.** Opis proizvoda **3.** Serijski broj **4.** Broj stavke **5.** Datum proizvodnje **6.** Crtični kôd prema GS1-128 GTIN-14 i serijski broj*

*Datum proizvodnje sredstva može se očitati s crtičnog kôda na sredstvu. Broj **11** je ispod crtičnog kôda, unutar zagrada. Kombinacija brojeva nakon tih zagrada je datum proizvodnje.

Tehnički podaci [Slika D](#)**Instaliranje [Slika E](#)**

Za noge stolca nije dopuštena razlika u visini veća od jedne rupe.

Rastavljanje [Slika F](#)

1. Oslonac leđa **2.** Noga **3.** Oslonac ruku

Održavanje

Očistite sredstvo deterdžentom koji ne sadrži otapala s pH vrijednošću 5 – 9 ili 70 %-tnom dezinfekcijskom otopinom. Može se dekontaminirati pri maks. 85 °C, ako je to potrebno. Sastavni materijali otporni su na koroziju. 5 godina jamstva na materijalne i proizvodne nedostatke. Uvjete i odredbe potražite na www.etac.com.

Pohrana

Proizvod se mora pohraniti u zatvoren prostor, na suhom mjestu, pri temperaturi većoj od 5 °C. Ako je proizvod bio pohranjen dulje vrijeme (dulje od četiri mjeseca), prije uporabe ga mora pregledati stručnjak.

Pribor [Slika G](#)

Swift : **1.** Oslonac leđa **2.** Oslonac ruku **3.** Mekano sjedište **4.** Mekan oslonac **5.** Posuda za sapun/potpورا poklopcu/držać ručnog tuša **6.** Držać toaletnog papira **Smart/Edge/Easy: 7 – 9.** Mekano sjedište **Smart, Easy: 10.** Zakretna ploča

**Íslenska**

Takk fyrir að velja vöru frá Etac. Mikilvægt er að lesa þessa handbók og varðveita til að forðast skemmdir við samsetningu, meðferð og notkun. Einnig má finna hana á www.etac.com. Hægt er að velja tungumálið í gegnum „alþjóðlegan“ og „staðbundinn vefsíðuhlekk“. Hér má einnig finna önnur fylgigögn vörunnar svo sem upplýsingar um tilvísun og leiðbeiningar fyrir kaup og endurgerð.

Í handbókinni er notandinn sá sem situr í stólnum. Umönnunaraðili er sá sem hjálpar notandanum.

Lýsing á tæki

Swift, Smart, Edge og Easy eru með stöðuga hönnun með innbyggðum sveigjanleika sem aðlagast ójöfnum gólfum. Allar vörur eru með hæðarstillanlegum fótum sem auðvelt er að festa á. Fæturnir hallast út til að hámarka stöðugleika óháð hæð. Allar vörur eru búnar hólkum sem veita gott grip, jafnvel á ójöfnum og blautum gólfum. Hægt er að halla vörunum fram til að auðvelda frekar að standa upp. Sætin eru með mismunandi lögun og öll eru þau hönnuð með skriðvarnarmynstri sem tryggir öruggt sæti með skriðvörn, jafnvel þegar það er blautt. Sætin eru einnig með frænnisligöt sem fjarlægja umframvatn af brettinu á skilvirkan hátt.

Tilgangur

Swift, Smart, Edge og Easy (hér eftir kölluð „tækið“ eða „varan“) eru lækningatæki ætluð til að draga úr virkniskerðingu vegna áverka eða hreyfihömlunar, eða bæta upp fyrir slíka virkniskerðingu. Varan er hönnuð til að auðvelda notendum að sinna persónulegu hreinlæti og veita stöðugleika og stuðning í sturtu eða baði.

Fyrirhugaður notendahópur

Notendahópur vörunnar byggist á virkni getu hvers og eins en er ekki bundinn við sérstaka greiningu, heilsufarsástand eða aldur. Varan er ætluð fyrir einstaklinga 146 cm að hæð eða hærrí eða einstaklinga sem vega 40 kg eða meira.

Aðrir notendur vörunnar eru umönnunaraðilar sem veita aðstoð og aðilar sem setja vöruna upp.

Fyrirhugað umhverfi

Varan er ætluð til notkunar innandyrna á heimilum eða stofnum og hentar til notkunar á baðherbergjum. Hún hentar ekki til notkunar í sundlaugum eða á svipuðum stöðum þar sem hætta er á tæringu vörunnar.

Fyrirhuguð notkun

Varan er ætluð til notkunar í styttri eða lengri tíma og hana má nota nokkrum sinnum á dag. Varan er ætluð til notkunar í snertingu við óskaddaða húð. Varan er ætluð til endurnýtingar og hana má endurbæta.

Áætlaður endingartími

Áætlaður endingartími er 10 ár. Nánari upplýsingar um endingartíma vörunnar er að finna á www.etac.com.

Ábendingar


Ábending fyrir notkun er fötlun, meðal annars hjá einstaklingum með breytileg jafnvægisvandamál, lífeðlisfræðilega og/eða starfræna skerðingu og/eða sögu um byltur.


Frábendingar


Það eru engar þekktar frábendingar.

Varnaðarorð

Finna má varnaðarorð með lýsingum á áhættuþáttum fyrir tiltekna athafnir eða stillingar vörunnar í viðkomandi kafla.

 Við hreyfingar til hliðar skal ekki halla sér aðeins á aðra armstöðina.

 Standið ekki á tækinu

 Ekki má nota gallað tæki.

Samræmisýfirlýsing

Varan uppfyllir kröfur reglugerðar um lækningatæki (ESB) 2017/745.

Varan hefur verið prófuð og uppfyllir skilyrði staðla EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Upplýsingar fyrir kaup

Upplýsingar fyrir kaup er að finna á www.etac.com.

Aukaverkun

Ef vart verður við aukaverkanir í tengslum við tækið skal tilkynna slík tilvik tímanlega til næsta söluaðila og lögbærra landsyfirvalda. Söluaðili áframsendir upplýsingar til framleiðanda.

Sérstilling

eru allar frekari stillingar sem ekki eru í leiðbeiningum og stillingum handbókarinnar. Vara sem hefur verið sérstílt af viðskiptavinum má ekki halda CE-merkingu Etac. Ábyrgð Etac rennur út.

Ef einhver óvissa er til staðar varðandi framkvæmd sérstillingar skal hafa samband við Etac.

Vara sem tengd er við aðra vöru má ekki halda CE-merkingu hvorrar vöru nema samsetningarsamningar séu fyrir hendi. Hafið samband við Etac til að fá nýjustu upplýsingar.

Vörulýsing Mynd A

1. Sæti **2.** Fótur **3.** Hólkur **4.** Armstöð **5.** Bakstöð **6.** Vöruimerking **7.** Merkimíði með vörunn.

Tákn, merkimiðar Mynd B

Tákn sem koma fram í handbókinni og á vörunni:

1. Viðvörn, varnaðarorð eða takmörkun. **2.** Gagnleg ráð og ábendingar. **3.** Efni til endurvinnslu. **4.** Hæðarmunur sem er meira en eitt gat er ekki leyfður fyrir stólfætur. **5.** Við hreyfingar til hliðar skal ekki halla sér aðeins á aðra armstöðina. **6.** Hámarksþyngd notanda (sjá tæknilegar upplýsingar) **7-8.** Hreinsun (sjá viðhald) **9.** Lestu notkunarleiðbeiningar **10.** Valmöguleiki **1** af tveimur mögulegum er sýndur. **11.** Valmöguleiki **2** af tveimur mögulegum er sýndur. **12.** Þyngd vöru


Útskýring á merkimiða með vörunn... Mynd C

1. Vöruheiti **2.** Vörulýsing **3.** Raðnúmer **4.** Vörunúmer **5.** Framleiðsludagsetning **6.** Strikamerki skv. GS1-128 GTIN-14 og raðnúmer*

*Framleiðsludagsetningu vörunnar má sjá á strikamerki hennar. Talan 11 er sýnd undir strikamerkinu í sviga. Talnaröðin eftir þennan sviga er framleiðsludagsetningin.

Tæknilegar upplýsingar Mynd D

Uppsetning Mynd E

 Hæðarmunur sem er meira en eitt gat er ekki leyfður fyrir stólfætur.

Tekið í sundur Mynd F

1. Bakstöð **2.** Fótur **3.** Armstöð

Viðhald

Hreinsið vöruna með leysiefnalasu þvottaefni sem hefur pH-gildi 5–9 eða með 70% sótthreinsandi lausn. Hægt er að afmenga vöruna við hám. 85 °C ef þess er óskað. Innihaldsefnin eru tæringarþolin. 5 ára ábyrgð á efnis- og framleiðslugöllum. Upplýsingar um skilmála eru á www.etac.com.

Geymsla

Geymsla skal vöruna innanhúss á þurrum stað við hitastig yfir 5 °C. Ef varan hefur verið geymd

lengi (lengur en fjóra mánuði) þarf sérfræðingur að kanna virkni hennar fyrir notkun.

Fylgihlutir Mynd G

Swift: 1. Bakstöð **2.** Armstöð **3.** Mjúk sessa **4.** Mjúkur bakpúði **5.** Sápudiskur/Lokstöð/Haldari fyrir sturtuhaus **6.** Klósettappírshaldari **Smart/Edge/Easy: 7-9.** Mjúkt sæti **Smart, Easy: 10.** Vendiþlata

It Lietuvių k.

Dékojame, kad pasirinkote „Etac“ gamini. Siekiant išvengti žalos montuojant, tvarkant ir naudojant, svarbu perskaityti šį vadovą ir išsaugoti jį ateičiai. Šį vadovą taip pat rasite www.etac.com. Pageidaujama kalba galite pasirinkti spustelėję nuorodą „International“ ir „Local websites“. Čia taip pat rasite ir kitą gaminio dokumentaciją, pvz., informaciją apie receptą išrašantį asmenį, išankstinio pirkimo vadovą ir atnaujinimo instrukcijas.

Vadove nurodomas naudotojas yra asmuo, kuris naudojasi neįgalioje vežimėliu. Slaugytojas yra asmuo, padedantis naudotojui.

Prietaiso aprašymas

„Swift“, „Smart“, „Edge“ ir „Easy“ pasižymi stabilia konstrukcija ir vidiniu lankstumu, leidžiančiu prisitaikyti prie nelygių grindų. Visi prietaisai yra su reguliuojamo aukščio kojomis, kurias lengva pritvirtinti. Kojos platėja į išorę, kad būtų užtikrintas didžiausias stabilumas nepriklausomai nuo aukščio. Visi prietaisai yra su antgaliais, kurie užtikrina gerą sukibimą net ant nelygių ir drėgnų grindų. Prietaisus galima pakreipti į priekį, kad būtų lengviau atsistoti. Sėdynės gali būti įvairių formų, jos visos yra su neslidžiu paviršiumi, kad būtų galima saugiai sėdėti neslystant net kai sėdynė šlapia. Sėdynės taip pat turi vandens išbėgimo angas, per kurias efektyviai pašalinamas vandens perteklius.

Paskirtis

„Swift“, „Smart“, „Edge“ ir „Easy“ (toliau – prietaisas arba gaminy) yra medicinos prietaisai, skirti funkciniam sutrikimui dėl sužeidimo arba negalios sumažinti arba kompensuoti. Prietaisas sukurtas taip, kad palengvintų asmens higienos procedūras ir suteiktų stabilumą bei atramą duše ar vonioje.

Numatoma naudotojų grupė

Prietaiso naudotojų grupė priklauso nuo asmens funkcinių galimybių, o ne nuo konkrečios diagnozės, sveikatos būklės ar amžiaus. Jis skirtas asmenims, kurių ūgis yra nuo 146 cm arba kurie sveria nuo 40 kg.

Kiti prietaiso naudotojai yra slaugytojai, teikiantys pagalbą, ir prietaisą montuojantys gydytojai ar technikai.

Numatytoji naudojimo aplinka

Prietaisas skirtas naudoti namų aplinkoje ir įstaigose. Jį galima naudoti vonios kambaryuose, bet ne baseinuose ar panašioje koroziją sukeliančioje aplinkoje.

Numatytasis naudojimas

Prietaisas skirtas trumpalaikiam ir ilgalaikiam naudojimui ir juo galima naudotis kelis kartus per dieną. Prietaisą naudojančio asmens oda turi būti sveika. Prietaisą galima atnaujinti ir naudoti pakartotinai.

Numatoma eksploataavimo trukmė

Numatoma eksploataavimo trukmė yra 10 metų. Išsamios informacijos apie prietaiso eksploataavimo trukmę ieškokite www.etac.com.

Naudojimo indikacijos

Naudojimo indikacijos yra šios: negalia,


įskaitant, bet neapsiribojant, pusiausvyros sutrikimai, fiziologiniai ir (arba) funkciniai sutrikimai, ir (arba) nukritimas.


Kontraindikacijos


Nėra žinomų kontraindikacijų.

Įspėjimai

Įspėjimai, apibūdinantys konkretaus veiksmo ar prietaiso nustatymo keliamą riziką, pateikti atitinkamame skyriuje.

 Persikeldami į šoną nesiremkite tik į vieną rankos atramą.

 Nestovėkite ant prietaiso

 Sugedusį prietaisą naudoti draudžiama.

Atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus.

Prietaisas išbandytas ir atitinka EN ISO 10993-1, SS EN 12182 reikalavimus.

Išankstinio pirkimo informacija

Išankstinio pirkimo informaciją rasite svetainėje www.etac.com.

Nepageidaujami reiškiniai

Jei kyla su prietaiso naudojimu susijusių nepageidaujamų reiškinių, apie juos reikia laiku pranešti vietos prekybos atstovui ir nacionalinei kompetentingai institucijai. Vietos prekybos atstovas perduos informaciją gamintojui.

Pritaikymas

yra visi veiksmai, kurie nėra pateikti naudojimo instrukcijose ir nustatymuose. Prietaisas, specialiai pritaikytas pagal kliento poreikius, neturėtų turėti „Etac“ CE ženklo. Taip pat nustoja galioti „Etac“ garantija.

Jei kyla neaiškumų, kaip pritaikyti, kreipkitės į „Etac“.

Prietaisą sujungus su kitu prietaisu, taip pat turi būti pašalintas CE ženklas, išskyrus atvejus, kai susitariama dėl naudojimo su kitais prietaisais. Naujausios informacijos teiraukitės „Etac“.

Prietaiso aprašymas..... A pav.

1. Sėdynė **2.** Koja **3.** Antgalis **4.** Rankų atrama **5.** Nugaros atrama **6.** Gaminio etiketė **7.** Prekės etiketė su numeriu

Simboliai, etiketės..... B pav.

Simboliai vadove ir ant prietaiso:

1. Įspėjimas, atsargumo priemonės arba apribojimas. **2.** Naudingieji patarimai. **3.** Perdirbamos medžiagos. **4.** Kėdės kojų aukščio skirtumas negali būti didesnis nei viena reguliavimo anga. **5.** Persikeldami į šoną nesiremkite tik į vieną rankos atramą. **6.** Maksimalus naudotojo svoris (žr. techninius duomenis) **7-8.** Valymas (žr. „Priežiūra“) **9.** Perskaitykite naudojimo instrukciją **10.** Rodomas **1** variantas iš dviejų galimų. **11.** Rodomas **2** variantas iš dviejų galimų. **12.** Gaminio svoris

Prekės etiketės su numeriu

paiškinimas:..... C pav.


1. Gaminio pavadinimas **2.** Gaminio aprašymas **3.** Serijos numeris **4.** Prekės numeris **5.** Pagaminimo data **6.** Brūkšninis kodas pagal GS1-128 GTIN-14 ir serijos numeris*

*Prietaiso pagaminimo datą galima sužinoti nuskaičius prietaiso brūkšninį kodą. Skliausteliuose po brūkšninio kodu rodomas skaičius 11. Skaičių derinys po šiais

skliausteliais yra pagaminimo data.

Techniniai duomenys..... D pav.

Montavimas..... E pav.

 Kėdės kojų aukščio skirtumas negali būti didesnis nei viena skylė.

Išardymas..... F pav.

1. Nugaros atrama **2.** Koją **3.** Rankų atrama

Priežiūra

Prietaisą valykite valikliu be tirpiklių, kurio pH yra 5–9, arba 70 % dezinfekavimo tirpalu. Jei reikia, nukensminkite maks. 85 °C temperatūra.

Sudedamosios dalys atsparios korozijai. Gaminiai suteikiama 5 metų medžiagų ir gamybos defektų garantija. Sąlygas rasite www.etac.com.

Laikymas

Prietaisą laikykite viduje, sausoje vietoje, aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje.

Jei prietaisas laikomas ilgą laiką (ilgiau nei keturis mėnesius), prieš naudojimą jį turi patikrinti specialistas.

Priedai..... G pav.

Swift: **1.** Nugaros atrama **2.** Rankų atrama **3.** Minkšta sėdynė **4.** Minkšta nugaros atrama **5.** Muilo indas / dangčio atrama / dušo galvutės laikiklis **6.** Tualetinio popieriaus laikiklis **Smart / Edge / Easy: 7-9.** Minkšta sėdynė **Smart, Easy: 10.** Pasukimo plokštė



Bahasa Melayu

Terima kasih kerana memilih produk Etac. Bagi mengelakkan kerosakan semasa pemasangan, pengendalian dan penggunaan, adalah penting bagi anda membaca manual ini dan menyimpannya untuk rujukan masa hadapan. Anda juga boleh mendapatkannya di www.etac.com. Anda boleh memilih bahasa anda melalui pautan “Antarabangsa” dan “Laman web tempatan”. Di sini anda juga akan menemui dokumentasi produk yang lain, seperti maklumat pihak yang memberikan preskripsi, panduan prapembelian dan arahan pemuliharaan.

Dalam manual ini, pengguna ialah orang yang duduk di atas kerusi. Penjaga ialah orang yang menolong pengguna.

Penerangan peranti

Swift, Smart, Edge dan Easy mempunyai reka bentuk yang stabil dengan kelenturan terbina dalam yang disesuaikan dengan lantai yang tidak rata. Semua peranti mempunyai kaki yang boleh diselaraskan ketinggiannya dan mudah dipasangkan. Kakinya dicondongkan ke luar untuk memaksimumkan kestabilan tanpa mengira ketinggian. Semua peranti dilengkapi dengan ferul yang memberikan cengkaman yang baik walaupun di atas lantai yang tidak rata dan basah. Peranti ini boleh dicondongkan ke hadapan untuk memudahkan pengguna berdiri. Tempat duduk mempunyai bentuk-bentuk yang berbeza dan kesemuanya direka dengan corak anti gelincir, bagi memastikan tempat duduknya selamat dan tidak tergelincir walaupun dalam keadaan basah. Tempat duduk ini juga mempunyai lubang saliran untuk mengeluarkan air yang berlebihan dengan berkesan.

Tujuan yang dimaksudkan

Swift, Smart, Edge dan Easy (selepas ini juga dirujuk sebagai “peranti” atau “produk”) ialah peranti perubatan yang bertujuan untuk melegakan atau mengimbangi kemerosotan fungsi akibat kecederaan atau hilang upaya. Peranti ini direka untuk memudahkan

pembersihan diri dan memberikan kestabilan dan sokongan dalam bilik mandi atau tab mandi.

Kumpulan pengguna yang dimaksudkan

Kumpulan pengguna peranti ini adalah berdasarkan keupayaan fungsi individu dan bukan pada dianagnosis, keadaan kesihatan atau umur tertentu. Alat ini bertujuan untuk individu dengan ketinggian 146 cm atau lebih, atau berat badan 40 kg atau lebih.

Pengguna sekunder peranti ini ialah penjaga yang memberikan bantuan dan doktor/ juruteknik yang mengurus peranti.

Persekitaran yang dimaksudkan

Peranti ini bertujuan untuk kegunaan dalaman dalam persekitaran rumah atau institusi dan sesuai digunakan di bilik mandi, tetapi bukan untuk kolam renang atau persekitaran menghakis yang serupa.

Penggunaan yang dimaksudkan

Peranti ini bertujuan untuk kegunaan jangka pendek dan jangka panjang dan boleh digunakan beberapa kali sehari. Peranti ini bertujuan untuk digunakan jika bersentuhan dengan kulit yang tidak rosak. Peranti ini bertujuan untuk pengubahsuaian dan penggunaan semula.

Jangka hayat perkhidmatan

Jangka hayat perkhidmatan ialah 10 tahun. Untuk maklumat lengkap berkenaan hayat perkhidmatan peranti, sila layari www.etac.com.

Indikasi


Indikasi penggunaan adalah ketidakupayaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada individu yang mengalami masalah keseimbangan berubah-ubah serta kemerosotan fisiologi dan/atau fungsi, dan/atau pernah terjatuh.


Kontraindikasi


Tiada kontraindikasi yang diketahui.

Amaran

Amaran yang menerangkan elemen risiko bagi suatu tindakan atau tetapan tertentu terhadap produk ini boleh didapati di bahagian yang berkaitan.

 Apabila bergerak ke sisi, jangan bersandar pada satu sokongan tangan sahaja.

 Dilarang berdiri di atas peranti

 Peranti yang rosak tidak boleh digunakan.

Pengisytiharan pematuhan

Peranti ini memenuhi syarat Peraturan Peranti Perubatan (EU) 2017/745.

Peranti ini diuji dan memenuhi syarat EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Maklumat prapembelian

Maklumat prapembelian boleh didapati di www.etac.com.

Kejadian buruk

Sekiranya berlaku kejadian buruk berkaitan dengan penggunaan peranti, sila laporkan kepada pengedar tempatan dan pihak berkuasa kompeten negara secepat mungkin. Pengedar tempatan akan menyampaikan maklumat tersebut kepada pengilang.

Penyesuaian

adalah semua yang melampaui arahan dan tetapan manual. Peranti yang diubahsuai khas oleh pelanggan tidak boleh mengekalkan tanda Etac CE. Tempoh waranti Etac tamat.

Jika tidak pasti tentang apa-apa perkara berkaitan pelaksanaan penyesuaian, sila hubungi Etac.

Peranti yang digabungkan dengan produk lain tidak boleh mengekalkan tanda peranti CE melainkan terdapat persetujuan gabungan. Hubungi Etac untuk maklumat terkini.

Penerangan peranti..... [Rajah A](#)

1. Tempat duduk
2. Kaki
3. Ferul
4. Sokongan tangan
5. Penyandar
6. Label produk
7. Item tidak berlabel

Simbol, label, [Rajah B](#)

Simbol-simbol pada manual dan pada peranti:

1. Amaran, langkah berjaga-jaga atau had.
2. Nasihat dan petunjuk yang berguna.
3. Bahan untuk dikitar semula.
4. Perbezaan ketinggian lebih daripada satu lubang tidak dibenarkan untuk kaki kerusi.
5. Apabila bergerak ke sisi, jangan bersandar pada satu sokongan tangan sahaja.
6. Maksimum berat pengguna (lihat data teknikal)
- 7-8. Pembersihan (lihat penyelenggaraan)
9. Baca arahan penggunaan
10. Menunjukkan pilihan 1 daripada dua pilihan yang mungkin.
11. Menunjukkan pilihan 2 daripada dua pilihan yang mungkin.
12. Berat produk


Penerangan item tanpa label: [Rajah C](#)

1. Nama produk
2. Perihal produk
3. Nombor siri
4. Nombor item
5. Tarikh pengilangan
6. Akses kod bar kepada GS1-128 GTIN-14 dan nombor siri*

*Tarikh pengilangan peranti boleh dibaca melalui kod bar pada peranti. Nombor 11 ditunjukkan di bawah kod bar dalam kurungan. Kombinasi nombor selepas kurungan ini ialah tarikh pengilangan.

Data teknikal [Rajah D](#)

Pemasangan [Rajah E](#)

 Perbezaan ketinggian lebih daripada satu lubang tidak dibenarkan untuk kaki kerusi.

Penanggalan [Rajah F](#)

1. Penyandar
2. Kaki
3. Sokongan tangan

Penyelenggaraan

Bersihkan produk menggunakan sabun mudah larut yang mengandungi pH 5-9 atau 70% larutan pembasmi kuman. Boleh dinyahcemarkan pada suhu maksimum 85°C sekiranya perlu.

Sebahagian bahan-bahannya tahan kakisan. Jaminan 5 tahun terhadap kerosakan bahan dan pembuatan. Untuk terma dan syarat, sila layari www.etac.com.

Penyimpanan

Produk perlu disimpan di dalam rumah di tempat yang kering pada suhu melebihi 5°C. Jika produk telah disimpan untuk masa yang lama (lebih daripada empat bulan), fungsinya mesti diperiksa oleh pakar sebelum digunakan.

Aksesori [Rajah G](#)

- Swift:** 1. Penyandar 2. Sokongan tangan 3. Tempat duduk lembut 4. Tempat menyandar lembut 5. Pinggan sabun/ Penyokong penutup/ Pemegang kepala pancuran mandian 6. Pemegang tisu tandas
- Smart/Edge/Easy:** 7-9. Tempat duduk yang lembut **Smart, Easy:** 10. Plat pemutar



Polski

Điękujemy za wybór produktu marki Etac. Aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu, obsługi i użytkowania, należy przeczytać

niniejszą instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. Można ją również znaleźć na stronie www.etac.com. W celu wyboru języka należy kolejno kliknąć linki „International” (międzynarodowe) i „Local websites” (zlokalizowane wersje witryny). W witrynie znajdują się również inne dokumenty dotyczące produktu, takie jak informacje dla zleceniodawców, poradnik zakupu i instrukcje regeneracji.

W niniejszej instrukcji użytkownik to osoba korzystająca z wózka. Opiekun to osoba pomagająca użytkownikowi.

Opis wyrobu

Swift, Smart, Edge i Easy mają stabilną konstrukcję z wbudowanym modulem elastycznym, która dostosowuje się do nierównych podłóg. Wszystkie wyroby mają nogi o regulowanej wysokości, które można łatwo przymocować. Nogi są nachylone pod kątem na zewnątrz, aby zapewnić maksymalną stabilność niezależnie od wysokości. Wszystkie wyroby są wyposażone w okucia zapewniające dobrą przyczepność, nawet na nierównym i mokrym podłożu. Aby ułatwić wstawanie, wyrób można przechylić do przodu. Dostępne są różne kształty siedzisk i wszystkie mają wzór antypoślizgowy, dzięki któremu siedzisko jest bezpieczne i nie stwarza ryzyka ześlizgnięcia nawet wtedy, gdy jest mokre. W siedzisku znajdują się również otwory odpływowe, które skutecznie odprowadzają nadmiar wody.

Przeznaczenie

Produkty Swift, Smart, Edge i Easy (zwane dalej również wyrobem lub produktem) to wyroby medyczne przeznaczone do łagodzenia lub niwelowania skutków zaburzeń czynnościowych spowodowanych urazem lub niepełnosprawnością. Wyrób został opracowany z myślą o ułatwieniu utrzymania higieny osobistej oraz zapewnieniu stabilności i podparcia pod prysznicem lub w wannie.

Grupa docelowa

Grupa docelowa opiera się na faktycznej sprawności funkcjonalnej osoby, a nie na postawionej diagnozie, stanie zdrowia lub wieku. Produkt przeznaczony jest dla osób o wzroście co najmniej 146 cm lub o masie co najmniej 40 kg.

Użytkownikami wtórnymi wyrobu są opiekunowie udzielający pomocy oraz klinicyści/technicy, którzy konfigurują wyrób.

Środowisko użytkowania

Wyrób jest przeznaczony do użytkowania w środowisku mieszkalnym lub instytucjonalnym i nadaje się do wykorzystania w łazienkach, ale nie na basenach ani w podobnych środowiskach oddziałujących korozyjnie.

Sposób użytkowania

Wyrób jest przeznaczony do zastosowań krótko- i długookresowych oraz może być używany wiele razy na dobę. Wyrób jest przewidziany do kontaktu z nieuszkodzoną skórą. Wyrób nadaje się do regeneracji i ponownego użycia.

Przewidywana żywotność

Przewidywana żywotność produktu wynosi 10 lat. Pełne informacje na temat żywotności wyrobu można znaleźć na stronie www.etac.com.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania jest niepełnosprawność, w tym m.in. problemy z równowagą, zaburzenia fizjologiczne i/lub czynnościowe i/lub historia upadków.


Przeciwwskazania


Nie istnieją żadne znane przeciwwskazania


do używania produktu.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia opisujące ryzyko związane z określoną czynnością lub określonym ustawieniem wyrobu można znaleźć w odpowiedniej części.

 Poruszając się na boki, nie opierając się tylko na jednym podłokietniku.

 Nie stawać na wyrobie.

 Nie należy użytkować wadliwie działającego wyrobu.

Deklaracja zgodności

Wyrób jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Wyrób został przetestowany i spełnia wymagania normy EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informacje dla nabywcy

Informacje dla nabywcy można znaleźć na stronie www.etac.com.

Zdarzenie niepożądane

W razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego w toku eksploatacji wyrobu należy niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie lokalnemu sprzedawcy i odpowiedniemu organowi nadzoru. Lokalny sprzedawca przekaze te informacje do producenta.

Personalizacja

Oznacza wszystko, co wykracza poza opisane tu instrukcje i ustawienia. Wyrób specjalnie dostosowany do potrzeb klienta nie może mieć oznaczenia CE Etac. Gwarancja Etac wygasa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących personalizacji należy skontaktować się z firmą Etac.

Wyrób połączony z innym wyrobem nie może zawierać żadnego znaku CE wyrobu, chyba że istnieją umowy łączone. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z Etac.

Opis wyrobu [Rysunek A](#)

1. Deska
2. Noga
3. Okucie
4. Podłokietnik
5. Oparcie
6. Etykieta produktu
7. Etykieta identyfikacyjna

Symbole, etykiety [Rysunek B](#)

Symbole używane w instrukcji i na wyrobie:

1. Ostrzeżenie, środek ostrożności lub ograniczenie.
2. Przydatne porady i wskazówki.
3. Materiał do recyklingu.
4. Różnica wysokości nóg deski nie może być większa niż jeden otwór.
5. Poruszając się na boki, nie opierając się tylko na jednym podłokietniku.
6. Maksymalny ciężar użytkownika (patrz: dane techniczne)
- 7-8. Czyszczenie (patrz: konserwacja)
9. Przeczytać instrukcję użytkowania
10. Pokazuje opcję 1 z dwóch możliwych opcji.
11. Pokazuje opcję 2 z dwóch możliwych opcji.
12. Ciężar produktu

Wyjaśnienie etykiety

identyfikacyjnej: [Rysunek C](#)

1. Nazwa produktu
2. Opis produktu
3. Numer seryjny
4. Numer artykułu
5. Data produkcji
6. Kod kreskowy w standardzie GS1-128 GTIN-14 i numer seryjny*

*Datę produkcji można odczytać z kodu kreskowego umieszczonego na wyrobie. Poniżej kodu kreskowego znajduje się liczba 11 w nawiasie. Kombinacja cyfr za nawiasem to data produkcji.

Dane techniczne [Rysunek D](#)

Montaż [Rysunek E](#)



Różnica wysokości nóg deski nie może być większa niż jeden otwór.

Demontażu [Rysunek F](#)

1. Oparcie **2.** Noga **3.** Podłokietniki

Konserwacja

Wyrób należy czyścić detergentem niezawierającym rozpuszczalników o pH w zakresie 5–9 lub 70-procentowym roztworem środka dezynfekującego. W razie potrzeby dozwolone jest odkazanie w temperaturze maks. 85 °C. Materiały wykonania są odporne na korozję. 5-letnia gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne. Warunki można znaleźć na stronie www.etac.com.

Przechowywanie

Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 5 °C. Jeśli wyrób nie był używany przez dłuższy czas (ponad cztery miesiące), przed ponownym użyciem jego przydatność musi zostać potwierdzona przez specjalistę.

Akcesoria..... [Rysunek G](#)

Swift: **1.** Oparcie **2.** Podłokietnik **3.** Siedzisko miękkie **4.** Oparcie miękkie **5.** Mydelniczka/podparcie klapy/uchwyt na słuchawkę prysznicową **6.** Uchwyt na papier toaletowy **Smart/Edge/Easy:** **7-9.** Siedzisko miękkie **Smart, Easy:** **10.** Deska obrotowa



Português

Agradecemos a sua escolha de um produto Etac. Para evitar danos durante a montagem, o manuseamento e a utilização, é importante ler este manual e guardá-lo para consulta futura. Também pode encontrá-lo em www.etac.com. Pode selecionar o seu idioma através da hiperligação “Internacional” e “Sites locais”. Aqui também encontrará documentação de outros produtos, como informações para os prescritores, guia de pré-compra e instruções de recondiçãoamento. No manual, o utilizador é a pessoa que está sentada na cadeira. O prestador de cuidados é a pessoa que ajuda o utilizador.

Descrição do dispositivo

Swift, Smart, Edge e Easy têm um design estável com flexibilidade incorporada para se adaptarem a pisos irregulares. Todos os dispositivos têm pernas de altura ajustável que são simples de fixar. As pernas estão inclinadas para fora para maximizar a estabilidade independentemente da altura. Todos os dispositivos estão equipados com ponteiros que proporcionam uma boa aderência, mesmo em pavimentos irregulares e molhados. Os dispositivos podem ser inclinados para a frente para facilitar ainda mais a posição de pé. Existem diferentes formatos de assentos e todos foram concebidos com um padrão antiderrapante, assegurando um assento seguro e antiderrapante mesmo quando estão molhados. Os assentos também têm orifícios de escoamento que retiram eficazmente o excesso de água.

Utilização prevista

Swift, Smart, Edge e Easy (doravante também referidos como “o dispositivo” ou “o produto”) são dispositivos médicos destinados a aliviar ou compensar uma incapacidade funcional devido a uma lesão ou incapacidade. O dispositivo foi concebido para facilitar a higiene pessoal e proporcionar estabilidade e apoio no duche ou na banheira.

Grupo de utilizadores previsto

O grupo de utilizadores do dispositivo baseia-se na capacidade funcional do utilizador e não num diagnóstico, condição de saúde ou idade específicos. Destina-se a indivíduos com uma altura igual ou superior a 146 cm, ou com uma massa igual ou superior a 40 kg.

Os utilizadores secundários do dispositivo são prestadores de cuidados que prestam assistência e os médicos/técnicos que configuram o dispositivo.

Ambiente de utilização previsto

O dispositivo destina-se a uma utilização interior em ambientes domésticos ou instituições e é adequado para utilização em casas de banho, mas não em piscinas ou ambientes corrosivos semelhantes.

Finalidade prevista

O dispositivo destina-se a uma utilização a curto e longo prazo e pode ser utilizado várias vezes por dia. O dispositivo destina-se a ser utilizado em contacto com pele intacta. O dispositivo destina-se a ser recondiçãoado e reutilizado.

Vida útil prevista

A vida útil prevista é de 10 anos. Para obter a informação completa sobre a vida útil do produto, consulte www.etac.com.

Indicações

A indicação de utilização é uma deficiência, incluindo, entre outros, um indivíduo com problemas de equilíbrio flutuante, deficiência fisiológica e/ou funcional e/ou um histórico de quedas.

Contraindicações

Não existem contraindicações conhecidas.

Avisos

Os avisos que descrevem um elemento de risco para uma ação ou definição específica do dispositivo podem ser encontrados na secção relevante.



Ao mover-se de lado, não se apoie num único apoio para os braços.



Não se coloque em pé sobre o dispositivo



Não utilize um dispositivo defeituoso.

Declaração de conformidade

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos.

O dispositivo foi testado e cumpre os requisitos das normas EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informações de pré-compra

As informações de pré-compra podem ser encontradas em www.etac.com.

Acontecimento adverso

Em caso de ocorrência de um acontecimento adverso relacionado com a utilização do dispositivo, este deve ser comunicado ao seu revendedor local e à autoridade nacional competente em tempo útil. O revendedor local reencaminhará as informações para o fabricante.

Adaptação ao paciente

é tudo o que ultrapasse as instruções e definições do manual. O dispositivo especialmente adaptado pelo cliente não deve manter a marca CE da Etac. A garantia da Etac expira.

Se tiver alguma dúvida relativamente à execução da adaptação ao paciente, contacte a Etac.

O dispositivo acoplado a outro dispositivo não pode manter a marcação CE de qualquer um dos dispositivos, a menos que existam acordos de combinação. Contacte a Etac para obter informações atualizadas.

Descrição do dispositivo [Figura A](#)

1. Assento **2.** Perna **3.** Ponteira **4.** Apoios para os braços **5.** Encosto **6.** Etiqueta do produto **7.** Artigo sem etiqueta

Símbolos, etiquetas [Figura B](#)

Símbolos no manual e no dispositivo:

1. Aviso, precaução ou limitação. **2.** Conselhos e sugestões úteis. **3.** Material para reciclagem. **4.** Não é permitida uma diferença de altura de mais de um furo nas pernas da cadeira. **5.** Ao mover-se de lado, não se apoie num único apoio para os braços. **6.** Peso máximo do utilizador (ver as especificações técnicas) **7-8.** Limpeza (ver a manutenção) **9.** Leia as instruções de utilização **10.** Mostra a opção **1** de duas opções possíveis. **11.** Mostra a opção **2** de duas opções possíveis. **12.** Peso do produto

Explicação do artigo sem etiqueta:.. [Figura C](#)

1. Nome do produto **2.** Descrição do produto **3.** Número de série **4.** Número de artigo **5.** Data de fabrico **6.** Código de barras de acordo com GS1-128 GTIN-14 e número de série*

*A data de fabrico do dispositivo pode ser lida a partir do código de barras existente no mesmo. O número 11 é apresentado por baixo do código de barras entre parêntesis. A combinação de números após estes parêntesis é a data de fabrico.

Especificações técnicas..... [Figura D](#)

Instalação..... [Figura E](#)

Não é permitida uma diferença de altura de mais de um furo nas pernas da cadeira.

Desmontagem..... [Figura F](#)

1. Encosto **2.** Perna **3.** Apoios para os braços

Manutenção

Limpe o dispositivo com um detergente sem solventes, que tenha um pH de 5-9, ou com uma solução desinfetante a 70%. Pode ser descontaminado à temperatura máx. de 85 °C, se necessário.

Os materiais constituintes são resistentes à corrosão.

5 anos de garantia para defeitos do material e de fabrico. Para saber os termos e as condições, consulte o site www.etac.com.

Armazenamento

O dispositivo deve ser armazenado no interior, num local seco e a uma temperatura superior a 5 °C. Se o dispositivo tiver sido armazenado durante um longo período (mais de quatro meses), o seu funcionamento deve ser verificado por um especialista antes da utilização.

Acessórios [Figura G](#)

Swift: **1.** Encosto **2.** Apoios para os braços **3.** Assento macio **4.** Encosto macio **5.** Saboneteira/apoio da tampa/suporte da cabeça do chuveiro **6.** Suporte de papel higiénico

Smart/Edge/Easy: **7-9.** Assento macio

Smart, Easy: **10.** Placa giratória



Slovenčina

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Etac. Aby sa zabránilo poškodeniu počas montáže, manipulácie a používania, je dôležité, aby

ste si prečítali tento návod a uschovali ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Nájdete ho aj na webovej stránke www.etac.com. Pomocou odkazu „International“ (Medzinárodné) a „Local websites“ (Miestne webové stránky) si môžete zvoliť svoj jazyk. Nájdete tu aj ďalšiu dokumentáciu k výrobku, ako sú informácie pre predpisujúcich lekárov, sprievodcu pred kúpou a pokyny na renováciu.

V tomto návode predstavuje používateľa osoba, ktorá sedí na stoličke. Opatrovateľ je osoba, ktorá pomáha používateľovi.

Popis pomôcky

Swift, Smart, Edge a Easy majú stabilný dizajn so zabudovanou flexibilitou, ktorá sa prispôsobí nerovným podlahám. Všetky pomôcky majú výškovo nastaviteľné nohy, ktoré sa jednoducho pripájajú. Nohy sú naklonené smerom von pre maximálnu stabilitu bez ohľadu na výšku. Všetky pomôcky sú vybavené pätkami nôh, ktoré poskytujú dobrú príľnavosť aj na nerovných a mokrych podlahách. Pomôcky možno nakloniť dopredu, aby sa ešte viac uľahčilo postavenie sa. K dispozícii sú rôzne tvary sedadiel a všetky sú navrhnuté s protišmykovým vzorom, ktorý zaisťuje bezpečné a protišmykové sedenie, aj keď je mokré. Sedadlá majú tiež odtokové otvory, ktoré účinne odstraňujú prebytočnú vodu.

Určený účel použitia

Swift, Smart, Edge a Easy (ďalej tiež „pomôcka“ alebo „výrobok“) sú zdravotnícke pomôcky určené na zmiernenie alebo kompenzáciu funkčných porúch spôsobených poranením alebo zdravotným postihnutím. Pomôcka je navrhnutá tak, aby uľahčovala osobnú hygienu a zabezpečovala stabilitu a podporu v sprche alebo vani.

Určená skupina používateľov

Skupina používateľov pomôcky je založená na funkčnej schopnosti jednotlivca a nie na konkrétnej diagnóze, zdravotnom stave ani veku. Je určený pre osoby s výškou 146 cm alebo vyššie, s hmotnosťou 40 kg alebo viac.

Sekundárnymi používateľmi pomôcky sú opatrovatelia, ktorí poskytujú pomoc a lekári/technici, ktorí pomôcku nastavujú.

Určené prostredie použitia

Táto pomôcka je určená na použitie v interiéri v domácom prostredí alebo zariadeniach a je vhodná na použitie v kúpeľniach, nie však v bazénoch ani podobnom korozívnom prostredí.

Plánované použitie

Pomôcka je určená na krátkodobé a dlhodobé používanie a môže sa použiť niekoľkokrát denne. Pomôcka je určená na používanie pri kontakte s neporušenou pokožkou. Pomôcka je určená na rekonštrukciu a opakované použitie.

Predpokladaná životnosť

Predpokladaná životnosť výrobku je 10 rokov. Úplné informácie o životnosti pomôcky nájdete na webovej stránke www.etac.com.

Indikácie na použitie


Indikáciou na použitie je zdravotné postihnutie, vrátane, ale nie výlučne, jedinca, ktorý má problémy s rovnováhou, fyziologickú a/alebo funkčnú poruchu a/alebo anamnézu pádov.


Kontraindikácie


Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Výstrahy

Výstrahy, ktoré popisujú rizikový prvok pre konkrétnu činnosť alebo nastavenie pomôcky, nájdete v príslušnej časti.

 Pri pohybe do strany sa neopierajte len o jednu opierku rúk.

 Nestojte na pomôčke

 Poškodenú pomôcku nepoužívajte.

Vyhlasenia o zhode

Pomôcka spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

Pomôcka je testovaná a spĺňa požiadavky normy EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

Informácie pred kúpou

Informácie pred kúpou nájdete na webovej stránke www.etac.com.

Nežiaduce udalosti

V prípade výskytu nežiaducej udalosti v súvislosti s používaním pomôcky je potrebné túto skutočnosť včas nahlásiť miestnemu predajcovi a príslušnému štátnemu orgánu. Miestny predajca postúpi informácie výrobcovi.

Prispôbenie

je všetko, čo presahuje pokyny a nastavenia v návode. Pomôcka špeciálne upravená pre zákazníkov nesmie obsahovať označenie CE spoločnosti Etac. Záruka spoločnosti Etac zaniká.

V prípade pochybností týkajúcich sa prispôbenia, kontaktujte spoločnosť Etac.

Pomôcka spojená s inou pomôckou nesmie obsahovať označenie CE ani jednej z pomôcok, pokiaľ neexistujú kombinované zmluvy. Ak chcete získať aktuálne informácie, kontaktujte spoločnosť Etac.

Popis pomôcky [Obrázok A](#)

1. Sedadlo
2. Noha
3. Päťka nohy
4. Opierka rúk
5. Opierka chrbta
6. Štítok výrobku
7. Štítok s č. položky

Symbols, štítky [Obrázok B](#)

Symbols v návode a na pomôcke:

1. Výstraha, bezpečnostné opatrenie alebo obmedzenie.
2. Užitočné rady a tipy.
3. Materiál na recykláciu.
4. Výškový rozdiel viac ako jeden otvor nie je povolený pre nohy stoličky.
5. Pri pohybe do strany sa neopierajte len o jednu opierku rúk.
6. Maximálna telesná hmotnosť používateľa (pozri technické údaje) 7 – 8. Čistenie (pozri údržbu)
9. Prečítajte si návod na použitie
10. Zobrazená možnosť 1 z dvoch možných možností.
11. Zobrazená možnosť 2 z dvoch možných možností.
12. Hmotnosť výrobku


Vysvetlenie položky bez štítka:..... [Obrázok C](#)

1. Názov výrobku
2. Popis výrobku
3. Sériové číslo
4. Číslo položky
5. Dátum výroby
6. Čiarový kód podľa GS1-128 GTIN-14 a sériové číslo*

*Dátum výroby pomôcky je možné prečítať z čiarového kódu na pomôcke. Pod čiarovým kódom v zátvorkách je zobrazené číslo 11. Číselná kombinácia za týmito zátvorkami predstavuje dátum výroby.

Technické údaje [Obrázok D](#)

Instalácia [Obrázok E](#)

 Výškový rozdiel viac ako jeden otvor nie je povolený pre nohy stoličky.

Demontáž [Obrázok F](#)

1. Opierka chrbta
2. Noha
3. Opierka rúk

Údržba

Pomôcku čistite čistiacim prostriedkom bez obsahu rozpúšťadiel s pH 5 – 9 alebo 70 %

dezinfekčným roztokom. V prípade potreby sa môže dekontaminovať pri max. 85 °C. Základné materiály sú odolné voči korózii. 5-ročná záruka proti chybám materiálu a výrobným chybám. Podmienky nájdete na webovej stránke www.etac.com.

Skladovanie

Pomôcku skladujte v interiéri na suchom mieste pri teplote vyššej ako 5 °C. Ak bola pomôcka uskladnená po dlhšiu dobu (viac ako štyri mesiace), musí jej funkčnosť pred použitím skontrolovať odborník.

Príslušenstvo [Obrázok G](#)

- Swift: 1.** Opierka chrbta **2.** Opierka rúk
3. Mäkké sedadlo **4.** Mäkká opierka chrbta
5. Miska na mydlo/Podpera dosky/Držiak sprchovej hlavice **6.** Držiak na toaletný papier
Smart/Edge/Easy: 7 – 9. Mäkké sedadlo
Smart, Easy: 10. Otočná platňa

بيان التوافق

يستوفي هذا الجهاز متطلبات لائحة الأجهزة الطبية
(EU) 2017/745.

وقد تم اختيار الجهاز وتبين أنه يستوفي متطلبات المعيار
EN ISO 10993-1 و SS EN 12182.

معلومات ما قبل الشراء

يمكن العثور على معلومات ما قبل الشراء على الموقع
www.etac.com.

الأحداث الضارة

في حالة وقوع حادث ضار مرتبط باستخدام المنتج، يجب إبلاغ
الوكيل المحلي والسلطة الوطنية المختصة في الوقت المناسب.
وسيقوم الوكيل المحلي بإرسال المعلومات إلى الشركة المصنعة.

تخصيص المنتج

يشير إلى كل ما يتجاوز إرشادات الدليل والإعدادات. يجب ألا
يحفظ الجهاز الذي تمت مواءمته بشكل خاص من قبل العميل
بعلامة CE الخاصة بمنتجات Etac. وفي هذه الحالة يبطل
ضمان Etac.

وإذا كان هناك أي غموض فيما يتعلق بتنفيذ عملية تخصيص
المنتج، فاستشر Etac.

ولا يجوز أن يحتفظ الجهاز المقترن بجهاز آخر بعلامة CE
الخاصة بالجهاز ما لم تكن هناك اتفاقيات دمج. يمكنك الاتصال
بشركة Etac للحصول على أحدث المعلومات.

وصف الجهاز **الشكل A**

1. المقعد 2. الساق 3. الحلقة المعدنية 4. مسند الذراع
5. مسند الظهر 6. ملصق المنتج 7. عنصر دون ملصق

الرموز والملصقات **الشكل B**

الرموز المعروضة في الدليل وعلى الجهاز:


1. التحذيرات أو الاحتياطات أو القيود. 2. نصائح وتلميحات مفيدة. 3. المواد المصنعة لإعادة التنوير. 4. لا يُسمح بفرق ارتفاع أكثر من فتحة واحدة في ساق المقعد.
5. لا تتكى على مسند ذراع واحد فقط عند التحرك للجانب.
6. الحد الأقصى لوزن المستخدم (انظر البيانات الفنية).
- 7-8. التنظيف (انظر الصيانة) 9. اقرأ تعليمات الاستخدام
10. عرض الخيار 1 من الخيارين المحتملين. 11. عرض الخيار 2 من الخيارين المحتملين. 12. وزن المنتج

شرح للعنصر الذي لا يوجد له ملصق: **الشكل C**

1. اسم المنتج 2. وصف المنتج 3. الرقم التسلسلي 4. رقم العنصر 5. تاريخ التصنيع 6. الرمز الشريطي المثبت على منتج GS1-128 GTIN والرقم التسلسلي*

*يمكن قراءة تاريخ تصنيع الجهاز من الرمز الشريطي الموجود عليه. يظهر الرقم 11 أسفل الرمز الشريطي بين قوسين. مجموعة الأرقام بعد هذه الأقواس هي تاريخ التصنيع.

البيانات الفنية **الشكل D**التركيب **الشكل E**

لا يُسمح بفرق ارتفاع أكثر من فتحة واحدة
في ساق المقعد 

التفكيك **الشكل F**

1. مسند الظهر 2. الساق 3. مسند الذراع

الصيانة

نظف الجهاز بمنظف خالٍ من المذيبات يحتوي على درجة حموضة تتراوح بين 5 و 9 أو بمحلول مطهر بنسبة 70%. ويمكن تطهيره في درجة حرارة بحد أقصى 85 درجة مئوية إذا لزم الأمر.

المواد المكونة للمنتج تتسم بأنها مقاومة للتآكل. وهذا المنتج يتمتع بضممان 5 سنوات ضد عيوب المواد والتصنيع. للاطلاع على البنود والشروط، انظر موقع www.etac.com.

التخزين

يجب تخزين الجهاز في مكان داخلي جاف وغير مكشوف عند درجة حرارة أعلى من 5 درجات مئوية. إذا تم تخزين الجهاز لفترة طويلة (أكثر من أربعة أشهر)، يجب أن يفحص خبير وظيفته قبل الاستخدام.

الملحقات **الشكل G**

1. مسند الظهر 2. مسند الذراع 3. مقعد لثين
4. مسند ظهر لثين 5. صحن الصابون/دعامة الغطاء/حامل رأس الدش 6. حامل ورق المراوح
- 7-9. مقعد لثين Smart/Edge/Easy
10. لوح اللف Easy, Smart

شكرًا لاختيارك منتج Etac. لتجنب حدوث تلف أثناء التجميع والمناولة والاستخدام، من المهم قراءة هذا الدليل وحفظه للرجوع إليه مستقبلاً. يمكنك أيضاً الاطلاع عليه على الموقع www.etac.com. يمكنك تحديد لغتك عبر رابط "المواقع الدولية" و "المواقع المحلية". ستجد هنا أيضاً وثائق المنتج الأخرى، مثل معلومات الوصفات الطبية، ودليل الشراء المسبق، وتعليمات التجديد.

في هذا الدليل، يكون المستخدم هو الشخص الذي يجلس على مقعد الحمام. ومقدم الرعاية هو الشخص الذي يساعد المستخدم.

وصف الجهاز

تتميز كراسي Swift و Smart و Edge و Easy بتصميم مستقر مع مرونة مدمجة تتواءم مع الأرضيات غير المستوية. تحتوي جميع الأجهزة على أرجل قابلة لتعديل الارتفاع يمكن تثبيتها بسهولة. تم تصميم الأرجل بزواوية إلى الخارج لتحقيق أقصى قدر من الثبات بغض النظر عن مستوى الارتفاع. جميع الأجهزة مزودة بحلقات معدنية توفر قبضة مسك محكمة، حتى على الأرضيات غير المستوية والرطبة. يمكن إمالة الأجهزة للأمام لتسهيل الوقوف. هناك أشكال مختلفة للمقاعد وهي مصممة جميعها بنمط مضاد للانزلاق، مما يضمن توفير مقعد جلوس آمن وغير قابل للانزلاق حتى عندما تكون الأرض رطبة. وتحتوي المقاعد أيضاً على فتحات تصريف للتخلص من الماء الزائد بفعالية.

الغرض المقرر

كراسي Swift و Smart و Edge و Easy (يُشار إليها فيما بعد أيضاً باسم "الجهاز" أو "المنتج") هي أجهزة طبية مخصصة للتخفيف من أو التعويض عن ضعف وظيفي بسبب إصابة أو إعاقة ما. وقد تم تصميم هذا الجهاز لتسهيل النظافة الشخصية، والمساعدة في الثبات والتوازن أثناء الاستحمام أو داخل حوض الاستحمام.

مجموعة المستخدمين المستهدفين

تعتمد مجموعة المستخدمين المستهدفين لاستخدام الأجهزة على القدرة الوظيفية للفرد، وليس على تشخيص محدد أو حالة صحية أو عمر معين. فهذا المنتج مخصص للأفراد الذين يبلغ طولهم 146 سم أو أكثر، أو الذين يبلغ وزنهم 40 كجم أو أكثر.

أما المستخدمون الثانويون للجهاز، فهم مقدمو الرعاية الذين يقدمون المساعدة والأطباء والتقنيون الذين قاموا بإعداد الجهاز.

بيئة الاستخدام المقررة

هذا الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي في المنازل أو مؤسسات الرعاية وهو مناسب للاستخدام في الحمامات، وليس في حمامات السباحة أو البيئات المسببة للتآكل المماثلة.

الاستخدام المقرر

هذا الجهاز مخصص للاستخدام على المدى القصير والطويل، ويمكن استخدامه عدة مرات في اليوم. هذا الجهاز مخصص للاستخدام بحيث يلامس الجلد السليم. هذا الجهاز مخصص للتجديد وإعادة الاستخدام.

العمر الافتراضي المتوقع للمنتج

يبلغ العمر الافتراضي المتوقع للمنتج 10 سنوات. للحصول على معلومات كاملة حول العمر الافتراضي المتوقع للجهاز، انظر موقع www.etac.com.

دواعي الاستعمال


تشمل دواعي الاستعمال وجود إعاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد الذين يعانون من مشكلات توازن متأرجح و/أو ضعف جسماني و/أو وظيفي، و/أو تعرضوا للسقوط في أوقات سابقة.


موانع استعمال المنتج


لا توجد موانع استعمال معروفة.

تحذيرات

يمكن العثور على التحذيرات التي خطورة إجراء أو إعداد الجهاز بطريقة معينة في القسم ذي الصلة.

 لا تتكى على مسند ذراع واحد فقط عند التحرك للجانب.

 لا تقف على الجهاز

 يجب عدم استخدام الجهاز المعيب.

UK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP



Promefa AG

Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach, CH
+41 44 872 97 79



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



+46 371 58 73 00



info@etac.com



www.etac.com



78390

7 320450 126567 >

etac[®]
Creating Possibilities