

# Etac OptimaL

Rekonditioneringsanvisning

Reconditioning instruction


Anweisungen für die Instandhaltung

78632B 2016-03-10


---




Rekonditioneringsanvisning / Återanvändning



Reconditioning instruction / Re-use




Anweisungen für die Instandhaltung / Wiedereinsatz



Etac Supply Center  
Box 203  
SE-334 24 Anderstorp  
Tel +46 371 58 73 00  
Fax +46 371 58 73 90  
[www.etac.com](http://www.etac.com)





### Allmänt

- Etac OptimaL kan återanvändas
- Originalreservdelar från Etac skall alltid användas.
- Lacksador åtgärdas med Etacs bättringsfärg
- Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

### Tvätt

- Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9.
- Produkten tål rengöring i 85 °C i 3 minuter.

1

#### Fällning

- Kontrollera fällningsfunktion.
- Kontrollera att armstödet stannar i uppfällt läge.
- Kontrollera att samtliga låskapslar sitter fast.

3

#### Stödben

- Kontrollera så att doppskon är hel och sitter fast.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.

2


#### Armstöd

- Kontrollera att ändavslutning (handtag) sitter fast.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.

4

#### Fällningshandtag

- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.
- Kontrollera att alla låskapslar sitter fast.



### General

- Etac OptimaL may be further used.
- Original spare parts from Etac should always be used.
- Minor scratches can be repaired with Etac touch-up paint.
- Remember that the service life of the product is limited (see manual). This is particularly important when prescribing the product to a user who is expected to use it for an extended period of time.

### Washing

- Use a solvent-free detergent with a pH level between 5 and 9.
- Can be washed at 85° C for 3 minutes.

#### 1 Folding

- Check the folding function.
- Check so that the armrest stays in flipped-up position.
- Check so that all locking caps are fixed.

#### 2 Armrest


- Check so that the end stop (handle) is fixed.
- Check so that there are no cracks or damages.

#### 3 Support leg

- Check so that the ferrule is ok and fixed.
- Check so that there are no cracks or damages.

#### 4 Folding handle

- Check so that there are no cracks or damages.
- Check so that all locking caps are fixed.



## Allgemeines

- Wir erklären uns mit dem Wiedereinsatz Etac Optimal einverstanden.
- Benutzen Sie ausschließlich originale Ersatzteile von Etac.
- Kleine Kratzer können mit dem Etac Touch-up Paint beseitigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt eine begrenzte Lebensdauer hat (siehe Handbuch). Dies ist besonders wichtig im Falle von Verschreibungen an Benutzer, die das Produkt voraussichtlich längere Zeit verwenden werden.

## Reinigung

- Benutzen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem pH- Wert zwischen 5 und 9.
- Reinigung bei 85° C bis zu 3 Minuten möglich.

1

### Klappfunktion

- Kontrollieren Sie die Herauf-/Herunterklappfunktion.
- Prüfen Sie, dass die Armlehne im hochgeklappten Zustand oben bleibt.
- Prüfen Sie alle Nietverbindungen auf sicheren Sitz.

2

### Armlehne

- Prüfen Sie die Handauflage auf sicheren Sitz.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.

3

### Stützbein

- Prüfen Sie das Stützbein auf sichere Fixierung.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.

4

### Klappgriff

- Auf Risse oder Schäden untersuchen.
- Prüfen Sie alle Nietverbindungen auf sicheren Sitz.