


back in a box<sup>™</sup>  
seat in a box<sup>™</sup>

**Norsk bruksanvisning**

## **N** INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhet.....	4
Garanti.....	4
Verktøy .....	4
Vedlikehold .....	4
Kom i gang med putesystemet.....	5
Ryggputer .....	6
Seteputer .....	7
Kiler .....	8
Topp-puter .....	9
Trekk.....	10
Vaskeanvisning.....	11
Mål.....	12
Tekniske data.....	12
Produsent .....	12
Forhandler .....	12



## **N** PUTESYSTEM

For å oppnå optimal sittekomfort og fleksibilitet er putesystemet fra R82 utviklet i et tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter.


Vi er overbevist om at putesystemet fra R82 vil tilfredsstillere de kravene som bør stilles til korrekt sittestilling og komfort når det gjelder moderne hjelpemidler til barn.


Putesystemet består av henholdsvis rygg- og seteputer, kiler og trekk som tilpasses og formes nøyaktig etter brukerens behov. Putene skal tilpasses i samarbeid med den lokale fysioterapeuten eller ergoterapeuten.

Denne bruksanvisningen er en hjelp til å oppnå den helt riktige utnyttelsen av de mange mulighetene som putesystemet tilbyr. Derfor anbefaler vi at veiledningen blir grundig gjennomlest før putesystemet blir tatt i bruk.

## **N** SIKKERHET

Putene er CE-merket. Det er din garanti for at de oppfyller de påkrevde europeiske sikkerhetskravene. Putene er CE-merket etter Europarådets direktiv 93/42/EØF, klasse I, av den 14. juni 1993 om medisinsk utstyr. Putene er også godkjent i overensstemmelse med ISO 7176-16 og EN 1041.




 Ved bruk av ikke-originale deler skal CE-merket fjernes fra produktet. Etterlat aldri brukeren i produktet uten tilsyn.


## **N** GARANTI

R82 gir en 2 års garanti mot feil i utførelse og materialer. Garantien kan påvirkes negativt hvis kundens ansvar for å utføre service og/eller daglig vedlikehold ikke blir overholdt i samsvar med de retningslinjene og intervallene som er foreskrevet av leverandøren og/eller slik det framgår av håndboken. For ytterligere informasjon henviser vi til hjemmesiden for R82 under nedlastinger. Garantien kan bare påberopes hvis R82 produktet er i bruk i det samme landet der det ble kjøpt og hvis produktet kan identifiseres med serienummeret. Garantien dekker ikke tilfeldig skade, inkludert skade forårsaket av feil bruk eller forsømmelse. Garantien dekker ikke slitasjedeler som er gjenstand for normal slitasje og som trenger periodisk vedlikehold. Garantien er ugyldig hvis det er brukt uoriginale R82 deler/tilbehør, eller hvis produktet repareres eller modifiseres av andre enn autoriserte R82 representanter eller av personell som har fått opplæring og er godkjent av R82 for reparasjon og vedlikehold av R82 produkter. R82 forbeholder seg retten til å inspisere produktet som garantikravet gjelder for og den relevante dokumentasjonen før godkjenning av garantikravet, og å velge å erstatte eller reparere det defekte produktet. Det er kundens ansvar å returnere produktet som garantikravet gjelder for til salgsstedets adresse. Garantien gis av R82 forhandleren eller av en R82 representant.

## **N** VERKTØY


Det følger med en hobbykniv samt en linjal som kan benyttes ved tilpasning av puter og kiler.

 Det er en god idé å ha et underlag som man kan skjære på, når puter og kiler skal tilpasses. Samtidig bør knivbladet være skarpt for å kunne gjøre presise utskjæringer. Det kan noen ganger være lettere å klippe enn å skjære i det myke skummet.

 Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

## **N** VEDLIKEHOLD

 Kontroller jevnlig at velcroen ikke har løsnet fra skummet eller fra kilene, samt at alle justeringene er forsvarlig utført.

 Når man atskiller modulene, bør man være oppmerksom på at skummet ikke revner ved velcroen.

## **N** KOM I GANG MED PUTESYSTEMET



Puter, kiler og trekk leveres i en samlet kasse. Kassen inneholder også en linjal, en hobbykniv samt denne veiledningen.


Puter og kiler tilpasses og skjæres grovt til. Putene bør så prøves før den endelige tilskjæringen og trekket kan monteres.

**!** Det anbefales å ha et underlag som man kan skjære på, når puter og kiler skal tilpasses. Samtidig bør knivbladet være skarpt for å kunne gjøre presise utskjæringer. Det kan noen ganger være lettere å klippe enn å skjære i det myke skummet.

**!** Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

**!** Når man atskiller modulene, bør man være oppmerksom på at skummet ikke revner ved velcroen.





## **N** RYGGPUTER

Basisplaten (A) kan utbygges med forskjellige kiler, så den tilpasses nøyaktig til brukerens behov. Det kan være nødvendig å skjære til basisplaten, så den kan plasseres i stolen.

Basisplate med støtte til korsryggen (B) og sidekiler (C). Hvis man ønsker en høyere sidekile kan ryggkilen (D) monteres nederst.

Når den ønskede støtten er oppnådd, avslutter man med en topp-pute (E).

Til slutt setter man trekket på puten (F).

Alle kiler og puter kan skjæres til etter behov.

**!** Putene skal tilpasses i samarbeid med den lokale fysioterapeuten eller ergoterapeuten.

## **N** SETEPUTER

Basisplaten (A) kan utbygges med forskjellige kiler, så den tilpasses nøyaktig til brukerens behov. Det kan være nødvendig å skjære til basisplaten, så den kan plasseres i stolen.

Basisplate med abduksjonskile (B), kiler i fronten og på sidene (C), samt skumpute (D)




Når den ønskede støtten er oppnådd, avslutter man med en topp-pute (E).


Til slutt setter man trekket på puten (F).

Alle kiler og puter kan skjæres til etter behov.



Putene skal tilpasses i samarbeid med den lokale fysioterapeuten eller ergoterapeuten.





## **N** KILER

Basisplaten for henholdsvis sete og rygg, kan utbygges med forskjellige kiler og puter som alle sammen kan skjæres til og tilpasses etter behov.

Rygg:

- A) Sidekile
- B) Ryggkile
- C) Støtte til korsryggen
- D) Pute, T-skum

Sete:

- E) Sidekile, stor
- F) Sidekiler, små
- G) Sete, frontkiler
- H) Abduksjonskile
- I) Pute, T-skum
- J) Pute, skum

Alle kilene er forsynt med et velcrobånd på baksiden, hvilket gjør at de hefter seg fast på basisplaten.

Kilene kan skjæres til den rette lengden og vinkelen ved hjelp av en hobbykniv.



Det anbefales å ha et underlag som man kan skjære på, når puter og kiler skal tilpasses. Samtidig bør knivbladet være skarpt for å kunne gjøre presise utskjæringer. Det kan noen ganger være lettere å klippe enn å skjære i det myke skummet.



Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn.



## **N** TOPP-PUTER




Når kilene er montert på basisplaten, skal topp-putene monteres.

A) Rygg, topp-pute

B) Sete, topp-pute

Alle putene er forsynt med et velcrobånd på baksiden, hvilket gjør at de hefter seg fast på basisplaten og på kilene.

Putene kan skjæres til ved hjelp av en hobbykniv.






## **N** TREKK

Trekket trekkes utover puter og kiler og settes fast bakpå ved hjelp av velcrostroppene.

Trekket er i en fleksibel størrelse og kan derfor monteres over forskjellige varianter av kilemontering.



**N** VASKEANVISNING

Trekket er avtagbart og kan vaskes i maskin i henhold til vaskeanvisningen.

Trekket må ikke blekes med klor eller strykes og det bør drypptørke, dvs. henges vått opp.



## N MÅL

	Str. 1 cm	Str. 2 cm	Str. 3 cm	Str. 4 cm
Rygg, basisplate (A), H x W x D	39x27x1	41x31x1	44x35x1	44x39x1
Ryggpute, T-skum (B), H x W x D	39x37x3	41x41x3	44x45x3	44x49x3
Sidekile (C), H x W x L	9x9x60	9x9x60	11½x10½x60	11½x10½x60
Støtte til korsryggen(D), H x W x D	9x26x2	9x26x2	11x30½x2	11x30½x2
Kile (E), H x W x D	3x10x60	3x10x60	3x10x60	3x10x60
Ryggpute, trekk (F), H x W	39x37	41x41	44x45	44x49
Sete, topp-pute (A), D x W x H	38x30x2	43x34x2	47x38x2	47x42x2
Setepute,, T-skum (B), D x W x H	24x18x3	27x21½x3	30x24x3	30x29½x3
Setepute, Skum (C), D x W x H	24x18x2	27x21½x2	30x24x2	30x29½x2
Sete, basisplate (D), D x W x H	35½x27½x1	40x31x1	44x35x1	44x39x1
Sete, frontprofil (E), D x W x H	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2
Kile (F), D x W x H	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2
Sete, front-profiler, sett (G), H x W x L	5x5x13	5x5x13	5x5x13	5x5x13
Sete, sideprofil (H), H x W x L	5x5x70	5x5x70	5x5x70	5x5x70
Abduksjonskloss (I), H x W x D	7x10x12	7x10x12	7x10x12	7x10x12
Setepute, trekk (J), D x W	38x30	43x43	47x38	47x42

## N TEKNISKE DATA

Hynder: Brannhemmende skum  
 Trekk: Brannhemmende materiale

## N PRODUSENT

R82 A/S  
 Parallevej 3  
 8751 Gedved

## N FORHANDLER

Etac AS  
 Bråtengt. 66  
 Postboks 249  
 1501 Moss  
 Internet: [www.etac.no/junior](http://www.etac.no/junior)