

Monteringsvejledning (DK)

Ryg fikstur til brug af Panda Futura str.3+4 på High-low i motorkøretøj

Monteringsveiledning (N)

Ryggbeslag til bruk på Panda Futura str. 3+4 på High-low i bil

Montážní instrukce (CZ)

Kování při používání sedačky Panda Futura vel. 3+4 na High-low ve vozidle

Mounting instruction (GB)

Back fixture when using Panda Futura sz.3+4 on High-low in vehicle

Montageanweisung (D)

Rückenbefestigung des Panda Futura Gr. 3+4 auf dem High-low

Montage-handleiding (NL)

Rugbevestiging bij gebruik van Panda Futura maat 3 of 4 op High-low in een voertuig


Monteringsvejledning

R82[®]

Ryg fikstur til brug af Panda Futura str.3+4 på High-low i motorkøretøj

Følg nedenstående beskrivelse for at montere ryg fikstur:

1. Beslaget afmonteres (B)
2. Ryg fiksturet fastgøres i skinnen (C). Montér ryg fiksturets øverste del på ryggen af sædet, sammen med beslaget (B) og de medfølgende 4 skruer og 4 skiver (D).
Brug skruerne (E) til at justere højden og spænd efter!
3. Fastspænd alle beslagets skruer (D, E, F) efter ønsket position er opnået.




Monteringsveiledning

R82[®]

Ryggbeslag til bruk på Panda Futura str. 3+4 på High-low i bil

Gjør følgende:

1. Demonter beslaget (B).
2. Ryggbeslaget festes i skinnen (C). Monter ryggbeslagets øverste del på ryggen av setet, sammen med beslaget (B) og de medfølgende 4 skruer og skiver (D).
Bruk skruene (E) til å justere høyden og skru godt til!
3. Fest alle skruene (D, E, F) i beslaget etter at ønsket stilling er oppnådd.




Montážní instrukce

R82[®]

Kování při používání sedačky Panda Futura vel. 3+4 na High-low ve vozidle

Při montáži kování postupujte dle následujících instrukcí:

1. Odmontujte držák opěrky hlavy (B)
2. Připevněte kování do sání High-low (C). Pomocí 4 šroubů a 4 podložek (D) namontujte vrchní část kování na opěrku zad společně s držákem (B).
Pomocí šroubů (E) nastavte výšku opěrky zad a poté dotáhněte.
3. Ujistěte se, že všechny šrouby (D, E, F) jsou před použitím řádně dotaženy.




Mounting instruction

R82[®]

Back fixture when using Panda Futura sz.3+4 on High-low in vehicle

Follow the description below to mount the back fixture:

1. Dismount the headrest fitting (B)
2. Fasten the back fixture in the High-low slide (C). Mount the upper part of the back fixture on the back of the seat, together with fitting (B) the enclosed 4 screws and 4 washers (D).
Use the bolts (E) to adjust the height and tighten afterwards!
3. Make sure to tighten all of the screws (D, E, F) after the correct position is achieved.




Montageanweisung

R82[®]

Rückenbefestigung des Panda Futura Gr. 3+4 auf dem High-low

Befolgen Sie bitte die unten stehende Anleitung:

1. Entfernen Sie die Kopfstützenaufnahme (B)
2. Schieben Sie die Rückbefestigung in die Aufnahmerohre (C) des High-low. Montieren Sie den oberen Teil der Rückenbefestigung zusammen der Kopfstützenaufnahme (B) an die Rückseite des Sitzes, benutzen Sie hierzu die 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben
3. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben (D, E, F) fest angezogen sind, nachdem die korrekte Position eingestellt ist.



Montage-handleiding

R82[®]

Rugbevestiging bij gebruik van Panda Futura maat 3 of 4 op High-low in een voertuig

Volg de onderstaande instructies om de rugbevestiging te monteren:

1. Demonteer de hoofdsteunbevestiging (B)
2. Bevestig de rugbevestiging in de openingen van het High-low (C).
Monteer het bovenste deel van de rugbevestiging samen met de hoofdsteunbevestiging (B) aan de achterkant van het stoeltje met de daarbij meegeleverde 4 schroeven en 4 ringen (D).
Gebruik de bouten (E) om de hoogte te verstellen. Draai de bouten daarna weer aan!
3. Draai alle schroeven (D, E, F) aan wanneer de juiste positie is bereikt.

