


Elite

Höj- och sänkbart körhandtag
Height adjustable push handles
Senkrecht verstellbare Schiebegriffe



1. Tag av ryggklädseln.
2. Montera de mindre fästöglorna (F) på ryggrören, (träs på uppifrån).
3. Montera de övre körhandtagsfästena (I) med skruv (D) i ryggrören.
4. Montera på klädseln.
5. Fäst det vänstra och högra infästningsrören för de höj/sänkbara körhandtagen med skruv (C) i de övre körhandtagsfästena. OBS! Dra ej åt helt.
6. Montera de större fästöglorna (G) på infästningsrören (träs på underifrån). Fästöglorna (G) ska skruvas samman med (F).
7. Fäst ihop (F) och (G) med skruv (A) och mutter (E:2). OBS! Dra ej åt helt.
8. Montera ihop de båda infästningsrören på mitten med skruv (B) och mutter (E:1).
9. Dra åt samtliga skruvar.
10. Lossa ratt H på infästningsrören, och ställ in höjden på körhandtagen (5 cm intervaller). Dra åt rattarna.

1. Remove the backrest upholstery.
2. Mount the smaller attachment rings (F) round the backrest tubes (from above).
3. Fit the upper mountings (I) with screw (D) into the backrest tubes.
4. Replace the backrest upholstery.
5. Fit the left and right mountings for the height adjustable push handles with screw (C) into the upper mountings. Please note! Do not tighten completely.
6. Mount the bigger attachment rings (G) round the left and right mountings (from below). The attachment rings (G) shall be fitted together with (F).
7. Fit (F) and (G) together with screw (A) and nut (E:2). Please note! Do not tighten completely.
8. Fit the left and right mountings together with screw (B) and nut (E:1).
9. Tighten all screws and nuts completely.
10. Loosen Knob (H) to adjust the push handle height (2" intervals). Retighten the knob.

1. Der Rückenbezug abmontieren.
2. Die zwei kleinere Befestigungsösen (F) auf die Rückenrohre montieren (Von oben anziehen).
3. Die obere Schiebegriffe Befestigungen (I) mit der Schraube (D) in den Rückenrohren festschrauben.
4. Der Rückenbezug wieder montieren.
5. Die linke und rechte Halter der höhenverstellbare Schiebegriffe mit der Schrauben (C) in den oberen Schiebegriffe Befestigungen montieren. Achtung! Nicht ganz festziehen.
6. Die zwei grössere Befestigungsösen (G) auf die Halter montieren (von unten anziehen). Die Befestigungsösen (G) sollen mit ösen (F) zusammen festgeschraubt werden.
7. Die Befestigungsösen mit Schraube (A) und Mutter (E:2) zusammenmontieren. Achtung! Nicht ganz festziehen.
8. Die beide Halter mit Schraube (B) und mit Mutter (E:1) zusammenmontieren.
9. Sämtliche Schraube und Muttern ganz festziehen.
10. Die Knebelschraube an den Haltern lockern, um die Höhe der Schiebegriffe einzustellen (5 cm Schritte). Die Knebelschraube wieder festziehen.


74019A

04-10-24

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com



- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| A | Skruv M6x25 | E | Locking nut M6 |
| A | Screw M6x25 | E | Verschlussmutter M6 |
| A | Schraube M6x25 | F | Fästögla Di=19.5 |
| B | Skruv M6x16 | F | Attachment ring Di=19.5 |
| B | Screw M6x16 | F | Befestigungsöse Di=19.5 |
| B | Schraube M6x16 | G | Fästögla Di=26.5 |
| C | Kullrig skruv M10x25 | G | Attachment ring Di=26.5 |
| C | Rounded head screw M10x25 | G | Befestigungsöse Di=26.5 |
| C | Schraube mit kugelig knopf M10x25 | H | Ratt M8x25 |
| D | Skruv M6x14 | H | Knob |
| D | Screw M6x14 | H | Knebelschraube M8x25 |
| D | Schraube M6x14 | I | Fäste körhandtag |
| E | Låsmutter M6 | I | Attachment push handles |
| | | I | Obere Befestigung Schiebegriffe |

74019A

04-10-24

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

etac[®]