

Monteringsvejledning (DK)

Montering af R82 håndledsmanchet

Monteringsanvisning (SV)

Montera R82 handledsmanschett

Monteringsveiledning (N)

Montering av R82 håndleddsmansjett

Mounting instruction (GB)

How to mount the R82 Hand cuff

Montageanweisungen (D)

Montage der R82 Manschette

Montage-instructies (NL)

Comment monter support de poignet R82







Instruction de montage (F)

Commen monter les supports de poignets R82

Monteringsvejledning





Montering af R82 håndledsmanchet




Brug beslag (A) på stolen for at montere håndledsmanchetten. Hvis der ikke er monteret beslag, brug da de vedlagte fix locks og selebeslag (B) for at montere håndledsmanchetten som vist på tegningen. Hvis der er tvivl om monteringen, kontakt da en lokal terapeut eller autoriseret R82 personel.

* Montér selen (1) under brugerens arme på den modsatte side.

 Sørg for altid at stramme selen for at sikre optimal sikkerhed, støtte og komfort. Håndledsmanchetten sidder rigtigt, når der kan holdes 2 fingre mellem dem og barnets krop. Tjek dette før brug.

 For at sikre den bedste siddestilling og for at hindre brugeren i at glide ud af stolen, anbefaler vi altid at benytte en hoftese (C) sammen med håndledsmanchetten.

 Efterlad aldrig brugeren i produktet uden opsyn. Kontroller jævnligt at alle seler er korrekt placeret samt alle justeringer forsvarligt udført. Forkerte instillinger kan medføre alvorlig skade. Tjek før brug.

 Alle spænder på veste og seler skal jævnligt kontrolleres og rengøres. Spænderne skal altid holdes fri for skidt.





 Læs omhyggeligt vaskeanvisningen på manchetten for at vedligeholde og vaske korrekt.

 Opdaterede betjeningsvejledninger kan altid findes på: R82.org



Monteringsanvisning

R82®

Montera R82 handledsmanschett




1.





1.

Använd beslagen (A) på stolen när du monterar handledsmanschetten. Om det inte finns monterade beslag bör du använda bifogade fixlock och bältesbeslag (B) och montera handledsmanschetten som visas på bilden. Kontakta din återförsäljare vid minsta tvekan om hur produkten ska monteras.


* Montera remmarna (1) på motsatt sida, nedanför brukarens armar.


 Dra åt alla remmar ordentligt för att uppnå optimal säkerhet, stöd och bekvämlighet. Handledsmanschetten är korrekt monterade när du kan få in två fingrar mellan selen och barnets kropp. Kontrollera detta före varje användning.

 För att åstadkomma bästa sittställning och förhindra att brukaren glider ned och ur stolen, rekommenderar vi att du alltid monterar ett V-höftbälte (C) tillsammans med handledsmanschetten.

 Lämna aldrig brukaren utan uppsikt. Ständig övervakning av en vuxen person krävs. Se till att alla fästen och tillbehör har placerats och monterats korrekt. Felaktig montering kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera detta före varje användning.

 Alla spännen måste ses över och rengöras regelbundet. Håll dem alltid rena för att bibehålla optimal säkerhet



 Läs noga anvisningarna på etiketten om hur handledsmanschetterna ska skötas och tvättas.

 Den senaste versionen av monteringsinstruktionen finns tillgänglig online: R82.org

Monteringsveiledning


R82®


Montering av R82 håndleddsmansjett





Bruk beslag (A og B) på stolen til å montere håndleddsmansjett. Hvis det ikke er montert beslag, bruk da de vedlagte fix-locks og selebeslag (B) for å montere håndleddsmansjett som vist på tegningen. Hvis det er tvil om monteringen, kontakt en lokal terapeut eller R82 forhandleren.


- Monter selen (1) under brukerens armer på motsatt siden.

 Sørg for å stramme alle selene for å sikre optimal sikkerhet, støtte og komfort. Håndleddsmansjett sitter riktig når man kan holde 2 fingre mellom selen og barnets kropp. Sjekkes før bruk.

 For å sikre beste sittestilling, og for å hindre brukeren i å gli ut av stolen, anbefaler vi å benytte hoftese (C) sammen med håndleddsmansjettene.

 Etterlat aldri brukeren i produktet uten tilsyn. Kontroller jevnlig at alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er forsvarlig utført. Feilinnstillinger kan medføre alvorlig skade. Sjekkes før bruk.

 Alle spenner skal kontrolleres og tørkes av jevnlig med fuktig klut. For optimal sikkerhet påse at spennene alltid er rene.




 Les håndleddsmansjettene vaskeanvisning for å vedlikeholde og vaske den korrekt.

 Siste versjon av bruksanvisningen finnes på R82.org

Mounting instruction





How to mount the R82 Hand cuff





Use the fittings (A) on the chair to mount the hand cuff. If no fittings are mounted, please use the enclosed fix locks and belt fittings (B) to mount the hand cuff as shown on picture. Any doubt on mounting, please contact a local therapist or authorized R82 personnel.


* Mount the straps (1) on the opposite side, beneath the user's arms.


 Always tighten all straps securely to obtain optimal safety, support and comfort. The hand cuff is fitted correctly when two fingers can be put between the cuff and the child's handwrists. Check before every use.

 To obtain the best seating position and to prevent the user from sliding down and out of the chair, we recommend always to mount a hip belt (C) together with the hand cuff.

 Never leave the user unattended. Ensure permanent supervision by an adult. Take care that all fixations and adjustments are placed and fitted correctly. Incorrect fitting may cause serious injury. Check before every use.

 All buckles must be checked and cleaned on a regular basis. To obtain optimal safety, always keep the buckles cleaned.



 Carefully read the care label on the harness to maintain and wash the hand cuffs correctly.

 The latest version of the mounting instruction is always available online: R82.org

Montageanweisungen





Montage der R82 Manschette





Benutzen Sie die Beschläge (A) an dem Stuhl, um der Manschette zu befestigen. Falls keine Beschläge montiert sind, dann müssen die mitgelieferten Sicherungsverschlüsse und Gurtbeschläge (B) benutzt werden, um der Manschette gemäß den Abbildungen zu befestigen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit einem lokalen Therapeuten oder autorisiertem R82-Personal auf, falls Sie Zweifel über eine korrekte Montage haben.


* Montieren Sie den Gurt (1) auf der gegenüberliegenden Seite, unter den Armen des Benutzers.

 Für optimale Sicherheit, Unterstützung und Komfort müssen alle Gurte immer sicher angezogen werden. Die Manschette ist korrekt montiert, wenn genügend Platz für zwei Finger zwischen dem Gurt und dem Körper der Person vorhanden ist. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Für die beste Sitzposition und um zu verhindern, dass die Person nach unten und aus dem Stuhl herausrutscht, empfehlen wir immer die Installation eines Hüftgurts (C) zusammen mit die Handschellen.

 Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie eine permanente Überwachung durch eine erwachsene Person sicher. Stellen Sie sicher dass alle Befestigungen korrekt montiert und eingestellt sind. Falsch montierte Beschläge können zu schweren Verletzungen führen. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Alle Schnallen sind häufig zu überprüfen und reinigen. Um optimale Sicherheit zu erreichen, dafür sorgen, dass die Schnallen immer gereinigt sind.




 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Pflegeetikett durch, für eine korrekte Reinigung und Wartung der Handschellen.

 Die aktuellste Version der Montageanweisungen ist immer Online verfügbar: R82.de

Montage-instructies





Monteren van de R82 polsfixatie





Gebruik de bevestigingen (A) op de stoel voor het monteren van de polsfixatie. Als deze bevestigingen niet aanwezig zijn, gebruik dan de meegeleverde klapgesperen en gordelbevestigingen (B) voor het monteren van de polsfixatie (zie afbeelding). Neem bij twijfel over de montage contact op met de dealer of met een medewerker van R82.

* Monteer de band (1) om de polsen van het kind (zorg dat deze niet te los of te strak zitten).


 Trek alle banden altijd stevig aan ten behoeve van optimale veiligheid, ondersteuning en comfort. De gordel of fixatie is correct aangebracht wanneer men twee vingers tussen het gordelsysteem en het lichaam van het kind kan doen. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.

 Voor een optimale zitpositie, en om te voorkomen dat het kind omlaag en van de stoel glijdt, adviseren we altijd een heupgordel of zitbroek (C) te gebruiken in combinatie met een borstfixatie.

 Laat het kind nooit onbegeleid achter. Zorg voor permanent toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat alle fixaties en verstellingen goed zijn aangebracht en goed vastzitten. Verkeerd aanbrengen kan tot ernstig letsel bij het kind leiden. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.

 De sluitingen moeten regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd worden. Om een optimale veiligheid te garanderen, zorg dat de sluitingen goed schoon blijven.



 Lees het etiket op het gordelsysteem voor het correct onderhouden en wassen van de gordel of fixatie.

 De laatste versie van de montage-instructies staat altijd op de website: R82.nl

Instruction de montage


R82®


Comment monter support de poignet R82





Utiliser les fixations (A) se trouvant sur le siège pour monter cette sangle de poignet. S'il n'y a pas de fixations sur le siège, utiliser alors les boucles de fixation jointes au harnais pour le montage comme indiqué en schéma (C) et (D). En cas de doute lors du montage, contacter votre revendeur ou un thérapeute patenté.

* Monter la sangle (1) du côté opposé, sous les bras de l'utilisateur.

 Toujours serrer fermement toutes les sangles pour obtenir un maintien ayant le maximum de sécurité et de confort. Le support de poignet est installé correctement quand il y a la place de 2 doigts entre le harnais et le corps de l'enfant. A vérifier avant chaque utilisation.

 Pour obtenir la meilleure position assise, et pour éviter à l'enfant de glisser vers le bas et hors du siège, il est recommandé de toujours utiliser une ceinture (C) avec le support de poignet.

 Ne jamais laisser un utilisateur sans surveillance. Une supervision permanente doit être assurée par un adulte. Veiller à ce que toutes les fixations et réglages soient placés et fixés correctement. Une fixation incorrecte peut entraîner des blessures. Vérifier avant chaque utilisation.

 Lire soigneusement l'étiquette d'instructions se trouvant sur le harnais pour entretenir et nettoyer correctement le harnais.

 La dernière version des instructions de montage peut aussi être trouvée sur le site Web www.r82.org