






Mounting instruction





How to mount the R82 vest





Use the fittings (A) and (B) on the chair to mount the vest. If no fittings are mounted, please use the enclosed fix locks and belt fittings to mount the vest as shown on picture (C) and (D). Any doubt on mounting, please contact a local therapist or authorized R82 personnel.


- * Always mount the shoulder straps (1) a little higher than the shoulder height of the user.
- * Mount the middle straps (2) beneath the user's arms.
- * Mount the lower straps (3) at waist height.


 Always tighten all straps securely to obtain optimal safety, support and comfort. The vest is fitted correctly when two fingers can be put between the harness and the child's body. Check before every use.

 To obtain the best seating position and to prevent the user from sliding down and out of the chair, we recommend always to mount a hip belt (E) together with the vest.

 Never leave the user unattended. Ensure permanent supervision by an adult. Take care that all fixations and buckles are placed and fitted correctly. Incorrect fitting may cause serious injury. Check before every use.

 All buckles must be checked and cleaned on a regular basis. To obtain optimal safety, always keep the buckles cleaned.





 Carefully read the care label on the harness to maintain and wash the vest correctly.

 The latest version of the mounting instruction is always available online: R82.org

Montageanweisungen


R82®


Montage der R82 Weste





Benutzen Sie die Beschläge (A) und (B) an dem Stuhl, um die Weste zu befestigen. Falls keine Beschläge montiert sind, dann müssen die mitgelieferten Sicherungsverchlüsse und Gurtbeschläge benutzt werden, um die Weste gemäß den Abbildungen (C) und (D) zu befestigen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit einem lokalen Therapeuten oder autorisiertem R82-Personal auf, falls Sie Zweifel über eine korrekte Montage haben.


- * Die Schultergurte (1) müssen immer etwas höher als die Schulterhöhe des Benutzers montiert werden.
- * Installieren Sie die mittleren Gurte (2) unter den Armen des Benutzers.
- * Installieren Sie die unteren Gurte (3) auf der Höhe der Taille.

 Für optimale Sicherheit, Unterstützung und Komfort müssen alle Gurte immer sicher angezogen werden. Die Weste ist korrekt montiert, wenn genügend Platz für zwei Finger zwischen dem Gurt und dem Körper der Person vorhanden ist. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Für die beste Sitzposition und um zu verhindern, dass die Person nach unten und aus dem Stuhl herausrutscht, empfehlen wir immer die Installation eines Hüftgurts (E) zusammen mit der Weste.

 Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie eine permanente Überwachung durch eine erwachsene Person sicher. Stellen Sie sicher dass alle Befestigungen korrekt montiert und eingestellt sind. Falsch montierte Beschläge können zu schweren Verletzungen führen. Vor jeder Anwendung überprüfen.

 Alle Schnallen sind häufig zu überprüfen und reinigen. Um optimale Sicherheit zu erreichen, dafür sorgen, dass die Schnallen immer gereinigt sind.



 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Pflegeetikett durch, für eine korrekte Reinigung und Wartung der Weste.

 Die aktuellste Version der Montageanweisungen ist immer Online verfügbar: R82.de

Montage-instructies


R82®


Monteren van het R82 fixatievest





Gebruik de bevestigingen (A) en (B) op de stoel voor het monteren van het vest. Als deze bevestigingen niet aanwezig zijn, gebruik dan de meegeleverde klappgespen en gordelbevestigingen voor het monteren van het vest. Zie afbeeldingen (C) en (D). Neem bij twijfel over de montage contact op met de dealer of met een medewerker van R82.

- * Monteer de schouderbanden (1) altijd een beetje boven schouderhoogte van het kind.
- * Monteer de middelste banden (2) onder de armen van het kind.
- * Monteer de onderste banden (3) op taillehoogte.


 Trek alle banden altijd stevig aan ten behoeve van optimale veiligheid, ondersteuning en comfort. De gordel of fixatie is correct aangebracht wanneer men twee vingers tussen het gordelsysteem en het lichaam van het kind kan doen. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.




 Voor een optimale zitpositie, en om te voorkomen dat het kind omlaag en van de stoel glijdt, adviseren we altijd een heupgordel of zitbroek (E) te gebruiken in combinatie met een borstfixatie.

 Laat het kind nooit onbegeleid achter. Zorg voor permanent toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat alle fixaties en verstellingen goed zijn aangebracht en goed vastzitten. Verkeerd aanbrengen kan tot ernstig letsel bij het kind leiden. Controleer de gordel of fixatie voorafgaand aan iedere keer dat u deze gaat gebruiken.

 De sluitingen moeten regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd worden. Om een optimale veiligheid te garanderen, zorg dat de sluitingen goed schoon blijven.

 Lees het etiket op het gordelsysteem voor het correct onderhouden en wassen van de gordel of fixatie.





 De laatste versie van de montage-instructies staat altijd op de website: R82.org



Instruction de montage


R82®

Comment monter le harnais veste R82





Utiliser les fixations (A) et (B) placées sur le siège pour monter le harnais veste. S'il n'a pas de fixations sur le siège, utiliser alors les boucles de fixation jointes au harnais pour le montage comme indiqué en schéma (C) et (D). En cas de doute lors du montage, contacter votre revendeur ou un thérapeute patenté.

- * Toujours monter les sangles d'épaules (1) un peu plus haut que la hauteur des épaules de l'utilisateur.
- * Monter la sangle du milieu (2) sous les bras de l'utilisateur.
- * Monter la sangle basse (3) à la hauteur de la taille

 Toujours serrer fermement toutes les sangles pour obtenir un maintien ayant le maximum de sécurité et de confort. Le harnais 5 points est installé correctement quand il y a la place de 2 doigts entre le harnais et le corps de l'enfant. A vérifier avant chaque utilisation.

 Pour obtenir la meilleure position assise, et pour éviter à l'enfant de glisser vers le bas et hors du siège, il est recommandé de toujours utiliser une ceinture (E) avec le harnais 5 points.

 Ne jamais laisser un utilisateur sans surveillance. Une supervision permanente doit être assurée par un adulte. Veiller à ce que toutes les fixations et réglages soient placés et fixés correctement. Une fixation incorrecte peut entraîner des blessures. Vérifier avant chaque utilisation.

 Lire soigneusement l'étiquette d'instructions se trouvant sur le harnais pour entretenir et nettoyer correctement le harnais.

 La dernière version des instructions de montage peut aussi être trouvée sur le site Web www.r82.org