


Étiquette du produit, Mover 205



Charge maximale d'utilisation (CMU)


Étiquette d'identification, Mover 205




N° de série

N° d'article

Date de production



Étiquette du produit, Mover 300



Charge maximale d'utilisation (CMU)

Étiquette d'identification, Mover 300



N° de série

N° d'article

Date de production

Une copie de ce document est téléchargeable à l'adresse [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scannez le QR code présent sur l'étiquette du produit pour accéder à la page d'accueil du produit. Le guide d'utilisation est disponible dans la section Documents.

N° d'article (voir étiquette d'identification) :

.....

N° de série (voir étiquette d'identification) :

.....

Année de production :

.....

Propriétaire :

.....

Le harnais doit être inspecté séparément et n'est pas inclus à cette inspection.

Précisez le modèle :

- Mover 180
- Mover 205
- Mover 300

### Contexte d'utilisation

- Domicile
- Hôpital
- EHPAD/MAS/FAM...
- Autre



L'inspection périodique doit être effectuée par un personnel compétent, suffisamment qualifié et connaissant bien la conception, l'utilisation et l'entretien du lève-personne



Le logiciel Molift Service Tool associé au lève-personne permet de saisir la date de l'inspection périodique et le nom du technicien, ainsi que des informations complémentaires. Molift recommande d'ajouter dans l'outil Molift Service Tool toute observation/remarque concernant le lève-personne afin de conserver un historique complet de celui-ci

### Témoin d'entretien

Indiquez la couleur du témoin d'entretien :

État	Témoin d'entretien	Mode
	(Éteint)	Entretien/inspection périodique non nécessaire
	Jaune	Prévoir un entretien
	Jaune (clignote et émet un son en fonctionnement)	Réaliser l'entretien
	Jaune (s'allume et s'éteint lentement)	Réaliser l'inspection périodique

### Examen visuel



Réalisez un examen visuel de la structure porteuse pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages, fissures, déchirures ou déformations. Tous les points de contrôle doivent être vérifiés pour approuver l'utilisation ultérieure du lève-personne

OK Pas OK

	Colonne de levage
	Bras de levage
	Piètement
	Étiquette du produit
	Capots en plastique
	Télécommande
	Vérin
	Roues/roulettes
	Freins des roues/roulettes
	Chargeur
	Câbles
	Batterie
	Autres équipements électroniques
	Cintre de levage
	Le mécanisme de réglage des piètements
	Pas de corrosion
	Soudures
	Présence/disponibilité des consignes/du guide d'utilisation

## Examen fonctionnel



Testez les fonctionnalités et recherchez d'éventuels défauts ou traces d'usure. Tous les points de contrôle doivent être vérifiés pour approuver l'utilisation ultérieure du lève-personne

OK	Pas OK	OK	Pas OK
	Roues/roulettes		Si tous les points examinés jusqu'à présent sont « OK », le lève-personne doit être testé avec une charge maximale d'utilisation (CMU)
	Freins arrière des roues/roulettes		Effectuez un cycle de levage avec un poids égal à la CMU (les valeurs en kg/lb sont indiquées sur l'étiquette du produit). Le vérin ne doit pas glisser en charge (entraînant l'abaissement du bras de levage)
	Avec les piètement en position interne (parallèle) : Vérifiez que la distance entre les piètement ne peut pas se réduire lorsqu'ils sont poussés manuellement ensemble		Le mécanisme de réglage des piètement, en position externe et interne avec une CMU
	Pour le dispositif Mover 180 uniquement : la colonne de levage est complètement fixée à l'aide de vis de blocage hexagonales bien serrées		Effectuer un nouveau contrôle visuel ; dommages, jeu et déformations comme décrit ci-dessus. Toutes les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées et le test est répété jusqu'à ce que le lève-personne fonctionne correctement.
	Pour les dispositifs Mover 205 et 300 uniquement : la colonne de levage est complètement fixée lorsque la poignée de verrouillage est engagée		Le chargeur est opérationnel
	Le bouton d'arrêt d'urgence est pleinement opérationnel et coupe l'alimentation lorsqu'il est enclenché. Bouton de réinitialisation		Réinitialiser l'inspection périodique en appuyant sur les boutons haut et bas de la télécommande pendant 12 secondes (après la réinitialisation, le voyant d'entretien s'éteint)
	Descente d'urgence électrique		
	Descente d'urgence manuelle		
	Télécommande (boutons, serre-câble du câble de la télécommande manuelle, crochet et témoin de batterie)		
	Fixation du cintre de levage (le tourillon pivote librement sans bruit)		
	Déverrouillage rapide du cintre		

Accessoires :

.....

.....

.....

**Effectué par**

Nom complet :

Lieu/date :

Signature :

.....

Approuvé sans défauts

Prochaine inspection  
(MM/AAAA) : ..... /.....

Le lève-personne est marqué « hors  
service » et envoyé en réparation

Le lève-personne n'est pas éligible à une  
réparation et est retiré de la circulation


Si l'inspection périodique met en évidence un  
défaut, une usure ou un dommage mettant en  
péril la sécurité du patient, le lève-personne ne  
peut être utilisé tant que la défaillance n'a pas été  
corrigée

Le propriétaire est informé

Remarques et observations

 Conformément aux exigences légales, ce document ou une copie doit être conservé dans le carnet d'entretien du propriétaire

En l'absence de défauts, apposer l'étiquette d'inspection périodique et y indiquer le mois et l'année de la **prochaine** inspection périodique. Pour la commande d'étiquettes, utiliser la référence 1100306



Next periodic inspection

Indiquer sur l'étiquette le mois et l'année de la prochaine inspection périodique

Inspection performed by:

**UK REP**

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,  
Hartlebury, Kidderminster,  
Worcestershire, DY10 4JB  
+44 121 561 2222

**CH REP**



**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12  
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne  
+41 58 911 06 06



**Etac A/S**

Parallevej 3  
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac