

Molift Air

200/350/500


molift[®]
by Etac

Lista de verificación de la inspección periódica (ES)

De acuerdo con la norma ISO:10535

PI15708 Rev. A 2022-06-22

Componentes, Molift Air 200/350



Etiqueta del producto 200/350

Air 200

Gross weight 216kg / 476lbs
SWL 205kg / 452lbs
24V SLA, 25.6V (LiFePO4), IP24
Duty cycle 10%

Icons: QR code, house, crossed-out house, square, N US, molift by Etac

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Air 350

Gross weight 361kg / 797lbs
SWL 350kg / 772lbs
24V SLA, 25.6V (LiFePO4), IP24
Duty cycle 10%

Icons: QR code, house, crossed-out house, square, N US, molift by Etac

Etiqueta de identificación

Barcode

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF ABCDEFGHIJ

SN XXXXXX


YYYY-MM-DD

Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

MD CE

N.º de serie N.º de artículo Fecha de producción

Componentes, Molift Air 500



Etiqueta del producto 500

Air 500
 Gross weight 519,4kg / 1145,1lbs
 SWL 500kg / 1102,3lbs
 24V DC, IP24
 Duty cycle 10%

Logos: CE, N, molift by Etac

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación

Barcode
 (01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX
 REF ABCDEFGHIJ
 SN XXXXXX
 YYY-MM-DD
 Etac A/S
 Parallelvej 3
 DK-8751 Gedved
 www.etac.com
 MD
 CE

N.º de serie N.º de artículo Fecha de producción

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

.....

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

.....

Año de producción:

.....

Propietario:

.....

Especifique el modelo:

Molift Air 200
Molift Air 350
Molift Air 500

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	Luz de servicio	Modo
	(sin luz)	Listo para usar
	Amarillo	Realizar inspección periódica
	Verde intermitente	Pedir servicio
	Rojo	Realizar servicio
	Rojo (y con sonido al activarlo)	Realizar servicio inmediatamente

Lugar de utilización

Hogar
Hospital
Residencia de ancianos
Otro



La inspección periódica debe realizarla una persona debidamente cualificada y que conozca bien el diseño, el uso y el cuidado de la grúa



La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional. Molift recomienda añadir todas las observaciones / comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa



Este documento de inspección solo cubre la grúa. El sistema de raíles debe ser revisado conforme a PI19208

Examen visual




Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien No está bien

	Correa de elevación
	Etiqueta del producto
	Cubiertas de plástico
	Mando
	Cables
	Otros componentes electrónicos
	Percha
	Ganchos de la percha
	Enganche de liberación rápida
	Las instrucciones de uso / el manual del usuario están presentes / disponibles

Examen funcional



Compruebe si FUNCIONA e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>
	El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio
	Compruebe las herramientas para el descenso de emergencia (que se encuentran detrás de las cubiertas)
	Descenso eléctrico de emergencia
	Mando (botones, tomas de corriente e indicador de batería)
	Funcionamiento del mando
	Enganche de liberación rápida (la articulación giratoria se mueve libremente al girar 360° y sin hacer ruido)
	Pasador de liberación rápida
	Botones de puntos de conexión
	Sensor de ángulo. Tire de la correa de elevación lateralmente en las cuatro direcciones
	Compruebe que la grúa funciona correctamente y que sube y baja por completo sin carga y sin emitir ruidos anormales
	Parada final
	Si todos los puntos se han marcado como "Bien", la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura). NOTA: Asegúrese de que la CTS (Carga de Trabajo Segura) de todo el sistema de elevación es superior o igual a la CTS de la grúa antes de realizar cualquier prueba de carga.

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>
	Realice un ciclo de elevación con un peso igual a la CTS (Carga de Trabajo Segura) con un alcance mínimo de 500 mm en la parte superior del rango de elevación. El freno no debe deslizarse cuando hay carga. El movimiento debe ser suave y uniforme, y sin emisión de ruidos inusuales
	Mueva la grúa cargada con la CTS (Carga de Trabajo Segura) siguiendo todo el sistema de raíles. Compruebe que la deflexión y la suspensión son correctos
	Vuelva a realizar un examen visual. Daños y deformaciones tal y como se han descrito anteriormente. Cualquier pieza dañada debe repararse o sustituirse y la prueba debe repetirse una vez más hasta que la grúa funcione correctamente
	El cargador está operativo
	Batería. La luz de la batería está verde y el indicador de la luz de servicio está apagado

Accesorios (p. ej., báscula, propulsión, IRC):

.....

.....

Realizado por

Nombre completo:

.....

Fecha/lugar:

.....

Firma:

.....

Aprobado sin fallos

Próxima inspección
(MM/AAAA):/.....


Realizar "Reinicio de la grúa"

La grúa se marca con "Fuera de servicio"
y se envía a reparar

La grúa no se puede reparar y se retira del
servicio




Si al realizar la inspección periódica se encuentra algún defecto, desgaste u otro daño que pueda poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado la anomalía.

Se ha notificado al propietario


 **Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivar con el libro de registro de servicio del propietario**

Si se aprueba sin fallos, coloque la etiqueta de inspección en el interior de la cubierta y márkela con el mes y el año de la **próxima** inspección. Cuando pida la etiqueta, utilice el artículo n.º 1100306


Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección




Reinicio de la grúa




Asegúrese de que la grúa está encendida y que la parada de emergencia está desactivada.



Mantenga pulsados ambos botones durante aprox. 4 segundos:
Primer pitido - al pulsar.
Segundo pitido - al dejar de pulsar.



Pause durante aprox. 2 segundos.



Mantenga pulsados ambos botones durante aprox. 4 segundos:
Primer(os) pitido(s) - deje de pulsar.
La luz del indicador de inspección está apagada - reinicio completado.