

Etac Rufus




Rekonditioneringsanvisning
Reconditioning instruction
Anweisungen für die Instandhaltung


1A15171.1 2017-12-06




Rekonditioneringsanvisning / Återanvändning



Reconditioning instruction / Re-use




Anweisungen für die Instandhaltung / Wiedereinsatz



Etac Supply Center
Box 203
SE-334 24 Anderstorp
Tel +46 371 58 73 00
Fax +46 371 58 73 90
www.etac.com





Allmänt

- Etac Rufus badkarsstol kan återanvändas
- Originalreservdelar från Etac skall alltid användas.
- Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare

som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Tvätt

- Rengör produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel (pH-värde mellan 5-9). Skölj och torka. Desinficera produkten med 70% desinfektionssprit.

- Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.

1

Sits

- Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.

3

Rörfot

- Kontrollera att rörfoten sitter fast.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.

2


Ryggstöd

- Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.

4

Rörchassi

- Kontrollera att rörchassit inte har lackskador.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.



General

- Etac Rufus bath chair may be further used.
- Original spare parts from Etac should always be used.
- Remember that the service life of the product is limited (see manual). This is particularly important when

prescribing the product to a user who is expected to use it for an extended period of time.

Washing

- Clean the product with normal nonabrasive cleaning agents (pH value of between 5-9). Rinse and dry. Disinfect the product with an alcohol-based disinfectant, 70%.

- The product can withstand cleaning in a sterilizer at 85°C for 3 minutes.

1

Seat

- Check so that the screws are properly tightened.
- Check so that there are no cracks or damages.

3

Tube foot

- Check so that the tube foot is properly fixed.
- Check so that there are no cracks or damages.

2


Back support

- Check so that the screws are properly tightened.
- Check so that there are no cracks or damages.

4

Tube frame

- Check so that the tube frame has no paint damage.
- Check so that there are no cracks or damages.



Allgemeines

- Wir erklären uns mit dem Wiedereinsatz Etac Rufus Badewannensitz einverstanden.
- Benutzen Sie ausschließlich originale Ersatzteile von Etac.
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt eine begrenzte Lebensdauer hat (siehe Handbuch). Dies ist besonders

wichtig im Falle von Verschreibungen an Benutzer, die das Produkt voraussichtlich längere Zeit verwenden werden.

Reinigung

- Das Produkt mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel säubern (pH-Wert zwischen 5 und 9). Abspülen und trocknen.
Das Produkt mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (70 %) desinfizieren.
- Das Produkt kann für maximal 3 Minuten bei 85 °C in einem Sterilisator gereinigt werden.

1

Sitz

- Überprüfen, ob die Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.

3

Gummifuß

- Überprüfen, ob der Gummifuß ordnungsgemäß befestigt ist.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.

2

Rückenlehne

- Überprüfen, ob die Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.

4

Rohrrahmen

- Überprüfen, ob die Lackierung des Rohrrahmens Schäden aufweist.
- Auf Risse oder Schäden untersuchen.