

Manual till vikbar ramp

Art. Nr. IRP50, IRP90, IRP120, IRP150, IRP170, IRP200
IRC 75, IRC120, IRC150, IRC200

- Tack för att ni valt en produkt från oss!
- Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Rampen skall gå lätt att vika ut och ihop.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder rampen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
- På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last rampen får belastas med.
- Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för.
Ta det försiktigt och använd rampen med gott omdöme.
- Vik ut rampen och placera rampen med "läppen" stadigt vilande på det övre planet. Läppen är på undersidan försedd med halkskyddsmatta för att förhindra att rampen halkar på underlaget. Iakttag dock försiktighet vid användandet så att ej någon del på rullstolen hakar fast och drar med sig rampen.
- Skulle en skada uppstå på rampen får den ej användas förrän skadan reparerats av fackman. Reservdelar presenteras på särskild reservdelslista.
- Garantitiden är 5 år.

Skötsel och rekonditionering

- Rampen skall hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rampen kan rengöras med vanligt diskmedel. Skölj rent med vatten.

Demontering och återvinning

- Allt ingående material är till 100% återvinningsbart. Aluminium lämnas som metallskrot och IRC ramperna av kolfiber sorteras som icke brännbart avfall.



Manual foldable ramp

Art. No. IRP50, IRP90, IRP120, IRP150, IRP170, IRP200
IRC 75, IRC120, IRC150, IRC200

- Thank you for choosing a product from FeAl!
- Check that no damage has occurred on the ramp during transport. The ramp should be easy to fold/unfold.
- Read the operating instructions and warnings carefully before using the ramp. Save instructions for future needs.
- On each ramp there is a label indicating the maximum load capacity for the product.
- The label also indicates the recommended level difference the ramps are suitable for.
Take it carefully and use the ramp with good judgment.
- Unfold the ramp and place the "lip" steadily resting on the upper plane. The lip is on the underside fitted with anti-slip tape to prevent the ramp from slipping on the ground. However, be careful when using so that no part of the wheelchair hooks stuck and pulling the ramp.
- Should a damage occur on the ramp, do not use it until it has been repaired by an expert. Spare parts are presented on a separate spare part list.
- The products has a 5 year warranty.

Maintenance

- The ramp must be kept clean from dirt and snow so that the grip in the surface is maintained. The ramp can be cleaned with plain detergent. Rinse clean with water.

Demolition and recycling

- All materials are 100% recyclable. Aluminum is left as metal scrap and the IRC ramps of carbon fiber are sorted as non-combustible waste.

