


MRS Duo

etac®

1600026 - Leveling kit

art: 1600024 (4x), 0210124 (1x)

BM01699 RevA 2020-03-02



EN

Installing adjustable pad

1. Unscrew the existing support pad.
2. Measure 50mm from the edge and in the center of the foot profile (or use the mallet 6). Drill an Ø8mm hole through the top of the profile.
3. Screw in the adjustable leveling pad.
4. Find the 4mm allen key, can be stored at the top of the pole after use.
5. Insert the allen key into the hole. The foot will raise when turning the allen key clockwise and lower when turning counter clockwise.

NO

Montere justerbar fot

1. Skru ut den originale foten
2. Mål 50mm fra kanten i center av fot profilen (eller bruk mal 6). Drill et Ø8mm hull gjennom toppen av profilen
3. Skru inn den justerbare foten.
4. Finn frem 4mm umbrakonøkkelen, kan festes på toppen av stolpen etter bruk.
5. Sett umbrakonøkkelen ned i hullet. Foten vil heve seg når umbrakonøkkelen roteres med klokka og senke seg når den roteres mot klokka.

SV

Installera justerbar fot

1. Skruva av den befintliga stödplattan.
2. Mät 50 mm från kanten och i mitten av fotprofilen (eller använd klubban 6). Borra ett hål på Ø 8 mm genom profilens ovansida.
3. Skruva i den justerbara nivelleringsfoten..
4. Ta fram insexnyckeln (4 mm), som kan förvaras ovanpå stolpen efter användning.
5. För in insexnyckeln i hålet. Foten kommer att höja sig när insexnyckeln vrids medurs och sänkas när den vrids moturs.

DA

Installation af justerbar fod

1. Skru den nuværende støttepolstring af.
2. Mål 50 mm fra kanten til midten af fodprofilen (eller brug hammer 6). Bor et Ø8 mm hul gennem toppen af profilen.
3. Skru den justerbare nivelleringsfod i..
4. Find 4 mm umbrakonøglen. Den kan opbevares øverst på stangen efter brug.
5. Sæt umbrakonøglen i hullet. Foden hæves, når umbrakonøglen drejes med uret, og sænkes ved at dreje mod uret.

FSU

1600026 - Leveling kit

art: 1600024 (4x), 0210124 (1x)

DE**Einstellbaren Fuß einbauen**

1. Schrauben Sie das vorhandene Stützenpolster ab.
2. Messen Sie 50 mm von der Kante und in der Mitte des Fußprofils (oder benutzen Sie den Hammer 6). Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm durch die Oberseite des Profils
3. Schrauben Sie den verstellbaren Nivellierfuß an.
4. Suchen Sie den 4-mm-Inbusschlüssel; diesen können Sie nach dem Gebrauch zur Aufbewahrung am oberen Ende der Stange aufbewahren.
5. Stecken Sie den Inbusschlüssel in das Loch. Der Fuß wird angehoben, wenn Sie den Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird der Fuß abgesenkt.

NL**Instelbare voet installeren**

1. Schroef het bestaande steunkussentje los.
2. Meet precies vanuit het midden van het voetprofiel een afstand van 50 mm naar de rand (of gebruik sjabloon 6). Boor een gat van \varnothing 8 mm door de bovenkant van het profiel heen.
3. Schroef het verstelbare kussentje om de hoogte aan te passen erin.
4. Pak de inbussleutel van 4 mm, die na gebruik boven in de stang kan worden opgeslagen.
5. Steek de inbussleutel in het gat. De voet gaat omhoog als je de inbussleutel rechtsom draait en omlaag als je de inbussleutel linksom draait.

FR**Installation du pied réglable**

1. Dévissez le bloc de support existant.
2. Mesurez 50 mm à partir du bord et au centre de la traverse du pied (ou utilisez le maillet 6). Percez un trou de 8 mm de diamètre sur le haut de la traverse.
3. Vissez-y le tampon de mise à niveau ajustable.
4. Récupérez la clé Allen de 4 mm ; celle-ci peut être rangée à l'extrémité supérieure du montant après utilisation.
5. Insérez la clé Allen dans l'orifice. Le pied se relèvera au fur et à mesure que vous tournerez la clé Allen dans le sens des aiguilles d'une montre et s'abaissera lorsque vous la tournerez dans le sens inverse.

IT**Installazione del piede regolabile**

1. Svitare il cuscinetto di supporto esistente.
2. Misurare 50 mm dal bordo, al centro del profilo della base (oppure utilizzare il mazzuolo 6). Eseguire un foro di \varnothing 8 mm con il trapano nella parte superiore del profilo.
3. Avvitare il piedino di livellamento regolabile.
4. Prendere la chiave a brugola da 4 mm che può essere riposta nella parte superiore del palo dopo l'uso..
5. Inserire la chiave a brugola nel foro. Ruotando la chiave a brugola in senso orario, la base si solleva. Ruotandola in senso antiorario, si abbassa.

ES**Instalación de pie ajustable**

1. Desatornille la almohadilla de soporte que se encuentra instalada.
2. Mida 50 mm desde el borde y en el centro del perfil del pie (o utilice la maza 6). Perfore un orificio de 8 mm \varnothing en la parte superior del perfil.
3. Atornille la almohadilla de nivelación ajustable.
4. Localice la llave allen de 4 mm; puede guardarla en la parte superior del poste cuando haya terminado de usarla.
5. Introduzca la llave allen en el orificio. El pie se elevará cuando se gire la llave allen hacia la derecha y descenderá cuando se gire hacia la izquierda.

FI**Asennettava jalka**

1. Avaa olemassa oleva tukipehmuste.
2. Mittaa 50 mm jalkaprofiilin reunasta keskeltä (tai käytä vasaraa 6). Poraa \varnothing 8 mm:n reikä profiilin läpi yläpuolelta.
3. Ruuvaa säädettävä pehmustetulppa paikalleen.
4. Ota 4 mm:n kuusiokoloavain (sitä voidaan säilyttää tangon yläosassa käytön jälkeen).
5. Työnnä kuusiokoloavain reikään. Jalka nousee, kun kuusiokoloavainta kierretään myötäpäivään, ja laskee, kun sitä käännetään vastapäivään.