


Molift Air

SV - Bruksanvisning

molift[®]
by Etac

BM16104 Rev K 2022-05-05



Svensk manual

Innehåll

Molift Air 205/300	2
Lyftens beståndsdelar	2
Om Molift Air	2
Allmänt	3
Försäkran om överensstämmelse	3
Villkor för användning	3
Garanti	3
Produktidentifiering	4
Tekniska data	5
Installation	6
Installation av åkvagnen	6
Installation av lyftdelen	6
Checklista efter slutförd installation	6
Så här använder du Molift Air	7
Före användning/daglig kontroll	7
Handkontroll	7
Montering av lyftbygel	8
Nödstopp/nödsänkning	8
Elektronik	9
Transport- och användningsförhållanden ..	9
Batterier	9
Batteri- och serviceindikator	9
Servicens omfattning	9
Laddning	10
Laddning via handkontrollen	10
Laddning via skenan (IRC)	10
Överföring	11
Användning av sele	11
Lyftning och sänkning	11
Tillbehör	12
Lyftbyglar	12
Våg	12
Selar	12
Övergångskoppling	13
Skötsel	15
Rengöring och desinfektion	15
Rekonditionering	15
Återvinning	15
Reservdelar	15
Periodisk inspektion	15
Periodisk inspektion – omfattning	15
Felsökning	16

Viktigt

Denna manual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och information om hur lyften och dess tillbehör ska användas.

I den här manualen är brukaren den person som lyfts. Assistenten är den person som hanterar och styr lyften.



Varning!


Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar nogga



Läs igenom manualen innan du börjar använda lyften!
Det är viktigt att du förstår innehållet i manualen fullt ut innan du försöker använda utrustningen

På www.etac.com kan du ladda ned dokumentation så att du garanterat har den senaste versionen.

Molift Air 205/300



Lyftens beståndsdelar:

Beskrivning av de delar lyften kan monteras isär i

1. Åkvagn
2. Lyftdel
3. Sidoskydd
4. Nödstopp/nödsänkning
5. Lyftband
6. Quick Release-koppling
7. Handkontroll
8. Lyftbygel

Om Molift Air

Molift AIR är en kraftfull och smidig taklyft som används för att flytta patienter och brukare på ett bekvämt och säkert sätt. Lyften passar bra både för flyttning av sittande och liggande patienter. Den passar även som hjälpmedel vid stå- och gåträning i kombination med tillbehör ur Molifts omfattande tillbehörsprogram. Molift AIR är en mycket lätt motor som i kombination med Quick Release-kopplingssystemet gör den lätt att hantera vid monterings- och underhållsarbete.

Allmänt

CE-märkning



Produkten och de tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 som medicinteknisk produkt, riskklass I. Produkten har testats och godkänts av tredje part i enlighet med standarderna IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 och EN/ISO 10535:2006.

Alla allvarliga incidenter som inträffar och som är relaterade till produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller patienten bor.

Villkor för användning

Lyft och flyttning av en person medför alltid vissa risker. Endast utbildad personal får använda den utrustning och de tillbehör som beskrivs i denna manual. Installationen av skensystemet måste utföras av behörig personal och i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar.

Modificeringar och användande av komponenter från andra tillverkare.

Vi rekommenderar att endast komponenter och reservdelar från Molift används. Försäkran om överensstämmelse är inte giltig och Etac tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på produkten. Etac tar inget ansvar för fel eller olyckor som kan inträffa om komponenter från andra tillverkare används.



Endast behörig personal har rätt att öppna lyften eller något av dess tillbehör för att utföra underhåll eller reparationer. Risk för skador från roterande delar och elstötar.

Lyften är inte avsedd att styras och hanteras av den person som lyfts. Om lyften ska användas av en funktionshindrad person som bor själv måste någon form av kommunikationsanordning finnas installerad i lyftens omedelbara närhet så att den funktionshindrade har möjlighet att kalla på hjälp i en eventuell nödsituation. En sådan kommunikationsanordning kan exempelvis vara ett larmsystem eller en lättåtkomlig telefon.


Garantimeddelande

Två års garanti mot defekter i utförande och material i våra produkter. Ett års garanti på batterier. Se www.etac.com för villkor.

Produktidentifiering

Produktetikett

Huvudproduktetiketten har en streckkod med ID, serienummer och tillverkningsdatum för produkten.



Varningsetiketter och symboler

Närmare beskrivning av de symboler som finns på produkten:



Klass II, dubbel isolering



CE-märkt



Se manual



Endast för inomhusbruk



Max. brukarvikt
 max 255 kg / max 560 lbs



Får ej kasseras i hushållssoporna



Nödstopp/nödsänkning



ServiceLampa



Batterilampa



Insexnyckelsymbol för manuell nödsänkning



Certification Body mark



Tillverkare



Tillverkningsdatum



Katalognummer



Serienummer



Medicinteknisk produkt

Tekniska data

Safe Working Load (SWL)

Molift AIR 205: 205 kg

Molift AIR 300: 300kg

Enhetsvikt

8,46 kg (18,65 lbs)

Batteri:

Art: 2510023

26.4 V NiMH 2.6 Ah

Batteriladdare:

Charger for handcontrol, Mascot - type 2215

Art. nr.: 1240100

100-240 V AC, 50-60 Hz max 0.9A

Output 0.9A

IRC Power Supply, Mascot - type 9920

Art. nr.: 2510119

Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz max 0.9A

Output: 24VDC 1.6A/40W

IRC Charger, Mascot - type 2515

Art. nr.: 2510147

In: 20-30VDC 1.3A

Output 0.5A

Lyfthastighet

60 mm/sekund

med 75 kg belastning

Drivmotorhastighet

0,2m/second (7,87 inches/second)

Skyddsklass

Handkontroll IP24

Lyftmotor IP24

Ljudnivå, maximal A-viktad

$L_{WA} = 63$ dB

Tryckkraft, knapp

Knappar på handkontroll: 3,4 N

Material:

Aluminium, plast

Förväntad livslängd:

Lyften har en förväntad livslängd på 30 000 cykler eller 10 år.

Mått:

L x W x H (längd, bredd, höjd utan åkvagn)


36 x 19 x 19,5 cm

A (lyftområde)

300 cm

B (minimimått från tak till lyftbygelnanslutningspunkt)

32,7 cm



Installation

Montering och installation

Lyften är märkt med Safe Working Load (SWL), dvs. säker arbetsbelastning. Denna får inte vara högre än skensystemets maximala belastningskapacitet.




Skensystemet får endast installeras av behörig personal och i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar.



Börja inte använda lyften förrän en kontroll har genomförts enligt checklisten efter installation.

Installation av åkvagnen

Montera åkvagnen i skensystemet




Ta bort ändstoppet och för in åkvagnen i skenan. Sätt tillbaka ändstoppet och se till så att det sitter ordentligt fast.




Se till så att ändstopp är monterade på alla skensystemets ändar innan du börjar använda lyften!

Installation av lyftdelen

Montera lyftdelen på åkvagnen. Inga verktyg krävs. Lyftdelen har två anslutningspunkter.



Börja med att ansluta en av punkterna. Tryck in knappen så långt det går och placera lyftdelen i anslutningsdelen på åkvagnen. Släpp knappen och var noga med att se till att den visar tydligt grönt innan du ansluter nästa punkt på samma sätt.



Se till så att bägge anslutningspunkternas knappar återgår helt till ursprungsläget och visar tydligt grönt efter installationen.

Linan och röret för nödsänkning kan anpassas till korrekt längd (höjd) genom att de kapas.

Checklista efter slutförd installation

Före användning använder du denna checklista för att kontrollera att lyften är installerad på rätt sätt och kan fungera korrekt och säkert.

- Ändstopp har satts på plats på skenorna efter montering av åkvagnen
- Kontrollera att lyften är ordentligt monterad i skenan och att lyften inte har några lösa delar.
- Utför ett lyft med normal belastning (60–80 kg)
- Kontrollera att batteriet är fulladdat.

Så här använder du Molift Air

Allmänna säkerhetsåtgärder

Använd endast tillbehör och selar som är justerade för att passa brukaren, typen av funktionshinder, kroppsstorleken, vikten och typen av flyttning.

Pausfrekvens/pulslängd.

Molift Air får inte köras konstant i mer än 2 minuter (vid maximal belastning) och varje paus ska vara minst 18 minuter lång. Pulslängd 10 %. (Paus enligt standarden ISO-EN 10535)

Safe Working Load – säker arbetsbelastning



Om den maximala belastningen (SWL) är olika för lyftbygeln och selen eller annat lyfttillbehör ska alltid den lägsta maxbelastningen användas.



Molift-lyften ska endast användas för att lyfta personer. Använd aldrig lyften för att lyfta eller flytta någon typ av objekt.

Före användning/daglig kontroll

Följande inspektion ska utföras dagligen eller före användning:

- Se efter om lyften och skensystemet har några synliga skador, defekter eller deformationer
- Se till så att lyftbygeln koppling och alla borttagbara delar sitter ordentligt fast
- Testa nödstoppknappen och nödsänkning
- Se till så att batterilampan inte är tänd och att servicelampan lyser grönt

- Se efter om lyftbandet har några synliga skador eller slitningar.
- Testkör lyftens manöverfunktioner och se till så att lyften inte avger några onormala ljud



Vid fel eller brister ska lyften tas ur drift och märkas med "ur funktion"

Handkontroll


Handkontrollen har två knappar för höjning och sänkning, alternativt fyra knappar om lyften är utrustad med framdrivning. Handkontrollen är försedd med en indikatorlampa som tänds när batterinivån är låg och lyften behöver laddas.



Dra inte i handkontrollen för att flytta lyften längs skenan



Montering av lyftbygeln




1. Passa in lyftbygeln i anslutningspunkten.
2. Tryck på knappen på låstappen och tryck in så långt det går.
3. Se till så att låstappen sitter fast ordentligt
4. Avlägsna låstappen genom att trycka på knappen samt trycka på bulten från motsatt sida samtidigt som du håller in knappen.


Nödstopp/nödsänkning

Nödstopp

Aktivera och återställa nödstoppet:




Dra för att aktivera nödstoppet. Knappen trycks ut och lyften stannar.



För att återställa nödstoppet trycker du antingen tillbaka knappen med fingret eller drar i röret som hänger i linan.

Elektrisk nödsänkning




Dra och håll fast för att påbörja sänkningsen. Håll tills dess att brukaren har sänkts ned så att lyftbygeln kan avlägsnas.




Ska endast användas i nödsituationer då handkontrollen inte fungerar! Stanna innan hela bandet dragits ut, annars kommer lyftbandet att lindas åt fel håll och gå uppåt.

Manuell nödsänkning

Insexnyckel eller bits för bormaskin finns inuti lyften. Avlägsna sidoskyddet för att komma åt dessa.



Öppna sidoskyddet genom att trycka nedåt och pressa utåt med en spårskruvmejsel i de två springorna. Dra spaken märkt "Brake Release" ner. Leta upp klistermärket som täcker hålet för manuell nödsänkning. Stick hål på eller ta bort klistermärket och för in verktyget. Roterar medurs för att sänka lyftbandet. Bormaskin rekommenderas.



Service behövs INTE om:

- 1) Manuell nödsänkning har använts för en känd orsak, och
- 2) lyftbandet är oskadat, och
- 3) lyften fungerar som normalt efter att den manuella nödsänkningen har utförts.

"Brake Release" funktionen bidrar till att göra nödsänkningen mindre kraftkrävande.

Om den manuella nödsänkning har använts på grund av ett fel på lyften, ska den skickas till service.

Elektronik

Transport- och användningsförhållanden

Transport och förvaring

Vid förvaring under längre perioder rekommenderas det att nödstoppknappen är aktiverad (utdragen). Lyftan kan förvaras och transporteras vid temperaturer mellan -25 och 70 °C.

Användning

Lyftan är utformad för användning i vanlig rumstemperatur (+5 till +40 °C).

Lufttryck: 70–106 kPa

Relativ fuktighet: 15–93 %

Om förvaring eller transport skett vid andra temperaturer än de som anges ovan ska lyftan ställas i ett rum med lämplig temperatur tills den nått säker driftstemperatur.



Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Bärbar eller mobil radiokommunikationsutrustning kan påverka den medicinska elektriska utrustningen och ska därför hållas på minst 25 cm avstånd från lyftans elektroniska komponenter.

Batterier

Molift Air har ett 26,4 V NiMH-batteripack. Batteriet har en förväntad livslängd på ca 500 laddningscykler.



Ladda batteriet vid leverans och därefter var sjätte månad för att undvika batterifel.



Använda batterier måste kasseras som specialavfall i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Får ej kasseras i hushållssoporna




Batterierna måste laddas upp och tömmas helt några gånger innan de når sin fulla kapacitet. Detta gäller också om lyftan inte har använts under en längre tid (3–4 veckor)

Batteri- och serviceindikator

Lyftan har två indikatorlampor.



Skiftnyckelsymbol/
servicelampa



Batterisymbol/
batterilampa

Det elektriska systemet har en strömsparfunktion som stänger av systemet efter tio minuters inaktivitet. Då släcks även alla lampor.

Systemet aktiveras genom ett tryck på någon av manöverknapparna

Batterilampa

Batteriindikatorlampan tänds och avger en ljudsignal när batterinivån är låg och lyftan måste laddas. När detta sker har lyftan fortfarande tillräckligt med ström kvar för en hel lyftcykel med maxbelastning. När batterinivån har nått en kritiskt låg nivå kan man endast sänka lyftbandet.

Servicelampa

Lyftans elektronik registrerar de laster som lyfts och antalet lyft. Efter en given driftstid avges en signal för att indikera att lyftan behöver service

Servicelampa	Läge
Inget ljus	Strömsparläge (standby)
Grönt	Klar att använda
Gult	Beställ service
Rött	Utför service
Rött + ljudsignal	Utför service Omedelbart

Servicens omfattning


I servicen ingår byte av lyftbandet samt inspektion och byte av utslitna delar. Service måste utföras av behörig personal.

Service krävs när servicelampan lyser rött (då 5000 lyft i SWL registrerats) eller efter fem år om servicelampan ännu inte lyst rött.

Laddning

Molift Air kan laddas på två sätt:
via handkontrollen med en väggmonterad batteriladdare eller via skenan.

Laddning via handkontrollen



Batteriladdare

Lyften laddas via handkontrollen. Batteriladdaren ska monteras på en vertikal vägg nära ett eluttag, minst 120 cm över golvet. Laddaren måste användas utanför patientmiljön. Laddaren måste placeras eller installeras på ett sätt som gör det enkelt att koppla ur nätkabeln. Var försiktig så att kabeln inte skadas. Laddaren kan ständigt vara ansluten till eluttaget och handkontrollen bör placeras i laddarhållaren när lyften inte används.

Laddare för handkontroll Nomad/AIR.
Art. nr.: 1240100

Laddningslampa


Beskrivning av laddningslampan:

Laddningslampa	Läge
Gult	Klar att använda, inget batteri anslutet
Gult	Initialiserar
Rött	Snabbladdning
Grönt/gult	Fulladdning
Grönt	Underhållsladdning
Rött/grönt	Fel


IRC - In Rail Charging

Lyften laddas via en inbyggd laddare i hissmotorn, vilket gör att laddningen pågår kontinuerligt i hela skensystemet.

Molift Air IRC har en inbyggd laddare som är ansluten till batteriet. Laddaren och IRC-vagnen måste installeras i ett skensystem med konduktiv tejp. IRC-vagnen ansluts till batteriladdaren inne i Molift Air IRC. IRC-vagnen har alltid kontakt med den konduktiva tejpens inne i skenan. Strömförsörjningen till IRC ansluts till den konduktiva tejpens via IRC-kontakten i änden på skenan, och det är därifrån batteriladdaren i Molift Air IRC får sin ström.



IRC passar både enkelskenor och traverssystem.



IRC Power Supply
Art. nr.: 2510119
Charger 2515 DC/DV (Part of Molift Air IRC)
Art. nr.: 2510147

Överföring

Planera lyftmomentet före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt. Tänk på att arbeta ergonomiskt. Gör en riskbedömning och dokumentera. Assistenten är ansvarig för brukarens säkerhet.

Molift Air kan användas med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel för olika typer av förflyttningar: sittande, halvliggande eller ambulerande.

Användning av sele

Det är viktigt att selen är utprovad för den enskilda brukaren och den avsedda lyftsituationen.



Läs igenom selens manual före användning.




Undvik att använda skadade eller mycket slitna selar.

Selar från andra tillverkare


Vi rekommenderar att endast Etac Molift-selar används. Etac ansvarar inte för sådana fel eller olyckor som kan inträffa om selar från andra tillverkare används.

Lyftning och sänkning


Stå vid sidan av brukaren när du lyfter honom/henne. Kontrollera att armar och ben inte hamnar i vägen för stol, säng eller dylikt. Håll ögonkontakt med brukaren så att han/hon känner sig trygg.



Fyrpunktslyftbygeln ska alltid placeras på tvären över brukaren för att förhindra att brukaren glider ur lyftselen av misstag.




Lyftbygeln utformning med krokar förhindrar att selen – förutsatt att den är korrekt monterad – oavsiktligt kopplas loss.



1. Kontrollera att selen är rätt applicerad på brukaren och att bandöglorna sitter som de ska i lyftbygeln krokar.
2. Sträck selens band utan att brukaren lyfts. Se till så att krokarna sitter ordentligt fast i selens alla fyra öglor för att förhindra att brukaren glider eller faller ned
3. Lyft brukaren och utför förflyttningen.

Vinkelsensor

Lyften har en säkerhetsfunktion som förhindrar lyft om lyftbandets vinkel är för brant..



Om lyften inte reagerar när du trycker på uppåt-knappen på handkontrollen kan det bero på att sensorn aktiverats på grund av att lyftbandets vinkel är för brant eller på grund av att lyftbandet har snott sig.


Tillbehör

Rekommenderad extrautrustning och rekommenderade tillbehör för Molift Air.

Lyftbyglar

Molift Air kan användas med 2- eller 4-punkts lyftbygel.


Lyftbygel i aluminium



2-punkts Small, aluminum, 350 mm,
Art. nr.: 2530115

2-punkts Medium, aluminum, 450 mm,
Art. nr.: 2530120

2-punkts Large, aluminum, 550 mm,
Art. nr.: 2530125




4-punkts Small, aluminum, 350 mm,
Art. nr.: 2530210

4-punkts Medium, aluminum, 450 mm,
Art. nr.: 2530211

4-punkts Large, aluminum, 550 mm,
Art. nr.: 2530212

4-punkts X-Large, aluminum, 650 mm,
Art. nr.: 2530213



8-punkts suspension for tyg bår, stål
Art. no.: 2140003

Våg

Molift vågset (utan lyftanordning)

Art. nr.: 1840000

Kan kombineras med alla Molift Air-kompatibla lyftbyglar. Vågen är godkänd som klass III-våg. Vågen kan också beräkna BMI (Body Mass Index) med hjälp av ett enkelt tryck. Läs manualen som medföljer vågen före användning.

Selar

Etac Molift erbjuder ett brett sortiment av lyftselar för olika slags förflyttningar.

Etac Molift RgoSling är utvecklad för att kombineras med en 4-punkts lyftbygel men selen fungerar även med en 2-punkts lyftbygel.

Se kombinationslistan i selens manual för att hitta rätt kombination av sele och lyftbygel.

Etac Molift RgoSling-selen finns i storlekarna XXS-XXL, i polyester och nätpolyester.

Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)

Rgosling Highback Padded (XS-XXL)

Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)

Rgosling Highback Net (XXS-XXL)

Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)

Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)

Rgosling Amпу Mediumback (XXS-XXL)

Rgosling Amпу Highback (XXS-XXL)

Rgosling Ambulating Vest

Rgosling Comfort Highback (S-L)

RgoSling Fabric Stretcher

Tillbehör:

Rgosling Extension Loops


Art. nr.: 1721600

Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)


Art. nr.: 17217XX

Övergångskoppling

Vissa skensystem är utrustade med övergångskopplingar ①
Dessa används för att användaren ska kunna flyttas
från ett skensystem till ett annat, t.ex. mellan två olika rum.




Komponenter




- ① Övergångskopplingsenhet
- ② Övergångskoppling med remskiva
- ③ Remskiva med vred
- ④ Port (två st. per enhet)

Tilstander




Tilkoblet




Frakoblet

Frånkoppling

Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av
minst 0,5 m från övergångskopplingsenheten
innan övergångskopplingen kopplas från..



Dra ner remskivan tills det tar stopp.
Ett ljud hörs när frånkoppling sker.




Övergångskopplingen är nu frånkopplad.



Överföring – frångkopplad övergångskoppling

Överför inte användaren förrän du har kontrollerat följande:


Båda portar ① är synliga (övergångskopplingsenhet sedd underifrån)..



Låsbulnen ② får **inte** synas när övergångskopplingen är frångkopplad.




Skjut traversskenan i önskad riktning.




Anslutning

Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av minst 0,5 m från övergångskopplingen innan övergångskopplingsenheterna ansluts.



Skjut traversskenan mot den stationära skenan tills övergångskopplingarna ansluts och ett ljud hörs.



Överföring – ansluten övergångskoppling

Flytta inte användaren förrän du har kontrollerat att övergångskopplingsenheterna är helt ihop-låsta. Det ska inte gå att skjuta isär skenorna för hand.

Användaren kan nu flyttas från en skena till en annan.

Skötsel

Rengöring och desinfektion

Rengör regelbundet. Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel. Undvik att använda lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det kan orsaka ytskador på lyften. För desinfektion vid behov: använd isopropylalkohol. Undvik slipande rengöringsmedel. Kontrollera nödstopps- och nödsänkningfunktionen efter rengöring. Lyften får inte sköljas i rinnande vatten.



Undvik att skada eller avlägsna etiketter under rengöring.

Rekonditionering

Följ anvisningarna för rengöring och installation, genomför periodisk inspektion och använd check-listan efter installation för att rekonditionera lyften.

Återvinning

Se återvinningsanvisningar, ("Recycling instructions"), för information om hur produkten ska kasseras. Dessa hittar du på www.etac.com

Reservdelar

En lista över reservdelar kan fås på begäran.

Periodisk inspektion

Periodisk inspektion – omfattning

Periodisk inspektion är en visuell undersökning (framför allt av lyftens lastbärande struktur och lyftmekanism med fästen, bromsar, kontroller, säkerhetsanordningar och selar eller andra lyfttillbehör) enligt rapport för periodisk inspektion (Periodic Inspection Report) för Molift Air. Rapporten hittar du på www.etac.com


Den periodiska inspektionen ska genomföras minst en gång om året, eller oftare om lokala bestämmelser kräver det. Inspektionen måste utföras av servicepersonal som auktoriserats av Etac. Kontakta Etac för utbildning och auktorisering eller rekommendation av godkänd servicepartner.

När en periodisk inspektion utförs ska inspektören fylla i inspektionsrapporten för Molift Air. Rapporterna ska bevaras av den/de person(er) som ansvarar för service av lyften. Om defekter och/eller skador upptäcks vid inspektionen ska ägaren meddelas om detta och en kopia av rapporten ska skickas till Etac.



Om säkerhetsrisker föreligger ska lyften omedelbart tas ur drift och tydligt märkas med "ur funktion". Lyften får sedan inte användas igen förrän den är reparerad.

När den periodiska inspektionen är slutförd ska inspektören fästa ett klistermärke på kontrolltiketten på vilket datumet då den periodiska inspektionen genomfördes framgår. Kontrolltiketten sitter på insidan av sidoskyddet och visar när **nästa** servicetillfälle ska ske.



Felsökning

Symptom	Möjlig orsak/åtgärd
Lyften svarar inte på handkontrollmanövrar	Nödstoppet är aktiverat. Inaktivera det genom att trycka in knappen igen.
	Lyftens elektronik är överhettad. Vänta tills den svalnar.
	Handkontrollen är inte ordentligt isatt. Öppna skyddet och sätt i handkontrollen. Handkontrollen, dess kontakt eller sladd kan vara trasig och måste i så fall bytas.
Lyften svarar inte på tryck på uppåtknappen på handkontrollen	Lyftbandets vinkelsensor är aktiverad. Justera lyftbandet eller flytta lyften så att lyftbandet blir mindre vinklat.
När elektrisk nödsänkning används, går lyftbandet uppåt	Lyftbandet har dragits ut helt och hållet, och har lindats åt fel håll. Använd manuell nödsänkning. Skicka lyften på service.



Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac