


combi frame[™]

Suomenkielinen käyttöohje

FIN SISÄLLYS

Turvallisuus	4
Tuotevastuu	4
Työkalut	4
Takuu	5
Kunnossapito	5
Käyttöönotto-valmistelut	6
T-avain	6
Istumisen Combi-alustalla ja siitä poistuminen	6
Esteiden ylittäminen 1/3	7
Esteiden ylittäminen 2/3	8
Esteiden ylittäminen 3/3	9
Istuimen & selkänojan kallistussäätö	10
Selkänojan säätäminen	11
Istuimen asennus	12
Kaasujousen säätäminen	13
Pikalukitus-pyörät	14
Pinnasuojat	14
Työntötangon säätäminen	15
Kippieste	16
Fixlock-kiinnikkeet	16
Istuimen korkeussäätö	17
Istuimen kallistussäätö	17
Pyöränlukko	18
Rumpujarru	18
Pyörä-yhdistelmät	19
Etuhaarukan kulman säätö	19
Painopisteen muuttaminen	20
Puinen selkänoja	21
Kurasuoja	21
Pääntuen kannatin	22
Poikittaistan-gossa oleva pääntuen kannatin	22
Jalkatuet ja jalkalaudat	23
Jalkatuen asentaminen	24
Muiden kuin r82-jalkatukien asentaminen	24
Kuljettaminen moottori-ajoneuvoissa 1/3	25
Kuljettaminen moottori-ajoneuvoissa 2/3	26
Kuljettaminen moottori-ajoneuvoissa 3/3	27
Tuotteen tunnistus	28
Mitat	29
Tekniset tiedot	30
Valmistaja	30
Myyjä	30
Hoito ja kunnossapito	31
Vianetsintä	32




U.S. Patent Des. D588,051 S
Norwegian Design Reg. No. 80196

FIN COMBI FRAME -ALUSTA

Combi Frame -alusta on ainutlaatuinen pyörätuolialusta yksilöllisiä istuinjärjestelmiä varten. Combi Frame on ideaalinen sekä sisä- että ulkokäyttöä varten.

Alusta on saatavana joko sinisenä, punaisena tai hopeanvärisenä joko 12½", 20", 22" tai 24" kelauspyörillä ja 6" tukipyörillä.


Tämä käyttöohje toimii oppana ja apuna Combi-alustan tarjoamien valinnanmahdollisuuksien hyödyntämiseksi täydellisesti. Siksi suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista ennen alustan käyttämistä.




FIN TURVALLISUUS


Combi Frame -alusta on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyttävän kaikki relevantit eurooppalaiset turvavaatimukset. Combi Frame on hyväksytty ISO 7176-19:n mukaisesti ja käyttöohje ISO 7176-15:n mukaisesti. Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava R82:n toimesta käyttöiän pidentämiseksi.

 Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja varusteita.


 Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki tuotteen kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne ennen joka käyttöä.

 Combi-alusta on tarkoitettu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita useampaa kuin yhtä käyttäjää Combi-alustalle.

 Kippieste on pantava päälle, kun alustaa kallistetaan ja jos Combi-alusta pysäköidään kaltevuudeltaan yli 10°:n alustoille.

 Käyttöohjeen viimeisin versio on aina saatavissa verkkosivuilta: www.R82.com

FIN TUOTEVASTUUS

 CE-merkintä tulee poistaa, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.

FIN TYÖKALUT

Tuolin selkänojassa on työkalupussi, jossa on 3, 4, 5 ja 6 mm:n kuusiokolo-avaimet. Mukaan sisältyy myös 1 kpl T-avaimia. Näitä työkaluja käytetään käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen tekemiseen.

FIN TAKUU

R82:lla on materiaali- ja valmistusviat kattava 2 vuoden vuoden sekä metallirungon rikkoutumisen viallisen hitsauksen seurauksena kattava 5 vuoden vakuu. Takuu voi raueta, jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa huoltaa ja/tai pitää kunnossa päivittäin toimittajan ja/tai käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden mukaan ja annettuja huoltovälejä noudattaen. Lisätietoja on R82-sivustossa. Takuu pysyy voimassa vain, jos R82:n tuotetta käytetään sen ostomaassa ja jos tuote voidaan tunnistaa sen sarjanumeron perusteella. Takuu ei kata tapaturmavahinkoja eikä väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata normaalin kulumisen vuoksi määräväleihin vaihdettavia osia. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin R82:n alkuperäisiä osia tai tarvikkeita tai jos muu kuin R82:n valtuutettu edustaja tai R82: tuotteita korjaamaan kouluttama henkilö korjaa tuotteen tai tekee siihen muutoksia. R82 varaa itselleen oikeuden tarkastaa tuotteen ja sen asiakirjat ennen takuuhuollon antamista sekä oikeuden päättää, korjataanko tuote vai vaihdetaanko se uuteen. Asiakkaan velvollisuus on palauttaa tuote takuuhuoltoa varten sen ostopaikkaan.

Tämän takuun myöntää R82 tai sen jälleenmyyjä.

FIN KUNNOSSAPITO

- Tarkasta rengaspaine säännöllisesti.
Ilmanpaine: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa.
- Tarkasta pyöränlukon toiminta säännöllisesti. Turvallisuuden vuoksi varmistaa, että pyörän ja pyöränlukon välinen etäisyys on: 6-8 mm
- Älä altista kaasujousta paineelle, korkeille lämpötiloille tai puhkeamiselle.



Voitele käntöosat ajoittain. Suosittelemme synteettisen teflonöljyn käyttämistä.



Puhdista runko säännöllisesti, etenkin sen jouduttua kosketuksiin sadededen/suolaveden kanssa. Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita.



Pätevän mekaanikon on tarkastettava ja huollettava Combi Frame vähintään 6 kuukauden välein toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi.




Mikäli on asennettu rumpujarrut, on vaijerit säädettävä jarrujen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että pyöriä ei voi pyörittää jarrujen ollessa päällä. Pätevän mekaanikon on tarkastettava ja kiristettävä jarrut vähintään 6 kuukauden välein.



Ammattilaisen, esimerkiksi paikallisen polkupyöränkorjaajan on säädettävä pinnat säännöllisesti.



Ainoastaan valtuutettu R82-henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa.




FIN KÄYTTÖÖNOTTO- VALMISTELUT

Combi Frame -alusta toimitetaan kokoontaitettuna tilan säästämiseksi kuljetuksen aikana.

Noudata alla olevia ohjeita Combi Frame -alustan ottamiseksi käyttöön.

- 1) Vedä ulos kahva (A).
- 2) Asenna kaasujousi kiinnikkeeseen ja päästä kahvasta. Varmista, että se loksahda paikalleen.



FIN T-AVAIN

T-avain (A) toimii apuna pikakiinnityslevyjen pitämiseksi urassa esim. sivutukea yms. asennettaessa tai säädettäessä.

Työnnä avain uraan, käännä 90° ja laske alas levyn tukemiseksi.

FIN ISTUMINEN COMBI- ALUSTALLA JA SIITÄ POISTUMINEN

Ennen käyttäjän sijoittamista Combi-alustalle on pyöränlukot lukittava ja jalkalaudat nostettava sivuun tai jalkatuet poistettava.

Aseta käyttäjä Combi-alustalle ja säädä lisävarusteet optimaalisen istuma-asennon saavuttamiseksi käyttäjälle.

Jalkatukien poistaminen ei ole tarpeen, jos käyttäjä siirretään Combi-alustalle tai siitä nostoliinan avulla.


FIN ESTEIDEN YLITTÄMINEN 1/3

Ajaminen YLÖS reunakiveyksen yli (max. 10 cm)

Eteenpäin


Tätä tekniikkaa suositellaan kokeneille käyttäjille.

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
- * Pidä paino kelauspyörillä ja nosta tukipyöriä maasta. Taivuta vartaloa eteenpäin ja työnnä voimakkaasti kelausvanteista.



Eteenpäin, avustajan kanssa


- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
- * Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nostamiseksi reunakiveyksen yläpuolelle.
- * Avusta käyttäjää auttamalla kelauspyörät yli reunuksen alustaa nostamalla työntökahvoista nostamisen sijasta.



Taaksepäin


Tätä tekniikkaa tulee käyttää vain matalilla reunuksilla ja se on riippuvaista jalkalaudan korkeudesta.

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja taaksepäin kohti reunakiveystä
- * Taivuta vartaloa eteenpäin ja työnnä voimakkaasti kelausvanteista.




Taaksepäin, avustajan kanssa

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja taaksepäin kohti reunakiveystä
- * Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nostamiseksi ylös.
- * Nosta alustasta tuolin nostamiseksi ylös. Vedä tuoli pois reunakiveykseltä ja laske tukipyörät alas.



FIN ESTEIDEN YLITTÄMINEN 2/3

Ajaminen ALAS reunakiveyksiltä (max. 10 cm)




Eteenpäin

Tätä tekniikkaa suositellaan kokeneille käyttäjille.

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
- * Työnnä voimakkaasti kelausvanteista ja aja eteenpäin. Kaikkien pyörien tulisi koskettaa maata samanaikaisesti.




Korkea kaatumisriski tällä tekniikalla



Eteenpäin, avustajan kanssa

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja eteenpäin kohti reunakiveystä.
- * Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nostamiseksi samalla alustasta otetta pitäen.
- * Aja varovasti alas reunukselta ja laske tukipyörät maahan.



Taaksepäin

Tätä tekniikkaa ei pidä koskaan käyttää, jos korkeusero on yli 10 cm ja silloinkin vain kokeneiden käyttäjien toimesta.

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja taaksepäin kohti reunakiveystä.
- * Taivuta vartaloa eteenpäin ja aja varovasti kohti reunakiveystä.



Korkea kaatumisriski tällä tekniikalla



Taaksepäin, avustajan kanssa

- * Varmista, että kippieste on pois päältä
- * Aja taaksepäin kohti reunakiveystä.
- * Aja varovasti alas reunukselta ja vedä tuoli sen luota samalla alustata otetta pitäen.
- * Laske tukipyörät maahan.

FIN ESTEIDEN YLITTÄMINEN 3/3

Siirtyminen YLÖS portaita



Pyydä aina apua.



Älä milloinkaan mene liukuportaisiin edes avustajan kanssa.



Älä nosta pelkästään työntökahvasta!

Taaksepäin, avustajan kanssa:

- * Varmista, että kippieste on pois päältä ja kahvat on kiristetty kunnolla.
- * Aja taaksepäin ensimmäistä askelmaa kohti.
- * Kallista tuolia ja vedä tuolia ylös askelma kerrallaan. Varmista, että painopiste pysyy kelauspyörillä.
- * Vedä tuoli pois viimeiseltä askelmalta ja laske tukipyörät alas.

Siirtyminen ALAS portaita

Eteenpäin, avustajan kanssa:



Pyydä aina apua.



Älä milloinkaan mene liukuportaisiin edes avustajan kanssa.

- * Varmista, että kippieste on pois päältä.
- * Aja ensimmäistä askelmaa kohti ja kallista tuolia.
- * Siirry alaspäin askelma kerrallaan. Varmista, että painopiste pysyy kelauspyörillä.
- * Laske tukipyörät alas viimeisen askelman jälkeen.




Jos avustajia on kaksi, voi toinen auttaa nostamalla edestä.



Avustajien on varmistettava nostaminen oikealla tavalla - kuormitus jaloilla eikä selällä.



FIN ISTUIMEN & SELKÄNOJAN KALLISTUSSÄÄTÖ



Istuimen kallistus:

Käytä työntökahvassa olevaa vasenta vipua (A) istuimen kallistuksen säätämiseksi. Kun haluttu kulma on saavutettu, vapauta vipu, jolloin se lukittuu paikalleen.

Combi Frame voidaan tilata kaasujousella tai ilman selkänojan kallistusta varten. Noudata alla olevaa kuvausta Combi Frame- alustan selkänojan kallistamiseksi:


Selkänojan kallistussäätö (kaasujousella):


Käytä työntökahvassa olevaa oikeanpuoleista vipua (B) selkänojan kallistuksen säätämiseksi. Kun haluttu kulma on saavutettu, vapauta vipu halutun asennon lukitsemiseksi.

Kallistussäätöjen tekeminen on helpointa käyttäjän istuessa tuolissa.

Selkänojan kallistussäätö (kiinteällä tangolla):

Avaa ruuveja (C) 5 mm:n kuusiokoloavaimella ja säädä poikittaistangon korkeus. Tangon korkeutta säädettäessä selkänojan kulma muuttuu automaattisesti. Kiristä ruuvit, kun haluttu asento on saavutettu.



 Kallistussäätöä kiinteän tangon kanssa (E) rajoittaa selkänojan tukiputkien (D) pituus.

FIN SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN


On mahdollista säätää selkänojaa istuimesta riipumattomasti. Toimitettaessa selkänojaa voidaan siirtää korkeintaan 10 cm taaksepäin. Selkänojan profiilit on kiinnitetty istuinprofiilien alla oleviin kiinnikkeisiin.

- * Avaa kahta ruuvia (A) istuinprofiilin alla.
- * Siirrä selkänojan profiilit haluttuun kohtaan ja kiristä uudelleen ruuveilla.

! Huomioi, että etumainen ruuvi (B) on vain turvaruuvi ja sen TÄYTYY sopia yhteen istuinprofiilissa olevista rei'istä.


! Varmista, että selkänojan profiilit asennetaan samaan kohtaan kummallakin puolella.

! Jos painopistettä säädetään tuolin etuosaa kohden, saattaa tuoli muuttua kaatumisherkäksi. Suosittelemme kippiesteiden käyttöä.




FIN ISTUIMEN ASENNUS

Combi Frame voidaan varustaa lähes kaikilla muiden valmistajien istuinyksiköillä. Suosittelemme Panda Futura- tai x:panda -tuolia R82:lta. Noudata alla olevaa kuvausta istuimen asentamiseksi Combi Frame -alustalle.




- * Aseta adapteri istuinalustalle ja kiinnitä pultit, prikot ja mutterit (A) ja kiristä kaikki pultit tiukkaan käyttäen 4 mm:n kuusiokoloavainta ja 10 mm:n kiintoavainta. Aseta adapteri niin, että istuimen oikea painopiste löytyy.
- * Aseta istuin adapteriin ja työnnä se koko matkan taakse, kunnes se loksahda paikalleen.
- * Lukitse sivulla oleva punainen vipu, kun tuoli on paikallaan.


 Älä käytä ensimmäistä reikää, johon tuoli loksahda. Tämä on vain turvareikä, joka pidättää tuolin jos nappi vahingossa hypäisi pois oikeasta reiästä.


Asennus ilman adapteria

(vain x:panda koko 3+4 tai Panda 5 joko Combi-alustalla koko 3 tai 4)

- * Aseta istuin rungon istuinalustaan ja kiinnitä pultit ja prikot istuinalustan alle (B). Kiristä kaikki pultit tiukkaan 6 mm:n kuusiokoloavaimella. Aseta istuin niin, että istuimen oikea painopiste löytyy.

 On tärkeää kääntyä valtuutetun R82-henkilöstön puoleen ennen säätöjen/sovitusten tekemistä muiden valmistajien tuoleja asennettaessa.

 Älä sijoita käyttäjää tuoliin, jos tuoli on seissyt auringossa. Tuoli on jäähdytettävä ennen käyttöä käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi.



FIN KAASUJOUSEN SÄÄTÄMINEN

Kaasujousta voidaan ajoittain joutua säätämään.


Kokeile säätämistä vaijerikiristimellä. ellei tämä auta, toimi seuraavasti:

Säätäminen on tarpeen vain kun:

- kaasujousi avautuu hitaasti itsestään
- kaasujousta ei voida lainkaan avata


Mikäli kaasujousi avautuu itsestään; avaa mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä sitten männän tankoa (A) vastapäivään sen kiristämiseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.

Mikäli kaasujousta ei voida lainkaan avata; avaa mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä sitten männän tankoa (A) myötäpäivään sen avaamiseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.



! Älä altista kaasujousta paineelle tai korkeille lämpötiloille. ÄLÄ puhkaise.


! Älä naarmuta mäntää; on tärkeätä käyttää liinaa tai vastaavaa, mikäli kaasujousen säätämiseen käytetään työkaluja.





FIN PIKALUKITUS- PYÖRÄT

Kelauspyörien pikalukitusakselinastat ovat Combi Frame -alustan vakiovaruste - tämä helpottaa ja nopeuttaa irrotusta (A): paina pyörän keskiössä olevaa lukitusmekanismia ja irrota pyörä vetämällä.

Pyörä irrotetaan painamalla pyörän keskiössä sijaitsevaa lukitusmekanismia (A). Liu'uta akselitappi on lukittunut paikalleen.

 Pyöriä takaisin asennettaessa varmista, että lukituspainikkeen pää (A) loksauttaa takaisin ulos lukitun pyörän paikalleen.

 Varmista pyörästä vetämällä, että akselitappi on lukittunut paikalleen.



FIN PINNASUOJAT

Noudata alla olevaa kuvausta pinnasuojien asentamiseksi Combi Frame -alustaan:

- * Aseta suojus pinnojen päälle.
- * Kiinnitä mukana toimitetut nipistinkiinnittimet pinnasuojissa olevien reikien läpi ja kiinnitä paikalleen pinnojen päälle.


FIN TYÖNTÖTANGON SÄÄTÄMINEN


Työntötangon kulmaa on helppo säätää eripituisille käyttäjille sopivaksi.

- * Paina lukitusnastaa (A) ja vedä kahvasta työntötangon vapauttamiseksi.
- * Säädä kulma.
- * Paina kahva sisään ja varmista, että lukitusnasta loksahda paikalleen.



Älä vedä/nosta tuolia työntötangosta, eten-
kään portaissa.





FIN KIPPIESTE


Kippiesteet ovat Combi Framen perustoimitukseen kuuluva varuste. Kippiesteet asennetaan tuolin taakse istuimen alapuolelle.

Kippieste pannaan päälle jalalla kohdasta (A). Sen ottamiseksi pois päältä sitä käännetään ympäri 180°.

! Pyörätuolia yli reunakiveyksen yms. yli avustettaessa on avustajan painettava kippiesteen poljinta (B).

! Kippieste on pantava päälle, kun alustaa kallistetaan ja jos Combi Frame pysäköidään kaltevuudeltaan yli 10°:n alustoille.

! Suosittelemme kippiesteiden ajoittaista tarkistamista niiden toimintakunnon varmistamiseksi.




FIN FIXLOCK-KIINNIKKEET


Fixlock-kiinnikkeitä voidaan asentaa sekä istuimen että selkänojan kiskoihin. Kierrekappaleella varustettu fixlock sijoitetaan kiskoon. Käännä kierrekappaletta 90°. Vedä fixlock-kiinnikettä ulospäin kun sitä kiinnitetään mukana toimitulla 3 mm:n kuusiokoloavaimella.


FIN ISTUIMEN KORKEUSSÄÄTÖ


Noudata alla olevia ohjeita Combi Framen istuinkorkeuden säätämiseksi:

- * Irrota pultit (A) rungosta.
- * Säädä korkeus haluttuun asemaan.
- * Asenna pultti takaisin ja kiristä.

 Varmista, että istuinkorkeus on sama alustan molemmin puolin.

 Huomioi, että istuimen kallistus muuttuu istuinkorkeutta säädettäessä.


 Käyttäjän ei tule olla tuolissa korkeussäätöä tehtäessä.




FIN ISTUIMEN KALLISTUSSÄÄTÖ

Paina istuinlevy vaaksuoraan asentoon kaasujousen puristamiseksi kokoon oikean aloituskulman aikaansaamiseksi.

- * Pura kaasujousta istuimen alla pitelevä kiinnitys avaamalla 2 ruuvia (A).
- * Asenna kiinnitys uudelleen reikiin, jotka tuottavat vaaditun istuinkallistuksen.
- * Kiristä ruuvit (A) uudelleen.
- * Avaa kahta ruuvia (B) molemilla puolin 6 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Työnnä istuin takaisin aloituskohtaan.
- * Kiristä 2 ruuvia (B) molemilla puolin.





FIN PYÖRÄNLUKKO

Pyöränlukot asennetaan alustan alaosaan ja sekä käyttäjä että avustaja voivat käyttää niitä.


- * Työnnä vipua eteenpäin pyörän lukitsemiseksi
- * Vedä vipua taaksepäin pyöränlukon avaamiseksi

Pyöränlukot asennetaan runkoon ja niitä voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin pyöräkoosta ja jarrutehosta riippuen. Siirrä kiinnikkeitä taaksepäin ja pyörä lukittuu voimakkaammin. Siirrä kiinnikkeitä taaksepäin ja tuoli lukittuu heikommin.

Avaa ruuveja (A) mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella pyöränlukon sijainnin muuttamiseksi. Kiristä ruuvit haluttuun asemaan.

! Säilytä kelauspyörissä suositeltu ilmanpaine, 55 PSI/3,8 bar/380 kPa jarrujen kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

! Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme 6-8 mm:n etäisyyttä pyörän ja lukkokappaleen välillä.



FIN RUMPUJARRU

Rumpujarrujen kahvat on asennettu työntötkoon ja niitä käyttää avustaja.

- * Purista kahvaa jarrun panemiseksi päälle.
- * Vedä punaisesta vivusta jarrun ottamiseksi pois päältä.


FIN PYÖRÄ- YHDISTELMÄT

Suosittelut pyöräyhdistelmät Combi Frame -alustalla kuvataan alla.

Mikäli halutaan muuta istuinkorkeutta, käytetään muualla tässä käyttöohjeessa kuvattua istuinkorkeuden säätöä.

Mahdolliset pyöräyhdistelmät:

	12½"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓
8"	✓	-	✓	✓




! On tärkeitä säätää etuhaarukan kulma, jos pyöräkokoä muutetaan (ks. alla oleva kuvaus). Kunnollisen pyörimisen ja kulun varmistamiseksi etuhaarukat pidetään kohtisuorassa maahan nähden, molemmat etuhaarukat samassa kulmassa.

! Pyörien koon muuttaminen muuttaa istuinkorkeutta ja haarukoiden kulmaa.



FIN ETUHAARUKAN KULMAN SÄÄTÖ

- * Avaa ruuveja (A) 5 mm:n kuusiokolo-avaimella.
- * Vedä ulos muovinen hela (B) ja kierrä sitä, kunnes etuosa (C) on 90°:n kulmassa lattiaan nähden.
- * Sovita muovinen hela (B) takaisin paikalleen.
- * Kiristä uudelleen ruuvit (A) ja varmista niiden kireys.



FIN PAINOPISTEEN MUUTTAMINEN

Combi Frame -alustan painopistettä voidaan muuttaa pyörän sijaintia muuttamalla.



- 1) Irrota kuljetuspyörät. Pura korkeussäätö (A) molemmilta puolilta.
- 2) Pura pyöränkannatin (B) molemmilta puolilta.
- 3) Pura kaasusylinteri istuimen alta.
- 4) Taita istuinyksikkö pois alustalta ja poista 7 ruuvia muovisesta osasta (C). Ulompi peitelevy voidaan nyt poistaa. Poista pienet muovitulpat alustan sisäpuolella olevista rei'istä.
- 5) Ristikkorungossa oleva pyöränkannatin voidaan nyt siirtää haluttuun kohtaan. Vedä runkoa kevyesti sivulle ja siirrä pyöränkannatinta eteen- tai taaksepäin. Varmista, että kannatin loksauttaa paikalleen halutussa kohdassa.
- 6) Asenna ruuvit ja peitelevy paikoilleen. Muovitulpat asennetaan takaisin istuinyksikön reikiin ja se taitetaan takaisin paikalleen. Asenna pyöränkannatin ja kuljetuspyörät paikoilleen.
- 7) Asenna kaasusylinteri takaisin siten, että istuin on oikeassa kulmassa.

Combi Frame on käyttövalmis.

Muista, että myös pyöränlukkoja on siirrettävä vastaavasti eteen- tai taaksepäin.

! Suosittelemme, että pätevä mekaanikko suorittaa istuimen siirtämisen.



! On tärkeää kiristää kaikki ruuvit tiukkaan ja tarkistaa ne säännöllisesti, etenkin painopisteen muuttamisen jälkeen.

! Jos painopistettä siirretään tuolin etuosaa kohden, saattaa tuoli muuttua kaatumaharäksi. Suosittelemme kippiesteiden käyttöä.

FIN PUINEN SELKÄNOJA

Combi Frame voidaan varustaa puisella selkänöjan levyllä. Asenna kiinnikkeet selkänöjan kiskoihin ja kiinnitä levy mukana toimitetuilla ruuveilla ja pulteilla.



Kiinnikkeitä kaarevaa puista selkänöjaa varten voidaan tilata erikseen ja niitä voidaan käyttää muiden valmistajien kaareviin selkänöjiin.




FIN KURASUOJA

Combi Frame -alustaan voidaan asentaa kurasuojat. Noudata alla olevaa kuvausta kurasuojien asentamiseksi oikein:

- * Asenna kannatin (A) runkotangon molemmin puolin ja kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla. Varmista, että kannatin (B) on asennettu yläreikiin.
- * Aseta kurasuoja kannattimeen (B) ja kiristä ruuveilla (C).
- * Aseta kurasuoja oikein pyörän päälle ja kiristä ruuvit.






FIN PÄÄNTUEN KANNATIN

Asenna pääntuen kannatin selkänojassa olevaan kaasujousen kannattimeen .

- * Irrota neljä ruuvia (A) kannattimesta
- * Aseta pääntuen kannatin (B) paikalleen ja kiristä uusilla pidemmillä ruuveilla. Huomioi välikehela 2 asennuskappaleen välillä.

Pääntuki voidaan nyt asentaa kannattimeen. Kiristä kuusiokoloavaimella.



FIN POIKITTAISTAN- GOSSA OLEVA PÄÄNTUEN KANNATIN

Asenna poikittaistanko siihen asennettuine pääntuen kannattimeen.

- * Irrota yläpäätykappaleet (A) selkänojan kiskoista ruuviavaimella.
- * Asenna poikittaistanko kiskoihin ja kiristä halutulle korkeudelle 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

Pääntuki voidaan nyt kiinnittää kannattimeen. Kiristä sormiruuvilla (B).




Varmista, että tanko on suorassa mittamalla etäisyys kiskon päähän molemmilla puolin.

FIN JALKATUET JA JALKALAUDAT

Näitä jalkatukia ja jalkalautoja ei voida käyttää kokoa 1 olevassa Combi Framessa. Ks. seuraava sivu. Noudata alla olevia ohjeita jalkatukien asentamiseksi Combi Frame -alustaan:


1) Jalkatukien asennus:

Irrota päätykappale (A) ruuviavaimella. Asenna jalkatukien kannattimet ja kiristä mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella. Asenna päätykappale takaisin paikalleen. Aseta jalkatuki kannattimeen. Paina lukituspainiketta (B) jalkatukea asennettaessa/irrottaessa. Varmista, että lukituspainike loksahda paikalleen.




2) Sivuunkääntötoiminto:

Paina lukituspainiketta (B) ja nosta jalkatukea ylös, jolloin se voidaan kääntää sivuun. Käännä jalkatuki käyttöä varten paikalleen ja varmista, että lukituspainike (B) loksahda paikalleen.



3) Kallistussäädöllä varustetut jalkatuot:

Paina vipua (C) alaspäin jalkatukien kallistussäädön suorittamiseksi erikseen.



4) Korkeussäädettävä jalkalauta:




Irrota ruuvi (D) mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella. Säädä jalkalaudan korkeus ja asenna ruuvi takaisin.

5) Kallistussäädöllä varustettu jalkalauta:

Avaa ruuveja (E) mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella. Säädä jalkalaudan kulma yksilöllisesti ja kiristä ruuvit.



Tätä jalkatukea ei voida käyttää lasten kuljettamiseen ajoneuvoissa tarkoitettujen kuljetuskannattimien kanssa. Suosittelemme seuraavalla sivulla kuvattujen jalkatukien käyttämistä.



FIN JALKATUEN ASENTAMINEN


Combi Frame voidaan varustaa erilaisin jalkatuin ja jalkatuun tangoin. Noudata alla olevaa ohjetta niiden kiinnittämiseksi oikein:

- * Pura kannattimet (A) istuimen alta ja asenna uudet kannattimet (B).
- * Aseta jalkatuun kannatin kannattimien (B) putkiin.
- * Asenna haluttu jalkatuun tanko ja jalkatuet/ jalkalauta, ja Combi Frame on käyttövalmis.

FIN MUIDEN KUIN R82-JALKATUKIEN ASENTAMINEN

Combi Frame voidaan varustaa jalkatuin, jotka eivät ole R82:n valmistamia. Noudata alla olevaa kuvausta jalkatuun tangon kannattimen (B) asentamiseksi:

- * Irrota päätykappale (A) istuinkiskosta.
- * Asenna kannatin (B) kiskoon ja kiristä haluttuun asemaan.
- * Pane päätykappale takaisin paikalleen.



FIN KULJETTAMINEN MOOTTORI- AJONEUVOISSA 1/3

Combi Frame on dynaamisesti testattu ISO 7176-19:n mukaisesti.

Seuraavia ohjeita on noudatettava turvallisuussyistä.

! Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisvalmistetuissa tuotteissa.

! Combi Frame on hyväksytty käyttäjän kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa 35 kg:n maksimikuormalla/käyttäjän painolla.

! Käyttäjän tulee siirtyä ajoneuvon istuimeen ja käyttää ajoneuvoon asennettua turvajärjestelmää aina sen ollessa mahdollista.


! Combi Frame on sijoitettava ajosuuntaan istuimena moottoriajoneuvossa käytettäessä. Käytä ISO 10542-2 -hyväksyttyä hihnatyypistä 4-pistekiinnitysjärjestelmää.



! Käytä ISO 10542-1 -hyväksyttyä 3-pistevyötä pyörätuolissa. Pyörätuolin osien kuten käsinojien tai pyörien ei saa estää vyötä tukemasta kehoa. Pelkän lantiovyön käyttäminen EI riitä.

! Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörätuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneuvoon. Lisävarusteet, joita ei voida irrottaa, on kiinnitettävä pyörätuoliin mutta sijoitettava erilleen käyttäjästä siten, että lisävarusteiden ja käyttäjän välissä on iskua vaimentava pehmuste.

! Myyjän tulee tarkastaa Combi Frame ennen uudelleen käyttämistä kaikenlaisen ajoneuvotörmäyksen jälkeen.



! Seuraavia istuimen ja tuolin valmistelua koskevia ohjeita on noudatettava ennen kuljettamista.







Combi Frame koko 1 + Panda Futura -istuin koko 2½
Combi Frame koko 2 + Panda Futura -istuin koko 2½ ja 3

Combi Frame koko 1 + Panda Futura -istuin koko 1 ja 2





Combi Frame koko 3 + Panda Futura -istuin koko 3

Combi Frame koko 3 + Panda Futura -istuin koko 4



FIN KULJETTAMINEN MOOTTORI- AJONEUVOISSA 2/3

 Kannatin TÄYTYY asentaa kuljettamista varten.

 Combi Frame koko 3:ssa Panda Futuran koko 4 kanssa kannatin sijaitsee selkänojan tangon yläpuolella. Ohita vaiheet 1 ja 2, ja siirry vaiheeseen 3 seur. sivulla.

1. Irrota työntötanko avaamalla 2 pulttia (A) kummallakin puolella.
* Vedä työntötankoa ylöspäin.
2. Irrota selkänojan ylätanko avaamalla 4 ruuvia (B).
* Kallista pystytankoja taaksepäin.
* Liu'uta selkänojan tanko ylös.

Valitse sopiva yhdistelmä alustan koon ja istuimen koon perusteella.

3. Varmista, että istuimen selkänoja ja alustan selkänoja ovat yhdensuuntaiset ja pystysuorassa.
* Asenna kannatin (A) Panda Futuran selkänojaan piirroksessa esitetyllä tavalla.
* Asenna kannatin (B) Combi Framen profiiliin.
* Sormiruuvi (C) ruuvataan kannattimeen (A). Kiristä sormiruuvin päässä oleva mutteri.
* Kannattimeen (B) asennettu tanko käännetään sormiruuvin (C) päälle.
* Kiristä sormiruuvi.
* Kannattinta (B) voidaan löysentää lopullisia säätöjä varten.

Istuin voidaan helposti irrottaa avaamalla sormiruuvia (C) ja nostamalla kannattimeen (B) asennettua tankoa.

FIN KULJETTAMINEN MOOTTORI- AJONEUVOISSA 3/3

Combi Framen kuljettaminen ajoneuvossa:

1. Alusta kiinnitetään ajoneuvoon 4-piste-hihnajärjestelmän avulla. (Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita).

! On käytettävä ISO 10542-2 -hyväksytyä 4-pistehihnajärjestelmää.

Rungon takana, kiinnike A:

2. * Poista tulpat.
* Sijoita kiinnikkeet (A) takatankoon.
* Kiinnitä mukana toimituilla 6 mm:n pituisilla pulteilla ja muttereilla. (Huomioi sijoitus eri kokoja varten.)

Rungon etupuolella, kiinnike B:

3. * Poista sivukiskoissa olevat tulpat (D).
* Liu'uta kierrekappale sivukiskoihin.
* Asenna tulpat (D) takaisin paikoilleen.
* Aseta kiinnike (B) kierrekappaleen päälle.
* Kiristä mukana toimitetuilla 6 mm:n pulteilla ja prikoilla kierrekappaleessa olevien reikiä läpi. On tärkeää, että kiinnikkeessä (B) olevat "jalat" pannaan sivukiskoissa oleviin reikiin.
Kiinnikettä (B) voidaan tarpeen mukaan kääntää ylöspäin (kuten piirroksessa) tai alaspäin.

4. Pyörätuoli kiinnitetään ajoneuvoon käyttämällä 4-pistehihnajärjestelmää. Joko koukkuja tai hihnaa voidaan käyttää kiinnikkeiden (A) ja (B) kiinnittämiseen.

Pane mukana seuraavat kiinnikkeet (C) nejään kiinnikkeeseen (A) ja (B).

Kiinnitä käyttäjä pyörätuoliin:

5. Käytä 3-pistevyötä piirroksessa (D) esitetyllä tavalla.
6. 3-pistevyön kulman tulee olla piirroksessa (E) esitetyn kaltainen.
7. Vyöt tulee säätää mahdollisimman kireälle, mutta käyttäjälle miellyttäväksi. Vyön kudoksen ei tule myöskään olla kiertynyt käytössä ollessaan.
8. Suosittelemme 90°:n istuinkulmaa ja 3°:n kulmaa selkänajalle.








! 3-pistevyö on asennettava sivukiskojen sisäpuolelle. Katso piirros (F)

! Käytä 3-pistevyötä, joka on ISO 10542-1:n vaatimusten mukainen.

9. Kuljettaminen:

- * Poista kaikki lisävarusteet pyörätuolista ennen kuljetusta.
- * Sijoita käyttäjä menostuuntaan.
- * Pyörätuoli on hyväksytty kuljettamaan käyttäjää 35 kg:n maksimikuormituksella.

! Huomioi suositeltu turvavyöhyke (G) pyörätuolin käyttäjiä ajoneuvoissa kuljetettaessa.




FIN TUOTTEEN TUNNISTUS

A) Sarjanumero

Etiketti sijaitsee vasemmalla etumaisessa poikittaistangossa istuimen alapuolella.

B) Valmistaja

Etiketti sijaitsee vasemmalla etumaisessa poikittaistangossa istuimen alapuolella.




A



B





FIN MITAT

	Koko 1 cm (tuumaa)	Koko 2 cm (tuumaa)	Koko 3 cm (tuumaa)	Koko 4 cm (tuumaa)
Leveys, pohjalevy	22 (8 ¹ / ₂ "	27 (10 ¹ / ₂ "	32 (12 ¹ / ₂ "	37 (14 ¹ / ₂ "
Syvyys, pohjalevy	25 (9 ³ / ₄ "	30 (11 ³ / ₄ "	35 (13 ¹ / ₂ "	40 (15 ¹ / ₂ "
Selkänöjan korkeus *	44 (17 ¹ / ₄ "	47 (18 ¹ / ₄ "	56 (21 ³ / ₄ "	66 (25 ³ / ₄ "
Istuinkorkeus lattiasta	44 (17 ¹ / ₄ "	44 (17 ¹ / ₄ "	44 (17 ¹ / ₄ "	46 (18")
Leveys 22" pyöriillä	57 (22 ¹ / ₄ "	62 (24 ¹ / ₄ "	67 (26 ¹ / ₄ "	74 (28 ³ / ₄ "
Pituus ilman jalkatukia*	78 (30 ¹ / ₂ "	78 (30 ¹ / ₂ "	83 (32 ¹ / ₄ "	86 (33 ¹ / ₂ "
Korkeus selkänöjan kiskojen yläpään*	87 (34")	93 (36 ¹ / ₄ "	102 (39 ³ / ₄ "	114 (44 ¹ / ₂ "
Pyörienvälinen leveys	44 (17 ¹ / ₄ "	49 (19")	56 (21 ³ / ₄ "	60 (23 ¹ / ₂ "
Taitettuna ilman jalkatukia:				
Korkeus selkänöjan kiskojen yläpään*	62 (24 ¹ / ₄ "	62 (24 ¹ / ₄ "	62 (24 ¹ / ₄ "	62 (24 ¹ / ₄ "
Pituus ilman jalkatukia*	78 (30 ¹ / ₂ "	78 (30 ¹ / ₂ "	83 (32 ¹ / ₄ "	94 (36 ³ / ₄ "
Paino ilman jalkatukia	22 kg (48,5 lb)	23 kg (50,5 lb)	24 kg (53 lb)	27 kg (59,5 lb)
Maksimikuorma	60 kg (132 lb)	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
	60 kg (132 lb)	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Kallistus	Avaruudellinen kallistus: 45° Selkänöja: 30°			

Combi Frame on mitattu seuraavalla pyöräyhdistelmällä pyörien ollessa perusasemassa: 22" kuljetuspyörä ja 6" tukipyörä. Combi Frame on mitattu istuin vaakasuorassa ja selkänöja pystysuorassa asennossa. Erilaiset säädöt voivat johtaa erilaisiin mittoihin.

* Korkeus ja pituus voivat vaihdella istuimen ja selkänöjakiskojen valinnan mukaan. Combi Frame on mitattu seuraavien yhdistelmien mukaisesti; kokoa 1 ja 2 oleva tuoli koon 2 istuimella ja selkänöjakiskoilla, kokoa 3 oleva tuoli koon 3 istuimella ja selkänöjakiskoilla, kokoa 4 oleva tuoli koon 4 istuimella ja selkänöjakiskoilla.



Lisätiedot koskien maksimi kuormaa/käyttäjän painoa ja kuljetusta:
www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart_transport.pdf

FIN TEKNISET TIEDOT

Runko: jauhemaalattut alumiiniputket
Muoviosat: lasikuituvahvisteinen nailon

FIN VALMISTAJA

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved
Tanska

FIN MYYJÄ



Den Vertreiber finden Sie unter www.R82.com

FIN HOITO JA KUNNOSSAPITO

PYÖRÄT

Renkaat: tarkista ilmanpaine (suositus 55 PSI/3,8 bar/380 kPa) ja kulutuspinna ainakin kerran kuukaudessa.

Pyöränakselit: akselit tulee pitää puhtaana liasta. Puhdista niin usein kuin on tarpeen.

Kuulalaakerit: kuulalaakerit eivät vaadi huoltoa.

Kelausvanteet: mikäli kelausvanne vaurioituu tavalla, joka voi johtaa käsivammaan, se on vaihdettava uuteen.

JARRUT

Jarrujen toiminta on riippuvaista rengaspaineesta. Lian paakkuuntuminen voi haitata jarrumeکانismia. Jarrut tulisi tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa.

ALUSTA

Kiristä kaikki tuolissa olevat ruuvit säännöllisesti, etenkin kun tuolia on säädetty. On myös tärkeää pitää pyörätuoli puhtaana sekä käyttäjän mukavuuden että tuolin kestoian kannalta. On hyvin tärkeää puhdistaa selkänojan kallistuksen reiät. Pese tuoli autoshampoolla tai astianpesuaineella. Mikäli tuoli on poikkeuksellisen likainen, voidaan käyttää rasvaliuotinta.

TARKASTUS

On tärkeää kiristää kaikki tuolissa olevat ruuvit säännöllisesti. Selkänojassa ja istuimessa olevat ruuvit on tarkistettava, kun leveyttä on säädetty. Kaikki lisävausteiden kiinnittämiseen käytetyt ruuvit on tarkistettava vähintään kerran kuukaudessa. Terävien reunojen välttämiseksi on tärkeää tarkistaa, että kaikki kiskojen päät on varustettu päätysuojuksilla. On myös tärkeää havaita mahdolliset murtumat tai viat rungossa, PVC-osissa jne.

KORJAUS

Mikäli pyörätuolissanne ilmenee ongelma, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Viallisia tuoleja ei tule käyttää. Jos tuoli vaatii kunnostamista tai korjausta, saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä R82-osia. Rikkiäiset lisävarusteet tai varaosat voidaan toimittaa R82:lle korjausta varten. Mikäli ongelma on perusosissa, on koko tuoli toimitettava R82:lle korjausta varten. R82 ei ole vastuussa vaurioista tai vammoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä tai muun kuin valtuutetun R82-henkilön tekemistä korjauksista.

FIN VIANETSINTÄ

Ongelma*

Ratkaisu

Pyörätuoli ei ohjaudu suoraan

- Täytä renkaat
- Tarkista etuhaarukan kiinnityskulma
- Varmista, että etuhaarukan kiinnikkeet on asennettu samalle korkeudelle
- Varmista, että käyttäjän paino jakautuu tasaisesti
- Käytetäänko tuolia liikuttaessa enemmän voimaa toisella puolella kuin toisella? Tarkista renkaat.

Pyörätuoli tuntuu raskaalta työntää

- Täytä renkaat
- Varmista, että tukipyörien akselit eivät ole likaiset ym.
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.
- Jarrut on kiristetty liian kireälle.
- Pyöriin on joutunut jotakin. Poista mahdolliset haittaavat esineet.

Pyörätuoli tuntuu raskaalta kääntää

- Täytä renkaat
- Tarkista etuhaarukan kannattimien kulma
- Varmista, että tukipyörien akselit eivät ole likaiset ym.
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.

Jarrut ovat tehottomat

- Täytä renkaat
- Säädä pyöränlukon ja renkaan välinen etäisyys
- Vaihda pyöränlukot uusiin, jos ne ovat kuluneet loppuun
- Rumpujarrun vaijerit saattavat vaatia kiristämistä
- Rumpujarrun vaijerit saattavat olla taittuneita
- Rumpujarrun napa saattaa vaatia puhdistamista

Kuljetuspyörät löysällä

- Varmista, että akselitapin prikka on paikallaan
- Säädä akselitapin pituus

Kuljetuspyörä on vaikea irrottaa/vaihtaa

- Puhdista ja voitele pikalukitus
- Säädä akselitapin pituus

Tukipyörä vaappuu

- Etuhaarukoita ei ole kunnolla kiristetty
- Varmista, että etuhaarukan kiinnikkeet on asennettu samalle korkeudelle
- Säädä etuhaarukan kannattimen kulma
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.

Pyörätuoli tuntuu kömpelöltä

- Täytä renkaat
- Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kunnolla kiinnitetty/ kiristetty

Istuin/selkänoja vaikuttaa vääntyneeltä

- Varmista, että selkänojassa oleva poikittaistanko on vaakasuorassa.

Painopisteen siirtotoiminto ei suju vaivatta

- Ota yhteys valtuutettuun R82-myyjään. ÄLÄ yritä irrottaa mitään ilman opastusta.

* Käyttäjä voi kohdata useita näistä ongelmista pyörätuolissa, joka on väärin säädetty tai jota käytetään väärin.