



panda futura[™]

Návod k použití

OBSAH

Panda Futura - Určeným účelem.....	3
Bezpečnost.....	4
Odpovědnosti za údržbu.....	5
Označení produktu	6
Měření	6
Symboly.....	7
Techniku zvedání.....	7
Příslušenství	8
Sedadla / Montáž / demontáž sedadla	9
Zpětné naklonění / Prodloužení zad.....	10
Opěrka hlavy	11
Ruční opěra / Tlačná rukojeť	12
Odklápěcí opěrky ramen	13
Postranní opěrky / Odklopné postranní opěrky	14
Odklápěcí opěrky kolen / Prodloužení sedadla	15
Stupačky/ Opěrky nohou / Abdukční klín.....	16
Područky a táb.....	17
Montáž pevných zámků.....	18
Vest and cross vest / Pás na hrudní kost	19
Pětibodový pás / Hrudní pás	20
Bederní pás / Kyčelní Y-pás	21
Pánevní popruhy / Kotníkové pásy.....	22
Nožní pásy / Manžety.....	23
Pás H / Thermo bag (fusak) / Pláštěnka s kapucí	24



Obecné informace

Oceňujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti R82, která je světovým výrobcem technických pomůcek a zařízení pro invalidní děti a mládež. Abyste využili všech výhod a možností, které Vám tento produkt nabízí, doporučujeme Vám pročíst si před použitím tento návod a uschovat je k nahlédnutí v budoucnosti.

Určeným účelem

Toto zařízení tvoří modulární sedací systém, určený pro děti a dospělé s postižením.

Indikace

Zařízení mohou používat děti a dospělí s postižením, kteří nejsou schopni udržet se v poloze vsedě. Cílová skupina tohoto zařízení je dána funkční schopností a nikoli konkrétním zdravotním stavem nebo věkem.

Uživatelé je osoba sedící v zařízení. Pečovatelem je osoba, která zařízení obsluhuje. Nikdy nenechávejte uživatele v tomto zařízení bez dozoru. Zajistěte stálý dohled pečovatele. Korzystanie z urządzenia będzie przerywane w ciągu dnia, gdy użytkownik będzie leżał, stał lub siedział w innym urządzeniu wspomagającym lub konwencjonalnym produkcie.

Zařízení je vhodné pro přepravu dětí a dospělých s hmotnostním rozmezím od 22 kg do maximální určené hmotnosti uživatele při přepravě.

Kontraindikace

Žádné kontraindikace nejsou známy.

Výstraha!

Je třeba věnovat zvláštní pozornost vyhodnocení konfigurace produktu a použití doplňků u uživatelů s omezenými:

- Při senzitivních odezvách a vnímání bolesti zvažte dodatečnou kontrolu tlaku podpěr prostředku a příslušenství.
- Při zabezpečování funkcí pohybu (např. při bezděčných pohybech) zvažte využití prostředku s dynamickou opěrou zad.
- K udržení polohy vsedě používejte výrobek s vhodným příslušenstvím (např. s postranními opěrami, vestami, pásy či podpěrami paží a pultem).
- S ohledem na schopnost udržení polohy hlavy zvažte použití příslušenství nebo použití produktu, který poskytuje opěru držení polohy hlavy.

Oblasti použití

Produkt je určen pro použití v interiéru i venku.

Příložené nářadí:

- 5 mm imbusový klíč

CE Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Značka CE musí být odstraněna při přestavbě výrobku, při jeho užití v kombinaci s výrobkem jiného výrobce nebo při použití jiných než původních náhradních a spojovacích dílů R82. Tento výrobek rovněž splňuje požadavky v souladu s:

- EN 12182
- EN 12183

Značka CE se musí odstranit v těchto případech:

- Při přestavbě produktu
- Při používání výrobku mimo určený účel a prohlášení o shodě
- Při použití jiných než originálních náhradních dílů a příslušenství R82

Při kombinaci zařízení s jinými produkty nesmí kombinace změnit účel použití produktů ani upravit produkty tak, aby mohlo dojít k ovlivnění shody s platnými požadavky.

Osoba/společnost odpovědná za kombinaci výrobků musí zajistit splnění příslušných požadavků.



Informace o recyklaci

Pokud produkt dosáhne konce své životnosti, měl by být rozebrán a roztříděn dle materiálů, takže materiály mohou být recyklovány. V případě potřeby kontaktujte Vašeho místního distributora a vyžádejte si specifikaci jednotlivých materiálů. Kontaktujte prosím místní úřady pro informace o možnostech recyklace nebo likvidace použitého produktu způsobem, šetrným k životnímu prostředí.

Doplňky a náhradní díly

Výrobky R82 mohou být dodávány s celou řadou doplňků, které se volí individuálně dle potřeb uživatele. Náhradní díly se dají objednat. Volte doplňky dle nabídky na našich webových stránkách nebo kontaktujte místního dodavatele.

Záruka společnosti R82

www.etac.com/support

Předprodejní informace a pokyny

Předprodejní informace a pokyny jsou k dispozici na adrese www.etac.com, u vašeho výrobku, v části dokumenty.



by Etac

Bezpečnost

Znaky, symboly a instrukce umístěny na tomto zařízení nesmějí být nikdy trvale zakryty nebo odstraněny a musí být udržovány v původním stavu po celou dobu životnosti výrobku. Ihned vyměňte nebo opravte poškozené znaky, symboly a instrukce. Kontaktujte Vašeho místního dodavatele pro bližší informace.

V případě nepříznivé události související se zařízením je třeba závady včas oznámit místnímu prodejci a příslušnému vnitrostátnímu orgánu. Místní prodejce předá informace výrobci.

Pečovatel

- Před používáním si pozorně přečtěte User Guide a instrukce a uchovejte je i pro budoucí používání. Nesprávné používání tohoto výrobku může zapříčinit vážné poranění uživatele.
- Tento produkt obsahuje malé části, které by mohly představovat riziko udušení, pokud by se dostaly z určeného místa.
- Vždy používejte správnou techniku zvedání a správné pomůcky pro tento účel.
- Nikdy nenechávejte uživatele v zařízení bez dozoru. Zajistěte stálý dozor dospělým člověkem.
- Při opravách musí být použity pouze nové originální díly R82 v souladu s návodem a musí být dodržovány intervaly prohlídek předepsány výrobcem.
- Pokud máte pochybnost o bezpečném používání výrobku, okamžitě jej přestaňte používat a ihned kontaktujte Vašeho místního dodavatele.
- Informace týkající se kombinací rámu a sedačky, včetně max. zatížení kombinace naleznete na: etac.com.
- Informace o přepravě naleznete v dokumentu „M1460 Transportation in Motor Vehicles“ dodaném s produktem.

Prostředí

- Před umístěním uživatele na produkt zkontrolujte povrchovou teplotu produktu. Zejména to platí u uživatelů s necitlivou kůží, kteří necítí teplo. Pokud povrchová teplota překročí 41 °C, před použitím nechte produkt vychladnout.

Uživatel

- Pokud se hmotnost uživatele blíží maximální povolené a nebo má nekontrolovatelné pohyby jako např. kymáčení se, větší velikost s vyšší povolenou maximální zátěží nebo jiné zařízení R82 by mělo být zváženo.

Výrobek

- Dbejte správného nastavení výrobku a doplňků a ujistěte se, že všechny šrouby, matice a spony jsou správně dotaženy a zabezpečeny. Nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se o stabilitě zařízení před umístěním uživatele do něj.
- Kontrolujte zařízení a doplňky a případné opotřebované díly vyměňte.
- Zamezte poškrábání či jinému poškození pístitnice. Při používání nářadí k seřízení plynové pružiny je důležité použít hadr či podobnou pomůcku.
- Tento výrobek byl testován na odolnost vůči zápalnosti na úrovni nezápalné dle EN 1021-1, EN 1021-2 a ISO 7176-16.
- Použitím jiných než originálních podušek R82 může výrobek své ohnivzdorné vlastnosti ztratit.
- Výrobek je schválen pro přepravu ve vozidlech podle normy ISO 7176-19. Více informací naleznete v dokumentu „M1460 Transportation in Motor

Vehicles“ dodaném s výrobkem.

- V souladu s normou ISO 7176-19 přílohou D je výrobek posuzován z hlediska možnosti používat pánevní a ramenní pásy ukotvené ve vozidle. Zařízení obdrželo celkové hodnocení „dobré“.

Informace o servisu a údržbě

Za servis a údržbu zdravotnického prostředku nese plnou odpovědnost vlastník tohoto prostředku. Pokud nebudou servis a údržba prostředku prováděny v souladu s pokyny, může dojít ke ztrátě platnosti záruky na tento prostředek. Neprovádění servisu a údržby prostředku může dále ohrozit klinický stav nebo bezpečnost uživatelů a/nebo jejich pečovateli. Neprovádějte servis ani údržbu, pokud je ve výrobku uživatel. Budete-li potřebovat pomoc při sestavení, používání nebo provádění servisu a údržby zařízení, obraťte se na místního prodejce.

Životnost

Při běžném používání je životnost tohoto výrobku 8 let, pokud se veškerá údržba i servis provádí v souladu s pokyny výrobce a je prokazatelně zaznamenána. Zařízení může být během své životnosti opětovně vydáno k použití.

Servisní interval

Četnost kontrol se může měnit v závislosti na používání a opotřebením. Doporučujeme provádět kontrolu výrobku každý rok, při každém opětovném vydání k použití a po dlouhodobém skladování (déle než 4 měsíce). Kontrolu by měla provádět osoba, která rozumí způsobu používání výrobku.

Servisní kontrolní seznam:

Zkontrolujte následující prvky a seřadte je podle určeného účelu:

- Opěradla a rukojeť pro zajištění opěradla v požadované poloze
- Zda je možné vložit doplňky a zajistit je do úchyťů v horní části opěradla pomocí knoflíku a rukojetí namontovaných v úchytech
- Vložky pro úchyty v opěradle a sedáku jsou v dobrém stavu
- Šrouby a matky na produktu jsou dotažené.
- Zkontrolujte úchyty a přezky ohledně známek opotřebením
- Zkontrolujte produkt ohledně prasklin a známek opotřebením
- Všechny štítky na produktu jsou nedotčené.

Opravte nebo vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované části.

Údržba

Před každým použitím doporučujeme:

otřít z výrobku zbytky a nečistoty hadříkem namočeným v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem/mýdlem neobsahujícím chlór a nechat ho oschnout; před použitím provést vizuální kontrolu, zda nejsou některé díly poškozené nebo opotřebované.

Čištění

Hlavní výrobek

Tento výrobek lze čistit v pračce určené pro zdravotnické prostředky šetrným čisticím prostředkem při teplotě 60 °C po dobu 10 minut. K sušení použijte sušicí funkci pračky. Sejměte veškeré příslušenství a vyčistěte je samostatně.

Tkanina a potahy

Poduška je odnímatelná a potah lze vyprat v pračce při max. teplotě 40 °C a použití šetrného pracího prostředku. Před praním oddělte pěnovou hmotu a potah.

Pěnová hmota

Pěnové vložky je nutné prát pouze ručně. Používejte teplou vodu a jemný čisticí prostředek / mýdlo bez chlóru a před použitím nechte všechny části oschnout.

Během čištění a po něm pěnu neohýbejte, nemačkejte ani neždímejte, protože by to mohlo mít negativní vliv na

její tvar.

Ruční čištění

Tento výrobek a jeho příslušenství je možné čistit ručně. Používejte teplou vodu a jemný čisticí prostředek / mýdlo bez chlóru a před použitím nechte všechny části oschnout.

Dezinfekce

Tento výrobek lze dezinfikovat pomocí 70% dezinfekčního roztoku IPA. Před dezinfekcí doporučujeme z výrobku odstranit zbytky a nečistoty hadříkem namočeným v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem/mýdlem neobsahujícím chlór.

Materiály

- Hliník
- Plast
- Nerezová ocel
- Ocel
- Tkanina
- Pěnová hmota

Povrchová úprava

Na ochranu proti korozi byly použity následující postupy povrchové úpravy:

- Lakované povrchy = práškové lakování polyesterovými barvami nebo ED povlak
- Nelakované hliníkové díly = eloxovaný hliník
- Nelakované ocelové povrchy = pozinkování.

Technické údaje

Sedadlo: ABS: Acrylonitrilbutadienstyren. Recyklovatelný

Pěna: Ohnivzdorný

Potah: Gemma

Výrobce

R82 A/S


Parallelvej 3

8751 Gedved


DISTRIBUTOR

Svého distributora naleznete na www.R82.org

A



B



OZNAČENÍ PRODUKTU


Sedadlo Panda Futura standard a active

A) Výrobce

Nálepka je umístěna v sedadle pod polštářem vlevo.

B) Výrobní číslo

Nálepka je umístěna v sedadle pod polštářem vpravo.



	Hloubka sedadla mm inch	Šířka sedadla mm (inch)	Výška zad mm (inch)	Opěrka sedadla na vzdálenost sedadla mm (inch)	Hmotnost zařízení kg (lb)
Panda Active, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	350 (13 3/4")	130-180 (5-7")	5.2 (11.5)
Panda Active, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	380 (15")	130-180 (5-7")	5.6 (12.3)
Panda Active, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	400 (15 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	6.2 (13.7)
Panda Active, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	450 (17 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	7.5 (16.5)
Panda Standard, size 1	220 (8 3/4")	220 (8 3/4")	290 (11 1/2")	130-180 (5-7")	5.7 (12.5)
Panda Standard, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	390 (15 1/4")	130-180 (5-7")	5.7 (12.5)
Panda Standard, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	410 (16 1/4")	130-180 (5-7")	6.2 (13.7)
Panda Standard, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	440 (17 1/4")	130-240 (5-9 1/2")	7.3 (16.1)
Panda Standard, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	535 (21")	180-240 (7-9 1/2")	8.7 (19.2)

	Max. hmotnost uživatele kg (lb)	Max. hmotnost uživatele při přepravě kg (lb)	Úhel zad	Přední umístění loketní opěrky mm (inch)	Max. jmenovité zatížení
Panda Active, size 2	30 (66.1)	-	(-4°) - (27°)	280 (11")	37.2 (82)
Panda Active, size 2 1/2	50 (110.2)	-	(-10°) - (20°)	280 (11")	57.6 (126.9)
Panda Active, size 3	50 (110.2)	-	(-9°) - (27°)	370 (14 1/2")	58.2 (128.3)
Panda Active, size 4	60 (132.3)	-	(-6°) - (17°)	480 (19")	69.5 (153.2)
Panda Standard, size 1	30 (66.1)	-	(-3°) - (28°)	280 (11")	37.7 (83.1)
Panda Standard, size 2	30 (66.1)	30 (66.1)	(-15°) - (32°)	280 (11")	37.7 (83.1)
Panda Standard, size 2 1/2	50 (110.2)	50 (110.2)	(-10°) - (35°)	280 (11")	58.2 (128.3)
Panda Standard, size 3	50 (110.2)	50 (110.2)	(-5°) - (36°)	370 (14 1/2")	59.3 (130.7)
Panda Standard, size 4	60 (132.3)	57 (125.7)	(-5°) - (30°)	370 (14 1/2")	70.7 (155.8)

Symbols



Pro vnitřní i venkovní používání



Poradenství a instrukce

Nejaktuálnější verze všech instrukcí je vždy dostupná na webu Etac, odkud se dá stáhnout a i vytisknout



Upozornění

Tento symbol je uveden v uživatelské příručce spolu s číslem odkazujícím na níže uvedené ilustrace. Upozorňuje na situace možného ohrožení bezpečnosti produktu, uživatele nebo pečovatele.

01 = Nebezpečí zachycení




02 = Riziko při naklápění

03 = Přeprava v motorových vozidlech

05 = Nesprávně použití

Techniku zvedání

- Vždy používejte správnou techniku zvedání a správné pomůcky pro tento účel







9996097901




9996097725



9996097699




9996097738




9996097128

N/A




9996097338

N/A




9996097339

N/A



9996097699

N/A




9996097714

N/A



9996097720

N/A



SEDADLA

Sedadlo Panda Futura je dostupné jako (A) STANDARD v 5 velikostech a (B) ACTIVE ve 4 velikostech.

Sedadlo ACTIVE je tvarováno tak, aby umožnilo větší možnost pohybu horní části těla a je ideální pro aktivnější děti.

Sedadlo STANDARD je tvarováno do dvou stran, čímž poskytuje dítěti větší podpěru a menší možnosti pohybu. Požadavky na pohyb dítěte určují, jaký model je nejvhodnější. Oba modely jsou připraveny pro větší škálu doplňků.

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ SEDADLA

Montáž sedadla:


Umístěte sedadlo do držáku a zatlačte ji dozadu, dokud „nezaklikne“ na své místo.



Nepoužívejte první otvor, do kterého „zapadne“. Toto je pouze „bezpečnostní otvor“, který „zachytí“ sedadlo, pokud tlačítko nechtěně vyklouzne ze správného otvoru.




Demontáž sedadla:


Odblokujte červenou páku (B). Vytáhněte tlačítko (A), posuňte sedadlo dopředu a současně nadzdvihněte.



ZPĚTNÉ NAKLONĚNÍ


Uvolněte páku (A) k naklonění opěradla.


-  Pevně stiskněte opěradlo sedadla před uvolněním páky, čímž zabráníte náhlému zaklonění.
-  Při naklánění dozadu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty mezi opěrku a sedák.
-  Varování 05 Nebezpečí přiskřípnutí mezi opěrku a rám/tlačnou vzpěru při nastavení úhlu opěrky zad




PRODLOUŽENÍ ZAD

- 1) Nastavení výšky prodloužení zad.
- 2) Připevněte k sobě opěrku hlavy a prodloužení zad. Vzpěra opěrky hlavy je používána jako průchodová vzpěra.


-  Při nastavení nástavce opěrky zad dejte pozor, abyste si neskřípli prsty mezi opěrku zad a nástavec.




OPĚRKA HLAVY




A) Laterální nastavení opěrky hlavy.



B) Nastavení úhlu opěrky hlavy.




C) Nastavení úhlu ramena opěrky hlavy.




D) Nastavení výšky.


! A, B, C a D musejí být uvolněny, abyste mohli provést správné nastavení opěrky hlavy. Při určení správné polohy upevněte A, B, C a D.



E) Vzpěru opěrky hlavy lze otočit o 180° další přední podporu.



F) Opěrka hlavy ve tvaru S je dostupná, pokud standardní vzpěra neposkytuje dost podpory.



G) Připevněte potah na opěrku hlavy.

! Varování 05 Nebezpečí přiskřípnutí mezi opěrku hlavy a rám/tlačnou vzpěru při nastavení úhlu opěrky zad




RUČNÍ OPĚRA / TLAČNÁ RUKOJEŤ

Panda Standard:


Fitinky jsou připevněny na opěradle šestihranným klíčem (A). Ruční opěra/tlačná rukojeť jsou připevněny do fitinků na opěradle sedadla. Utáhněte páku (C).

Panda Active:


Nejdříve připevněte fitinky do opěrky zad dle obrázku (B). Umístěte páky do fitinků a bezpečně utáhněte (C).



ODKLÁPĚCÍ OPĚRKY RAMEN




A) Opěrky ramen jsou připevněny na vzpěře opěrky ramen. Připevněte vzpěru opěrky hlavy do fitinku na zadní straně sedadla.




B) Vytáhněte uvolňovací tlačítko pro odklopení opěrek ramen nahoru a do strany.

C) Použijte šestihřanný klíč k nastavení výšky opěrky ramen.




D) Použijte šestihřanný klíč k nastavení hloubky opěrky ramen.



Pečovatel by měl příležitostně zkontrolovat a olej namazat odklápěcí díly - alespoň každé 3 měsíce.

POSTRANNÍ OPĚRKY

Odstraňte zadní polštář a připevněte postranní opěrky do drážek na opěradle sedadla (A).




ODKLOPNÉ POSTRANNÍ OPĚRKY

Odstraňte zadní polštář a připevněte postranní opěrky do drážek (A) v opěradle sedadla.

Odklopné postranní opěrky lze odstranit stlačením červeného tlačítka (B) a poté odklopte.



Pečovatel by měl zkontrolovat a olejem namazat odklápěcí díly - alespoň každé 3 měsíce.




ODKLÁPĚCÍ OPĚRKY KOLEN

Připevněte fitinku (A) pod sedadlo 4 mm šestihřanným klíčem. Vložte opěrky kolen do fitinku a upevněte 6 mm šestihřanným klíčem (B)

- * Uvolněte šrouby (C) 6 mm šestihřanným klíčem pro nastavení úhlu vzpěry opěrky kolen.
- * Uvolněte šrouby (B) či (D) 4 a 6 mm šestihřanným klíčem pro nastavení hloubky.
- * U samotných opěrek lze nastavit úhel a strany (E) pomocí 4 mm šestihřanného klíče.
- * Stlačte červené tlačítko na fitinku (F) pro odklopení opěrek kolen.



Pečovatel by měl zkontrolovat a olejem namazat odklápěcí díly - alespoň každé 3 měsíce.



PRODLOUŽENÍ SEDADLA

Prodloužení sedadla je vloženo do držáku pod sedadlem a umístěno do požadované polohy. Utáhněte páku (A).

STUPAČKY/ OPĚRKY NOHOU

A) Použijte přítlačnou páku k upevnění a nastavte hloubku vzpěry stupačky.




B) Použijte páku k nastavení úhlu vzpěry stupačky.

C) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení výšky stupačky.

D) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení úhlu stupačky.

E) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení výšky opěrky nohou.


F) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení úhlu nožní opěrky nohou.



ABDUKČNÍ KLÍN


A) Vybavení k montáži je připevněno 6 mm šestihranným klíčem.


B) Rozsocha je připevněna do držáku a její hloubku lze nastavit pomocí páky.






PODRUČKY A TÁČ


- A) Nastavení výšky područek.
- B) Nastavení tácu, do stran.
- C) Nastavení hloubky tácu.
- D) Nastavení úhlu tácu, nastavením úhlu područek.

 Táč lze připevnit pouze na verzi Panda Futura vybavenou područkami.


 Při nastavení opěrky rukou dejte pozor, abyste si neskrátili prsty mezi sedačku a opěrku rukou.

 Nepřenášejte produkt za opěrky rukou.







Standard



Active



MONTÁŽ PEVNÝCH ZÁMKŮ

Pevné zámky lze snadno připevnit na sedadlo Panda a rychle upevnit a nastavit upínací pásy. Pásy na boky (85427-x), břišní pásy (89112-x a 89108-x), 5-bodové pásy (89665-x), hrudní popruhy (85428-x) a pásové/zkřížené vesty (89625-x) lze rychle upevnit do správné polohy. Šestihranný klíč je nutný k jejich nastavení.

Montáž na opěradlo:

- * Šest pevných zámků (D) je připevněno v opěradle zad šestihrannými klíči. Dva horní pevné zámky mohou být též nastaveny do dolní polohy tak, aby upínací pásy vedly kolem polštářů (po jejich ustržení).
- * Řemeny pásových/zkřížených vest a 5-bodové pásy mohou být poté vedeny štěrbinami a upevněny pevnými zámky.

Poznámka:

Upínací pásy lze zkrátit do správné délky po jejich upevnění (dbejte, prosím, aby konce popruhů byly zatavené).

Montáž na sedadlo:

- * Na každé straně sedadla je připevněna šestihranným klíčem jedna syntetická deska držáku (A).
- * Jeden pevný zámek (B) je připevněn na obou stranách sedadla šestihranným klíčem pro pásy na boky a břišní pás (abdukční model (89108)).
- * Pokud je připevněn břišní pás modelu T (89112), další pevný zámek (C) je dodán na každou stranu spodní části. Jsou připevněny šestihranným klíčem (sada B).
- * Pokud je používán 5-bodový pás, dva další pevné zámky (C) jsou připevněny na horní části opěrky zad.

VESTA A KŘÍŽOVÁ VESTA


Vestu a křížovou vestu můžete otevírat a zavírat pomocí zipu a zámků.

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu na str. 18.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A).
- * Namontujte horní pásy do držáků umístěných na opěradle (B).
- * Namontujte dolní pásy do držáků umístěných na dolní straně opěradla (C).



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontro-lujte jejich stav.



PÁS NA HRUDNÍ KOST

Namontujte zámký na opěradle (viz str. 15)


Pás na hrudní kost můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.


Použijte tento návod a zohledněte nápovědu na str. 18.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A)
- * Namontujte horní pásy do držáků umístěných na opěradle (B)
- * Namontujte dolní pásy do držáků umístěných na dolní straně opěradla (C)



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontro-lujte jejich stav.






PĚTIBODOVÝ PÁS

Namontujte zámký na opěradle (víc str. 18)
Pětibodový pás můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Použijte tento návod a zohledněte návod na str. 18.

- * Namontujte pásy (E) do držáků umístěných na sedadle (D)
- * Umístěte dítě v sedačce tak, aby sedělo na trojúhelníku (F)
- * Protáhněte boční pásy (D) otvory v sedáku a umístěte v zámcích pod sedadlem.
- * Ramenní pásy jsou namontovány do zámků v horní části opěradla (A).

! Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



HRUDNÍ PÁS

Namontujte zámký na opěradle (víc str. 18)
Hrudní pás můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Použijte tento návod a zohledněte návod na str. 18.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A)
- * Namontujte boční pásy do držáků umístěných na opěradle (B)

! Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.


BEDERNÍ PÁS

Bederní pás můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Namontujte pásy do držáků umístěných na sedáku(D).



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



KYČELNÍ Y-PÁS

Namontujte fixační zámký na sedačku - viz str. 18.

Kyčelní pás se zapíná a rozepíná pomocí spony.


Řuďte se instrukcemi níže a také na straně 18.


- * Upevněte popruhy do zámků pod sedákem / opěrkou zad (D).
- * Upevněte popruhy do zámků pod sedákem / opěrkou zad (E).

Popruhy (D) a (E) mohou být zaměněny.



Dbejte prosím správného upěvnění popruhů v zámcích. Zámky i popruhy pravidelně kontrolujte.





PÁNEVNÍ POPRUHY

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu na str. 18.

- * Otevřete zámký (G).
- * Namontujte pásy (D) do držáků umístěných pod sedákem (D).
- * Umístěte dítě na popruzích a zamkněte zámký (G) kolem stehen.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

KOTNÍKOVÉ PÁSY

Kotníkové pásy můžete otevírat a zavírat pomocí suchého zipu a zámků (A).


Použijte tento návod pro namontování pásů.

- * Odstraňte zámký (C)
- * Protáhněte pásy (B) otvory v opěrce nohou
- * Namontujte zámký (C) a ujistěte se, že pásy jsou dobře připevněné.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.




NOŽNÍ PÁSY


Nožní pásy můžete otevírat a zavírat pomocí suchého zipu a zámků (A).

Použijte tento návod pro namontování pásů.

- * Odstraňte zámký (C).
- * Otevřete a protáhněte pásy (A) otvory v opěrcě nohou.
- * Zamkněte pásy kolem nohou dítěte.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

 Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.





MANŽETY

Manžetu můžete otevírat a zavírat pomocí zámký (A).

Použijte tento návod pro namontování manžet.

- * Umístěte manžety kolem zápěstí dítěte.
- * Namontujte pás (B) kolem tyče opěrky předloktí.

 Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.




Namontujte zámkové prvky na opěradle (viz str. 16)
Pás H můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Použijte tento návod a zohledněte návod na str. 16.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A)
- * Namontujte boční pásy do držáků umístěných na opěradle (B)

! Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.




THERMO BAG (FUSAK)

- * Umístěte fusak v sedátku.
- * Otevřete boční zipy fusaku a umístěte dítě v sedátku
- * Zamkněte boční zipy.

Ve fusaku se nacházejí otvory (zavřené suchým zipem), které dovolují protažení ... bederního pásu.

! Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



PLÁŠTĚNKA S KAPUCÍ

Pláštěnku se nakládá na kočár ze zadu, kolem těla dítěte a pak směrem dolů na opěrkou nohou. Tímto způsobem bude pláštěnka také chránit sedátko.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

! Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.