

Instruction for use



IMM1032_IFU.Version9.2023-02-10



SlingOn

immedia
by Etac

Index

Illustrations.....	3
User manual – English	4
Bruksanvisning – Svenska.....	9
Bruksanvisning – Norsk	14
Brugervejledning – Dansk.....	19
Käyttöohjeet – Suomi.....	24
Gebrauchsanweisung – Deutsch ...	29
Gebruiksaanwijzing – Nederlands ...	34
Instruction d'utilisation – Francais...	39
Istruzioni per l'uso – Italiano	44
Instrucciones de uso – Español ...	49


See www.etac.com



Illustrations



1



2



3



4

Thank you for choosing an Etac product.

To avoid accidents and injury when moving and handling the products, please read this manual carefully.

The person described as "the user" in this "Instruction for Use" is the person who is lying or sitting on the product. The carers are the people who manoeuvre the product.



This symbol appears alongside the text in the manual. It draws the reader's attention to points at which there may be a risk to the health and safety of the user or carer.

These products comply with the standards applicable for Class 1 products in the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

At Etac we strive to continually improve our products and therefore we reserve the right to make changes to products without prior warning. All measurements given on illustrations and similar material are for guidance only and Etac cannot be held liable for errors and defects.

The information given in this manual, including recommendations, combinations and sizing, does not apply to special orders and modifications. If the customer makes adjustments, repairs or uses combinations not predetermined by Etac, the Etac CE certification and Etac warranty will not be valid. If in doubt, please contact Etac.

Warranty: Two-year warranty on material and manufacturing defects, provided that the product is used correctly.

Expected lifetime: The device has an expected service life of 1 to 2 years under normal use. The service life of the device varies depending on usage frequency, loads and how often and how it is washed.

For further information on the Etac Patient handling, see www.etac.com.

In case of an adverse event occurred in relation to the device, incidents should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to manufacturer.

Symbols in general

	Washing		Manual Cleaning		Warning		Manufacturer
	Do not bleach		Never leave on the floor		Production year, month and day YYYY-MM-DD		CE-marking
	Tumbledry		Risk of sliding down		Batch no./Lot no.		Keep dry
	Iron		Keep out of the sun		User mass limit = maximum rated load		Non sterile
	Do not dryclean		Read the user manual		The product can be scrapped according to national regulations		Article number
	Medical device		Do not add fabric conditioner		UKCA marked		

Intended use

SlingOn can be used to position a sheet under difficult conditions. Ideal for use with bariatric patients. SlingOn comprises two pieces of ultra-thin, smooth nylon material, which is smooth on both sides. The material ensures

minimal friction between the user and the underlying surface. The device improves the carer's working conditions while reducing the risk of shearing and friction for the user.

Intended environment

Acute care, Long-term care, Home care

Practical handling

Positioning

Position SlingOn. The press studs in all four corners must be fastened. Fold SlingOn at least as many times as there is a crossed stitching at each functional handle. Alternatively, roll SlingOn until there is no excess material.

Position SlingOn under the user either from the head or foot end.

Position SlingOn so that the open end faces away from the user and the folded part is under the head, pillow and shoulders.

Grasp the corner through both layers – the carer's palm is facing the user with SlingOn inside the carer's hand. The carer can now "roll" SlingOn out under the user (Illustrations 1 and 2). It will often be an advantage if there are more than two carers, e.g. one carer to hold SlingOn at the top while the other carers press down on the mattress. Fold out one wing at a time.

Alternative method:

For some users, it will be advisable to position SlingOn under the small of the user's back.

To position SlingOn under the small of the user's back, the SlingOn must be "zigzag-folded". The zigzag-folded SlingOn

is folded again (by about one third) and then pushed under the small of the user's back. The carer on the opposite side can easily grasp and unfold SlingOn. Then SlingOn can be folded out (either upwards or downwards).

Use

After positioning the SlingOn, the user can be mobilised or the sheet can be pulled down between the two layers. Release the press studs. The sheet is then placed between the two layers. The carers gently pull the sheet into position (Illustration 3). Ideally, the leg straps are pushed under the user between the two nylon layers.

To remove the top side of SlingOn: A carer grasps the opposite corner and slowly pulls the top side out (Illustration 4). The user can now be lifted in the sheet.

In a chair:

Fold SlingOn as above, then push SlingOn down behind the user's back (same technique as described above). Release the press studs and pull the sheet down between the two nylon layers until it is in the correct position. Remove the nylon layer between the user and the sheet. The user can now be lifted.

Notice

Special features

Always check the product before use and after washing.

Never use a defective product. If the product shows signs of wear-and-tear, it must be scrapped.

Read these instructions carefully.

It is important that carers receive instruction in manual handling. Etac offers advice and training for carers. For further information, contact Etac.

Always use the correct manual handling techniques.

Encourage the user to assist where possible.

To ensure that the user feels safe and that every manual handling is smooth, always plan the manual handling in advance.



There is a risk that the user may slide off. Never leave the user alone on the edge of the bed.



Never leave the product on the floor.



Always conduct a risk assessment, and ensure that the assistive product can be used for the individual user and, in combination with other devices, that it is safe for the user and carers.



Always remove SlingOn after use.



Do not use SlingOn as a sling. Use for positioning and repositioning slings.



NB! When mobilising bariatric users, please note that factors such as functional capacity, illness and body size may be crucial to the choice of method used to mobilise the user.
The instructions must therefore be considered as guidelines.
Make sure you know exactly how much weight you are trying to move. Call for extra staff if necessary!

If in any doubt - please contact Etac.

Material and cleaning

Material:

Nylon, polyester, press studs.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used, and especially after washing.

Check that there is no damage to seams or fabric.

Washing instructions:

Do not use fabric softener – as this will reduce the glide effect. This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5 and 9, or a 70% disinfection solution.



Never try to repair a product yourself.

Never use a defective product.

Products and accessories

Article no.	Product Description	Size (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Service information

Inspection

First inspection:

- Is the packaging intact?
- Read the label on the packaging and check the article no. and product description
- Check that Short Instruction is enclosed – updated User Manual/Instruction for use can be downloaded from www.etac.com or contact your Etac Customer Service or the local dealer.
- Check the label on the product - does it include article no., product description, lot/batch no., cleaning instructions and supplier name?

Periodic Inspection:

- Make sure that your Manual transfer system always is in a perfect condition.
- After wash – always check materials, stitching, handles, buckles.
- If the product shows signs of wear and tear, it must be removed from service immediately.



Visual inspection/Check the product:

Ensure that the materials, seams, stitching, handles, buckles are intact/faultless.



Stability test:

Try to bend the product verify that it feels firm, stable and solid.



Mechanical load or stress/Test handles:

Draw hard in the handles in opposite directions and control the material, seams and stitching.

Test buckles:

Lock the buckle and draw in opposite directions, control the buckle and the stitching.



Test low/high friction:


Place the product on a firm surface or a bed, place your hands on the material and test the friction by pushing your hands down into the product.

Low friction – slides effortlessly

High friction – no sliding/moving

Check:

Manual transfer aids with handles, straps and buckles:



Manual transfer aids with for sitting and lying transfer and with high or low friction:



Production year, month and day



The product can be scrapped in accordance with national regulations



Read the user manual

Allmänt

Tack för att du har valt en produkt från Etac.

För att undvika olyckor och personskador vid hantering och användning av produkten bör du läsa igenom bruksanvisningen noga.

Den person som beskrivs som "brukaren" i dessa instruktioner är personen som ligger eller sitter på produkten. Hjälparna är de personer som manövrerar produkten.



Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Den vill påkalla uppmärksamhet när brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.

Produktene overholder standardene for Klasse 1-produkter i forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745 Medisinsk utstyr.

På Etac strävar vi efter att hela tiden förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar av produkterna utan att meddela detta i förväg. Alla mätt som anges på bilder och i liknande material är endast vägledande. Etac kan inte hållas ansvariga för felaktigheter och brister.

Informationen i dessa instruktioner, inklusive rekommendationer,

kombinationer och storlekar, gäller inte för specialbeställningar och modifieringar. Om kunden gör några ändringar, reparationer eller kombinationer som inte har godkänts av Etac, upphör Etacs CE-certifiering och garanti att gälla. Kontakta Etac om du har några frågor.

Garanti: Två års garanti för material- och tillverkningsfel, under förutsättning att produkten används på rätt sätt.

Förväntad livslängd: Enheten har en förväntad livslängd på 1 till 2 år vid normal användning. Enhetsens livslängd varierar beroende på användningsfrekvens, belastning och hur ofta och hur den rengörs.

Mer information om Etacs sortiment av förflyttningssprodukter finns på www.etac.com.

I händelse av en biverkning i samband med produkten ska incidenter rapporteras till din lokala återförsäljare och den nationella behöriga myndigheten i tid. Den lokala återförsäljaren vidarebefordrar information till tillverkaren.

Allmänna symboler



Tvätt



Manuell rengöring



Varning



Tillverkare



Ingen blekning



Lämna aldrig på golvet



Tillverkningsdatum: år,
månad och dag
YYYY-MM-DD



CE-märkning



Torktumling



Nedglidningsrisk



Batchnr/partnr



Hålls torr



Strykning



Skydda från solljus



Största massa för
brukare = maximal
belastning



Icke steril



Ingen kemtvätt



Läs bruksanvisningen



Produkten kan avfalls-
hanteras i enlighet med
nationella bestämmelser



Artikelnummer



Medicinsk enhet



Använd inte sköljmedel



UKCA-märkt

Avsedd användning

SlingOn kan användas för att placera ut ett lakan under svåra förhållanden. Idealisk för användning med bariatriska patienter. SlingOn består av två delar i ultratunn nylon som är mjuk på båda sidor. Materialet ger minimal friktion mellan brukaren och den

underliggande ytan. Hjälpmedlet förbättrar arbetsförhållandena för hjälparen samtidigt som risken för skav och friktion minskar för brukaren.

Avsedd miljö

Akutvård, långvarig vård och vård i hemmet.

Praktiskt handhavande

Placering

Placera SlingOn. Tryckknapparna i alla fyra hörnen måste fästas. Vik SlingOn minst lika många gånger som det finns korsstygn vid funktionshandtagen. Alternativt kan du rulla ihop SlingOn tills det inte finns något material som sticker ut. Placera SlingOn under brukaren från antingen huvudänden eller fotänden. Placera SlingOn så att den öppna änden är riktad bort från brukaren och den vikta delen ligger under huvudet, kudden och axlarna.

Ta tag i hörnet genom båda lagren – hjälparens handflata är vänd mot brukaren med SlingOn i hjälparens hand. Hjälparen kan nu ”rulla” ut SlingOn under brukaren (bild 1 och 2). Det är ofta en fördel om det finns fler än två hjälpare, till exempel en hjälpare som håller SlingOn längst upp medan övriga hjälpare trycker ned madrassen. Vik ut en vinge i taget.

Alternativ metod:

För en del brukare är det lämpligt att placera SlingOn under ryggslutet. För att kunna placera SlingOn under brukarens ryggslut måste SlingOn vara ”vikt i sicksack”. Den sicksackvikta SlingOn

viks igen (med ungefär en tredjedel) och förs sedan in under brukarens ryggslut. Hjälparen på den motsatta sidan kan enkelt ta tag i och vika ut SlingOn. Därefter kan SlingOn vikas ut igen (antingen uppåt eller nedåt).

Användning

När SlingOn placerats ut kan brukaren flyttas eller lakanet dras ned mellan de båda lagren. Lossa tryckknapparna. Placera därefter lakanet mellan de båda lagren. Hjälparen drar försiktigt ned lakanet på plats (bild 3). Helst ska benremmarna föras in under brukaren mellan de båda nylonlagren.

Ta bort övre delen av SlingOn: En hjälpare tar tag i det motsatta hörnet och drar långsamt ut den övre delen (bild 4). Nu kan brukaren lyftas i lakanet.

I en stol:

Vik SlingOn enligt ovan och tryck sedan ned SlingOn bakom brukarens rygg (samma teknik som beskrivs ovan). Lossa tryckknapparna och dra ned lakanet mellan de båda nylonlagren tills det är i rätt position. Ta bort nylonlagret mellan brukaren och lakanet. Nu kan brukaren lyftas.

Information

Särskilda egenskaper

Kontrollera alltid produkten före användning och efter rengöring.

Använd aldrig en defekt produkt. Om produkten är sliten måste den kasseras.

Läs dessa instruktioner noga.

Det är viktigt att hjälparna får instruktioner i manuell förflyttningsteknik. Etac erbjuder råd och utbildning för hjälpare. Kontakta Etac om du vill veta mer.

Använd alltid rätt förflyttningsteknik.

Uppmuntra brukaren att hjälpa till så mycket som möjligt.

Planera alltid förflyttningen i förväg så att brukaren känner sig trygg och förflyttningen går smidigt.



Det finns risk att brukaren kan glida av. Lämna aldrig brukaren ensam på sängkanten.



Lämna aldrig produkten på golvet.



Genomföր alltid en riskbedömning, kontrollera att hjälpmedlet går att använda hos den enskilde brukaren och se till att det är säker för brukaren och hjälparna att använda det tillsammans med andra hjälpmedel.



Ta alltid bort SlingOn efter användning.



Använd inte SlingOn som en lyftsele. Används för att placera och flytta lyftsarlar.



Obs! När bariatriska brukare ska förflyttas kan faktorer som funktionsförmåga, sjukdom och kroppsstorlek vara avgörande vid val av förflyttningsmetod. Därför ska instruktionerna betraktas som riktlinjer. Se till att du vet exakt vilken vikt du försöker flytta. Kalla vid behov på extra personal!

Kontakta Etac om du har några frågor.

Material och rengöring

Material:

Nylon, polyester, tryckknappar.

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den ska användas och särskilt efter tvätt.

Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

Tvättinstruktioner:

Använd inte sköljmedel eftersom det minskar glideffekten. Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5–9 eller med 70 % tvätttsprit.



**Försök aldrig att reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Produkter och tillbehör

Artikelnr	Produktbeskrivning	Storlek (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Serviceinformation

Inspektion

Första inspektion:

- Är förpackningen oskadad?
- Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och produktbeskrivning.
- Kontrollera att Kortinformationen har bifogats en aktuell bruksanvisning kan laddas ned från www.etac.se eller beställas via Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare
- Kontrollera etiketten på produkten – innehåller den artikelnummer, produktbeskrivning, parti-/batchnummer, rengöringsinstruktioner och leverantörens namn?

Regelbundna inspektioner:

- Kontrollera att det manuella överflyttningssystemet alltid är i perfekt skick.
- Kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spänningar efter rengöring.
- Om produkten visar spår av förslitning måste den omedelbart tas ur bruk.




Visuell inspektion/kontrollera produkten:

Kontrollera att material, sömmar, stygn, handtag och spänningar är hela/utan fel.



Stabilitetstest:

Försök att böja produkten för att kontrollera att den känns fast och stabil.



Mekanisk belastning/test av handtag:

Dra hårt i handtagen åt motsatt håll och kontrollera material, sömmar och stygn.

Test av spännen:

Stäng spännet och dra åt motsatt håll.

Kontrollera spännet och styggen.



Testa låg/hög friktion:

Placera produkten på en fast yta eller säng, lägg händerna på materialet och testa friktionen genom att trycka händerna ned mot produkten.

Låg friktion – glider enkelt

Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontrollera:

Hjälpmedel för manuell förflyttning med handtag, remmar och spänningar:



Hjälpmedel för manuell förflyttning, sittande och liggande med hög eller låg friktion:



Produksjonsår, måned og dag



Produkten kan avfalls-handteras i enlighet med nationella bestämmelser



Läs bruks-anvisningen

Generelt

Takk for at du har valgt et produkt fra Etac.

Les bruksanvisningen grundig for å unngå uhell og skader under flytting og bruk av produktene.

Personen som betegnes som "brukeren" i denne bruksanvisningen er personen som ligger i, eller sitter på, produktet. Assistenten eller assistentene er personene som manøvrerer produktet.



Dette symbolet vises ved siden av teksten i bruksanvisningen. Den trekker leserens oppmerksomhet mot punkter hvor det kan være fare for brukerens eller assistentens helse eller sikkerhet.

Produktene overholder standardene for Klasse 1-produkter i Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745 Medisinsk utstyr.

Hos Etac arbeider vi kontinuerlig med å forbedre produktene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre produktene uten ytterligere varsel. Alle mål i illustrasjoner og liknende materiell er kun veiledende. Etac er ikke ansvarlig for feil og defekter.

Innholdet i denne bruksanvisningen, inkludert anbefalinger,

kombinasjoner og størrelser, gjelder ikke ved spesialbestillinger eller modifikasjoner. Hvis kunden foretar justeringer, reparasjoner eller kombinasjoner som ikke er avtalt med Etac på forhånd, vil Etacs CE-sertifisering og garanti være ugyldig. Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Garanti: To års garanti mot material- og produksjonsfeil forutsatt at produktet brukes på riktig måte.

Forventet levetid: Utstyret har en forventet levetid på 1 til 2 år under normal bruk. Utstyrets levetid varierer avhengig av brukshyppighet, belastning og hvor ofte og hvordan det blir vasket.

Se www.etac.no for mer informasjon om Etacs forflytningshjelpe midler.

Hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse relatert til utstyret, skal hendelsen rapporteres til din lokale forhandler og nasjonale myndigheter innen rimelig tid. Den lokale forhandleren vil videresende informasjon til produsenten.

Generelle symboler



Vasking



Vaskes for hånd



Advarsel



Produsent



Må ikke blekes



Etterlat ikke produktet
på gulvet



Produksjonsår, måned
og dag
YYYY-MM-DD



Tørkes i tørketrommel



Fare for nedglidning



Batchnummer /
LOT-nummer.



CE-merking



Strykes



Må ikke utsettes
for sollys



Maks brukervekt
= maksimalt testet
belastning



Må holdes tørr



Må ikke renses



Les bruksanvisningen



Produktet kan kasseres
i henhold til gjeldende
regelverk.



Ikke steril



Medisinsk utstyr



Ikke bruk tøymykner



UKCA-merket

Bruksområde

SlingOn kan brukes til å plassere et laken under vanskelige forhold. Passer ideelt til bariatriske pasienter. SlingOn består av to deler ultratynt, glatt nylonstoff, som er glatt på begge sider. Materialet gir minimal friksjon mellom brukeren

og den underliggende overflaten. Enheten gir assistenten bedre arbeidsforhold samtidig som den reduserer risikoen for hudskader og friksjon for brukeren.

Bruksmiljø

Akuttmottak, sykehus, hjemmesykepleie

Praktisk bruk

Plassering

Plassere SlingOn. Trykk-knappene i alle fire hjørner må festes. Brett SlingOn minst like mange ganger som det er kryss-sting på håndtakene. Alternativt kan SlingOn rulles sammen til det ikke er mer overflødig materiale igjen.

Plasser SlingOn under brukeren enten fra hodeenden eller fra fotenden.

Plasser SlingOn slik at den åpne delen vender bort fra brukeren og den brettede delen er plassert under hodet, puten og skuldrene.

Ta tak i hjørnene gjennom begge lag. Assistentens håndflate er vendt mot brukeren, og SlingOn ligger inne i assistentens hånd. Nå kan assistenten "rulle ut" SlingOn under brukeren (illustrasjon 1 og 2). Det er ofte en fordel å være flere assisterenter, slik at en assistent kan holde SlingOn ved toppen mens den andre assistenten trykker madrassen ned. Brett ut én vinge om gangen.

Alternativ metode:

For enkelte brukere er det en fordel å bruke SlingOn under brukerens korsrygg. SlingOn må brettes i "sikksakk" før den kan plasseres under brukerens korsrygg. Sikksakk-brettet SlingOn brettes igjen

(med ca. en tredjedel) og skyves deretter inn under brukerens korsrygg. Assistenten på motsatt side kan enkelt ta tak i SlingOn og brette den ut. Deretter kan SlingOn brettes ut (enten oppover eller nedover).

Bruk

Når SlingOn er plassert, kan brukeren mobiliseres eller lakenet kan trekkes ned mellom de to lagene. Løsne trykk-knappene. Deretter plasseres lakenet mellom de to lagene. Assistentene trekker lakenet forsiktig på plass (illustrasjon 3). Høst skal føtstroppene skyves under brukeren mellom de to nylonlagene.

Fjerne den øvre delen av SlingOn: En assistent tar tak i det motsatte hjørnet og trekker den øvre delen sakte ut (illustrasjon 4). Nå kan brukeren løftes i lakenet.

I en stol:

Brett SlingOn som beskrevet tidligere. Skyv deretter SlingOn ned bak brukerens rygg (samme teknikk som beskrevet tidligere). Løsne trykk-knappene, og trekk lakenet ned mellom de to nylonlagene til det er på plass. Fjern nylonlaget mellom brukeren og lakenet. Nå kan brukeren løftes.

Merknad

Spesialfunksjoner

Produktet må alltid kontrolleres før bruk og etter rengjøring.

Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes. Hvis produktet virker slitt, må det kastes.

Les bruksanvisningen grundig.

Det er viktig at assistenter får opplæring i manuell forflytning. Etac tilbyr rådgivning og opplæring av assistenter. Kontakt Etac for ytterligere informasjon.

Korrekte teknikker for manuell forflytning må alltid brukes.

Brukeren kan oppfordres til å bidra når det er mulig.

Den manuelle forflytningen må alltid planlegges på forhånd for å sikre at brukeren er trygg og at all manuell forflytning foregår så smidig som mulig.



Brukeren kan gli av utstyret. Brukeren må aldri forlates på sengekanten.



Produktet må aldri forlates på gulvet.



Det må alltid foretas en risikovurdering, og det må kontrolleres at hjelpeimidelet kan brukes sammen med den individuelle brukeren og i kombinasjon med annet utstyr slik at både brukeren og assistenten er trygg.



SlingOn må alltid fjernes etter bruk.



SlingOn må ikke brukes som løftesele. Brukes til posisjonering og reposisjonering av løfteseler.



NB! Når bariatriske brukere skal flyttes, må faktorer som funksjonskapasitet, sykdom og kroppsstørrelse vurderes da de kan være avgjørende for hvilken metode assistentene skal bruke for å forflytte brukeren.

Derfor må instruksjonene anses som retningslinjer. Sørg for at du vet nøyaktig hvor mye vekt som skal forflyttes. Hent inn ekstra hjelp ved behov.

Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Materiale og rengjøring

Materiale:

Nylon, polyester, trykknapper.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask.

Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

Vaskinstruks:

Ikke bruk tøymykner da det reduserer glideeffekten.

Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.



**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Produkter og tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse (mm)	ES	IT	FR	NL	DE	DA	NO	SV	GB	IL.
IM437	SlingOn L	W1200xL1500										
IM438	SlingOn M	W800xL1700										
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000										

Serviceinformasjon

Inspeksjon

Første gangs inspeksjon:

- Er emballasjen hel?
- Les etiketten på emballasjen, og kontroller artikkelenummer og produktbeskrivelse.
- Kontroller at den kort brukerveiledning er vedlagt. Oppdatert bruksanvisning kan lastes ned fra www.etac.no. Du kan også kontakte Etacs kundeservice eller din forhandler.
- Kontroller etiketten på produktet. Inneholder den artikkelenummer, produktbeskrivelse, LOT-/batchnummer, vaskeanvisning og leverandørens navn?

Periodisk inspeksjon:

- Kontroller at det manuelle forflytningshjelpeidlet alltid er i god stand.
- Materialer, sømmer, håndtak og spenner må alltid kontrolleres etter rengjøring.
- Hvis produktet har tegn på slitasje, må det umiddelbart tas ut av bruk.



Visuell inspeksjon / kontroller produktet:

Kontroller at materialene, sømmene, håndtakene og stroppene er hele og uten feil.



Stabilitetstest:

Forsøk å bøye produktet. Kontroller at det føles fast, stabilt og solid.



Mekanisk belastning eller stress /

Test av håndtak:

Trekk hardt i håndtakene i flere retninger, og kontroller materialet og sømmene.

Test av spenner:

Fest spennene, og trekk i flere retninger.

Kontroller spennen og sømmene.



Test lav/høy friksjon:

Plasser produktet på fast underlag eller en seng, legg hendene på materialet og test friksjonen ved å presse hendene dine ned i produktet.

Lav friksjon – glir uten motstand

Høy friksjon – ingen glidning/bevegelse

Kontroller:

Manuelle forflytningshjelpeidler med håndtak, stropper og spenner:



Manuelle forflytningshjelpeidler for sittende og liggende forflytning med høy eller lav friksjon:



Produksjonsår, måned og dag



Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.



Les bruksanvisningen

Generelt

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac.

For at undgå ulykker og skader i forbindelse med håndtering og brug af produkterne, skal denne manual læses grundigt igennem.

Brugeren i denne manual er den person, der ligger eller sidder på produktet. Hjælperen er den person, der manøvrerer produktet.



Dette symbol forekommer i manualen sammen med teksten for at gøre opmærksom på tidspunkter, hvor der er risiko for brugerens eller hjælpernes sikkerhed.

Produktene overholder standardene for Klasse 1-produkter i Forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 medicinsk udstyr

Hos Etac bestræber vi os på kontinuerligt at forbedre vores produkter. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre produkterne uden forudgående meddelelse. Alle mål, der angives på illustrationer eller andet materiale, er kun vejledende, og der tages forbehold for fejl og mangler.

Informationen i denne manual, inkl. anbefalinger, kombinationer og størrelser, gælder ikke for specialtilpasninger og modifikationer. Hvis kunden foretager ændringer, reparationer eller kombinationer, der ikke er godkendt af Etac, bortfalder Etacs CE-mærkning, og Etacs garanti ophører. Ved tvivl kontakt venligst Etac.

Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt anvendelse af produktet.

Forventet levetid: Produktet har en forventet levetid på 1-2 år ved normal brug. Levetiden for produktet varierer afhængigt af brugshyppighed, belastninger samt hvor ofte og hvordan det er blevet vasket.

For yderligere information om Etacs sortiment indenfor forflytning se www.etac.com.

Hvis der opstår en utilsigtet hændelse i forbindelse med produktet, skal hændelsen indberettes til den lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed uden unødig forsinkelse. Den lokale forhandler vil videreføre oplysningerne til producenten.

Symboler



Vask



Manual rensning



Advarsel



Producent



Ingen blegning



Efterlad aldrig på gulv



Produktionsår, -måned og -dag
YYYY-MM-DD



CE-mærkning



Tørretumbeling



Nedglidningsrisiko



Batch-/lotnummer



Strygning



Beskyt mod sollys



Maks. brugervægt
max 150 kg
max 330 lbs
= maks. nominel belastning



Ingen rens



Læs manual



Medicinsk udstyr



Tilsæt ikke skyllemiddel



UKCA-mærket

Tilsigtet anvendelse

SlingOn kan anvendes til placering af underlag i vanskelige situationer. Kan med fordel anvendes ved bariatriske brugere. SlingOn består af to stykker ultratyndt glat nylonmateriale, der er glat på begge sider. Derved mindskes friktionen mellem

bruger og underlag. Hjælperens arbejdsmiljø forbedres, og risikoen for shear og friktion nedsættes hos brugeren.

Tilsigtet miljø

Hospitaler, institutioner og hjemme.

Praktisk håndtering

Placering

SlingOn placeres. Trykknapperne i de fire hjørner trykkes sammen. SlingOn foldes min. for hver krydssyning ved funktionshåndtagene eller rulles sammen, indtil der ikke er mere materiale tilbage.
SlingOn placeres under brugeren enten fra hoved- eller fodende. SlingOn placeres således, at den åbne del vender væk fra brugeren og den foldede del ind under hoved, pude og skuldre. Tag fat i hjørnet på begge lag – hjælperens håndflade vender

op mod brugeren, og SlingOn ligger nu i hjælperens hånd. Hjælperen kan nu ”rulle” SlingOn ud under brugeren (Illustration 1 og 2). Man kan med fordel være flere end to hjælpere, f.eks. en til at holde i den øvre del og ekstra hjælpere til at presse håndfladen ned i madrassen. Et fag ad gangen foldes ud.

Alternativt

Hos enkelte brugere kan det være en fordel at placere SlingOn under lænden.
Placeres SlingOn under lænden, foldes SlingOn sammen som en ”harmonika”. Herefter foldes den sammenfoldede SlingOn igen

ca 1/3 og skubbes ind under lænden på brugeren. Hjælperen på modsatte side kan nu nemt tage fat i SlingOn og folde den ud (enten opad eller nedad).

Anvendelse

Efter placering kan man nu mobilisere brugeren eller trække underlaget ned imellem de to lag. Trykknapperne åbnes. Underlaget placeres mellem de to lag, og hjælperne trækker nu langsomt underlaget på plads (Illustration 3). Benstropperne kan med fordel skubbes ind under brugeren mellem de to nylonlag.

Herefter fjernes den øverste del af SlingOn, ved at hjælperen tager fat i modsatte hjørne og langsomt trækker den øverste del ud (Illustration 4). Brugeren kan nu løftes i underlaget.

I stol:

SlingOn foldes på samme måde, men skubbes nu ned bag brugerens ryg, samme teknik anvendes. Trykknapperne åbnes, og underlaget tækkes ned mellem de to nylonlag, indtil underlaget sidder korrekt. Nylonlaget mellem bruger og underlag fjernes. Herefter kan brugeren løftes.

Information

Vær opmærksom på

Kontrollér altid produktet før brug og efter vask.



Nedglidningsrisiko, efterlad aldrig brugeren alene på sengekanten.

Anvend aldrig et defekt produkt. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Efterlad aldrig produktet på gulvet.

Læs instruktionen grundigt.



Foretag altid en risikovurdering, og sørge for at hjælpemidlet kan anvendes til den enkelte bruger, og at det i kombination med andet udstyr er sikkert for brugeren og hjælperne.

Det er vigtigt at hjælpere og plejepersonale modtager instruktion omkring håndtering af forflytninger. Etac tilbyder hjælp og uddannelse af plejepersonale. Kontakt Etac for yderligere information.



SlingOn fjernes altid efter brug.

Anvend altid korrekt forflytningsteknik.



Man kan ikke benytte SlingOn til at løfte/lifte i, kun til placering af liftstykker/underlag.

Husk at udnytte brugerens egne ressourcer.



OBS! I forbindelse med mobilisering af bariatriske brugere bør man være opmærksom på, at funktionsniveau, sygdom og kropsbygning kan have stor indvirkning på, hvorledes man kan mobilisere den enkelte bruger. Derfor bør dette kun være en vejledning. Vær dog opmærksom på, hvor mange kilo du er i færd med at forflytte, tilkald gerne ekstra personale.

Planlæg forflytningen på forhånd, så det sker så trygt og problemfrit som muligt.

Ved tvivlsspørgsmål – kontakt venligst Etac.

Materiale og rengøring

Materiale:

Nylon, polyester, trykknapper.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask.

Kontrollér, at der ikke er skader ved sømme og stof.



Reparér aldrig selv et produkt.

Et defekt produkt må ikke anvendes.

Vaskinstruktion:

Anvend ikke skyllemiddel – dette vil nedsætte glideevnen.

Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionsopløsning.



Produkter og tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse i mm
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000
IM438	SlingOn M	W800xL1700

Serviceinformation

Inspektion

Første kontrol:

- Er emballagen intakt?
- Kontrollér label på emballagen, og kontrollér artikelnummeret og produktnavn.
- Tjek, at "Short Instruction" er vedlagt – opdateret Manual kan downloades fra www.etac.dk, eller kontakt Etacs kundeservice.
- Kontrollér label på produktet – findes artikelnummer, produktnavn, lot-/batchnummer og vaskeanvisning samt producent.

Gentagende inspektion:

- Kontrollér, at deres manuelle transfer system eller hjælpemiddel er i en perfekt stand.
- Efter vask – kontrollér altid materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder.
- Viser produktet tegn på slitage, skal produktet straks kasseres.



Visuel inspektion/tjek produktet:

Kontrollér, at materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder er intakte.



Stabilitetstest:

Prøv at bøje produktet; verificer, at det føles solidt og stabilt.



Mekanisk test/tjek håndtag:

Træk i håndtagene i hver sin retning, og kontrollér materialer, sømme og syninger.

Test spændet:

Lås spændet, og træk i hver sin retning; kontrollér spændet, sømme og syninger.



Test lav/høj friktion:

Placer produktet på en fast overflade eller sengen, placer hænderne på materialet og test friktionen ved at skubbe hænderne ned og fremad i produktet.

Lav friktion – glider uden problemer.
Høj friktion – glider ikke.

Kontroller:

Manuelle transferprodukter med håndtag, stropper og spænder:



Manuelle transferprodukter til siddende og liggende forflytninger med lav eller høj friktion:



Produktionsår, -måned og -dag



Produktet bortskaffes i henhold til nationale regler.



Læs brugermanualen

Yleistä

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen.

Lue käyttöohjeet tarkkaan, jotta voit välttää onnettomuudet ja loukkaantumiset tuotteiden siirtämisen ja käsittelyn aikana.

Tässä käyttöohjeessa "käyttäjä" on henkilö, joka makaa tai istuu tuotteessa. Hoitajat ovat henkilötä, jotka käsitlevät tuotetta.



Tämä symboli esiintyy tekstillä läpi koko ohjeen. Se kiinnittää lukijan huomion kohtiin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjän tai hoitajan terveydelle tai turvallisuudelle.

Tuotteet ovat lääkinnällisistä laitteista annetussa Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus (EU) 2017/745 luokkaan 1 kuuluvien tuotestandardien mukaisia.

Pyrimme Etacissa parantamaan tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkovaroitusta. Kaikki kuvissa ja vastaavassa materiaalissa esitettyt mitat ovat ohjeellisia, eikä Etac ole vastuussa niissä mahdollisesti olevista virheistä.

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot, mukaan lukien suosituksset,

yhdistelmät ja mitoitus, eivät koske erikoistilausia ja muunnettua tuotteita. Jos asiakas tekee muutoksia, korjauksia tai yhdistelmiä, joita Etac ei ole ennalta määrittinyt, Etacin CE-sertifikaatti tai Etac-takuu eivät ole voimassa. Jos olet epävarma, ota yhteys Etaciin.

Takuu: Kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta edellyttää, että tuotetta käytetään oikein.

Arvioitu käyttöikä: Laitteen arvioitu käyttöikä on 1–2 vuotta normaalissa käytössä. Laitteen käyttöikä vaihtelee käyttöiheden, kuormien ja pesutiheyden ja -tavan mukaan.

Lisätietoja Etac-siirtolaitevalikoimasta saa osoitteesta www.etac.com.

Jos laitteen käytössä ilmenee haittatapahtuma, vaaratilanteet on ilmoittettava paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

Yleistä symboleista

	Pesu		Manuaalinen puhdistus		Varoitus		Valmistaja
	Ei saa valkaista		Älä koskaan jätä lattialle		Valmistusvuosi, -kuukausi ja -päivä YYYY-MM-DD		CE-merkintä
	Kuivausrumpu sallittu		Alas liukumisen vaara		Eränumero		Pidä kuivana
	Silitys		Pidettävä poissa auringonvaloista		Käyttäjän massaraja max 150 kg max 330 lbs = suurin sallittu kuormitus		Ei-sterili
	Ei saa kuivapestä		Lue käyttöohje		Tuotteen voi romuttaa kansallisten määärysten mukaisesti.		REF Tuotenumero
	Lääkinnällinen laite		Älä käytä huuhteluainetta		UKCA-merkintä		

Käyttötarkoitus

SlingOn-liukualustaa voidaan hankalissa tilanteissa käyttää apuna pujotettaessa nostoliinaa käyttäjän alle. Sopii ihanteellisesti bariatristen potilaiden hoitoon.

SlingOn-liukualusta koostuu kahdesta erittäin ohuesta ja

kummaltakin puolelta liistavasta nailonkappaleesta. Materiaalin ansiosta kitka käyttäjän ja alla olevan pinnan väillä on erittäin pieni. Alusta parantaa hoitajan työskentelyolosuhteita sekä pienentää vetoa ja kitkaa.

Käyttöympäristö

Akuuttihoito, pitkäaikaishoito, kotihoido

Käsittely

Sijoittaminen

Aseta SlingOn paikalleen. Jokaisessa kulmassa oleva neppari on kiinnitettävä. Taita SlingOn-liukualusta ainakin toiminnallisten lenkkien jokaisen ristipiston kohdalta. Vaihtoehtoisesta rullaa SlingOn-liukualusta kokonaan. Aseta SlingOn käyttäjän alle joko pää- tai jalkopuolelta. Aseta SlingOn niin, että avoin pää osoittaa käyttäjästä poispäin ja taitettu osa on käyttäjän pään, tyynyn ja hartioiden alla. Tartu kaksinkertaisen alustan kulmasta niin, että kämmenesi

osoittaa käyttäjää kohti ja SlingOn on käissäsi. Rullaavat sitten SlingOn auki käyttäjän alle (Kuvat 1 ja 2). Kahdesta hoitajasta on useimmiten hyötyä: yksi pitää SlingOn-alustaa päätä ja toinen painaa patja alaspäin. Rullaavat auki yksi taitos kerrallaan.

Vaihtoehtoinen menetelmä:

Joidenkin käyttäjien kohdalla on suositeltavaa sijoittaa SlingOn käyttäjän selän kaaren alle. Jotta voit sijoittaa SlingOn-liukualustan käyttäjän selän kaaren alle, siihen on tehtävä "siksak-taitos". "Siksak-taitettu" SlingOn taitetaan sitten uudelleen (noin kolmanneksen matkalta) ja

työnnetään käyttäjän selän kaaren alle. Vastakkaisella puolella oleva hoitaja pystyy helposti tarttumaan SlingOn-alustaan ja taittamaan sen auki. SlingOn voidaan rullata auki joko ylös- tai alas päin.

Käyttö

Kun SlingOn on paikallaan, käyttäjää voidaan liikuttaa tai nostoliina voidaan pujottaa alustan kerrosten väliin. Avaa nepparit. Pujota nostoliina alustan kahden kerroksen väliin. Vedä toisen hoitajan kanssa liina varovasti paikalleen (Kuva 3). Jalkahihnat työnnetään käyttäjän alle kahden nailonkerroksen väliin.

SlingOn-liukualustan yläsan irrottaminen: Hoitaja tarttuu vastakkaiseen kulmaan ja vetää hitaasti yläsan pois (Kuva 4). Käyttäjä voidaan nostaa nostoliinalla.

Tuolissa:

Taita SlingOn yllä kuvattuun tapaan ja työnnä se sitten käyttäjän selän taakse (ks. yllä kuvattu teknikka). Avaa nepparit ja pujota nostoliina alustan kahden nailonkerroksen väliin niin, että se on asianmukaisesti paikallaan. Irrota ylempi nailonkerros (käyttäjän ja nostoliinan välinen). Käyttäjä voidaan nyt nostaa.

Huomautus

Erityisomaisuudet

Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ja pesun jälkeen.

Älä koskaan käytä viallista tuotetta. Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on hävitettävä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

On tärkeää varmistaa, että hoitajat ovat saaneet manuaalisia hoitotoimenpiteitä koskevat ohjeet. Etac tarjoaa hoitajille neuvontaa ja koulutusta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Etaciin.

Sovella aina oikeita manuaalisen hoidon tekniikoita.

Rohkaise käyttäjää toimimaan apuna mahdollisuksien mukaan.

Suunnittele manuaalinen käsittely aina etukäteen, jotta varmistat, että käyttäjä tuntee olonsa turvalliseksi ja että käsittely sujuu jouhevasti.



Käyttäjän liukumisvaara. Älä koskaan jätä käyttäjää yksin sängynreunalle.



Älä koskaan jätä tuotetta lattialle.



Arvioi aina riskit ja varmista, että apuvälinettä voidaan käyttää kyseiselle käyttäjälle, että sitä voidaan käyttää muiden laitteiden kanssa ja että sen käyttö on turvallista niin käyttäjän kuin hoitajienkin kannalta.



Irrota SlingOn aina käytön jälkeen.



Älä käytä SlingOn-liukualustaa nostoliinana. Käytä sitä ainoastaan nostoliinojen asettamiseen.



Huom! Siirrettäessä bariatrisia käyttäjiä on huomioitava, että tekijät kuten toimintakyky, sairaus ja kehon koko voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla käyttäjän siirtotapaan.
Siksi nämä ohjeet ovat vain ohjeellisia.
Varmista, että tiedät täsmälleen siirrettävän painon.
Pyydä tarvittaessa lisähenkilöstöä apuun!

Jos olet epävarma, otta yhteys Etaciin.

Materiaali ja puhdistus

Materiaali:

Nailonia, polyesteriä, painonapit.

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen.

Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaurioita.

 Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.

Älä koskaan käytä viallista tuotetta.

Pesuohjeet:

Älä käytä huuhteluaineita, sillä ne heikentävät liukuomaisuuksia.

Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfointiaineella.



Tuotteet ja varusteet

Tuotenumero	Tuotteen kuvaus	Koko (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ES | IT | FR | NL | DE | FI | DA | NO | SV | GB | ILL.

Huoltotietoja

Tarkistus

Ensimmäinen tarkastus:

- Onko pakaus ehjä?
- Lue pakkauksen etiketti ja tarkista tuotenro ja -kuvaus.
- Tarkista, että lyhyt ohje on mukana – päivitetyn käyttöohjeen voi ladata osoitteesta www.etac.com tai pyytää asiakaspalvelusta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.
- Tarkista tuotteessa oleva etiketti – onko siinä tuotenro, tuotekuvaus, erän nro, puhdistusohje ja toimittajan nimi?

Määärääikaistarkastus:

- Varmista, että manuaalinen siirtojärjestelmä on aina täydellisessä kunnossa.
- Tarkista pesun jälkeen aina materiaalit, ompeleet, lenkit/kahvat, soljet.
- Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on heti poistettava käytöstä.




Silmämääräinen tarkastus / Tarkista tuote:

Varmista, että materiaalit, saumat, ompeleet, lenkit/kahvat ja soljet ovat ehjiä/virheettömiä.



Vakaustesti:

Yritä taivuttaa tuotetta ja varmista, että se tuntuu lujalta, vakaalta ja kiinteältä.



Mekaaninen kuormitus tai jännitys / testaa lenkit/kahvat:

Vedä lenkeistä kovaa vastakkaisiin suuntiin ja tarkista materiaali, saumat ja ompeleet.

Testaa soljet:

Lukitse solki ja vedä vastakkaisiin suuntiin, tarkista solki ja ompeleet.



Testaa pieni/suuri kitka:

Aseta tuote kiinteälle pinnalle tai vuoteelle, aseta kätesi materiaalin päälle ja testaa kitka painamalla käsiäsi alaspäin tuotteen sisään.

Pieni kitka – liukuu ongelmitta
Suuri kitka – ei liukua/liikettä

Tarkista:

Manuaaliset siirtovälineet, joihin kuuluu lenkkejä/kahvoja, silmukoita ja solkia:



Manuaaliset siirtovälineet siirtoihin istuma-asennossa ja makuuasennossa suuri- tai pienikitkaiset:



Valmistusvuosi, -kuukausi ja -päivä



Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti



Lue käyttöohje

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben.

Um Unfälle und Verletzungen beim Handhaben und Verwenden des Produkts zu vermeiden, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Mit „Benutzer“ wird in dieser Anleitung die Person bezeichnet, die auf dem Produkt sitzt oder liegt. Unter „Helfer“ wird die Person verstanden, die das Produkt handhabt.



Dieses Symbol erscheint neben dem Text in der Bedienungsanleitung. Es macht den Leser auf Situationen aufmerksam, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers oder Helfers darstellen können.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für Produkte der Klasse 1 im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Rates (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Bei Etac sind wir bemüht, unsere Produkte laufend zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Alle Abmessungen auf Abbildungen o. Ä. sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und Etac haftet nicht für Fehler und Mängel.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Angaben einschließlich

der Empfehlungen, Kombinationen und Größen gelten nicht für Sonderbestellungen und Modifikationen. Nimmt der Kunde Anpassungen, Reparaturen oder Kombinationen vor, die nicht von Etac spezifiziert wurden, wird die CE-Zertifizierung ungültig und die Garantieverpflichtung von Etac erlischt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Garantie: Zwei-Jahres-Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, vorausgesetzt, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Voraussichtliche Lebensdauer: Das Gerät hat bei normalem Gebrauch eine voraussichtliche Lebensdauer von 1 bis 2 Jahren. Die Lebensdauer des Geräts variiert und hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs, der Belastung sowie von der Art und Häufigkeit der Reinigung ab.

Weitere Informationen über das Angebot von Etac siehe www.etac.com.

Alle unerwünschten Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Gerät auftreten, sollten unverzüglich Ihrem Händler vor Ort sowie der zuständigen Behörde gemeldet werden. Der Händler vor Ort leitet die Informationen an den Hersteller weiter.

Symbole allgemein



Waschen



Manuelle Reinigung



Warnung



Hersteller



Nicht bleichen



Niemals auf dem Boden liegen lassen!



Herstellungsjahr, -monat und -tag
YYYY-MM-DD



CE-Kennzeichnung



Im Wäschetrockner trocknen



Rutschgefahr



Batch-Nr./Lot-Nr.



Trocken halten



Bügeln



Keiner Sonnenstrahlung aussetzen!



Höchstgewicht des Benutzers = maximale Gewichtsbelastung
max 150 kg max 330 lbs



Nicht steril



Nicht chemisch reinigen



Bedienungsanleitung lesen



Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.



Artikelnummer



Medizinprodukt



Keinen Weichspüler hinzufügen

Verwendungszweck

SlingOn kann zur Ausbreitung eines Lakens unter schwierigen Bedingungen verwendet werden. SlingOn ist ideal für den Umgang mit übergewichtigen Patienten. SlingOn besteht aus zwei Stücken ultradünнем, auf beiden Seiten glattem Nylonmaterial. Das Material stellt eine minimale

Reibung zwischen Benutzer und der darunter liegenden Fläche sicher. Das Gerät verbessert die Arbeitsbedingungen des Helfers und verringert die Scher- und Reibungsgefahr für den Benutzer.

Vorgesehener Einsatzbereich

Akutbehandlung, Langzeitpflege, Hauspflege

Praktische Handhabung

Positionierung

SlingOn in die richtige Position bringen. Die Druckknöpfe in allen vier Ecken müssen befestigt werden. SlingOn mindestens so oft falten wie Kreuzstiche an den Funktionsgriffen vorhanden sind. Alternativ kann SlingOn gerollt werden, bis kein überschüssiges Material mehr vorhanden ist. SlingOn entweder vom Kopf- oder Fußende aus unter dem Benutzer positionieren. SlingOn ist so anzurordnen, dass der offene Teil vom Benutzer weg ausgerichtet ist und sich der gefaltete Teil unter Kopf, Kissen und Schultern befindet.

Die Ecken durch beide Schichten ergreifen, wobei die Handfläche des Helfers mit SlingOn in der Hand des Helfers auf den Benutzer ausgerichtet ist. So kann der Helfer SlingOn unter dem Benutzer ausrollen (Abb. 1 und 2). Es ist häufig von Vorteil, wenn mehr als zwei Helfer anwesend sind, z. B. ein Helfer zum Halten von SlingOn am oberen Teil, während die anderen Helfer die Matratze nach unten drücken. Einen Flügel nach dem anderen entfalten.

Alternativmethode:

Bei einigen Benutzern empfiehlt es sich, SlingOn unter dem Rücken des Benutzers zu positionieren. Dazu muss SlingOn im Zick-Zack gefaltet sein. Das im Zick-Zack gefaltete SlingOn wird erneut gefaltet (um etwa ein Drittel)

und dann unter den Rücken des Benutzers geschoben. Der Helfer auf der gegenüberliegenden Seite kann SlingOn dann problemlos ergreifen und entfalten. Danach kann SlingOn ganz entfaltet werden (entweder nach oben oder nach unten).

Verwendung

Nach der Positionierung von SlingOn kann der Benutzer bewegt oder das Laken zwischen den beiden Schichten nach unten gezogen werden. Die Druckknöpfe lösen. Danach wird das Laken zwischen den beiden Schichten ausgebreitet. Die Helfer ziehen das Laken sanft in seine gewünschte Lage (Abb. 3). Idealerweise werden die Beinriemen zwischen zwei Nylonschichten unter den Benutzer geschoben.

Entfernung der der oberen Seite von SlingOn: Ein Helfer ergreift die entgegengesetzte Ecke und zieht die der oberen Seite langsam heraus (Abb. 4). Der Benutzer kann daraufhin im Laken angehoben werden.

In einem Stuhl:

SlingOn wie oben beschrieben falten und unter den Rücken des Benutzers schieben (dieselbe Vorgehensweise wie oben beschrieben). Die Druckknöpfe lösen und das Laken zwischen den beiden Nylonschichten nach unten ziehen, bis es seine richtige Lage erreicht hat. Die Nylonschicht zwischen Benutzer und Laken entfernen. Der Benutzer kann daraufhin angehoben werden.

Hinweis

Besondere Hinweise

Das Produkt vor dem Gebrauch und nach dem Waschen überprüfen.



Es besteht die Gefahr, dass der Benutzer abgleitet. Den Benutzer niemals allein auf der Bettkante zurücklassen!



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen!

Diese Hinweise sind sorgfältig durchzulesen.

Es ist wichtig, dass sämtliche Helfer eine Einweisung in die Handhabung des Produkts erhalten. Etac bietet Beratung und Schulungen für Helfer an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Etac.

Auf die richtige Umsetz-/Umlagerungstechnik achten.



Immer eine Risikobeurteilung vornehmen und sicherstellen, dass das Hilfsprodukt beim jeweiligen Benutzer und in Kombination mit anderen Geräten so verwendet werden kann, dass es für Benutzer und Helfer/Pfleger sicher ist.



Nach der Verwendung ist SlingOn immer zu entfernen.

Der Benutzer ist aufzufordern, nach Möglichkeit Hilfe zu leisten.



SlingOn darf nicht als Schlinge verwendet werden. Es dient zur Positionierung und Umverlagerung.

Planen Sie den Vorgang stets im Voraus, damit alle Schritte reibungslos und ohne Sicherheitseinbußen für den Benutzer ablaufen.



Hinweis: Bei der Verlegung von übergewichtigen Benutzern ist darauf zu achten, dass Faktoren wie Funktionsfähigkeit, Krankheit und Körpergewicht sich entscheidend auf die Wahl des Verfahrens zur Verlagerung auswirken können. Daher sind die Anweisungen als Richtlinien zu betrachten.

Es ist sicherzustellen, dass das zu bewegende Gewicht genau bekannt ist. Bei Bedarf zusätzliche Helfer hinzuziehen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Material und Reinigung

Material:

Nylon, Polyester, Druckknöpfe.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen.

Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.



**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Niemals ein defektes Produkt verwenden!**

Waschanleitung:

Keine Weichspüler verwenden, weil sich dadurch der Gleiteffekt verschlechtert.

Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden.



Produkte und Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Serviceinformationen

Inspektionen

Erste Kontrolle:

- Ist die Verpackung unbeschädigt?
- Lesen Sie das Etikett auf der Verpackung und überprüfen Sie Artikelnummer und Produktbeschreibung.
- Überprüfen, ob die Kurzanleitung beigelegt ist - die aktualisierte Bedienungsanleitung kann von www.etac.com heruntergeladen werden oder ist beim Händler vor Ort erhältlich.
- Prüfen Sie das Etikett auf dem Produkt - sind Artikelnummer, Produktbeschreibung, Lot-/Batch-Nr., Reinigungsanleitungen und Anbieter aufgeführt?

Regelmäßige Kontrolle:

- Sicherstellen, dass das manuelle Transfer-/Umlagerungssystem immer in perfektem Zustand ist.
- Nach dem Waschen stets Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen überprüfen.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung zeigt, darf es nicht mehr benutzt werden.



Inaugenscheinnahme/Produktüberprüfung:

Sicherstellen, dass Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen unbeschädigt/ fehlerfrei sind.



Stabilitätstest:

Das Produkt zu verbiegen versuchen, um zu überprüfen, ob es fest und stabil ist.



Mechanische Belastung/Griffschlaufen überprüfen:

Fest an den Griffschlaufen ziehen (in entgegengesetzte Richtung) und Material und Nähte überprüfen.



Niedrige/hohe Reibung testen:

Das Produkt auf eine feste Unterlage oder ein Bett legen und die Reibung überprüfen, indem die Hände mit Druck über das Produkt gezogen werden.

Niedrige Reibung – müheloses Gleiten
Hohe Reibung – kein Gleiten/Bewegen

Schnallen überprüfen:

Ziehen Sie an der geschlossenen Schnalle und prüfen Sie Schnalle und Nähte.

Überprüfen:

Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen mit Griffen, Riemen und Schnallen:



Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen für die sitzende und liegende Umlagerung mit hoher oder geringer Reibung:



Herstellungsjahr, -monat und -tag



Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden



Bedienungsanleitung lesen

Algemeen

Dank u dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen.

Lees de handleiding zorgvuldig door, om ongelukken en letsel bij het verplaatsen en hanteren van de producten te voorkomen.

De persoon die in deze gebruikershandleiding als 'de gebruiker' wordt aangeduid, is de persoon die op het product ligt of zit. De term 'verzorgers' wordt gebruikt voor de personen die het product hanteren.



Dit symbool wordt in de handleiding naast de tekst weergegeven. Het maakt de lezer attent op zaken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker of verzorger.

De producten voldoen aan de normen die gelden voor klasse 1-producten volgens EU-richtlijn (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Bij Etac streven we naar voortdurende verbetering van onze producten en daarom behouden we ons het recht voor om onze producten zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Alle maten op afbeeldingen en overige referentiematerialen gelden uitsluitend als indicatie en Etac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en afwijkingen.

De informatie in deze handleiding, met inbegrip van aanbevelingen, combinaties en maten, gelden niet voor speciale orders en modificaties. Als de klant aanpassingen of reparaties uitvoert of combinaties maakt die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de door Etac aangebrachte CE-markering en de garantie van Etac niet langer geldig. Neem bij twijfel contact op met Etac.

Garantie: twee jaar garantie op materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat het product correct is gebruikt.

Verwachte levensduur: het product heeft bij normaal gebruik een levensduur van 1 à 2 jaar. De levensduur van het product hangt af van hoe vaak het wordt gebruikt, de belasting en hoe vaak en hoe het wordt gewassen.

Ga voor meer informatie over het transferassortiment van Etac naar www.etac.com.

Mocht er een schadelijk incident plaatsvinden met het product, dan moet u dat tijdig melden aan de leverancier van het product en aan de bevoegde autoriteit in uw land. De leverancier geeft de informatie door aan de producent.

Algemene symbolen



Wassen



Handmatige reiniging



Waarschuwing



Fabrikant



Niet bleken



Nooit op de vloer laten liggen



Productjaar, -maand en -dag



CE-markering



Drogen in wasdroger



Risico dat de gebruiker naar beneden kan schuiven



Batchnr./Partijnr.



Droog bewaren



Strijken



Niet blootstellen aan zonlicht



Maximale massa gebruiker = maximale nominale belasting



Niet steriel



Niet chemisch reinigen



Lees de gebruikers-handleiding



Het product kan worden aangevoerd volgens de nationale voorschriften



Artikelnummer



Medisch hulpmiddel



Geen wasverzachter toevoegen



UKCA-markering

Beoogd gebruik

SlingOn kan worden gebruikt om een laken onder lastige omstandigheden te plaatsen. Ideaal voor gebruik bij obese patiënten.

SlingOn bestaat uit twee delen van ultradun nylonmateriaal dat aan beide zijden glad is. Het materiaal zorgt voor minimale

wrijving tussen de gebruiker en het ligoppervlak. Het hulpmiddel verbetert de werkomstandigheden van de verzorger, terwijl de kans op ongemak bij de gebruiker door schuifkrachten en wrijving wordt geminimaliseerd.

Beoogde gebruiksomgeving

Acute zorg, langdurige zorg, thuiszorg

Praktisch gebruik

Positionering

SlingOn plaatsen: zorg dat de drukknopen in alle vier hoeken zijn vastgezet. Vouw de SlingOn minstens even vaak als het aantal kruisstiksels bij elk functionele handvat. Een alternatieve methode is om de SlingOn op te rollen totdat er geen overtuiging materiaal meer is.

Schuif de SlingOn onder de gebruiker, naar keuze vanaf het hoofdeinde of het voeteneinde.

Plaats de SlingOn zo dat het open uiteinde van de gebruiker af wijst en het opgevouwen deel zich onder het hoofd, het kussen

en de schouders bevindt.

Pak de hoek door beide lagen heen vast. De palm van de hand waarmee de verzorger de SlingOn vasthoudt, is naar de gebruiker toe gericht. De verzorger kan de SlingOn nu onder de gebruiker uitrollen (afbeelding 1 en 2). Het is vaak handig als er meer dan twee verzorgers zijn, waarbij de ene verzorger bijvoorbeeld de SlingOn aan de bovenzijde vasthoudt, terwijl de andere verzorgers de matras indrukken. Vouw de vleugels een voor een uit.

Alternatieve methode:

Bij sommige gebruikers is het aan te raden om de SlingOn onder de onderrug van de gebruiker te schuiven.

Om de SlingOn onder de onderrug van de gebruiker te schuiven, moet de SlingOn zigzagend worden gevouwen. De zigzag-gevouwen SlingOn wordt nog een keer gevouwen (met ongeveer

een derde) en vervolgens onder de onderrug van de gebruiker geschoven. De verzorger aan de andere zijde kan de SlingOn vervolgens makkelijk vastpakken en uitvouwen. Daarna kan de SlingOn worden uitgevouwen (naar boven of naar beneden).

Gebruik

Nadat de SlingOn is geplaatst, kan de gebruiker worden gemobiliseerd of kan het laken tussen de twee lagen omlaag worden getrokken. Maak de drukknopen los. Plaats het laken tussen de twee lagen. De verzorgers trekken het laken rustig op zijn plaats (afbeelding 3). De beenbanden worden bij voorkeur tussen de twee nylonlagen onder de gebruiker geschoven.

De bovenzijde van de SlingOn verwijderen: Eén verzorger pakt de tegenoverliggende hoek vast en trekt de bovenzijde langzaam naar buiten (afbeelding 4). De gebruiker kan nu in het laken worden getild.

In een stoel:

Vouw de SlingOn op zoals hierboven is beschreven en duw de SlingOn vervolgens naar beneden achter de rug van de gebruiker (dezelfde techniek als hierboven). Maak de drukknopen los en trek het laken tussen de twee nylonlagen door totdat het zich in de juiste positie bevindt. Verwijder de nylonlaag tussen de gebruiker en het laken. De gebruiker kan nu worden getild.

Let op

Speciale functies

Controleer het product voor elk gebruik en na het wassen.

Gebruik een product nooit als het defect is. Voer het product af als het tekenen van slijtage vertoont.

Lees deze instructies zorgvuldig door.

Het is belangrijk dat verzorgers instructies krijgen over handmatig tillen en verplaatsen. Etac biedt advies en training aan voor verzorgers. Neem voor meer informatie contact op met Etac.

Gebruik altijd de juiste technieken voor handmatig tillen en verplaatsen.

Moedig de gebruiker aan om waar mogelijk mee te helpen.

Bedenk altijd van tevoren hoe u een gebruiker handmatig gaat tillen en verplaatsen, zodat de gebruiker zich veilig voelt en elke handmatige handeling soepel verloopt.



Er bestaat een kans dat de gebruiker weglijdt. Laat de gebruiker nooit alleen achter op de rand van het bed.



Laat het product nooit op de vloer liggen.



Voer altijd een risicoanalyse uit en verzeker u ervan dat het hulpmiddel geschikt is voor de individuele gebruiker en, bij gebruik in combinatie met andere hulpmiddelen, veilig is voor de gebruiker en de verzorgers.



Verwijder de SlingOn altijd na gebruik.



Gebruik de SlingOn niet als een sling. Gebruik het hulpmiddel alleen voor het positioneren en herpositioneren van slings.



Let op! Houd er bij het mobiliseren van obese gebruikers rekening mee dat factoren zoals inspanningsvermogen, ziekte en lichaamsomvang cruciaal kunnen zijn bij de keuze van de methode voor mobilisatie van de gebruiker.

Beschouw de instructies daarom enkel als algemene richtlijnen.

Zorg dat u exact weet hoeveel gewicht u wilt verplaatsen. Schakel waar nodig extra verzorgers in!

Neem bij twijfel contact op met Etac.

Materiaal en reiniging

Materiaal:

Nylon, polyester, drukknopen.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen.

Controleer op schade aan de naden en de stof.

Wasinstructies:

Gebruik geen wasverzachter, aangezien het glijeffect daardoor zal verminderen.

Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.



**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.**



Producten en accessoires

Artikelnr.	Productbeschrijving	Afmetingen (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ES | IT | FR | NL | DE | DA | NO | SV | GB | ILL.

Onderhoudsinformatie

Inspectie

Eerste inspectie:

- Is de verpakking onbeschadigd?
- Lees het label op de verpakking en controleer het artikelnummer en de productbeschrijving.
- Controleer of de beknopte handleiding is bijgevoegd. Nieuwe versies van de gebruikershandleiding/gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via www.etac.com of opvragen bij de klantenservice van Etac of bij de distributeur in uw regio.
- Controleer of het label op het product de volgende informatie vermeldt: artikelnummer, productbeschrijving, partij-/batchnummer, reinigingsinstructies en naam van de leverancier.

Periodieke inspectie:

- Zorg dat uw systeem voor handmatige transfers altijd in perfecte staat verkeert.
- Controleer na het wassen altijd de materialen, het stikwerk, de handvatten en de gespen.
- Stel het product meteen buiten gebruik als het tekenen van slijtage vertoont.




Visuele inspectie/controleer het product:

Verzeker u ervan dat alle materialen, naden, stikwerk, handvatten en gespen onbeschadigd/vrij zijn van defecten.



Stabiliteitstest:

Probeer het product te verbuigen en verzekер u ervan dat het stevig, stabiel en solide aanvoelt.



Mechanische belasting of spanning/handvatten testen:

Trek hard aan de handvatten in tegenovergestelde richtingen en controleer het materiaal, de naden en het stikwerk.

Gespen testen:

Zet de gesp vast en trek in tegenovergestelde richtingen; controleer de gesp en het stikwerk.



Hoge/lage wrijving testen:

Plaats het product op een stevige ondergrond of een bed, plaats uw handen op het materiaal en test de wrijving door uw handen in het product omlaag te drukken.

Lage wrijving: glijden gaat moeiteloos

Hoge wrijving: glijden/verplaatsen gaat niet

Controlleren:

Handmatige transferhulpmiddelen met handvatten, banden en gespen:



Handmatige transferhulpmiddelen voor zittende en liggende transfers met hoge of lage wrijving:



Productiejaar, -maand en -dag



Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften



Lees de gebruikershandleiding

Généralités

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac.

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures lors du déplacement et de la manipulation des produits.

La personne décrite comme « l'utilisateur » dans ce manuel est la personne couchée ou assise sur le produit. Les assistants sont les personnes qui manœuvrent le produit.



Ce symbole apparaît à côté du texte dans le manuel. Il attire l'attention du lecteur sur les points pouvant constituer un risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur ou d'un assistant.

Les produits sont conformes aux normes applicables pour les produits de Classe 1 selon la règle relative aux dispositifs médicaux (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux.

Etac s'efforce constamment d'améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis. Toutes les mesures indiquées sur les illustrations et tout matériel similaire sont à titre indicatif seulement et Etac ne peut être tenu responsable des erreurs ou des défauts.

Les informations contenues dans ce manuel, y compris les

Symboles en général



Lavage



Manual Cleaning



Avertissement



Fabricant



Ne pas javelliser



Ne jamais laisser sur le sol



Jour, mois et année de fabrication
YYYY-MM-DD



Marquage CE



Séchage en machine



Risque de glissement vers le bas



Batch no./N° de lot



Garder au sec



Repassage



Tenir à l'abri du soleil



Poids max. de l'utilisateur = charge nominale maximale
max 150 kg
max 330 lbs



Non stérile



Ne pas nettoyer à sec



Lire le manuel de l'utilisateur



Marquage UKCA



Référence



Dispositifs médicaux



Ne pas ajouter d'adoucissant.

Usage prévu

SlingOn peut être utilisé pour positionner un drap dans des conditions difficiles. Idéal pour une utilisation avec des patients obèses.

SlingOn comprend deux sections de matériau ultra-mince en

recommandations, combinaisons et tailles, ne s'appliquent pas aux commandes spéciales et aux modifications. Si le client effectue/utilise des réglages, des réparations ou des combinaisons qui ne sont pas prédéterminés par Etac, la certification CE d'Etac et la garantie d'Etac seront annulées. En cas de doute, veuillez contacter Etac.

Garantie : garantie de deux ans sur les matériaux et les défauts de fabrication, à condition que le produit soit utilisé correctement.

Durée de vie prévue : La durée de vie de cet appareil est d'un à deux ans dans des conditions normales d'utilisation. Sa durée de vie dépend de la fréquence d'utilisation, des charges ainsi que du nombre de lavage.

Pour de plus amples informations sur la gamme de transfert Etac, consultez www.etac.com.

En cas d'événement indésirable lié à l'appareil, signalez tout incident à votre revendeur local et aux autorités nationales compétentes dans les meilleurs délais. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

nylon lisse des deux côtés. Le matériau assure une friction minimale entre l'utilisateur et la surface sous-jacente. Le dispositif améliore les conditions de travail du soignant tout en réduisant le risque de coupure et de friction pour l'utilisateur.

Environnement prévu

Soins de courte durée, soins de longue durée, soins à domicile

Manipulation

Positionnement

Positionnez SlingOn. Les boutons-pression aux quatre coins doivent être attachés. Pliez SlingOn au moins autant de fois qu'il y a de surpiqûres au niveau des poignées fonctionnelles. Ou bien, roulez SlingOn jusqu'à il n'y ait plus d'excès de matériau. Placez SlingOn sous l'utilisateur depuis la tête ou depuis les pieds. Positionnez SlingOn de telle sorte que la partie ouverte soit tournée à l'opposé de l'utilisateur et que la partie pliée soit

placée sous l'oreiller et les épaules.

Saisissez le coin à travers les deux couches - la paume du soignant fait face à l'utilisateur avec SlingOn dans la main du soignant. Le soignant peut maintenant « dérouler » SlingOn sous l'utilisateur (illustrations 1 et 2). Plus de deux soignant sont recommandés, par exemple un soignant pour tenir SlingOn en haut tandis que d'autres soignant appuient sur le matelas. Dépliez une aile à la fois.

Autre méthode :

Pour certains utilisateurs, il est conseillé de positionner SlingOn sous le bas du dos. Pour être positionné sous le bas du dos de l'utilisateur, SlingOn doit être « plié en zigzag ». Une fois plié en zigzag, SlingOn

est plié de nouveau (d'environ un tiers) puis poussé sous le bas du dos de l'utilisateur. Le soignant de l'autre côté peut facilement saisir et déplier SlingOn. SlingOn peut alors être déplié (vers le haut ou vers le bas).

Utilisation

Une fois SlingOn positionné correctement, l'utilisateur peut être déplacé ou le drap peut être tiré entre les deux couches. Ouvrez les boutons-pression. Le drap est ensuite placé entre les deux couches. Les soignants tirent doucement le drap en position (Illustration 3). Idéalement, les sangles des jambes sont poussées sous l'utilisateur entre les deux couches de nylon.

Pour retirer la partie supérieure de SlingOn : un soignants saisit le coin opposé et tire lentement le côté supérieur pour le sortir (Illustration 4). L'utilisateur peut maintenant être levé dans le drap.

Sur une chaise :

Pliez SlingOn comme indiqué ci-dessus, puis enfoncez SlingOn le long du dos de l'utilisateur (même technique que décrite ci-dessus). Ouvrez les boutons-pression et tirez le drap vers le bas entre les deux couches de nylon jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position. Enlevez la couche de nylon entre l'utilisateur et le drap. L'utilisateur peut maintenant être levé.

Notice

Fonctions spéciales

Vérifiez toujours le produit avant toute utilisation et après tout lavage.



Il existe un risque de glissement de l'utilisateur.
Ne laissez jamais l'utilisateur seul au bord du lit.

N'utilisez jamais un produit défectueux. Si le produit présente des signes d'usure, il doit être mis au rebut.



Ne laissez jamais le produit sur le sol.

Lisez attentivement ces instructions.



Effectuez toujours une évaluation des risques et assurez-vous que le produit d'assistance convient à l'utilisateur et peut être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs d'une manière ne présentant aucun danger pour l'utilisateur et les soignants.

Il est important que les soignants reçoivent une formation à la manipulation du produit. Etac propose des conseils et des formations à destination des soignants. Pour plus d'informations, contactez Etac.



Retirez toujours SlingOn après chaque utilisation.

Utilisez toujours de bonnes techniques de manipulation manuelle.



N'utilisez pas le système SlingOn comme une sangle. Utilisez-le pour le positionnement et le repossement des sangles.

Encouragez l'utilisateur à aider autant que possible.



Remarque ! En cas de déplacement d'utilisateurs obèses, veuillez noter que des facteurs tels que la capacité fonctionnelle, la maladie et la taille du corps peuvent être cruciaux pour le choix de la méthode à utiliser pour déplacer l'utilisateur. Les instructions doivent donc être considérées comme des lignes directrices. Vous devez connaître le poids de la personne que vous essayez de déplacer. Faites appel à du personnel supplémentaire si nécessaire !

Pour que l'utilisateur se sente en sécurité et que chaque manipulation manuelle se passe bien, planifiez toujours la manipulation à l'avance.

En cas de doute - veuillez contacter Etac.

Matériaux et nettoyage

Matériaux :

Nylon, polyester, boutons pression.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage.

Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.



**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

N'utilisez pas d'adoucissant - cela réduirait l'effet de glissement. Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.



Produits et accessoires

N° d'article	Description	Dimensions (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Informations, service client

Inspection

Première inspection :

- L'emballage est-il intact ?
- Lisez l'étiquette sur l'emballage et vérifiez le numéro d'article et la description du produit.
- Vérifiez que les instructions sommaires accompagnent le produit - vous pouvez télécharger un Manuel de l'utilisateur/Mode d'emploi mis à jour depuis le site www.etac.com ou l'obtenir en contactant le service client d'Etac ou le distributeur local.
- Vérifiez l'étiquette sur le produit - comporte-t-elle un n° d'article, une description du produit, un n° de lot/batch no, des instructions de nettoyage et le nom du fournisseur ?

Inspection périodique :

- Assurez-vous que votre système de transfert manuel est toujours en parfait état.
- Après un lavage - vérifiez toujours les matériaux, surpiquûres, poignées et boucles.
- Si le produit présente des signes d'usure, il doit être retiré du service immédiatement.



Inspection visuelle/Vérification du produit :

Veuillez à ce que les matériaux, les coutures, les surpiquûres, les poignées et les boucles soient intacts/sans défaut.



Test de stabilité :

Essayez de plier le produit et vérifiez qu'il semble ferme, stable et solide.



Charge ou contrainte mécanique/

Test des poignées :

Tirez fortement les poignées dans des directions opposées et contrôlez les matériaux, les coutures et les surpiquûres.

Test des boucles :

Fermez la boucle et tirez dans des directions opposées. Contrôlez la boucle et les surpiquûres.



Test de friction basse/élevée :

Placez le produit sur une surface ferme ou un lit, placez vos mains sur le matériau et tester la friction en poussant avec les mains sur le produit.

Friction basse - vos mains glissent sans effort

Friction élevée - vos mains ne glissent pas/ ne bougent pas

Vérification:

Aides au transfert manuelles pour positions assise et couchée avec friction basse ou élevée:



Jour, mois et année de fabrication



Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale.



Lire le manuel de l'utilisateur

Informazioni generali

Grazie per aver scelto un prodotto Etac.

Per evitare incidenti e lesioni durante lo spostamento e la movimentazione dei prodotti, leggere attentamente il manuale.

Nel presente manuale, il soggetto descritto come "l'utente" è la persona seduta o sdraiata sul prodotto. Gli assistenti sono coloro che manovrano il prodotto.



Questo simbolo è presente lungo le pagine del manuale. Richiama l'attenzione del lettore su punti che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dell'utente o dell'assistente.

I prodotti sono conformi alle norme applicabili per i prodotti di Classe 1 contenute nella Regolamento sui dispositivi medici (EU) 2017/745 sui dispositivi medici.

In Etac ci sforziamo di migliorare continuamente i nostri prodotti; pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Tutte le misurazioni riportate nelle figure o in altro materiale informativo sono puramente indicative: Etac non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori e difetti.

Le informazioni riportate nel presente manuale, ivi compresi

raccomandazioni, combinazioni e dati dimensionali, non sono applicabili a ordini e modifiche speciali. Qualora il cliente effettui regolazioni, riparazioni o combinazioni non autorizzate da Etac, la certificazione CE di Etac e la garanzia di Etac decadono. In caso di dubbi, contattare Etac.

Garanzia: garanzia di due anni per difetti di materiali e di fabbricazione, purché il prodotto sia stato utilizzato correttamente.

Durata prevista: La durata utile prevista del dispositivo, in normali condizioni d'uso, è compresa tra 1 e 2 anni. La durata utile del dispositivo varia in base alla frequenza d'uso, i carichi e la frequenza e modalità di lavaggio.

Per maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi di trasferimento Etac, visitare il sito www.etac.com.

In caso di evento avverso verificatosi in relazione al dispositivo, gli incidenti devono essere segnalati tempestivamente al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

Panoramica dei simboli



Lavaggio



Pulizia manuale



Attenzione



Produttore



Non candeggiare



Non lasciare sul pavimento

Giorno, mese e anno di produzione
YYYY-MM-DD



Marchio CE



Asciugatura a tamburo a temperatura moderata



Rischio di scivolamento



N. di serie/lotto



Mantenere asciutto



Stiratura



Non esporre ai raggi solari



Limite massa utente
150 kg = carico nominale massimo



Non lavare a secco



Leggere il manuale dell'utente



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti



Dispositivo medico



Non aggiungere ammorbidente



Marchio UKCA

Uso previsto

SlingOn può essere utilizzato per posizionare un lenzuolo quando si è in condizioni difficili. È ideale per l'uso con pazienti bariatrici. SlingOn si compone di due elementi di materiale in nylon ultra sottile e liscio su entrambi i lati, che garantisce un attrito

minimo tra l'utente e la superficie sottostante. Il dispositivo migliora le condizioni operative dell'assistente, riducendo il rischio di lacerazioni e attriti per l'utente.

Ambiente previsto

Assistenza di pazienti gravi, assistenza a lungo termine, assistenza domiciliare

Movimentazione pratica

Posizionamento

Posizionare SlingOn. Premere i bottoni automatici posti ai quattro angoli. Piegare SlingOn tante volte quante sono le cuciture incrociate su ciascuna impugnatura funzionale. In alternativa, arrotolare SlingOn fino a quando non vi è più materiale in eccesso.

Posizionare SlingOn sotto l'utente partendo dalla testata o dalla pediera.

Posizionare SlingOn in modo che l'estremità aperta sia rivolta verso l'esterno e la parte piegata sia collocata sotto la testa, il cuscino e le spalle.

Afferrare l'angolo attraverso entrambi gli strati: il palmo dell'assistente è rivolto verso l'utente e SlingOn è tenuto stretto dalla mano dell'assistente. Ora l'assistente può "srotolare" SlingOn sotto l'utente (figg. 1 e 2). Questa operazione sarà più semplice se vi sono più di due assistenti, ad es. un assistente trattiene SlingOn mentre gli altri premono sul materasso. Piegare un lembo alla volta.

Metodo alternativo:

In alcuni casi è consigliabile posizionare SlingOn sotto l'incavo della schiena dell'utente.

Per posizionare SlingOn sotto l'incavo della schiena dell'utente, il dispositivo deve essere "piegato a zigzag". SlingOn piegato

a zigzag viene ripiegato di nuovo (di circa un terzo) e poi spinto sotto l'incavo della schiena dell'utente. L'assistente sul lato opposto può afferrare e aprire con facilità SlingOn. A questo punto, SlingOn può essere aperto (verso l'alto o verso il basso).

Uso

Dopo aver posizionato SlingOn, è possibile mobilizzare l'utente o preparare il lenzuolo all'inserimento tra i due strati. Aprire i bottoni automatici. A questo punto è possibile inserire il lenzuolo tra i due strati. Gli assistenti tirano delicatamente il lenzuolo, portandolo in posizione (fig. 3). Idealmente, le cinghie per le gambe vengono spinte sotto l'utente tra i due strati in nylon.

Per rimuovere il lato superiore di SlingOn: un assistente afferra l'angolo opposto ed estrae lentamente il lato superiore (fig. 4). Ora l'utente può essere sollevato nel lenzuolo.

Su una sedia:

Piegare SlingOn come sopra descritto, quindi spingerlo in basso dietro la schiena dell'utente (utilizzare la stessa tecnica di cui sopra). Aprire i bottoni automatici e tirare il lenzuolo tra i due strati in nylon finché non raggiunge la posizione corretta. Rimuovere lo strato di nylon tra l'utente e il lenzuolo. Ora l'utente può essere sollevato.

Avviso

Caratteristiche speciali

Controllare sempre il prodotto prima dell'uso e dopo il lavaggio.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso. Smaltire il prodotto se questo presenta segni di usura.

Leggere attentamente le presenti istruzioni.

È importante che gli assistenti ricevano adeguate istruzioni sulla movimentazione manuale. Etac offre consulenza e formazione agli assistenti. Per maggiori informazioni, contattare Etac.

Utilizzare sempre le corrette tecniche di movimentazione manuale.

Se possibile, sollecitare l'utente a collaborare.

Per garantire che l'utente si senta sicuro e che ogni movimento sia fluido, pianificare sempre la movimentazione manuale in anticipo.



L'utente potrebbe scivolare. Non lasciare mai l'utente da solo sul bordo del letto.



Non lasciare mai il prodotto sul pavimento.



Eseguire sempre una valutazione dei rischi e accertarsi che il prodotto assistivo possa essere utilizzato per il singolo utente e che, in combinazione con altri dispositivi, sia sicuro per l'utente e gli assistenti.



Rimuovere sempre SlingOn dopo l'uso.



Non utilizzare SlingOn come un'imbracatura, bensì per posizionare e riposizionare le imbracature.



N.B.: Quando si mobilizzano utenti bariatrici, fattori quali la capacità funzionale, la malattia e le dimensioni corporee possono essere fondamentali per la scelta del metodo da utilizzare a tale scopo.
Pertanto, considerare le istruzioni come linee guida generali.
Assicurarsi di sapere esattamente quanto peso si sta tentando di spostare. Se necessario, richiedere l'intervento di altro personale.

In caso di dubbi, contattare Etac.

Materiali e pulizia

Materiale:

Nylon, poliestere, bottoni automatici.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio.

Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

Istruzioni di lavaggio:

Non usare ammorbidente: riduce l'effetto di scorrimento.

Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.



Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso.

Prodotti e accessori

Articolo n.	Descrizione prodotto	Dimensioni (mm)	IT	ES	FR	NL	DE	FI	DA	NO	SV	GB	IL..
IM437	SlingOn L	W1200xL1500											
IM438	SlingOn M	W800xL1700											
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000											

Informazioni sull'assistenza

Ispezione

Prima ispezione:

- La confezione è intatta?
- Leggere l'etichetta sulla confezione e controllare il numero dell'articolo e la descrizione del prodotto.
- Verificare che il foglio di istruzioni sia presente nella confezione. È possibile scaricare la versione aggiornata del manuale dell'utente/delle istruzioni per l'uso dal sito www.etac.com oppure contattare il servizio clienti Etac o il proprio rivenditore locale.
- Controllare l'etichetta sul prodotto: riporta il numero dell'articolo, la descrizione del prodotto, il numero di serie/lotto, le istruzioni per la pulizia e il nome del fornitore?

Ispezione periodica:

- Assicurarsi che il sistema di trasferimento manuale sia sempre in perfette condizioni.
- Dopo il lavaggio, verificare sempre lo stato di materiali, cuciture, impugnature e fibbie.
- Se il prodotto presenta segni di usura, dismetterlo immediatamente.



Ispezione visiva/controllo del prodotto:

Assicurarsi che i materiali, le cuciture, le impunture, le impugnature e le fibbie siano intatti/privi di difetti.



Test di stabilità:

Provare a piegare il prodotto e verificare che sia robusto, stabile e resistente.



Carico o sollecitazioni di tipo meccanico/

Test sulle impugnature:

Tirare con forza le impugnature in direzioni opposte; quindi, controllare il materiale, le cuciture e le impunture.

Test sulle fibbie:

Bloccare la fibbia e tirare in direzioni opposte; quindi, controllare la fibbia e le cuciture.



Test di attrito basso/elevato:

Posizionare il dispositivo su una superficie resistente o un letto, poggiare le mani sul materiale e testarne l'attrito spingendo sul prodotto.

Attrito basso: scorre senza sforzo

Attrito elevato: non scorre/non si muove

Controlli da effettuare:

Ausili per il trasferimento manuale con impugnature, cinghie e fibbie:



Ausili per il trasferimento manuale di utenti seduti e sdraiati con attrito basso o elevato:



Giorno, mese e anno di produzione



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti



Leggere il manuale dell'utente

Información general

Gracias por elegir un producto Etac.

Para evitar cualquier tipo de accidente o lesión cuando mueva y maneje los productos, lea atentamente el manual.

La persona descrita como el «usuario» se referirá, en estas Instrucciones de uso, a la persona que está tumbada o sentada sobre el producto. Los cuidadores son las personas que manipulan el producto.



Este símbolo aparecerá al lado del texto en el manual. Le indica al lector aquellos puntos en los que puede existir un riesgo para la salud y la seguridad del usuario o del cuidador.

Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la Regulación de productos sanitarios (EU) 2017/745 relativa a los dispositivos médicos.

En Etac, hacemos todo lo posible por mejorar constantemente nuestros productos y, por ese motivo, nos reservamos el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Las medidas que se indican en las imágenes y en material similar se incluyen solo a modo de guía y Etac queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por errores y defectos.

La información incluida en este manual, incluidas las

recomendaciones, las combinaciones y los tamaños, no resulta de aplicación para los pedidos especiales ni para las modificaciones. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho. En caso de duda, póngase en contacto con Etac.

Garantía: garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente.

Vida útil prevista: El producto tiene una vida útil prevista de 1 a 2 años en condiciones de uso normales. La vida útil del producto dependerá de la frecuencia de uso, de las cargas y de la frecuencia con la que se lave.

Para más información sobre la gama de productos de movilización de usuarios de Etac, consulte www.etac.com.

En caso de que se produzca un acontecimiento adverso en relación con el dispositivo, deberá informar de la incidencia, a su debido tiempo, a su distribuidor local y a la autoridad competente nacional. El distribuidor local enviará la información al fabricante.

Símbolos generales



Lavado



Limpieza manual



Cuidado



Fabricante



No utilizar lejía



No dejar nunca en el suelo



Año, mes y día de producción
YYYY-MM-DD



Marcado CE



Secar en secadora



Riesgo de resbalar



N.º de lote



Mantener seco



Planchar



Manténgase alejado de la luz del sol



Peso máximo del usuario = carga nominal máxima
max 150 kg max 330 lbs



No limpiar en seco



Leer el manual de usuario



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional



Producto sanitario



No añadir suavizante



Marcado UKCA

Uso previsto

SlingOn puede utilizarse para colocar una sábana en condiciones difíciles. Ideal para su uso con pacientes bariátricos.

SlingOn está compuesto por dos piezas de material de nailon suave extrafino, que es suave por ambos lados. El material garantiza una fricción mínima entre el usuario y la superficie

subyacente. El dispositivo mejora las condiciones de trabajo del cuidador, a la vez que se reduce el riesgo de cizallamiento y de fricción para el usuario.

Entorno de uso previsto

Cuidados intensivos, cuidados de larga duración, cuidados domiciliarios.

Modo de uso

Colocación

Colocación de SlingOn. Los corchetes de presión de las cuatro esquinas tienen que estar abrochados. Pliegue SlingOn al menos tantas veces como haya puntadas cruzadas en las asas funcionales. Como alternativa, enrolle SlingOn hasta que no haya material sobrante.

Coloque SlingOn debajo del usuario desde el cabecero de la cama o el piecero.

Coloque SlingOn de tal forma que la parte abierta esté mirando en la dirección opuesta del usuario y la parte doblada se coloque debajo de la cabeza, la almohada y los hombros.

Agarre la esquina a través de ambas capas (la palma del cuidador está orientada hacia el usuario con SlingOn dentro de la mano del cuidador). El cuidador ahora puede «estirar» SlingOn por debajo del usuario (imágenes 1 y 2). Siempre será beneficioso si hay más de dos cuidadores, por ejemplo, un cuidador que sujeté SlingOn en la parte superior, mientras que los otros cuidadores presionan el colchón. Despliegue un ala cada vez.

Método alternativo:

En el caso de algunos usuarios, será aconsejable colocar SlingOn debajo de la región lumbar del usuario.

Para colocar SlingOn debajo de la región lumbar del usuario, SlingOn deberá doblarse en zigzag. SlingOn, doblado en zigzag, se vuelve a doblar (aproximadamente un tercio) y después

se coloca debajo de la región lumbar del usuario. El cuidador del lado opuesto puede agarrar con facilidad y desdoblar SlingOn. A continuación, se puede desplegar SlingOn (hacia arriba o hacia abajo).

Uso

Después de colocar SlingOn, se puede movilizar al usuario o se puede bajar la sábana entre las dos capas. Suelte los corchetes de presión. A continuación la sábana se coloca entre las dos capas. Los cuidadores colocan suavemente la sábana en su sitio (Imagen 3). Idealmente, las correas de las piernas se colocan debajo del usuario entre las dos capas de nailon.

Para quitar la parte superior de SlingOn: un cuidador sujetá la esquina opuesta y tira lentamente de la parte superior hasta quitarla (Imagen 4). Ahora puede subirse al usuario en la sábana.

En una silla:

Pliegue SlingOn como se ha descrito anteriormente y, a continuación, meta SlingOn detrás de la espalda del usuario (siguiendo la misma técnica que se ha descrito anteriormente). Suelte los corchetes de presión y coloque la sábana entre las dos capas de nailon hasta que esté en la posición correcta. Quite la capa de nailon entre el usuario y la sábana. Ahora puede subirse al usuario.

Aviso

Características especiales

Verifique siempre el producto antes de usarlo y después de lavarlo.



Existe un riesgo de que el usuario se resbale. No deje nunca al usuario solo en el borde de la cama.

No utilice nunca un producto defectuoso. Si el producto presenta signos de desgaste o rotura, debe desecharse.



No deje nunca el producto en el suelo.

Lea estas instrucciones cuidadosamente.



Lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos, y asegúrese de que el producto asistencial puede utilizarse con el usuario concreto y combinado con otros dispositivos que sean seguros tanto para el usuario como para los cuidadores.

Es importante que los cuidadores reciban formación para la movilización manual. Etac ofrece información y formación para cuidadores. Para más información, póngase en contacto con Etac.



Quite siempre SlingOn después de utilizarlo.

Utilice siempre las técnicas de movilización manual correctas.



No utilice SlingOn a modo de cincha. Utilícelo para colocar y recolocar cinchas.

Anime al usuario a ayudar cuando le resulte posible.



Nota: cuando movilice a usuarios bariátricos, tenga en cuenta que factores tales como la capacidad funcional, la enfermedad y el tamaño corporal pueden resultar cruciales a la hora de elegir el método que se va a utilizar para movilizar al usuario. Por consiguiente, las instrucciones deben considerarse como directrices. Asegúrese de saber exactamente cuánto peso va a mover. ¡Solicite más personal si es necesario!

Para asegurarse de que el usuario se siente seguro y que cada movilización manual se hace de manera suave, planifique siempre con antelación la movilización manual.

En caso de cualquier duda, póngase en contacto con Etac.

Material y limpieza

Material:

Nylon, poliéster, botones de prensa.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y sobre todo después de haberlo lavado.

Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.



**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de lavado:

No utilice suavizante, ya que este reduce el efecto deslizante. El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.



80°



Productos y accesorios

Nº del artículo	Descripción del producto	Tamaño (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Información de mantenimiento

Inspección

Primera inspección:

- Está el envoltorio intacto?
- Lea la etiqueta del envoltorio y compruebe el número del artículo y la descripción del producto.
- Compruebe que estén incluidas las Instrucciones resumidas (puede descargar el Manual/las Instrucciones de uso del sitio web www.etac.com o poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o con su distribuidor local)
- Compruebe la etiqueta del producto. ¿Incluye el número del artículo, la descripción del producto, el número del lote, las instrucciones de limpieza y el nombre del proveedor?

Inspección periódica:

- Asegúrese de que su sistema de movilización manual esté siempre en perfecto estado.
- Después de lavarlo, compruebe siempre los materiales, las costuras, las asas y las hebillas.
- Si el producto presenta signos de desgaste y rotura, deberá retirarlo inmediatamente de servicio.




Inspección visual/Comprobación del producto:

Asegúrese de que los materiales, las costuras, las puntadas, las asas y las hebillas estén intactos/perfectos.



Test de estabilidad:

Intente doblar el producto y compruebe que parezca firme, estable y sólido.



Carga o esfuerzo mecánicos/Comprobación de las asas:

Tire con fuerza de las asas en direcciones opuestas y verifique el material, las costuras y las puntadas.



Comprobación de la fricción baja/alta:

Coloque el producto sobre una superficie firme o una cama, ponga las manos sobre el material y compruebe la fricción deslizando las manos sobre el producto en sentido ascendente y descendente.

Fricción baja: se deslizan sin esfuerzo.

Fricción alta: no se deslizan/mueven.

Comprobación de las hebillas:

Fije las hebillas y tire de ellas en direcciones opuestas, verifique la hebilla y las puntadas.

Compruebe:

Dispositivos de ayuda de traslado manual con asas, correas y hebillas:



Dispositivos de ayuda de traslado manual para el traslado sentado y tumbado con una fricción alta o baja:



Año, mes y día de producción



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.



Leer el manual de usuario

**UK responsible person:**

Etac Ltd, Unit 60
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



Etac Immedia A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

 **etac**[®]
Creating Possibilities