




User manual

panda futura 5

R82[®] 
by Etac

M1052 - 2024-07-30 - Rev. 15.0



www.etac.com



panda futura 5[™]

Íslenskur leiðarvísir

EN 12182
EN 12183

EFNISYFIRLIT

Fyrirhugaður tilgangur	3
Samræmisyfirlýsing	3
Förgun	3
Ábyrgð R82.....	3
Öryggi	4
Þjónustupplýsingar	5
Þvottur	5
Vörupvottavél.....	5
Sóttþreinsun	5
Tíðni þjónustu	5
Athugunarlisti fyrir þjónustu	5
Fylgihlutir	6
Mælingar.....	7
Vörubúðakenni	8
Flutningur.....	8
Tákn.....	9
Leiðbeiningar	10 - 18

Almennt

Þú hefur valið tæki frá R82 – alþjóðlegum söluaðila hjálpertækja og búnaðar fyrir börn og unglinga með sérþarfir. Til að nýta sem best þá valkosti sem þetta tæki hefur upp á að bjóða skaltu lesa notendahandbókina fyrir notkun og geyma hana til síðari nota.

Fyrirhugaður tilgangur

Tækið er einingasætakerfi fyrir börn og fullorðna með hreyfihömlun.

Ábendingar

Tækið er hægt að nota af fötluðum börnum og fullorðnum sem skortir getu til að sitja sjálfstætt. Markhópur tækisins byggir á virknigetu en ekki ákveðnu heilsufari eða aldri. Notandinn er sá sem situr í tækinu. Umönnunaraðilinn er sá sem stýrir tækinu. Notandinn má aldrei vera eftirlitslaus í tækinu. Tryggjið að umönnunaraðili sinni stöðugu eftirliti.

Tækið verður ekki í notkun oftár á daginn á meðan notandinn liggur, stendur eða situr í öðru hjálpertæki eða hefðbundinni vöru.

Í flutningum á milli staða hentar tækið börnum og fullorðnum á bilinu 45 kg til tilgreindrar hámarksþyngdar notanda fyrir flutninga.

Frábendingar

Engar frábendingar eru þekktar.

Varúðarráðstafanir

Sérstök áhersla skal lögð á eftirfarandi atriði varðandi uppsetningu vörunnar og notkun aukahluta fyrir notendur með takmarkanir á:

- Taka þarf skynjun og sársaukaskyn sérstaklega til greina með tilliti til þrýstingins sem stöðir tækisins og fylgihlutir valda.
- Ef um mikla hreyfingu er að ræða (t.d. ósjálfráðar hreyfingar) skal íhuga að nota tæki með stillanlegri bakstöð.
- Ef notandi getur setið sjálfstætt skal nota vöruna með fylgihlutum (t.d. hliðarstöðum, vestum, beltum, stöðum fyrir hendur og bakka).
- Geta til að viðhalda stöðu höfuðsins skal íhuga að nota fylgihluti eða vöru sem veitir stuðning við höfuðið.

Notkunarvið

Varan er hönnuð til notkunar innan- og utandyra

Verkfæri sem fylgja með:

- 5 mm sexkantslykill

CE Samræmisfyrirlysing

Varan samræmist kröfum reglugerðar um lækningatæki (2017/745).

Fjarlægja þarf CE-merkinguna þegar:

- Varan sett saman aftur
- Varan er notuð í annað en fyrirhugaðan tilgang og ekki samkvæmt samræmisfyrirlysingu
- Nota á varahluti eða tengi sem ekki eru upprunalega fyrir R82

Þegar tækið er notað samhliða öðrum vörum má ekki hagræða fyrirhuguðum tilgangi varanna eða breyta vörunum þannig að það geti haft áhrif á samræmi við viðeigandi kröfur.

Aðilinn / fyrirtækið sem ber ábyrgð á samhliða notkun varanna skal tryggja að viðeigandi kröfur séu uppfylltar.



Förgun

Þegar endingartími vörunnar er liðinn skal hún tekin í sundur eftir efnistegundum svo hægt sé að endurvinnna eða farga hlutum hennar á réttan hátt. Ef þörf krefur skal hafa samband við næsta söluaðila til að fá nákvæma lýsingu á hverju efni. Hafið samband við staðaryfirvöld til að fá upplýsingar um hvaða valkostir eru í boði fyrir umhverfsvæna endurvinnslu.

Aukabúnaður og varahlutir

Vörunnar frá R82 er hægt að fá með ýmsum aukahlutum, þar með talið vestum og beltum sem eru í samræmi við þarfir hvers notanda. Hægt er að panta varahluti eftir óskum. Tilgreindan aukabúnað má finna á vefsvæði okkar en einnig er hægt að hafa samband við næsta söluaðila til að fá frekari upplýsingar.

Ábyrgð R82

www.etac.com/support

Upplýsingar og leiðbeiningar áður en varan er keypt

Finna má upplýsingar og leiðbeiningar fyrir kaup á www.etac.com, undir vöruheitinu í skjalahlutanum.



Öryggi

Aldrei má hylja eða fjarlægja merkingar, tákn eða leiðbeiningar á vörunni og verður þetta að vera staðar og læsilegt þar til endingartími vörunnar er liðinn. Skiptið strax um eða lagfærið ólæsilegar eða skemmdar merkingar, tákn eða leiðbeiningar.

Hafið samband við næsta söluaðila til að fá leiðbeiningar.

Ef aukaverkanir eiga sér stað í tengslum við tækið skal tilkynna atvik til söluaðila á staðnum og lögbærri landsyrivalda tímanlega. Söluaðilinn áframsendir upplýsingar til framleiðandans.

Umönnunaraðili

- Lesið notendahandbókina vandlega fyrir notkun og geymið hana til síðari nota. Röng notkun á þessari vöru getur valdið notanda alvarlegum meiðslum.
- Varan inniheldur smáhluti sem gætu valdið köfnunarhættu ef þeir eru fjarlægðir af fyrirhuguðum stað.
- Notið ávallt réttar aðferðir og hjálpartæki þegar notanda er lyft.
- Notandi má aldrei vera eftirlitslaus í stólnum. Tryggið að fullorðinn einstaklingur sinni stöðugu eftirliti.
- Aðeins má framkvæma viðgerðir/skipti með nýjum, upprunalegum R82-varahlutum og tengjum og í samræmi við viðmiðunarreglur og viðhaldstímabil sem söluaðili hefur gefið fyrir mæli um.
- Ef einhver vafi leikur á áframhaldandi öruggri notkun á R82 vörunni þinni eða ef einhverjir hlutar myndu bila skaltu hætta notkun vörunnar strax og hafa samband við söluaðila á staðnum eins fljótt og auðið er.
- Upplýsingar um samsetningu stoðgrindar og sætis, þ.m.t. hámarksálág á samsetningu, má finna á: etac.com
- Upplýsingar um flutninga er að finna í skjalinu „M1460 Flutningar í vélknúnum ökutækjum“ sem fylgir með vörunni.

Umhverfi

- Kannið yfirborðshita vörunnar áður en notandinn er færður í stólinn. Þetta á sérstaklega við um notendur með ónæma húð þar sem þeir finna ekki fyrir hitanum. Ef yfirborðshiti er yfir 41 °C skal leyfa vörunni að kólna fyrir notkun.

Notandi

- Ef notandinn er nálægt hámarks álagstakmarki og/eða hefur miklar ósjálfráðar hreyfingar, t.d. er ruggandi, ætti að hafa stærri stærð með hærri há. Hleðslu eða aðra R82 vöru í huga.
- Til flutnings er varan hentug fyrir börn á þyngdarbilinu

43 kg að tilgreindri hámarksþyngd notanda fyrir flutning.

Vara

- Framkvæmið allar stillingar á vörunni og aukabúnaði hennar og gangið úr skugga um að allir snerlar, skrúfur og sylgiur séu tryggilega festar fyrir notkun. Geymið öll verkfæri þar sem börn ná ekki til.
- Gangið úr skugga um að stöðugleiki vörunnar geti ekki raskast áður en notandi sest í stólinn.
- Skoðið vöruna og alla fylgihluti hennar og skiptið út slitnum hlutum fyrir notkun.
- Verjið stimpilstöngina gegn rispum, o.s.frv. Mikilvægt er að nota klút eða álíka ef notuð eru verkfæri til að stilla pumpuna.
- Varan er prófuð með tilliti til brunapöls á því stigi sem kviknar ekki í henni í samræmi við EN 1021-1, EN 1021-2 og ISO 7176-16.
- Varan gæti glatað logapolnum eiginleikum sínum ef aðrir en upprunalegu R82 púðarnir eru notaðir. Varan er samþykkt til flutninga í ökutækjum samkvæmt ISO 7176-19. Nánari upplýsingar er að finna í skjalinu „M1460 Flutningar í vélknúnum ökutækjum“ sem fylgir vörunni.
- Varan er metin í samræmi við viðauka D í ISO 7176-19 með tilliti til möguleika á því að spenna belti yfir mjaðmir og öxl. Tækið fær heildareinkunnina „Gott“.
- Varan er metin í samræmi við viðauka D í ISO 16840-4:2009 hvað varðar almennt mat á fyrirkomulagi sætakerfis. Varan fær einkunnina „gott“

Pjónustu- og viðhaldsupplýsingar

Pjónusta og viðhald lækningatækis er að öllu leyti á ábyrgð eiganda hvers tækis.

Ef ekki er hægt að sinna þjónustu og viðhaldi við tæki í samræmi við leiðbeiningarnar kann ábyrgð tækisins að falla úr gildi.

Ennfremur getur það komið niður á klínísku ástandi eða öryggi notenda og/eða umönnunaraðila ef tæki er ekki þjónustað og viðhaldið. Ekki sinna þjónustu og viðhaldi á meðan varan er í notkun. Ef þörf krefum skal hafa samband við söluaðila á staðnum til að fá aðstoð við uppsetningu, notkun eða hvernig á að sinna þjónustu og viðhaldi við tækið.

Endingartími

Endingartími vörunnar við venjulega notkun er 8 ár ef öllu viðhaldi og þjónustu er sinnt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og skráð svo hægt sé að sýna fram á það.

Endurnotkun

Pessi vara og aukahlutir/íhlutir hennar henta til endurnotkunar.

Endurbætur fyrir endurnotkun

Áður en varan er notuð aftur eða skipt um notanda skal fylgja viðhaldsgátlistanum og hreinsunarleiðbeiningum, ásamt því að skoða hana reglulega.

Tíðni þjónustu

Tíðni skoðana getur breyst eftir notkun og sliti. Mælt er með því að varan sé skoðuð árlega, í hvert sinn sem varan er endurútgefin til notkunar og eftir langtímageymslu (meira en 4 mánuði). Aðili sem hefur skilning á notkun vörunnar skal sjá um skoðunina.

Gátlisti þjónustuskoðunar:

Yfirfarið og stillið eftirfarandi í samræmi við fyrirhugaða notkun:

- Bakhalli og handfang til að læsa bakinu í réttri stöðu.
- Hægt er að setja og læsa fylgihlutum í festingum efst á bakinu með því að nota snerilinn og handföngin sem fest eru í festingunum.
- Innlegg fyrir festingar í baki og sæti eru í góðu standi
- Herðið rær og bolta á vörunni.
- Leitið eftir sliti á tengjum og sylgjum.
- Leitið eftir merkjum um sprungur eða slitna íhluti.
- Allar merkingar á vörunni eru heilar.

Gerðið við eða skiptið um skemmda eða slitna hluti.

Viðhald

Fyrir hverja notkun er mælt með að:

Purrka leifar og óhreinindi af vörunni með klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni/sápu án klórs og láta stólinn síðan þorna fyrir notkun. Gerið sjónræna skoðun á því hvort einhverjir hlutir séu skemmdir eða slitnir.

Þvottur

Aðalvara

Vöruna má þvo á 60° hita með mildu þvottaefni í 10 mínútur í þvottavél sem er hönnuð fyrir lækningatæki.

Notið þurrkunaraðgerð vélarnar til að þurrka vöruna. Fjarlægjið allan aukabúnað og þvoið hann sérstaklega.

Efni og áklæði

Áklæðið má þvo við hámark 40° hita með mildu þvottaefni í þvottavél.

Takið áklæðið af svampinum fyrir þvott.

Svampur

Svampinn má aðeins þvo í höndunum. Notið volgt vatn og milt hreinsiefni/sápu án klórs og leyfið öllum hlutum að þorna fyrir notkun.

Á meðan og eftir að svampur er þvegin skal ekki beygja, kreista eða snúa upp á hann þar sem það getur haft neikvæð áhrif á formið.

Handþvottur

Einnig er hægt að þvo þessa vöru og fylgihluti hennar

í höndunum. Notið volgt vatn og milt hreinsiefni/sápu án klórs og leyfið öllum hlutum að þorna fyrir notkun.

Sóthreinsun

Vöruna má sóthreinsa með 70%

sóthreinsispritti. Mælt er með því að nota klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni/sápu án klórs til að þurrka leifar og óhreinindi af vörunni og leyfa henni síðan að þorna fyrir sóthreinsun.

Efni

- Ál
- Plast
- Ryðfrítt stál
- Stál
- Efni
- Svampur

Yfirborðsmeðhöndlun


Eftirfarandi aðferðir við meðhöndlun yfirborðs hafa verið notaðar til að verjast tæringu:

- Lakkað yfirborð = pólýesterdufthúðun eða ED-húðun
- Ólakkaðir hlutar úr áli = rafhúðun
- Ólakkað yfirborð úr stáli = sinkhúðun




89811-5xx

Sjá síðu 7


89930-5
89130-20

Sjá síðu 9



89642-xxx

Sjá síðu 9



89658-xxxx

Sjá síðu 10

8910301-4
8910301-5

Sjá síðu 11







89619-x

Sjá síðu 12



8910725-5

Sjá síðu 12



MÆLINGAR

	Panda Futura 5 Active	Panda Futura 5 Standard
	mm (tommur)	mm (tommur)
Skilvirk sætisbreidd (A)	350 (13 ³ / ₄ "	350 (13 ³ / ₄ "
Skilvirk sætisdypt (A)	430 (17")	430 (17")
Hæð bakstoðar (C)	590 (23 ¹ / ₄ "	590 (23 ¹ / ₄ "
Bakbreidd, efst á bakstoð (F2)	350 (13 ³ / ₄ "	380 (15")
Bakbreidd, botn bakstoðar (F1)	320 (12 ¹ / ₂ "	270 (10 ³ / ₄ "
Fjarlægð frá armpúða að sæti	210-300 (8 ¹ / ₄ -11 ³ / ₄)	210-300 (8 ¹ / ₄ -11 ³ / ₄)
Staðsetning armpúðar að framan	480 (19")	480 (19")
Heildarbreidd (G)	560 (22")	560 (22")
Heildarlengd (H)	560 (22")	560 (22")
Heildarhæð (I)	670 (26 ¹ / ₂ "	670 (26 ¹ / ₂ "
Massi tækis	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Hámarksmassi notanda	85 kg (187.3 lb)	85 kg (187.3 lb)
Hámarksmassi notanda við flutning	85 kg (187.3 lb)	85 kg (187.3 lb)
Hámarks álag	102 kg (224.8 lb)	102 kg (224.8 lb)
Vinkill bakstoðs	(-5°) to (30°)	(-5°) to (30°)

Panda Futura 5 er mælt samkvæmt ISO 7176-5 með sæti í láréttri stöðu og baki í lóðréttri stöðu. Við útvægum ýmsar gerðir aukabúnaðar og þess vegna eru þyngd og mælingar skráðar án þeirra. Aðrar stillingar en lýst er í staðlinum geta leitt til annarra mælinga.

VÖRUAUÐKENNI






Panda Futura 5 sæti

A) Framleiðandi

Merkið er sett á sætið undir púðanum. Efst í vinstra horninu.

B) Raðnúmer

Merkið er sett á sætið undir púðanum. Efst í hægri horninu.



Tákn:



Til notkunar inni og úti



Skoðaðu leiðbeiningar

Nýjasta útgáfan af leiðbeiningunum er alltaf aðgengileg á vefsíðu Etac og hægt er að prenta þær í stærri stærðum



Viðvörðun

Þetta tákn birtist í notendahandbókinni ásamt númeri sem vísar til leiðbeininganna hér að neðan. Það vekur athygli á aðstæðum þar sem varan eða öryggi notandans eða umönnunaraðila getur verið í hættu

01 = Hætta á innilokun

02 = Hætta á að tækið halli

03 = Flutningur í vélknúnum ökutækjum

05 = Klemmuhætta



Varúð

Ekki draga/lyfta stólnum með þrýstifestingum/handföngum, sérstaklega í tröppum

TILBÚIÐ TIL NOTKUNAR

Panda Futura 5 sætið er fáanlegt sem (A) STANDARD og sem (B) ACTIVE.

Helsti munurinn á þessum tveimur gerðum er lögun sætanna. ACTIVE sætið er lagað til að leyfa meiri hreyfingu í efri útlimum og er tilvalið fyrir virkari börn.

STANDARD sætið er mótað með hliðum sem gefur barninu meiri stuðning og minni hreyfigetu.

Þörf barns fyrir stuðning mun ákveða hvaða líkan hentar best. Auðvelt er að breyta einu sæti í hina gerðina (sjá hér að neðan). Skipta þarf um bakpúðann þegar skipt er um gerð. Bæði sætin eru tilbúin fyrir mikið úrval aukahluta.



HLIÐAR SETTAR UPP / TEKNAR NIÐUR


Fylgdu lýsingunni hér að neðan til að setja upp/taka niður hliðarnar rétt:


Sett upp:

- * Settu hliðarnar í raufirnar að aftan (A)
- * Festið aftan frá með meðfylgjandi boltum og 5 mm sexkantslykli (B)

Tekið niður:

- * Fjarlægðu boltana (B) að aftan með meðfylgjandi 5 mm sexkantslykli
- * Fjarlægðu hliðarnar






HALLI BAKS

Ýttu handfanginu (A) upp til að halla bakinu.



Til að koma í veg fyrir skyndilegan halla skaltu grípa þétt í bakið á stólnum áður en þú ýtir á handfangið.




MJÓHRYGGSTOÐIR

Panda Futura 5 er afhent með stillanlegum mjóbaksstöðum í bakpúðanum. Færðu mjóbaksstöðirnar upp eða niður (A) eftir þörf fyrir stuðning.

HNAKKUR

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á hnakka.

- * Festið festinguna með meðfylgjandi 4 mm sexkantslykli (A).
- * Hnakkurinn er settur í festinguna og dýptin er stillt með því að nota handfangið (B).




SÆTISFRAMLENGING

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á framlengingu sætis.

- * Ýttu stöngunum frá framlengingum sætisins inn í raufarnar tvær undir sætinu.
- * Renndu á réttan stað og festu með meðfylgjandi boltum og 5 mm sexkantslykli (A).





FRAMLENGING BAKS

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á framlengingu fyrir bak.

* Festið stöngina frá framlengingunni að aftan í festinguna á bakhliðinni og festið með þumalskrúfunni (A).

* Losaðu þumalskrúfuna (A) eða (B) til að stilla hæðina.



Þegar þú stillir framlengingu baks skaltu gæta þess að finger klemmast ekki á milli baks stóls og framlengingar baks.


HÖFUÐSTOÐIR

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á höfuðstöðum.

* Festu höfuðstöðarstöngina í festinguna á bakhliðinni og festu með þumalskrúfunni (A).



Þegar þú stillir höfuðstöðina skaltu gæta þess að finger klemmast ekki á milli stólbaksins og höfuðstöða.




FRAMLENGING BAKS OG HÖFUÐSTOÐS

Fylgdu lýsingunni hér að neðan til að festa framlengingu baks og höfuðstöðs á sama tíma.

* Renndu stöng höfuðstöðarinnar í gegnum gatið á framlengingunni að aftan og í raufina á bakinu.

* Stilltu hæð höfuðstöðar og festu með þumalskrúfunni (A).

* Stilltu hæð framlengingar baks og festu með þumalskrúfunni (B).



Þegar þú hallar bakinu skaltu gæta þess að finger klemmast ekki á milli baks og sætis.




Viðvörðun 05. Klemmuhætta á milli höfuðstöða og grindar/þrýstispelku þegar bakið er stillt.

HLIÐARSTOÐIR

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á hliðarstöðum.


- * Settu hliðarstöðirnar í raufarnar.
- * Settu rærnar, eina í einu, í gegnum gatið (A) að aftan og í raufin á hliðarstöðunum.
- * Festið að aftan með meðfylgjandi boltum (B) og 5 mm sexkantslykil.
- * Stilltu hæðina og festu.



SVEIGJANLEGAR HLIÐARSTOÐIR

Panda Futura 5 er tilbúið fyrir uppsetningu á hliðarstöðum sem sveiflast í burtu.


- * Settu hliðarstöðirnar í raufarnar.
- * Settu rærnar, eina í einu, í gegnum gatið (A) að aftan og í raufin á hliðarstöðunum.
- * Festið að aftan með meðfylgjandi boltum (B) og 5 mm sexkantslykil.
- * Stilltu hæðina og festu.



Sveigjanlegu hliðarstöðirnar losna með því að ýta á rauða takkann (C) og sveiflast síðan í burtu.



Umönnunaraðili ætti að athuga og smyrja þá hluta sem sveiflast í burtu af og til - að minnsta kosti á 3ja mánaða fresti.



ARMHVÍLA

Hæðarstilling:

Opnaðu handfangið (A) til að færa armpúðann í rétta stöðu. Settu litlu skrufuna (B) í viðeigandi hæðarstöðu. Lokaðu handfanginu eftir aðlögun.

Að halla armpúðanum:

Losaðu handfangið (C).

Stilltu og hallaðu armpúðanum til hliðar:

Losaðu skrufurnar (D) undir púðanum.


Hæð armpúða fyrir ofan sætispúða
170 - 350 mm (6½ - 13½")



Þegar þú stillir armpúðann skaltu gæta þess að finger klemmast ekki á milli stólsins og handleggsins.



Ekki bera vöruna við armpúðann.



BAKKI

A) Uppsetning og dýptarstilling

B) Að halla bakkanum með því að halla armpúðunum.



Bakkann er aðeins hægt að festa á Panda Futura 5 með armpúðum.


KROSSVESTI

Vestið og krossvestið er hægt að opna og loka með því að nota sylgjurnar og rennilásinn.

- * Festu axlarböndin í gegnum gatið á bakpúðanum og inn í fixlock festingarnar á efra baki (A).
- * Festu efri böndin í hliðarnar í fixlock festingarnar á bakinu (B).
- * Festu neðri böndin í beltafestingarnar á neðri hluta baks (C).



Gætið þess að allar festingar og stillingar séu rétt staðsettar og festar. Athugaðu þetta reglulega.




MJAÐMABELTI


Hægt er að opna og loka mjaðmabeltinu með því að nota sylgjurnar.

- * Festu ólarnar í beltafestingarnar undir sætinu (A).



Gætið þess að allar festingar og stillingar séu rétt staðsettar og festar. Athugaðu þetta reglulega.





PANDA FUTURA 5 Á HIGH-LOW: X RAMMASTÆRÐ 2



Þessa samsetningu má ekki nota af börnum með alvarlega krampa með kröftugum hreyfingum.

Sætið fest:

Settu sætið í millistykkið og ýttu því alveg aftur þar til það „smellur“ á sinn stað. Læstu rauða handfanginu (A) til að tryggja stöðugleika sætisins.



Ekki nota fyrsta gatið sem það „smellur“ í. Þetta er bara „öryggsgatið“ sem mun „grípa“ sætið ef snerillinn skýst óvart upp úr réttu gati.

Sætið tekið niður:

Opnaðu rauða handfangið (A). Dragðu út snerilinn (B), dragðu sætið fram og lyftu á sama tíma.




Hámarksálág á grindina er 60 kg.



EKKI er hægt að festa Panda Futura 5 á grindarstærð 1.



Við vísum í 'Grindarhandbók' fyrir frekari upplýsingar um útgáfu og virkni grindarstærðar 2.



ÞRÝSTISPELKA FYRIR HIGH-LOW: X INNANHÚSSGRIND

Dýptarstilling:

Losaðu skrúfurnar (A) báðum megin á grindinni og stilltu dýpt þrýstispelkunnar. Þrýstispelkan stillist í tvær stöður og smellist á sinn stað með öryggisrónni.

Festið í þá stöðu sem óskað er eftir.



Notaðu aldrei þrýstispelkuna til að lyfta/ toga grindina upp eða niður stiga, stiga-palla, kantsteina o.s.frv. Aðeins er hægt að lyfta grindinni með því að tveir einstaklingar haldi í hana. Notaðu aldrei þrýstispelkuna til að lyfta grindinni.




SVEIGJANLEGAR HNÉSTOÐIR

Festu festinguna (A) undir sætinu með 4 mm sexkantslykli. Settu hnéstoðirnar í festinguna og festu með 6 mm sexkantslykli (B)

- * Losaðu skrúfurnar (C) með 6 mm sexkantslykli til að stilla vinkilinn á stöngum hnéstoðanna.
- * Losaðu skrúfurnar (B) eða (D) með 4 eða 6 mm sexkantslyklum til að stilla dýptina.
- * Hnéstoðirnar sjálfar eru vinkils- og hliðarstillanlegar (E) með 4 mm sexkantslykli.
- * Ýttu niður rauða hnappinum á festingunni (F) til að svefla hnéstoðunum í burtu.



Umönnunaraðili ætti að athuga og smyrja af og til þá hluta sem eru sveiflanlegir - að minnsta kosti á 3ja mánaða fresti.



**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Gelbart AG**

Tribschenstraße 64
CH-6005 Luzern
+41 41 367 70 17

**R82 A/S**

Parallelvej 3

DK-8751 Gedved



+45 796 858 88



R82@etac.com



www.etac.com

R82[®] 
by Etac