



panda futura[™]

Norsk bruksanvisning

N

INNHOUDSFORTEGNELSE

Panda Futura - Tiltentkt bruk	3
Sikkerhet.....	4
Underhåll	5
Produkt merking	6
Målinger	6
Symboler	7
Løfteteknikk	7
Tilbehør	8
Sete / Montering / demontering av sete	9
Ryggvinkling / Ryggforlenger.....	10
Hodestøtte	11
Kjørehåndtak / kjørebøyle	12
Utsvingbare skulderstøtter.....	13
Faste sidestøtter / Utsvingbare sidestøtter.....	14
Utsvingbare knestøtter / Seteforlenger.....	15
Fotstøtte / fotbrett, forhøyet / Abduksjonskloss	16
Armlener og bord.....	17
Montering av fixlocks.....	18
Vest og kryssvest / Sternumsele	19
5-punktssese / Brystsele	20
Hoftesele / Y-sele.....	21
Abduksjonssele / Ankelseler.....	22
Fotseler / Håndledds mansjett.....	23
H-sele / Kjørepose / Regncape med hette	24



Generelt

Vi setter pris på at du velger et nytt produkt fra R82 - verdensomfattende leverandør av tekniske hjelpemidler og anordninger for barn og voksne med spesielle behov. Les bruksanvisningen før bruk for å få maksimal nytte av alle mulighetene som dette produktet gir, og ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Tiltenkt bruk

Enheten er et modulbasert setesystem for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Indikasjoner

Enheten kan brukes av barn og voksne med nedsatt funksjonsevne, som ikke klarer å holde seg i sittende stilling. Målgruppen for enheten er basert på funksjonsevne og ikke en spesifikk helsetilstand eller alder.

Brukeren er personen som sitter i enheten. Pleieren er personen som betjener enheten. La aldri brukeren være uten tilsyn i denne enheten. Sørg for permanent tilsyn av en pleier.

Bruken av enheten vil bli avbrutt flere ganger i løpet av dagen hvor brukeren vil ligge, stå eller sitte i et annet hjelpemiddel eller et konvensjonelt produkt.

Enheten er egnet for transport av barn og voksne fra 22 kg og opptil maks. brukervekt.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner

Forholdsregler

Vær spesielt oppmerksom på hvordan produktet konfigureres og bruken av tilbehør for brukere med begrensninger når det gjelder:

- Sansfunksjoner og smertefølelse: Gjør ekstra undersøkelser av trykk som følge av støtten fra enheten og tilbehøret.
- Bevegelsesfunksjon (f.eks. opplevelse av ufrivillige bevegelser): Vurder å bruke en enhet med dynamisk ryggstøtte.
- Mulighet for å opprettholde sittende posisjon: Bruk produktet med tilbehør (f.eks. sidestøtter, vester, belter eller armstøtter og et brett).
- Mulighet til å beholde hodeposisjonen. Vurder å bruke tilbehør eller et produkt som gir hjelp til plassering av hodet.

Bruksområder

Produktet er ment for bruk innendørs og utendørs.

Medfølgende verktøy;

- 5 mm unbraconøkkel

Samsvarserklæring

Dette produktet samsvarer med kravene i forordningen for medisinsk utstyr (2017/745). CE-merket skal fjernes ved ombygging av produktet, hvis det brukes i kombinasjon med et produkt fra en annen produsent, eller ved bruk av andre reservedeler og utstyr enn originalt R82-utstyr. Dette produktet samsvarer også med kravene i:

- EN 12182
- EN 12183

CE-merket må fjernes når:

- Produktet bygges om
- Produktet brukes til noe annet enn det tiltenkte formålet og samsvarserklæringen
- Det benyttes andre reservedeler og koblinger enn originale R82

Kombinert med andre produkter må kombinasjonen ikke endre det tiltenkte formålet for produktene eller modifisere produktene på en slik måte at samsvar med gjeldende krav påvirkes. Vedkommende som er ansvarlig for kombinasjonen av produktene, må påse at gjeldende krav oppfylles.



Resirkuleringsinformasjon

Når et produkt skal kasseres, bør materialene inndeles etter type, slik at delene kan resirkuleres eller avhendes på en forskriftsmessig måte. Hvis nødvendig, ta kontakt med din lokale forhandler for en presis beskrivelse av hvert materiale. Ta kontakt med lokale myndigheter vedrørende muligheter for resirkulering, eller en annen miljøvennlig måte å avhende et brukt produkt på.

Tilbehør og reservedeler

Produkter fra R82 kan leveres med en rekke tilbehør som tilfredsstiller den enkelte brukers behov. Reservedeler er tilgjengelige, og bestilles på kundens forespørsel. Finn det spesifikke tilbehør på vår hjemmeside, eller kontakt din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

R82 Garanti

<http://www.etac.com>

Forhåndssalgsinformasjon og anvisninger

Forhåndssalgsinformasjon og anvisninger er tilgjengelig på www.etac.no, under det aktuelle produktet i Dokumenter-delen.



by Etac

Sikkerhet

Merker, symboler og instruksjoner som er plassert på dette produktet skal aldri tildekkes eller fjernes, og må være til stede og lett leselige i hele produktets levetid. Uleselige eller skadede merker, symboler og instruksjoner skal erstattes eller repareres umiddelbart. Kontakt din lokale forhandler for å få instruksjoner.

Hvis det skulle oppstå en negativ hendelse knyttet til enheten, skal hendelsen rapporteres til din lokale forhandler og de nasjonale kompetente myndighetene så raskt som mulig. Den lokale forhandleren vil videresende informasjonen til produsenten.

Omsorgsperson

- Les bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den for fremtidig referanse. Feil bruk av dette produktet kan forårsake alvorlig skade på brukeren.
- Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de tas bort från deras avsedda plats.
- Bruk alltid riktig løfteteknikk og hjelpemidler for formålet.
- Forlat aldri brukeren uten tilsyn i dette produktet. Påse at brukeren har permanent tilsyn av en voksen.
- Reparasjon/utskifting må kun foretas ved hjelp av nye originale R82 reservedeler og beslag og utføres i samsvar med retningslinjene og serviceintervallene som er foreskrevet av leverandøren.
- Hvis du er i tvil til om at produktet er trygt å bruke, eller om noen av delene skulle svikte, skal bruk av produktet opphøre umiddelbart. Kontakt din lokale forhandler så snart som mulig.
- Informasjon om kombinasjoner av ramme og sete, inkludert maks kombinert belastning er tilgjengelig på: etac.com.
- Informasjon om transport finnes i dokumentet "M1460 Transport in Motor Vehicles" som følger med produktet.

- Produktet er godkjent for transport i kjøretøy i henhold til ISO 7176-19. Mer informasjon om transport finnes i dokumentet "M1460 Transportation in Motor Vehicles" som følger med produktet.
- I samsvar med ISO 7176-19 Tillegg D er produktet evaluert med tanke på egnethet for benyttelse av kjøretøyforankrede hofte- og skulderbelter. Enheten får en samlet poengsum som tilsvarer «God».

Miljø

- Kontroller overflatetemperaturen på produktet før brukeren plasseres i det. Dette gjelder spesielt brukere med ufølsom hud, fordi de ikke kan føle varmen. Hvis overflatetemperaturen er høyere enn 41 °C, må produktet kjøles ned før bruk.

Bruker

- Dersom brukerens vekt er nær anbefalt maks-vekt, og / eller har mange ukontrollerte bevegelser som f.eks. røkking, bør et produkt i en større størrelse med høyere maks-vekt, eller et annet R82 produkt, vurderes.

Produkt

- Utfør alle posisjonelle justeringer på produkt og tilbehør, og sørg for at alle knotter, skruer og spenner er godt festet før bruk. Oppbevar alt verktøy utilgjengelig for barn.
- Påse at stabiliteten av produktet opprettholdes før du plasserer brukeren i det.
- Kontrollerer produkt og alt tilbehør, og erstatt eventuelle utslitte deler før bruk.
- Stempelstangen må ikke skades. Det er viktig å bruke en klut eller lignende som beskyttelse, når det brukes verktøy ved justering av gassfjæren.
- Produktet er testet for antennelighet iht. EN 1021-1, EN 1021-2 og ISO 7176-16, og er klassifisert som ikke-antennelig.
- Produktet kan imidlertid miste flammemotstanden hvis det brukes andre puter enn de originale R82-putene.

Service- og vedlikeholdsinformasjon

Service og vedlikehold av medisinsk utstyr er eierens eneansvar.

Hvis det ikke utføres service og vedlikehold på enheten i samsvar med anvisningene, kan garantien ugyldiggjøres. Videre kan manglende service og vedlikehold av en enhet gå ut over den kliniske tilstanden eller sikkerheten til brukere og/eller deres omsorgspersoner. Ikke utfør service eller vedlikehold mens produktet er i bruk. Kontakt om nødvendig den lokale forhandleren for å få hjelp til å klargjøre, bruke eller vedlikeholde produktet.

Levetid

Enhetsens levetid ved normal bruk er 8 år hvis alt vedlikehold og all service utføres i samsvar med produsentens anvisninger og dette kan dokumenteres. Enheten kan utleveres på nytt innenfor levetiden.

Serviceintervall

Inspeksjonshyppigheten kan endres avhengig av bruk og slitasje. Det anbefales at produktet inspiseres årlig, hver gang det utleveres på nytt for bruk og etter langvarig lagring (mer enn 4 måneder). Inspeksjonen skal utføres av en person som forstår hvordan produktet brukes.

Servicesjekkliste:

Kontroller og juster følgende i samsvar med tiltenkt bruk:

- Seteryggvipp og håndtaket for å låse seteryggen i stilling.
- Tilbehør kan settes inn og låses i festene øverst på seteryggen ved bruk av knotten og håndtakene som er montert i festene.
- Innlegg for fester i seteryggen og setet er i god stand
- Muttere og bolter på produktet er strammet
- Fester og spenner med tanke på slitte deler
- Produktet for sprekker eller tegn på slitte deler
- Alle etikettene på produktet er intakte.

Reparerer eller bytt skadede eller slitte deler.

Vedlikehold

Det anbefales å gjøre følgende før hver bruk:

Tørk av rester og smuss på produktet med en klut, varmt vann og mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la produktet tørke før du utfører en inspeksjon for å se etter skadede eller slitte deler.

Vask

Hovedprodukt

Dette produktet kan vaskes på 60° med et mildt vaskemiddel i 10 minutter i en vaskemaskin beregnet for medisinsk utstyr. Bruk maskinens tørkefunksjon til å tørke produktet. Demonter alt tilbehør og vask det separat.

Stoff og trekk

Trekket kan vaskes i vaskemaskin på maks 40 °C med et mildt vaskemiddel.

Skill skum og trekk fra hverandre før vask.

Skum

Skuminnleggene må bare vaskes for hånd. Bruk varmt vann og et mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la alle deler tørke før bruk.

Skummet må ikke bøyes, klemmes eller vrís under og etter vask, da det kan påvirke formen negativt.

Skum

Det anbefales ikke å vaske skumdelene.

Håndvask

Dette produktet og tilbehøret kan også vaskes for hånd. Bruk varmt vann og et mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la alle deler tørke før bruk.

Desinfisering

Produktet uten tilbehør og pute kan desinfiseres med en 70 % desinfiserende IPA-løsning. Det anbefales å tørke av rester og smuss på produktet med en klut med varmt vann og mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la produktet tørke før bruk.

Materialer

- Aluminium
- Plast
- Rustfritt stål
- Stål
- Stoff
- Skum

Overflatebehandling

Følgende overflatebehandling er brukt for å beskytte mot korrosjon:

- Lakkerte overflater = Polyester pulverlakk eller ED-belegg
- Ulakkerte aluminiumsdeler = Anodisert belegg
- Ulakkerte ståloverflater = Galvanisering.

TEKNISKE DATA

Sete: PA6 – kan gjenbrukes

Skum: Flammesikkert skum

Trekk: Gemma

Understell: Pulverlakkert aluminium

Produsent

R82 A/S

Parallelvej 3

8751 Gedved

FORHANDLER

ETAC AS

BRÁTENGT. 66

P.B. 249



1501 MOSS

TLF. 815 69 469

FAX 69 27 09 11

E-POST: HOVEDKONTOR@ETAC.NO

WWW.ETAC.NO




PRODUKT MERKING

Panda Futura Standard og Aktiv sete:

A) Produsent merket er plassert i setet til høyre.

B) Serienummer er plassert i setet til venstre.



	Setedybde mm (inch)	Setebredde mm (inch)	Rygg høyde mm (inch)	Armlen til seteavstand mm (inch)	Masseanordning kg (lb)
Panda Active, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	350 (13 3/4")	130-180 (5-7")	5.2 (11.5)
Panda Active, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	380 (15")	130-180 (5-7")	5.6 (12.3)
Panda Active, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	400 (15 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	6.2 (13.7)
Panda Active, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	450 (17 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	7.5 (16.5)
Panda Standard, size 1	220 (8 3/4")	220 (8 3/4")	290 (11 1/2")	130-180 (5-7")	5.7 (12.5)
Panda Standard, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	390 (15 1/4")	130-180 (5-7")	5.7 (12.5)
Panda Standard, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	410 (16 1/4")	130-180 (5-7")	6.2 (13.7)
Panda Standard, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	440 (17 1/4")	130-240 (5-9 1/2")	7.3 (16.1)
Panda Standard, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	535 (21")	180-240 (7-9 1/2")	8.7 (19.2)

	Maks. brukermasse kg (lb)	Maks. brukermasse i transport kg (lb)	Tilbake tilt	Forkanten av armenett mm (inch)	Maks. merkelast
Panda Active, size 2	30 (66.1)	-	(-4°) - (27°)	280 (11")	37.2 (82)
Panda Active, size 2 1/2	50 (110.2)	-	(-10°) - (20°)	280 (11")	57.6 (126.9)
Panda Active, size 3	50 (110.2)	-	(-9°) - (27°)	370 (14 1/2")	58.2 (128.3)
Panda Active, size 4	60 (132.3)	-	(-6°) - (17°)	480 (19")	69.5 (153.2)
Panda Standard, size 1	30 (66.1)	-	(-3°) - (28°)	280 (11")	37.7 (83.1)
Panda Standard, size 2	30 (66.1)	30 (66.1)	(-15°) - (32°)	280 (11")	37.7 (83.1)
Panda Standard, size 2 1/2	50 (110.2)	50 (110.2)	(-10°) - (35°)	280 (11")	58.2 (128.3)
Panda Standard, size 3	50 (110.2)	50 (110.2)	(-5°) - (36°)	370 (14 1/2")	59.3 (130.7)
Panda Standard, size 4	60 (132.3)	57 (125.7)	(-5°) - (30°)	370 (14 1/2")	70.7 (155.8)

Symboler



For innendørs og utendørs bruk



Sjekk bruksanvisning på nett

Nyeste versjon av bruksanvisningen er alltid tilgjengelig, og kan skrives ut fra Etac nettsted.



Advarsel

Dette symbolet blir vist i brukerveiledningen sammen med et tall som henviser til instruksjonene under. Det gjør oppmerksom på situasjoner der produktet eller brukerens/omsorgerens sikkerhet kan være truet

01 = Fare for å bli sittende fast

02 = Vippefarer



03 = Transport i motorkjøretøyer

05 = Klemfare

N

Løfteteknikk

Bruk alltid riktig løfteteknikk og hjelpemidler for formålet







9996097901




9996097725



9996097699




9996097738




9996097128

N/A




9996097338

N/A




9996097339

N/A



9996097699

N/A



9996097714


N/A



9996097720

N/A

N



SETER

Panda setene finnes som (A) STANDARD-modell i 5 størrelser og som (B) AKTIV-modell i 4 størrelser.

Forskjellen på modellene er at modell AKTIV gir barnet større bevegelsesfrihet i skuldre og armer, fordi den har kortere sidestøtter enn modell STANDARD som med sine høyere sider støtter barnet sideveis og hindrer armbevegelse bakover. Barnets behov for støtte er avgjørende for hvilket sete som passer best. Begge modelltyper kan påmonteres tilbehør etter behov.

MONTERING / DEMONTERING AV SETE

Montering av sete:


Ved montering skyves setet inn i adapteren til det høres et "klikk". Setet sitter da fast.



Bruk ikke det første hullet det "klikker" i. Dette er kun "sikkerhetshullet" som skal holde igjen setet hvis kula skulle gli ut ved et uhell.

Demontering av sete:




Det røde håndtaket (B) løsnes. Dra ut håndtaket (A) og skyv setet frem, samtidig med at det løftes.




N

RYGGVINKLING


Ved å løsne gantergrepet (A) kan ryggvinkelen reguleres.


-  Sørg alltid for å ha tak i stolryggen med den ene hånden før gantergrepet løsnes.
-  Når setteryggen vippes bakover må du være forsiktig så ikke fingre kommer i klem mellom seteryggen og setet.
-  Advarsel 05 Klemfare mellom seteryggen og en ramme/skyvebøyle når seteryggvinkelen justeres




RYGGFORLENGER

- 1) Montering og høydejustering av ryggforlenger
- 2) Montering av hodestøtte på ryggforlenger.

-  Når setteryggforlengeren justeres må du være forsiktig så ikke fingre kommer i klem mellom seteryggen og seteryggforlengeren



HODESTØTTE





A) Sideveis justering av hodestøtte.

B) Vinkling av hodestøtte med unbrakonøkkel.

C) Vinkling av hodestøtte med ganteregrep.


D) Høydeinnstilling

 Ved innstilling av hodestøtten skal A, B, C og D være løsnet samtidig, for korrekt innstilling av hodestøtten.





E) Når justeringen er ok, skrues A, B, C og D fast. Er det behov for å få hodestøtten lengre frem, kan hodestøttestangen dreies 180°.

F) Hodestøtte med svanehalsbeslag. Brukes på alle hodestøtter til Panda Futura og gjør i noen tilfeller regulering lettere.



G) Trekket til hodestøtten monteres ved hjelp av borrelås.

 Advarsel 05 Klemfare mellom hodestøtten og rammen/skyvebøylen når seteryggen justeres






KJØREHÅNDTAK / KJØREBØYLE

Panda Futura Standard:

Beslagene monteres i ryggen på stolen med en unbrakonøkkel (A). Kjørehåndtakene / kjørebøylen monteres i beslagene. Spenn fast ved hjelp av gantergrep (C).


Panda Futura Aktiv:

Monter beslagene i gjengene i ryggen som vist (B). Deretter plasseres kjørehåndtakene / kjørebøylen i beslagene og strammes ved hjelp av gantergrep (C).



N

UTSVINGBARE SKULDERSTØTTER



A) Skulderstøttene monteres på hodestøttestangen.




B) Dra i knotten så skulderstøttene kan svinges opp og til siden.

C) Høydejustering av skulderstøttene.

D) Dybdejustering av skulderstøttene.




De svingbare delene kan med fordel smøres med litt tynn olje av og til.



FASTE SIDESTØTTER

Fjern ryggputen og monter sidestøttene i rillene i ryggen ved hjelp av medfølgende skruer (A).




UTSVINGBARE SIDESTØTTER

Fjern ryggputen og monter sidestøttene i rillene i ryggen ved hjelp av medfølgende skruer (A).

Sidestøttene svinges ved å trykke og holde nede den røde knappen (B).



De svingbare delene kan med fordel smøres med litt tynn olje av og til.



UTSVINGBARE KNESTØTTER


Fest beslaget (A) under setet med en 4 m.m unbraconøkkel. Sett inn knestøttene i beslagene og skru fast med en 6 m.m unbraconøkkel (B).


* For å vinkeljustere knestøttene må skruene (C) løsnes med en 6 m.m unbraconøkkel.

* For å justere dybden, bruk 4 og 6 m.m unbraconøkkel for å løsne skruene (A) eller (C).

* Knestøttene kan justeres i vinkel- og sideveis (E) med en 4 m.m unbraconøkkel

* Trykk ned den røde knappen på beslaget (F) for å svinge ut knestøttene.

 Påse at de svingbare delene blir smurt av og til, minst hver 3. måned.



SETEFORLENGER

Seteforlengeren skyves inn i beslaget under setet og innstilles i ønsket posisjon. Festes med håndtaket under setet (A).



FOTSTØTTE / FOTBRETT, FORHØYET

A) Montering og dybdeinnstilling av fotstøttestang ved hjelp av gantergrepet.




B) Vinkling av fotstøttestang ved hjelp av gantergrepet.

C) Høydejustering av fotstøtten ved hjelp av 6mm unbrakonøkkel.

D) Vinkling av fotstøttene ved hjelp av 6mm unbrakonøkkel.

E) Høydejustering av fotbrett forhøyet ved hjelp av 6mm unbrakonøkkel.


F) Vinkling av fotbrett forhøyet ved hjelp av 6mm unbrakonøkkel.



ABDUKSJONSKLOSS

A) Abduksjonsklossbeslaget monteres med en 6 mm unbrakonøkkel.

B) Abduksjonsklossen monteres i beslaget og er dybdejusterbar.




ARMLENER OG BORD


A) Høyde og vinkelregulering av armlener.


B) Bordplaten kan reguleres sideveis.




C) Dybderegulering av bord.


D) Vinkling av bord.

 Bordet kan kun monteres på Panda stolen når det er montert armlener.


 Når armlenet justeres må du være forsiktig så ikke fingre kommer i klem mellom stolen og armlenet.

 Ikke bær produktet etter armlenet







Standard



Aktiv



MONTERING AV FIXLOCKS

Fixlocks kan monteres på Panda-setet, slik at man raskt og enkelt kan feste og justere seler og vester. Hoftesele (3185427-x), abduksjonssele (3189112-x og 3189108-x), 5-punkts sele (3189665-x), brystsele (3185428-x) og kryssvest (3189625-x) er enkle å feste i riktig stilling. Bruk unbraconøkkel ved montering.

Montering på ryggen:

- * Seks fixlocks (D) monteres på ryggen med unbracoskruer. De to øverste fixlocks kan plasseres lavere, slik at selene kan føres gjennom ryggputen (når de er skåret til).
- * Kryssvesten og 5-punktssele kan føres gjennom slissene og festes med fixlocks.

Viktig:

Etter montering av seler og vester kan selene forkortes. (Sørg for at endene av sel materialet blir smeltet, så de ikke flises opp).

Montering på setet:

- * Monter en adapter (A) med 2 unbracoskruer på hver side av setet.
- * Monter en fixlock (B) med unbracoskruer på hver side av setet, for montering av hoftesele og abduksjons sele (3189108-x)
- * Hvis abduksjonssele i T-modellen (3189112-x) skal monteres, skal det tilføyes enda en fixlock (C) på begge sider. De monteres med unbracoskruer.
- * To ekstra fixlocks (C) skal tilføyes øverst på ryggen, hvis 5-punktssele skal brukes.

VEST OG KRYSSVEST

Monter fixlocks i ryggen. Se side 18


Vesten og kryssvesten kan åpnes og lukkes med spenner og glidelås.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Skulderstroppene monteres i seteholderne øverst bak på ryggen (A).
- De øverste sidestroppene monteres i seleholderne på ryggen (B).
- De nederste sidestroppene monteres i seleholderne nederst på ryggen (C).



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.



N

STERNUMSELE

Monter fixlocks i ryggen. Se side 18


Sternumsele kan åpnes og lukkes med spenner.


Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Skulderstroppene monteres i seteholderne øverst bak på ryggen (A).
- De øverste sidestroppene monteres i seleholderne på ryggen (B).
- De nederste sidestroppene monteres i seleholderne nederst på ryggen (C).



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.





5-PUNKTSSELE

Monter fixlocks i ryggen og setet. Se side 18


5-punktsselen kan åpnes og lukkes med spenner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Monter stroppene (E) i seleholderne i setet, eller i seleholderne (D).
- Plasser barnet i stolen så det sitter på "trekanten" (F).
- Sidestroppene (D) føres gjennom rillene i setet og monteres i seleholderne i setet (D).
- Skulderstroppene monteres i seleholderne øverst bak på ryggen (A).



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.



BRYSTSELE

Monter fixlocks i ryggen. Se side 18

Brystselen kan åpnes og lukkes med spenner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Skulderstroppene monteres i seleholderne øverst bak på ryggen (A).
- Sidestroppene monteres i seleholderne på ryggen (B).



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.


HOFTESELE


Monter fixlocks i setet. Se side 18

Hofteselen kan åpnes og lukkes med spenner på forsiden.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

* Stroppene monteres i seleholderne under setet (D).

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.



Y-SELE


Monter fixlocks i setet. Se side 18


Y-selen kan åpnes og lukkes med spenner på forsiden.


Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Stroppene monteres i seleholderne under setet (D).
- Stroppene (E) monteres i fremre riller i setet.

D og E kan byttes om.

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.





ABDUKSJONSSELE


Monter fixlocks i setet. Se side 18

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 18.

- Spennene (G) åpnes.
- Monter selene (D) i seleholderne under setet (D).
- * Plasser barnet på selen og lukk spennene (G) over lårene.



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.



ANKELSELER

Ankelselene åpnes og lukkes med borrelås eller spenne (A).

Gjør følgende ved montering:

- Spennene (C) demonteres
- Selene (B) trekkes gjennom rillene på fotplattene.
- Spennene (C) monteres igjen og sikrer at selene ikke glir ut.



Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.


FOTSELER

Fotselene åpnes og lukkes med borrelås eller spenne (A).

Gjør følgende ved montering:

- Selene (A) åpnes og trekkes gjennom rillene på fotplatene.
- De festes over barnets fot.

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.




HÅNDELEDDS MANSJETT

Håndleddsmansjetten åpnes og lukkes med spennen (A).

Gjør følgende ved montering:

- Monter håndleddsmansjetten rundt barnets håndledd.
- Selene (B) monteres rundt armlenet.

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.





Monter fixlocks i ryggen. Se side 16

H-selen kan åpnes og lukkes med spenner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller med tegningen på side 16.

- Skulderstroppene monteres i seleholderne øverst bak på ryggen (A).
- Sidestroppene monteres i seleholderne nederst på ryggen (B).

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.




KJØREPOSE

- Plasser kjøreposen i stolen.
- Dra ned glidelåsene i sidene og plasser barnet i posen.
- Dra opp glidelåsene.


Det er borrelåser i sidene av kjøreposen. Disse gjør det mulig å benytte en hoftesele sammen med kjøreposen.

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.



REGNCAPE MED HETTE

Regncapen skal legges over stolryggen, rundt brukeren og under fotstøtten. På den måten dekker den også stolen.

 Kontroller jevnlig at alle innstillinger er forsvarlig festet og utført.