


Gebruikers- en servicehandleiding

EZ Rider

Rechte wandelwagen



LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT
U DEZE LATER KUNT RAADPLEGEN

 **Convaaid**
by Etac

Klantenservice

Gratis: 1-844-US Mobility (844-876-6245)

Telefoon: (310) 618-0111

Fax: (310) 618-8811

E-mail: convaidsales.us@etac.com

Internationaal e-mailadres: international.convaid.us@etac.com

Website: www.etac.com

Technische hulp of informatie over reparaties is beschikbaar van:
maandag - vrijdag, 06.00 tot 16.30 uur PST

Wilt u, voordat u telefonisch contact met ons opneemt,

de volgende gegevens invullen? Onze klantenservice kan u sneller van dienst zijn als u de onderstaande gegevens bij de hand hebt.

Serienummer van de wandelwagen: _____

Model wandelwagen: _____

Aankoopdatum: _____

Let op:

de informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is niet toegestaan de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te vermenigvuldigen, door te sturen, over te zetten, op te slaan in een terugzoeksysteem of te vertalen in een andere taal of een computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Convaid.

Gebruik voor Convaid-producten uitsluitend accessoires en onderdelen van Convaid.

Onderdelen van Convaid zijn niet verwisselbaar met producten van andere fabrikanten.

Vervang versleten onderdelen onmiddellijk.

Inhoudsopgave

Productoverzicht

Betekenis van de symbolen	1
Algemene waarschuwingen	3
Overzicht EZ Rider	7
Specificaties	8

Gebruiksklaar maken

Inhoud van de doos	10
De wandelwagen uit de doos halen.	10
De wandelwagen gebruiksklaar maken	10
Benodigd gereedschap.	10
De EZ Rider uitklappen.	11
Inklappen.	12
Vergrendelen.	12
Optillen/dragen.	13

Instelhulp

Hoogte rugleuning	14
Zitbreedte	14
Zitdiepte.	15
Zitdieptebuis vervangen.	15
Bevestiging steunband voor zittingverlengbuizen	16
Tweedelige zitting	16

Wielen

Opties voor wielen.	17
Quick Release-wielen	18
Voorwielinstelling	19
Vergrendelen en ontgrendelen	20

Gebruiksaanwijzing

3-puntsheupgordel	21
H-fixatie met polstering.	22
In diepte verstelbare liesband	22
Hoogte voetplaten aanpassen.	23
Kantelverstelbare voetplaten.	24
Diepte voetplaten aanpassen	25
Zwenkwielvergrendelingen.	25
Kuitband	25

Accessoires

Derotatie-borstband	26
De derotatieborstband met enkele flap bevestigen	27
De derotatieborstband met dubbele flap bevestigen	28
Fixatievest	30
Zijdelingse dijsteun (adductor)	30
Mediale dijsteun (abductor)	30
Gevoerde hoofdsteen	31
Rugverlenger	31
In hoogte verstelbare opklapbare armsteunen	32
Anatomisch nekkussen	32
Vijfpuntsfixatievest	33
Inzetkussens	35
Aanmeten	36
Waarschuwing	36
Zonnekap	37
Versterkte bekleding	38
Zitverkleiner	38
Anti-tip	38
Accessoiretas	39

Transportmodellen

Transportoptie	40
Instructies transportmodus	41
Aanbevolen vrije ruimte in voertuig	43
Vrije ruimte en stootkussens	43
Correct gebruik van de uitrusting	44
Vastzetten van de wandelwagengebruiker	47
Gebruik van gordels en steunen	48
Werkbladen en andere onderdelen	49
Fabrikanten WTORS	49

Diversen

Bekleding verwijderen	50
Instelbare spanning rugleuning	51

Belangrijke informatie

Instructies voor onderhoud, gebruik en veiligheid	52
Garantie	achterpagina

VOOR GEBRUIK LEZEN

Zorg ervoor dat u de inhoud van de gebruikershandleiding hebt gelezen en volledig begrijpt voordat u het product gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u het product moet gebruiken en welke functies er zijn, en oefen deze eerst. Ook verzorgers die deze wandelwagen gaan bedienen, moeten de gebruikershandleiding volledig doorlezen.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzittende. De veiligheid van de inzittende kan in gevaar komen als u de instructies in deze handleiding niet opvolgt. Deze handleiding kan echter niet ingaan op alle mogelijke omstandigheden en onvoorziene situaties. Het product zelf kan immers niet voorzien in oordeelkundig gebruik, gezond verstand en voorzichtigheid; deze aspecten worden vereist van de personen die het product gebruiken. Neem contact op met uw Convaid-leverancier als bepaalde instructies niet duidelijk zijn en u meer uitleg nodig hebt. Het niet opvolgen van alle instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan de wandelwagen. De meest recente versie van alle instructies en productveiligheidskennisgevingen vindt u op de website (www.convaid.com) en kan in een groter lettertype worden afgedrukt. Daarnaast zijn er aanvullende instructievideo's die u kunt bekijken.

Betekenis van de symbolen

	Dit symbool geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan.		Dit symbool geeft aan dat het gaat om een medisch hulpmiddel waarbij de gebruikershandleiding moet worden geraadpleegd.
	Dit symbool geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is geproduceerd.		Dit symbool is een verplichte markering voor hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht en geeft aan dat ze voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn neergelegd in de richtlijnen van de Europese Unie. Het symbool kan vergezeld gaan van een viercijferig identificatienummer van de aangemelde instantie. De verticale afmetingen mogen niet minder dan 5 mm hoog zijn.
	Dit symbool geeft de gevolmachtigde in de Europese Unie aan.		
	Dit symbool geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.		
	Dit symbool geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.		Dit symbool geeft het maximaal toegestane gewicht van de gebruiker aan.
	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij de bediening van het hulpmiddel of het mechaniek vlak bij de plaats waar het symbool staat, of dat degene die het hulpmiddel bedient op de hoogte moet zijn van de huidige situatie of actie moet ondernemen om te voorkomen dat er onwenselijke gevolgen optreden.		Dit symbool geeft aan welke entiteit het medisch hulpmiddel op de lokale markt importeert.
			Dit symbool geeft aan welke entiteit het medisch hulpmiddel op de lokale markt distribueert.

	Dit symbool geeft aan dat de wandelwagen niet als autostoel in een motorvoertuig kan worden gebruikt. Dit symbool geeft aan dat deze wandelwagen niet voldoet aan WC19 (RESNAWC-4:2012 of ISO7176-19:2008) en niet als autostoel kan worden gebruikt om de gebruiker in een motorvoertuig te vervoeren.		Dit symbool geeft aan dat het hulpmiddel voldoet aan de eisen van deel 19 van RESNA WC-4.
	Dit symbool geeft aan dat de wandelwagen als autostoel in een motorvoertuig kan worden gebruikt. Dit symbool geeft aan dat deze wandelwagen voldoet aan WC19 (RESNAWC-4:2012 en ISO 7176-19:2008) en als autostoel kan worden gebruikt om de gebruiker in een motorvoertuig te vervoeren.		Medisch hulpmiddel
	Dit symbool geeft de positie van een ankerpunt aan bij gebruik van een vierpuntsvastzetsysteem (WTORS) tijdens het transport.		Dit symbool geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Dit symbool geeft de correcte tilpunten voor een veilige verplaatsing en hantering aan.		Dit symbool geeft aan in welk land het hulpmiddel is geproduceerd.
	Dit symbool wijst op gevaar voor beknelling van de vingers.		Wastemperatuur max. 60 °C. Fijnwasprogramma.
			Niet bleken.
			Niet strijken.
			Niet in de droogtrommel/droger drogen.

DE JUISTE WANDELWAGEN EN VEILIGHEIDSOPTIES KIEZEN

Er zijn diverse opties beschikbaar om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker van de wandelwagen. Zorg ervoor dat u bij de keuze (en die van uw zorgverlener) van de wandelwagen en andere aanvullende opties rekening houdt met het comfort, de positionering en de fysieke beperkingen van de gebruiker en met mogelijke gevaren tijdens het dagelijks gebruik.

Het niet opvolgen van de aanbevelingen van de fabrikant ten aanzien van het gebruik van de wandelwagen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

 De wandelwagen is niet geschikt om mee te joggen, hardlopen, skaten of voor vergelijkbare activiteiten. De zwenkwielen aan de voorzijde kunnen bij hogere snelheden gaan slingeren en plotseling blokkeren, waardoor de wandelwagen voorover kan kantelen. Gebruik de wandelwagen uitsluitend bij een normale wandelsnelheid. Laat onder geen beding de duwbeugel los terwijl u de wandelwagen duwt.

Als het product met zorg en volgens de instructies in de gebruikershandleiding wordt gebruikt en onderhouden, bedraagt de verwachte levensduur vijf jaar.

Algemene waarschuwingen

Beoogd gebruik

De EZ Rider van Convaid is een hulpmiddel dat door een begeleider wordt voortbewogen. De EZ Rider is bedoeld om mobiliteit te verlenen aan kinderen met aangeboren of door een trauma veroorzaakt hersenletsel, degeneratieve of andere lichamelijke beperkingen die leiden tot verminderde coördinatie of controle, spierzwakte of verlamming.

Beschrijving hulpmiddel

De EZ Rider-modellen zijn wandelwagens die door een begeleider handmatig worden voortbewogen. Het zijn lichtgewicht, compacte wandelwagens met een buisframe dat ingeklapt kan worden, zodat ze eenvoudig vervoerd en opgeborgen kunnen worden. De wandelwagens hebben kleinere, draaiende zwenkwielen aan de voorzijde om beter te kunnen manoeuvreren en grotere, vaste wielen aan de achterzijde. De EZ Rider-wandelwagens hebben mogelijkheden om de inzittende beter te positioneren en te ondersteunen met bijvoorbeeld riemen, fixatievesten en werkbladen.

De EZ Rider heeft een model met een transportoptie die identiek is aan de modellen zonder transportoptie, met uitzondering van het verankeringsysteem en de vereiste etikettering om als zitplaats in een motorvoertuig te mogen worden gebruikt.

Geschikte omgeving

De wandelwagen is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Als de wandelwagen in de regen is gebruikt, moet overtollig water met een zachte doek worden verwijderd. Als de wandelwagen bespat is met modder of corrosieve stoffen, zoals zout water of strooizout, moet u de wandelwagen schoonspelen met water, afdrogen en vervolgens opnieuw een hypoallergeen en biologisch afbreekbaar smeermiddel op de bewegende delen aanbrengen. Vermijd contact met zeewater, aangezien dat corrosie kan veroorzaken op zones die niet kunnen worden afgewassen. Verwijder bij het naar binnen gaan eventueel aanwezig vuil of modder van de wielen, om vervuiling van de binnenruimte te voorkomen.

Als er zich een ongewenst voorval voordoet met betrekking tot de wandelwagen, moet dit tijdig worden gemeld aan uw lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De leverancier geeft de informatie door aan de producent.



WAARSCHUWING: Voordat de wandelwagen in gebruik wordt genomen, moet u op het volgende letten:

- De gebruiker/verzorger moet deze handleiding voor gebruik hebben gelezen en de inhoud hebben begrepen. Vraag uw leverancier om ondersteuning als u bepaalde delen van deze handleiding niet begrijpt.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Plastic verpakkingen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Zorg ervoor dat de wandelwagen correct werkt. Repareer eventuele problemen vóór gebruik.




- Gebruik de wandelwagen uitsluitend als de banden goed op druk zijn (voor 36 psi/achter 30 psi, 248 kPa/200 kPa, 2,5 bar/2,0 bar). Pomp de banden niet te hard op. Als deze instructies niet worden opgevolgd, bestaat de kans dat de band klappt en schade veroorzaakt. De bandenmaat en maximale druk staat op het wiel vermeld.
- Controleer altijd of de snelkoppelingsassen vergrendeld zijn, zodat de achterwielen niet los kunnen schieten. U hoort een klik als de wielen vast zitten.
- Wees u bewust dat er nieuwe scherpe randen kunnen zijn ontstaan.
- Inspecteer de frameafstellingen en de positioneringsaccessoires regelmatig.
- Besteed ook aandacht aan kleine probleempjes en houd de wandelwagen in goede staat.
- Inspecteer de wielvergrendelingen (remmen) regelmatig en stel ze indien nodig bij.
- De EZ Rider kan zijn vlambestendige eigenschappen verliezen bij gebruik van zittingen of kussens van een andere fabrikant.
- Gebruik de wandelwagen niet meer als de inzittende er te groot voor geworden is.



WAARSCHUWING: Voor de veiligheid van de inzittende tijdens het gebruik moet u de volgende regels in acht nemen:

- De wandelwagen is uitsluitend bedoeld om één inzittende tegelijk te vervoeren. Vervoer nooit meerdere personen tegelijkertijd.
- Het gewicht waarmee de EZ Rider-wandelwagen wordt belast, mag nooit hoger zijn dan het totale draagvermogen, bestaande uit het maximaal toegestane gewicht van de inzittende plus eventueel meegevoerde artikelen).
- Maak eerst de riem van de inzittende vast voordat u andere afstellingen doet.
- De veiligheidsgordel moet altijd worden gebruikt.
- Zet de inzittende niet te strak vast. De gordels mogen de ademhaling of bloedsomloop niet belemmeren.
- Laat de inzittende nooit zonder toezicht achter in de wandelwagen, ook niet als hij/zij goed is vastgezet en de wielen zijn vergrendeld.
- Activeer altijd de wielvergrendeling voordat u de wandelwagen loslaat. Haal de inzittende nooit uit de wandelwagen of zet hem/haar er nooit in als de wielen niet vergrendeld zijn.
- Gebruik de voetplaten van de wandelwagen niet als steun bij het in- en uitstappen.
- Wees altijd alert op obstakels en vermijd die zoveel mogelijk.
- Moet u een stoep of opstapje op, rijd de wandelwagen dan naar voren en kantel hem naar achteren om de voorwielen op de stoep te zetten. Beweeg naar voren en til de achterwielen de stoep op.







- Ga een stoep achterwaarts weer af. Rijd eerst met de achterwielen van de stoep af en loop dan verder achteruit, waardoor het gewicht niet meer op de voorwielen rust en die voorzichtig omlaag kunnen worden gezet.



- Vergrendel de wielen voordat u de inzittende in- of uit de wandelwagen helpt.



- Zorg ervoor dat u bij het op- en afrijden van een helling altijd de controle over de wandelwagen houdt.
- Vermijd steile hellingen, met name bij inzittenden met een hoog lichaamsgewicht. Rijd bij twijfel nooit verder, tenzij er nog iemand aanwezig is die kan helpen om de wandelwagen onder controle te houden.
- Verplaats een wandelwagen met inzittende nooit via een trap, roltrap, steile helling of ijzige of gladde oppervlakken.



- Ga trappen nooit op of af zonder hulp van een tweede persoon of als er iemand in de wandelwagen zit. Maak waar mogelijk gebruik van een hellingbaan of lift. Als dergelijke voorzieningen niet beschikbaar zijn, moet de wandelwagen door twee personen over obstakels heen worden getild terwijl de gebruiker niet in de wandelwagen zit.




- Zorg ervoor dat u bij het op- en afrijden van een helling altijd de controle over de wandelwagen houdt. Vermijd steile hellingen, met name bij inzittenden met een hoog lichaamsgewicht. Rijd bij twijfel nooit verder, tenzij er nog iemand aanwezig is die kan helpen om de wandelwagen onder controle te houden.




WAARSCHUWING: Om kantelen te voorkomen:

- Als de inzittende minder dan 23 kg weegt, moet u de anti-tip gebruiken.
- U mag geen voorwerpen aan de duwbeugel hangen om kantelen te voorkomen.



- Zorg ervoor dat de inzittende niet te ver uit de wandelwagen hangt als hij/zij voorwerpen voor, naast of achter de stoel wil pakken. Door de verschuiving van het zwaartepunt kan de wandelwagen voorover gaan hellen of kantelen.
- Als de voorkant van de zitting evenwijdig is aan of uitsteekt voorbij het punt waar de banden de vloer raken, leun dan tijdens het in- of uitstappen niet op de voorkant van de zittingbuizen, om te voorkomen dat de wandelwagen kantelt.



WAARSCHUWING: Bij het gebruik van de wandelwagen tijdens vervoer:

- Waar mogelijk en haalbaar moet de inzittende uit de wandelwagen worden gehaald en in een goedgekeurde autostoel met veiligheidssysteem voor inzittenden worden geplaatst. Is het niet mogelijk om de inzittende over te zetten, gebruik dan uitsluitend een wandelwagen in een voertuig dat is uitgerust met een verankerings- en beveiligingssysteem voor inzittenden (WTORS) volgens de vereisten van SAE J2249. Volg de instructies van de fabrikant voor de vastzettings- en fixatiesystemen zorgvuldig op en raadpleeg het deel over Transport voor nadere informatie.
- Gebruik de heupgordels nooit als veiligheidsgordel in een motorvoertuig als u de wandelwagen met inzittende vervoert. Als u de wandelwagen in een transportvoertuig gebruikt, hebt u een extra autogordel nodig die voldoet aan WC19 (ISO 7176-19).
- Bij een inzittende die minder dan 23 kg weegt moet een vijfpuntsfixatievest worden gebruikt.
- Alle accessoires moeten uit de wandelwagen worden gehaald en apart worden vastgezet.

Als er zich een ongewenst voorval voordoet met betrekking tot de wandelwagen, moet dit tijdig worden gemeld aan uw lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De leverancier geeft de informatie door aan de producent.

Overzicht EZ Rider

In hoogte verstelbare duwbeugel uit één stuk

Verpakkingslabel
(referentie)



Waarschuwinglabel
wandelwagen

Laat de inzittende van de wandelwagen nooit zonder toezicht achter. Als u de instructies in de gebruikershandleiding niet leest en opvolgt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel. Hebt u een nieuwe gebruikershandleiding nodig? Stuur dan een e-mail naar sales.us@convaid.com of bel 844-876-6245.

Serienummerlabel



290 mm x 64 mm
Massieve achterwielen

191 mm x 51 mm
Massieve voorwielen

Self-Tensio® Zitsteun

Transport-
bevestigingssoog (optie)



Ankerlogo-
sticker vervoer

Wegneembare, wegklapbare
kantelverstelbare voetplaten

Specificaties EZ Rider (in millimeter)

Modelmaat	EZ 12	EZ 14	EZ 16	EZ 18
Zitbreedte	305	356	406	457
Zitdiepte	229 - 356	279 - 406	305 - 432	368 - 495
Hoogte reguliere rugleuning	533	610	660	686
Hoogte rugleuning bij transport	483	559	610	635
Zithoogte	483	508	508	546
Hoek rugleuning t.o.v. zitting	100°	100°	100°	100°
Zithoek	10°	10°	10°	10°
Hoogte armsteun	114 - 172	152 - 210	140 - 229	172 - 254
Totale hoogte	965	978	1016	940
Totale lengte	914	953	1105	1219
Totale breedte	546	584	660	660
Lengte ingeklapt	1130	1168	1219	1156
Breedte ingeklapt	356	343	356	368
Hoogte ingeklapt	445	457	432	394
Draaibreedte	1295	1372	1430	1374
Maximale hellingsgraad (voor gebruik van de parkeerrem)	10°	10°	10°	10°
Onderbeenlengte	76 - 508	76 - 533	76 - 559	76 - 559
Draagvermogen, standaard	34 kg	45,5 kg	77 kg	113 kg
Draagvermogen, tijdens transport	30 kg	45,5 kg	77 kg	77 kg
Gewicht van de wandelwagen **	11 kg	14 kg	14 kg	13 kg
Duwbeugelverstelling	749 - 1181	737 - 1194	711 - 1143	N.v.t.
Materiaal (frame)	Staal / Aluminium			
Materiaal (kunststof onderdelen)	Met glasvezel versterkt polyamide			
Materiaal (kussen)	Brandvertragend schuimrubber*			
Materiaal (textiel))	Brandvertragend nylon, polyester*			

* Weerstand tegen ontvlambaarheid van beklede delen voldoet aan NEN-EN 1021-1 en 2

** Gewicht van de wandelwagen zonder voetplaten

EZ Rider productlijn



EZ Rider



EZ Rider 18

De wandelwagen gebruiksklaar maken en afstellen

Inhoud van de doos

Overzicht van de artikelen in de doos:

- Onderstel en zitmodule
- Set (paar) achterwielen
- Gebruikershandleiding
- Bestelde accessoires
- 5/32"-inbussleutel

De wandelwagen uit de doos halen

1. Plaats de doos stabiel op de vloer.
2. Controleer of de verpakking zich in goede staat bevindt en er geen tekenen van transportschade zijn.
3. Haal de wandelwagen uit het verpakkingsmateriaal.
4. Controleer of uw bestelling compleet is.

De wandelwagen gebruiksklaar maken

Als alle bestelde onderdelen aanwezig zijn, volg dan de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding om de wandelwagen gebruiksklaar te maken.


Convaïd adviseert om de eerste montage, afstellingen en instellingen uit te voeren met de hulp van uw Convaïd-vertegenwoordiger en/of uw Convaïd-servicedealer. Als de instructies in deze gebruikershandleiding echter nauwkeurig worden opgevolgd, kan een verzorger of begeleider de wandelwagen ook zelfstandig instellen en monteren.

Benodigd gereedschap

- 5/32"-inbussleutel
- 7/16"-moersleutel
- 3/8"-moersleutel
- Kruiskopschroevendraaier

Gebruiksklaar maken

De EZ Rider uitklappen



Afb. 1

1. Maak de vergrendelbeugel los. **Afb. 1**
2. Zet de wagen op de voorwielen. **Afb. 2**
3. Pak de in hoogte verstelbare duwbeugel uit één stuk vast en druk hem omlaag tegen de zittingbuis aan de andere kant. **Afb. 3**
4. Druk stevig naar beneden tegen de zittingbuizen om ervoor te zorgen dat de wandelwagen volledig is uitgeklappt. **Afb. 4**
5. Trek aan de borgpen van de achterste vergrendelbeugel. Druk de beugel omlaag tot hij vastzit. **Afb. 5 & 6**
6. Activeer de wielvergrendeling.



WAARSCHUWING: Houd vingers uit de buurt van het vouwmechanisme.



Afb. 2




Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6

Inklappen

1. Draai de voetplaten opzij.
2. Zwaai de armsteunen naar achteren (indien aanwezig).
3. Trek aan de borgpen op de horizontale vergrendelbeugel aan de achterkant van de wandelwagen.

Afb. 7

4. Terwijl u trekt aan de borgpen, trekt u de vergrendelbeugel omhoog. **Afb. 8**
5. Pak de in hoogte verstelbare duwbeugel uit één stuk vast en druk hem omlaag boven het midden van de zitting. **Afb. 9**
6. Leg de wandelwagen plat met de zitting naar boven gericht. Druk op de zittingbuizen om hem compleet in te klappen.




WAARSCHUWING: Zet de EZ Rider altijd op een veilige locatie vast als u hem in een voertuig als bagage vervoert.



WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet u bij het in- of uitklappen met uw handen uit de buurt van het vouwmechanisme blijven.



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9



Vergrendelen

1. Draai de vergrendelbeugel zo, dat deze de twee voorbuizen bedekt. **Afb. 10**
2. De wandelwagen is nu vergrendeld.



Afb. 10

-
- A black and white photograph of a woman standing and holding a folded baby stroller. The stroller is compact and folded into a bundle, with its handlebars and wheels visible. The woman is wearing a dark long-sleeved shirt and jeans. The background is plain white.

A black and white photograph of a woman from the waist up, seated on a recumbent exercise bike. She is wearing a dark long-sleeved shirt with a graphic of an anchor and the word 'ANCHOR' below it. A heart rate monitor strap is around her chest, connected by wires to the bike's console. She is holding the bike's handlebars. The bike has a large flywheel and a digital display on the console.

A black and white photograph of a person sitting in a four-wheeled manual wheelchair. The person is wearing a dark jacket and a seat belt. A sign is attached to the front of the wheelchair, which reads "WHEELCHAIR TESTED AND APPROVED" and features a wheelchair icon. The person's hands are on the push rims of the rear wheels.




13

Instelhulp

De lichtgewicht, opklapbare wandelwagens van Convaid zijn speciaal ontwikkeld om meer te bieden dan alleen comfort. Een correct aangemeten Convaid wandelwagen garandeert jarenlang comfortabel gebruik. Bestel een wandelwagen met de juiste afmetingen aan de hand van de lichaamslengte en het gewicht van de inzittende en de benodigde maten van de zitting. Raadpleeg deze 'Instelhulp' opnieuw als uw kind groter wordt, om de afmetingen van de wandelwagen aan te passen.

Een juiste zithouding en positionering bevorderen een goede lichaamshouding, wat weer goed is voor de bloedsomloop, ademhaling en spijsvertering. Neem de tijd om de wandelwagen goed af te stellen voor de gebruiker. Is de gebruiker niet correct gepositioneerd, raadpleeg dan de paragraaf 'Accessoires' in deze handleiding om te zien of de lichaamshouding met een of meer accessoires kan worden verbeterd, of raadpleeg een fysiotherapeut. Een verkeerde zithouding kan problemen veroorzaken. Laat u hierover adviseren door een fysiotherapeut of arts.

Hoogte rugleuning



Afb. 15

De hoogte van de rugleuning is afhankelijk van het model en de zitbreedte. Als extra hoogte gewenst is om het hoofd te ondersteunen, kunt u hiervoor een rugverlenger aanschaffen.

Om de hoogte van de rugleuning te bepalen, meet u de afstand vanaf de zitting tot de bovenkant van de schouder of het hoofd. **Afb. 15**

Zitbreedte



Afb. 16

Een correcte zitbreedte zorgt ervoor dat de gebruiker comfortabel zit en voorkomt dat er problemen ontstaan. Meet de afstand van heup tot heup terwijl de gebruiker op een vlakke ondergrond zit. **Afb. 16**

De gebruiker moet voldoende ruimte hebben om te voorkomen dat de heupen en/of bovenbenen tegen het frame schuren. De wandelwagen mag echter niet te breed zijn, omdat de gebruiker dan kan gaan schuiven, wat niet bevorderlijk is voor een goede lichaamshouding.

De zitbreedte van de EZ Rider wordt gemeten aan de hand van de feitelijke breedte van de zitting.

Bevestiging steunband voor zittingverlengbuizen


1. Verwijder de bekleding van de zitting. **Afb. 21 & 22**
2. Vervang en installeer de zitdieptebuizen. Druk de veerknop in en stel de gewenste zitdiepte in. **Afb. 23**
3. Plaats de steunband.
LET OP: Zorg ervoor dat de ruwe, glanzende kant van de gordel naar buiten wijst. **Afb. 24-27**
4. Breng de bekleding van de zitting aan. **Afb. 28**



Afb. 21



Afb. 22



Afb. 23



Afb. 24



Afb. 25



Afb. 26



Afb. 27



Afb. 28

VOOR TEXTILEEN BEKLEDING: (alleen van toepassing op de EZ 14-18) Zorg ervoor dat de zitdieptebuis in de zwarte lus zit bij de binnenhoek van de bekleding. **Afb. 29-31**



Afb. 29



Afb. 30




Afb. 31

LET OP:

Maak geen gebruik van de zwarte lus op de kortste instelling van de kleine zitdieptebuizen.

Tweedelige zitting

De bekleding van het onderste zitpaneel is met klittenband bevestigd aan het rugpaneel. Het wordt gebruikt om speling in het zitpaneel te compenseren na aanpassing van de zitdiepte. **Afb. 32, 33 & 34**



Afb. 32

Als het klittenband te veel overlapt, trekt de bekleding omhoog en worden de heupen naar voren geduwd, waardoor een slechte zithouding ontstaat en de effectieve zitdiepte te kort wordt.

Afb. 33



Fout

Door het klittenband te verstellen geeft u de heupen extra ruimte en benut u de zitdiepte beter.

Afb. 34



Goed

Wielen

Opties voor wielen

De EZ Rider wordt standaard geleverd met massieve voor- en achterbanden. U kunt de banden op elk gewenst moment upgraden, vervangen of nieuwe bestellen. De optie bestaat van een upgrade naar luchtbanden of het bestellen van vervangende massieve banden. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u vervangende of luchtbanden bestelt:

Model en maat van de wandelwagen (ex: EZ12)

Wielmaat (ex: 7,5" x 2"/190 mm x 51 mm)

EZ-12/14/16

Afmetingen luchtbanden (optie)

7,5" x 2"/190 x 51 mm (voor)

11,5" x 2,5"/290 x 60 mm (achter)

EZ-18

Afmetingen luchtbanden (optie)

8" x 2"/203 mm x 51 mm (voor)

12,5" x 2"/318 mm x 51 mm (achter)



Afb. 35



Afb. 36



WAARSCHUWING: Gebruik de wandelwagen uitsluitend als de bandenspanning in orde is.

(Voorbanden 36 psi/achterbanden 30 psi, 248 kPa/200 kPa, 2,5 bar/2,0 bar). Pomp de banden niet te hard op. Als deze instructies niet worden opgevolgd, bestaat de kans dat de band klappt en schade veroorzaakt.


Quick Release-wielen

Wiel verwijderen:

1. Houd de borgpen van het achterwiel ingedrukt en duw omlaag. Pak het wiel stevig beet en trek eraan. **Afb. 37 & 38**
2. U hebt geen gereedschap nodig om het wiel te verwijderen. **Afb. 39**



Afb. 37



Afb. 38 Achterwiel
Borgpen



Afb. 39



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de wielen juist zijn geïnstalleerd. U hoort een klik als de wielen vast zitten.

Wiel installeren:

1. Om een wiel te installeren, schuift u het wiel op de achteras en drukt u het met de muis van de hand aan totdat het wiel vastklikt. **Afb. 40 & 41**



Afb. 40



Afb. 41

Voorwielinstelling

Als de voorwielen gaan slingeren, gebruik dan een moersleutel om de stelmoer aan te draaien. Draai de stelmoer rechtsom totdat het wiel niet meer slingeret. **Afb. 42**



Afb. 42

Vergrendelen en ontgrendelen

Convaid produceert twee types wielvergrendelingen: met hand- of met voetbediening. Controleer welk type wielvergrendeling uw uitvoering heeft.



WAARSCHUWING: Voor goed functionerende remmen met voetbediening moeten deze goed onderhouden worden.



WAARSCHUWING: Bij gebruik van de wielvergrendeling mag u er niet te veel kracht op uitoefenen met uw voet. Er is slechts lichte druk nodig om de vergrendeling te bedienen.



WAARSCHUWING: De onderdelen van de rem moeten wekelijks worden ingespoten met Teflon-spray om ze goed te laten functioneren.



WAARSCHUWING: Overmatige kracht of slecht onderhoud veroorzaken vroegtijdige defecten van remmen met voetbediening.

Met de voet bediende wielvergrendelingen

Ontgrendelen:

Wielvergrendeling omhoog brengen. **Afb. 43**



Afb. 43

Vergrendelen:

Vergrendeling naar beneden drukken op het wiel **Afb. 44**



Afb. 44

Vergrendelen en ontgrendelen

Ontgrendelen:

Trek de rode hendel omhoog. **Afb. 45**




Afb. 45

Vergrendelen:

Duw de rode hendel omlaag. **Afb. 46**



Afb. 46



Afb. 47



WAARSCHUWING: Pas op dat u er niet met uw vingers tussenkomt. **Afb. 47**

Gebruiksaanwijzing

3-puntsheupgordel

Stel de gordel zo in dat de inzittende veilig in positie blijft. De snelkoppelingsgesp is bevestigd aan de liesband en verbindt deze met beide gordels.

Vastgespen:

Schuif de metalen sluiting op de gordelband in de zijkant van de gesp. **Afb. 48**

Losmaken:

Druk de grijze knop op de gesp in en trek de gesp uit de sluiting. **Afb. 48**



Afb. 48



WAARSCHUWING: Maak eerst de riem van de inzittende vast voordat u andere afstellingen voorneemt.

H-fixatie met polstering

De schouderbanden van de H-fixatie helpen de gebruiker om rechtop te blijven zitten. Om deze te verstellen steekt u de bout aan het uiteinde van de band door de opening in de rugleuning. Kies een opening die evenwijdig loopt aan of iets hoger is dan de bovenkant van de schouders. De inzittende moet hierbij veilig zitten zonder dat de band langs het gezicht of de hals schuurt. Zet de band vast met de draaiknop. **Afb. 49 & 50**



Afb. 49



Afb. 50

De H-fixatie is standaard uitgerust met schouderkussentjes. Deze kussentjes kunt u gemakkelijk bevestigen met een kliksluiting.

Afb. 51



WAARSCHUWING: Houd uw vingers uit de buurt van de stelgaten.



Afb. 51

In diepte verstelbare liesband

De liesband is verstelbaar door hem door de gewenste sleuf te voeren.

Afb. 52



Afb. 52

- Alle voetplaten van Convaaid zijn in hoogte verstelbaar.
- De voetplaten draaien opzij voor toegang of om de wandelwagen in te klappen.



Trek aan de ring om de pin los te maken die de voetplaat op zijn plaats houdt. Beweeg de voetplaat omhoog of omlaag, stel de openingen weer op elkaar af en zet de pin erdoorheen terug in de buis. **Afb. 54**

Als de hoogteafstelling zoals hierboven beschreven niet voldoet, zijn er verdere afstellingen mogelijk.

1. Trek de pin eruit en verwijder de verlengbuis van de voetplaat uit het frame. **Afb. 55**
2. Druk op de veerknop en trek de hele voetplaat los. **Afb. 56**
3. Zet de voetplaat in het andere uiteinde van het verlengstuk en monteer hem opnieuw. **Afb. 57**




A black and white photograph showing a hand holding a black, L-shaped cable management device. The device has a flat base with several rectangular slots and a vertical support. A coiled black cable is attached to the top of the support. Another hand is visible at the top, holding the end of the cable.


23

Voor een groter bereik:

1. Verwijder met een 5/32"-inbussleutel (meegeleverd) beide bouten uit de beugel van de behuizing op het frame. Draai de beugel om en zet de bouten weer terug. **Afb. 58 & 59**
2. Zet de verlengbuis van de voetplaat weer op de beugel en zet hem vast met de pin. **Afb. 60**



Afb. 58



Afb. 59



Afb. 60



WAARSCHUWING: Houd uw vingers uit de buurt van de stelgaten.

Kantelverstelbare voetplaten


Kantelverstelbare voetplaten kunnen naar voren en achteren, opzij en verticaal en horizontaal draaiend worden bewogen. Om de hoek te verstellen, maakt u de bouten op de voetplaat los en zet u hem in de gewenste hoek. Draai de bouten weer vast. **Afb. 61-65**



Afb. 61



Afb. 62



Afb. 63



WAARSCHUWING: Houd uw vingers uit de buurt van de sleuven.



Afb. 64



Afb. 65

Diepte voetplaten aanpassen

Alle EZ Rider-modellen hebben een verstelbare diepte van de voetplaten. Maak de twee bouten bovenop de voetplaat met de 5/32"-inbussleutel los. Schuif de voetplaat naar voren of achteren op de gewenste diepte. Draai de bouten weer vast. **Afb. 66**



Afb. 66

Zwenkwielvergrendelingen


Zwenkwielvergrendelingen zorgen ervoor dat de zwenkwielen recht vooruit staan, zodat de wielen niet van de ene naar de andere kant draaien. (Alleen voor banden van 5 mm breed) **Afb. 67**



Afb. 67

Kuitband


1. Leg de kuitband plat en maak de klittenbandsluiting los. **Afb. 68**
2. Maak de klittenbandsluiting vast rond de verlengbuis van de voetsteun.
3. Plaats de kuitband achter het frame langs en maak de klittenbandsluiting vast aan de tegenoverliggende verlengbuis van de voetsteun. **Afb. 69 & 70**



Afb. 68



Afb. 69



Afb. 70

Accessoires

Convaid levert zeer uiteenlopende accessoires om te helpen bij een goede positionering van de inzittende.

LET OP: De wandelwagens van Convaid bieden een semi-contourpasvorm rond het lichaam. De wandelwagen moet goed worden afgesteld op de inzittende om een optimale lichaamshouding en optimaal comfort te bieden.

Derotatie-borstband

Enkele flap:


de verstelbare rompsteun stabiliseert de romp en zorgt voor een gecentreerde positionering. Hij kan naar één kant worden getrokken voor correctie van scoliose bij gebruik met de derotatie-borstband. De derotatie-borstband wordt standaard meegeleverd bij elke rompsteun. **Afb. 71**

De rompsteun wordt aan de wagen vastgemaakt met banden die achter de rugleuning langs gaan en met elkaar worden verbonden met behulp van klittenband. **Afb. 72**

Ondersteuning wordt bereikt door elke driehoekige flap naar de juiste kant te trekken en vervolgens de band om het frame te wikkelen en met klittenband vast te zetten. De twee flappen kunnen ook om het lichaam van het kind worden gewikkeld om ze dan in het midden aan elkaar vast te maken.



Afb. 71



Afb. 72



Afb. 73

Dubbele flap:

Eén set driehoekige flappen bepaalt de gecentreerde positionering. De tweede set flappen wordt ter stabilisatie om de romp gewikkeld. De derotatie-borstband kan gebruikt worden om het bovenlijf naar de gewenste kant te trekken. **Afb. 73**

De derotatieborstband met enkele flap bevestigen


1. Zet de derotatieborstband aan de wandelwagen vast door de twee achterste banden om de achterkant van de wandelwagen te wikkelen en vast te zetten met klittenband.
2. Maak de enkele flap vast door de band van de linkerflap om de zijbuizen van het frame te wikkelen en vast te zetten met klittenband (doe hetzelfde aan de andere kant). **Afb. 75**
3. Voer de derotatie-borstband door de kunststof lus op de linkerflap, terug door de kunststof lus aan het andere uiteinde van de band en trek hem dan stevig vast. **Afb. 76**
4. Voer de derotatie-borstband over de borst, vervolgens door de kunststof lus van de tegenoverliggende flap en maak hem vast met klittenband. **Afb. 77 & 78**

LET OP: De enkele flap van de derotatieborstband kan worden gebruikt om de linker- of de rechterkant van de romp te ondersteunen.

5. Om de rechterkant van de romp te ondersteunen, maakt u de steun vast aan de wagen met de band met dubbelzijdig klittenband aan de linkerkant. Maak de band van de rechterflap los van de buizen en trek de derotatie-borstband vast totdat de romp in de gewenste positie is.
6. Om de linkerkant van de romp te ondersteunen, maakt u de steun vast aan de wagen met de band met dubbelzijdig klittenband aan de rechterkant. Maak de band van de linkerflap los van de buizen en trek de derotatie-borstband vast totdat de romp in de gewenste positie is.




Afb. 74




Afb. 75




Afb. 76



Afb. 77



Afb. 78




Afb. 79



Afb. 80



Afb. 81



Afb. 82



Afb. 83

De derotatieborstband met dubbele flap bevestigen

De derotatieborstband met dubbele flap brengt de romp in gecentreerde positie.

- De binnenflappen maken de romp mobiel.
 - De buitenflappen centreren de romp en houden de armen voor in de stoel.
 - De derotatie-borstband houdt de ruggengraat recht.
1. Zet de derotatieborstband aan de wandelwagen vast door de twee achterste banden om de achterkant van de wandelwagen te wikkelen en vast te zetten met klittenband.
 2. Om de dubbele flap vast te maken, wikkelt u de band van de linkerbuitenflap om de zijbuizen van het frame en zet u ze vast met klittenband.
 3. Voer de band van de linkerbinnenflap van achter naar voren door de kunststof lus op de buitenflap.
 4. Stel de band bij en zet hem vast. (Herhaal stap 3 en 4 bij de rechterflap.)
 5. Voer de lange derotatie-borstband door de kunststof lus op de binnenflap aan de rechterkant en dan over de borst.
 6. Voer de band door de kunststof lus op de binnenflap aan de linkerkant.
 7. Maak de band vast met klittenband.
 8. Als de derotatie-borstband extra stevig moet vastzitten, trekt u hem verder aan en zet u hem met klittenband vast voorbij de binnenflap.

LET OP: De dubbele flap van de derotatieborstband kan worden gebruikt om de linker- of de rechterkant van de romp te ondersteunen.


- Om de rechterkant van de romp te ondersteunen, maakt u de steun vast aan de wagen met de band met dubbelzijdig klittenband rechts.
- Om de linkerkant van de romp te ondersteunen, maakt u de steun vast aan de wagen met de band met dubbelzijdig klittenband links.




Afb. 84




Afb. 85



Afb. 86



Afb. 87



Afb. 88



Afb. 89



Afb. 90



Afb. 91



Afb. 92

Wegklapbaar fixatievest

Een verstelbaar fixatievest houdt de inzittende comfortabel en veilig op zijn plaats. Het helpt om de gecentreerde zithouding te behouden en voorkomt dat de inzittende naar voren zakt. Het vest is met banden aan de wagen bevestigd, gewikkeld om de rugleuning en gesloten met klittenband, alsook met schouderbanden die zijn vastgeschroefd aan de rugleuning. Stel de zijriemen af voor een goede pasvorm. **Afb. 93**



Afb. 93

Zijdelingse dijsteun (adductor)

Trekt de dijen bij elkaar, lijnt de heupen beter uit en stabiliseert de zithouding. De mate van adductie is instelbaar en kan naar wens meer naar links of rechts worden afgesteld. Sla de adductorflappen over de dijen, wikkel de banden onder en om de buis van de armsteun en maak ze vast met de gesp. **Afb. 94**

De adductor is met schroeven bevestigd aan het uiteinde van de zittingbuisen.



Afb. 94

Mediale dijsteun (abductor)

Houdt de dijen uit elkaar om de heupen rechter te zetten en de zithouding te stabiliseren. De mate van abductie is instelbaar en kan naar wens meer naar links of rechts worden afgesteld. Vouw de abductorflappen van binnen naar buiten over de dijen van de inzittende. De banden worden om de zittingbuisen of de armleuning vastgegespt. Ze kunnen ook twee keer om de buis van de armleuning worden gewikkeld voor grotere kinderen. **Afb. 95**

De abductor is met schroeven bevestigd aan het uiteinde van de zittingbuisen.



Afb. 95

Gevoerde hoofdsteun

De verstelbare gevoerde hoofdsteun zorgt voor een zachte ondersteuning bij de gecentreerde positie. **Afb. 92**
De gevoerde hoofdsteun kan op elke hoogte worden vastgezet met banden met klittenband rond het frame aan de achterkant van de wagen. Zet de hoofdsteun vast door de veters door de openingen in de rugleuning of de rugverlenger te rijgen. **Afb. 93**



Afb. 92



Afb. 93

Rugverlenger

De rugverlenger kan eenvoudig in de houders van de rugleuning worden geplaatst. Klap de wagen een beetje in. Verplaats de rubberen ringen op de bevestigingsbomen om de hoogte van de rugleuning te verstellen. **Afb. 94 & 95**



WAARSCHUWING: Om de kans op lichamelijk letsel te beperken, moet bij de transportmodellen altijd de rugverlenger worden gebruikt.



Afb. 94



Afb. 95


In hoogte verstelbare opklapbare armsteunen

De in hoogte verstelbare opklapbare armsteunen bieden extra ondersteuning en helpen bij de positionering. De armsteunen kunnen worden opgeklapt voor een betere toegang tot de wandelwagen en zijn in hoogte verstelbaar voor extra comfort. **Afb. 96**

Om de armsteunen te bevestigen of in hoogte te verstellen, verwijdert u de twee schroeven van elke steun met een 5/32"-inbussleutel. Stel de steun vervolgens af op de gewenste hoogte en zet de schroeven weer vast. **Afb. 97**



Afb. 96



Afb. 97



WAARSCHUWING: Gebruik de armsteunen niet om de wandelwagen op te tillen.

Anatomisch nekkussen

Het anatomisch nekkussen ondersteunt en positioneert het hoofd rond het achterhoofd. Deze hoofdsteun biedt extra comfort, maakt zijwaartse hoofdbewegingen zonder belemmering mogelijk en blokkeert de oren en het zicht van de inzittende niet.

Afb. 98

Het anatomisch nekkussen kan op elke hoogte bevestigd worden. Zet de hoofdsteun vast door de veters door de openingen in de rugleuning of rugverlenger te rijgen.




Afb. 98

Vijfpuntsfixatievest


De riemen verstellen

1. Maak de achterste vergrendelbeugel los door deze in het midden omhoog te brengen. **Afb. 99**
2. Druk de zilverkleurige knop in op de achterste vergrendelbeugel. **Afb. 100 & 101**
3. Trek de vergrendelbeugel van de behuizing. **Afb. 102**
4. Trek de schouderband door de bekleding, breng hem op de gewenste hoogte en voer hem weer terug door de bekleding van de zitting. **Afb. 103**
5. Schuif de lus van de schouderriemen over de achterste vergrendelbeugel. **Afb. 104**
6. Maak de achterste vergrendelbeugel los door deze in het midden omhoog te brengen. **Afb. 99**
7. Zet de vergrendelbeugel weer op de behuizing door hem met uw handpalm aan te drukken. **Afb. 105 & 106**
8. Maak de achterste vergrendelbeugel vast door deze in het midden omlaag te duwen. **Afb. 107**


LET OP: De schouderbanden moeten in gleuven worden geplaatst die iets boven de schouders van het kind liggen, en naarmate het kind groeit, moeten ze worden bijgesteld om ze boven het schouder niveau te houden.




Afb. 99




Afb. 100




Afb. 101




Afb. 102




Afb. 103




Afb. 104



Afb. 105



Afb. 106



Afb. 107


De heupband verstellen

Vastmaken:


Maak de heupband vast door aan de lus aan het einde van de band te trekken. **Afb. 108**

Losmaken:

Maak de heupband los door de grijze knop op de verstelbare gesp van de band in te drukken B en aan het uiteinde te trekken dat zich het dichtst bij de gesp bevindt. **Afb. 109**



Afb. 108



Afb. 109


De liesband verstellen

Vastmaken:


Maak de liesband vast door aan de lus aan het einde van de band te trekken. **Afb. 110**

Losmaken:

Maak de liesband los door de grijze knop op de verstelbare gesp van de band in te drukken. **Afb. 111**



Afb. 110



Afb. 111

Inzetkussens

Ondersteuning: Standaardkussen

Vlak schuim met houten inzetstuk. **Afb. 112**

- Bevordert de stabiliteit en een goede zithouding en biedt comfort voor de gebruiker.
- Dankzij de gegolfde voorzijde zijn er geen drukpunten aan de achterzijde van de knieën.



Afb. 112

Houding: Mediale dijsteun en anatomisch gevormd kussen

Vorgevormd schuim met houten inzetstuk. **Afb. 113**

- De mediale dijsteun helpt om de benen uit adductie te halen en ze rechter te leggen, wat kan zorgen voor een betere rompbalans en stabiliteit.
- Bij gebruik in combinatie met een heupgordel helpt de 25 mm-antidruklaag vóór de zitbeenderen om verschuiven of voorwaartse schokbewegingen van het bekken te voorkomen. Dit zorgt voor meer stabiliteit en vermindert het zitten op het heiligbeen.



Afb. 113

Uitlijnen: Steunkussen voor buitenkant bekken en dijbenen

Vorgevormd schuim met houten inzetstuk. **Afb. 114**

- De vorgevormde randen helpen bij de positionering van het bekken en de dijben, om zijwaartse beweging van het bekken te beperken en de stabiliteit van de benen te verbeteren.
- Een groter contactvlak zorgt voor een betere gewichtsverdeling.



Afb. 114

Aanmeten

Het aanmeten van het kussen moet worden uitgevoerd door een arts. Een correct aangemeten zitkussen helpt te voorzien in stabiele ondersteuning en bevordert een goede lichaamshouding. Raadpleeg uw arts bij vragen ten aanzien van individuele behoeften.

Selecteer een inzetkussenmaat die is afgestemd op de zitbreedte en -diepte van de wandelwagen. Meet de afstand tussen de achterkant van de billen en de achterkant van de knieën. Trek hier 25-51 mm van af zodat er voldoende ruimte vrij blijft tussen de zitting en de achterkant van de knieën.

1. Activeer de wielvergrendeling. Laat een wandelwagen met inzittende nooit zonder toezicht achter.
2. Plaats het kussen op de bekleding van de zitting met het materiaallabel naar de achterkant van de wandelwagen gericht. Bevestig de klittenbanden op elkaar om het kussen op zijn plaats te houden. De voorzijde van het kussen moet op één lijn liggen met de voorrand van de zittingbekleding. Positioneer de heupen van de inzittende naar achteren op de zitting. De zitbeenderen moeten in de zitholte van het kussen gecentreerd zijn. Gebruik de heupgordel om de inzittende in de wandelwagen vast te zetten.
3. Stel de hoogte van de voetsteun van de wandelwagen zo af dat de benen van de gebruiker stevig maar comfortabel op het kussen rusten. Een juiste afstelling van de voetsteun verhoogt het zitcomfort en helpt de zitdruk te verlagen. Stel de hoogte van de armsteunen en derotatieborstbanden zo nodig opnieuw af.

Voorzichtig

De lengte en het gewicht van de inzittende kunnen, samen met het inzetkussen, van invloed zijn op het zwaartepunt, waardoor de wandelwagen instabiel kan worden en er kans op letsel bestaat. Beoordeel de stabiliteit van de wandelwagen door erin te gaan zitten terwijl het kussen is bevestigd, voordat u hem daadwerkelijk gaat gebruiken. Overschrijd het maximaal toegestane gewicht voor de wandelwagen niet.

Zorg ervoor dat het klittenband in goede staat verkeert en goed is uitgelijnd met het klittenband op de zitting van de wandelwagen. Controleer of het kussen goed is vastgezet. Een verkeerd bevestigd kussen kan leiden tot wegschuiven, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.

Bij veranderingen in de toestand van de inzittende of door groei, gewichtsverandering of wijzigingen in de uitrusting of accessoires kan het nodig zijn dat een arts beoordeelt of het kussen nog goed zit en geschikt is. De huid moet voortdurend door de verzorger van de gebruiker worden gecontroleerd op gevoelige of rode plekken. Dergelijke plekken moeten onder de aandacht van uw arts worden gebracht. De arts moet u ook helpen bij de beoordeling of een zitkussen doorgezakte plekken vertoont.

Versterkte bekleding



De robuuste gevoerde zitting en rugleuning zijn uitgevoerd met zakken die zijn voorzien van uitneembare kunststof verstevigingen. Gebruik ze als extra stevigheid nodig is. U kunt de verstevigingen gemakkelijk uit de zakken nemen om ze op maat te maken met een hitteföhn. **Afb. 123**

Afb. 123

Zitverkleiner



De zitverkleiner zorgt voor een goede zithouding in een te grote wandelwagen. Dit kussen glijdt makkelijk in de zitting om deze 51 mm smaller en 25 mm minder diep te maken. Het geribbelde oppervlak biedt comfort en bevordert de luchtcirculatie. **Afb. 124**


Afb. 124

Anti-tip

1. Om de anti-tip te installeren lijnt u de buis uit evenwijdig aan het uiteinde van de vierkante framebuis naast het achterwiel. **Afb. 125**
2. Plaats de anti-tip op de vierkante framebuis **Afb. 126** en druk vervolgens totdat het vergrendelnokje in het gat op de anti-tip vastklikt. **Afb. 127**
3. Herhaal stap 1 en 2 voor de andere zijde.
4. Om de anti-tip te verwijderen, voert u de stappen hierboven in omgekeerde volgorde uit.



Afb. 125



Afb. 126




Afb. 127




WAARSCHUWING:

Als de inzittende minder dan 23 kg weegt, moet u de anti-tip gebruiken.

In het diagram hieronder ziet u hoe u de anti-tip voor uw specifieke maat samenstelt. **Afb. 128 & 129**



Afb. 128 (voor de EZ 12 en 14)



Afb. 129 (voor de EZ 16 en 18)

Transportmodellen

Transportoptie



Het transportmodel heeft een botsproef ondergaan en presteerde bevredigend met een vertraging van 30 mph/20 g. De optionele modellen voldoen aan de normen RESNA WC-19 of ISO 7176-19. Proefgewichten zijn:

Alle EZ Riders

Model EZ12T.....66lbs / 30 kg

Model EZ14T.....100lbs / 45,5 kg

Model EZ16T.....170lbs / 77 kg

Model EZ18T.....170lbs / 77 kg



WAARSCHUWING: De gordels en schouderbanden van Convaid zijn uitsluitend bedoeld voor positionering en zijn niet geschikt voor gebruik als veiligheidsgordel in een voertuig.

Afb. 133

Om de kans op lichamelijk letsel te beperken, moet de rugverlenger altijd bij de wandelwagen worden gebruikt. De volgende aanwijzingen moeten worden gevolgd om de impact van een eventuele botsing te beperken:

1. Tijdens het vervoer moet de wandelwagen naar voren gericht zijn zonder mand.
2. Gebruik uitsluitend een getest, goedgekeurd en compatibel vierpuntsrolstoelvastzetsysteem (WTORS) en een twee- of driepuntsveiligheidssysteem voor inzittenden (WTORS) volgens WC4-18 of ISO 10542-1.
3. Zet de verankeringsbeveiligingen zorgvuldig vast aan de vier zwarte ankerpunten op de wandelwagen. Zie de pijlen op de bovenstaande foto voor de ankerpunten.
4. De veiligheidsgordels voor inzittenden moeten bestaan uit een heup- en schoudergordel, die rechtstreeks aan het frame van de EZ Rider en de zijkant of het dak van het voertuig worden vastgezet.
5. Alle grondverankeringsbanden moeten zowel aan de voorzijde als de achterzijde strak worden gespannen om te voorkomen dat de wandelwagen naar voren of achteren kan schuiven.
6. Volg de instructies van de fabrikant van het wandelwagenvastzetsysteem strikt op om de beoogde werking te waarborgen.

LET OP: Werkblad, mand en andere accessoires moeten tijdens vervoer in een bus of bestelwagen verwijderd zijn, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn.

LET OP: Niet te stevig vastzetten. Dat kan schade aan het frame veroorzaken.

Laterale stabiliteits- en gordelaccommodatiescores

Model wandelwagen	Massa (gewicht) van wandelwagen (lb/kg)	Testscore	Laterale stabiliteit* (inch/mm)
EZ12T	25/11,4	Acceptabel	0,79/20,1
EZ14T	30/13,6	Acceptabel	1,18/30,0
EZ16T	30/13,6	Acceptabel	1,18/30,0
EZ18T	29/13,2	Acceptabel	1,57/39,8

* “Laterale stabiliteit” is de verplaatsing van punt P (het zwaartepunt van de belaste wandelwagen) wanneer een plateau met de belaste wandelwagen vanuit een horizontale stand 45° zijwaarts wordt gekanteld. Hogere scores wijzen op een lagere stabiliteit.

Deze tabel verwijst naar tests die volgens WC-19 zijn uitgevoerd om de laterale stabiliteit tijdens normaal transport, het gebruiksgemak en de juiste aansluiting van aan het voertuig verankerde veiligheidsgordels te bepalen. De vermelde letter geeft de algemene classificatie van de positionering van de heup- en schoudergordel weer.

Instructies transportmodus

De EZ Rider-wandelwagen gebruiken voor transport in motorvoertuigen

Het OPTIONELE transportmodel van de EZ Rider kan inzittenden vervoeren in motorvoertuigen met een speciaal verankeringsstelsel (WTORS). De wandelwagen MOET in de rijrichting worden vastgezet met een verankerings- en veiligheidssysteem voor inzittenden (WTORS) die voldoen aan de vereisten van WC-4 of ISO 7176.



WAARSCHUWING: De wandelwagen moet worden gebruikt volgens de aanwijzingen in de meegeleverde handleiding. Als dit niet gebeurt, stijgt het risico van ernstig letsel bij een botsing.



WAARSCHUWING: Bevestig verankeringsbanden uitsluitend aan de speciale verankeringslocaties.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de wandelwagen naar voren is gericht tijdens het transport en dat alle accessoires zijn verwijderd.



WAARSCHUWING: Wijzig of vervang geen onderdelen of componenten van de wandelwagen, het wandelwagenframe of het zitsysteem van de wandelwagen.



WAARSCHUWING: De EZ Rider heeft een dynamische botsproef ondergaan in een voorwaarts gerichte opstelling met gebruik van een testpop van het juiste formaat, die aan het bovenlichaam (schouder) en onderlichaam (heup) met gordels werd vastgezet. Om de kans op hoofd- en borstletsel door contact met voertuigcomponenten te beperken, moet u veiligheidsgordels voor zowel het boven- als onderlichaam gebruiken.



WAARSCHUWING: Tijdens het vervoer in een motorvoertuig moet zowel een bekkengordel als een schoudergordel worden gebruikt.



WAARSCHUWING: Tijdens het vervoer in een motorvoertuig moet de gebruiker bij voorkeur worden overgezet in een stoel van de voertuigfabrikant, waarbij gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde autostoel die een botsproef heeft ondergaan.



WAARSCHUWING: Tijdens het vervoer moeten alle accessoires, waar mogelijk, van de wandelwagen worden verwijderd en in het voertuig worden vastgezet, om te voorkomen dat ze bij een botsing losschieten en de inzittenden verwonden.




WAARSCHUWING: Gebruik de wandelwagen niet meer als die bij een botsing betrokken is geweest. Neem contact op met uw Convaid-servicedealer of de Convaid-klantenservice als uw EZ Rider bij een ongeval betrokken is geweest, om een evaluatie van uw EZ Rider te regelen.




WAARSCHUWING: Er moet rondom voldoende vrije ruimte zijn voor inzittenden die zowel een heupgordel als een schoudergordel dragen. Zie **afb. 134 & 135**.

Aanbevolen vrije ruimte in voertuig



Afb. 134



Afb. 135

De vrije ruimte achteraan wordt gemeten vanaf het achterhoofd van de inzittende. De vrije ruimte vooraan wordt gemeten vanaf het voorhoofd van de inzittende.

Afmetingen zijn in millimeter.

Vrije ruimte en stootkussens

Plaats de wandelwagen zo in het motorvoertuig dat er voldoende vrije ruimte voor en achter de inzittende is. Zie **afb. 134 & 135**.




WAARSCHUWING: Als er harde of scherpe voorwerpen of componenten in de buurt van de wandelwagen staan, zoals componenten van liften of klapstoelen, moeten die worden afgedekt met zware, energieabsorberende stootkussens, om de veiligheid van zowel de gebruiker van de wandelwagen als andere passagiers te waarborgen.

Correct gebruik van de uitrusting

De wandelwagen vastzetten


Bevestig de verankeringsbanden aan de bevestigingspunten (zwarte beugels) op de poten van de wandelwagen volgens de instructies van de WTORS-fabrikant. Bevestigingspunten worden aangeduid met het symbool in **afb. 136** en de locatie van deze punten op de wandelwagen is te zien in **afb. 137**.



Afb. 136



Afb. 137



Afb. 138

Verankerings heupgordel

Bij het verankeren van een wandelwagen met inzittende is het van belang dat de WTORS-ankerpunten op de vloer en de wanden van het motorvoertuig correct zijn gepositioneerd volgens de instructies van de WTORS-fabrikant. De wandelwagen moet in de rijrichting in het voertuig worden geplaatst. Plaats de wandelwagen tussen de voorste en achterste ankerpunten, zodat de verankeringsbanden onder de juiste hoek kunnen worden vastgezet, zoals te zien in **afb. 138**.

Uw Convaid-wandelwagen in transportuitvoering kan eenvoudig worden verankerd met behulp van vierpuntsverankeringsbanden door de haakuiteinden van de verankeringsbanden aan de vier zwarte bevestigingspunten (beugels) op de vier buispoten van de wandelwagen te bevestigen of door verankeringsbanden door de openingen in de bevestigingspunten te halen.





De vloerverankeringspunten en de wandelwagen moeten zo zijn geplaatst dat:

- de verankeringsbanden een rechte, ononderbroken lijn vormen van de bevestigingspunten van de wandelwagen naar de vloerverankeringspunten;
- de banden aan de voorzijde vanaf de zijkanten van de wandelwagen naar buiten lopen;
- de banden aan de achterzijde vanaf de bevestigingspunten op de wandelwagen recht naar achteren lopen.

Wanneer alle vier verankeringsbanden aan de wandelwagen zijn bevestigd, moet u:

- alle verankeringsbanden inspecteren op tekenen van slijtage aan het bandmateriaal en versleten banden vervangen;
- de banden aantrekken als die slap hangen, zodat er voldoende spanning staat op de verankeringsbanden tussen de bevestigingspunten aan voor- en achterzijde.


VOORKEURSHOEKEN VOOR VERANKERINGBANDEN VOOR EN ACHTER **Afb. 140** EN VOORKEURSLOCATIES VOOR VLOERVERANKERINGSPUNTEN. **Afb. 139**.




Afb. 141: VERANKERINGSBANDEN AAN VOORZIJDEN NAAR BUITEN GELEID VANAF ZIJKANT WANDELWAGEN.

Afb. 142: CORRECTE POSITIE HEUP- EN SCHOUDERGORDELS EN VERANKERINGEN VAN WANDELWAGEN.

STANDAARD METALEN KLEM **AFB. 143** ONDERAAN SCHOUDERGORDEL EN AAN UITEINDE VAN OPTIONELE, AAN WANDELWAGEN VERANKERDE HEUPGORDEL WORDT GEBRUIKT VOOR BEVESTIGEN AAN PEN/BUS **AFB. 144** OP HEUPGORDEL OF OP BEVESTIGINGSPUNTEN (BEUGELS) VAN DE WANDELWAGEN.



Afb. 143



Afb. 144

Vastzetten van de wandelwagengebruiker

Uw Convaid wandelwagen in transportuitvoering heeft een dynamische botsproef ondergaan in een voorwaarts gerichte opstelling met gebruik van een testpop van het juiste formaat, die aan het bovenlichaam (schouder) en onderlichaam (heup) met gordels werd vastgezet. Om de kans op hoofd- en borstletsel door contact met voertuigcomponenten te beperken, moet u veiligheidsgordels voor zowel boven- als onderlichaam gebruiken. (Zie **afb. 141 & 142.**)

Uw Convaid-wandelwagen in transportuitvoering is voorbereid op het gebruik van een optionele, aan de wandelwagen verankerde heupgordel. De optionele gordel, die dynamisch is getest volgens Bijlage A van WC19, kan tegen een geringe meerprijs door Convaid worden geleverd. Om de heupgordel aan de wandelwagen te bevestigen, zet u de metalen klemmen aan de uiteinden van de heupgordel (**Afb. 143**) vast aan de pen-busverbindingen op de achterste verankeringspunten (beugels) van de wandelwagen. (**Afb. 144**)

Bevestig de heupgordel over het bekken van de gebruiker van de wandelwagen voordat u de wandelwagen op een voertuiglift plaatst. De gebruiker van de wandelwagen moet de optionele heupgordel zo laag en strak mogelijk over het bekken dragen, zonder dat dit oncomfortabel aanvoelt. De aan het voertuig verankerde schoudergordel kan vervolgens worden vastgegespt aan de pen-busverbinding op de heupgordel, vlak bij het punt waar die aan de wandelwagen is bevestigd. Wanneer de optionele heupgordel niet wordt gebruikt, kan die onder de wandelwagen worden vastgegespt en strakgetrokken.

Als de wandelwagen wordt aangeschaft zonder de optionele heupgordel of als de gebruiker ervoor kiest de gordel niet te gebruiken, moet een aan het voertuig verankerde heup- en schoudergordel worden gebruikt. Net als bij de aan de wandelwagen verankerde heupgordel is het zeer belangrijk om de aan het voertuig verankerde heupgordel laag over het bekken te plaatsen zodat de heupgordel zich binnen de voorkeurszone van 45° tot 75° of de optionele zone van 30° tot 45° bevindt, zoals te zien in **afb. 139**.

LET OP: Steilere hoeken van de heupgordel, gezien vanaf de zijkant, zijn met name belangrijk als de heupgordel niet alleen bedoeld is als veiligheidsvoorziening bij een frontale botsing, maar ook dient om de lichaamshouding te ondersteunen. Bij een steilere hoek zal er minder snel een verticaal gat ontstaan tussen de gebruiker en de gordel door verschuiven van inzetkussens en gordelbewegingen, waardoor de kans kleiner is dat de gebruiker onder de gordel kan uitschuiven, of dat de gordel tijdens normaal gebruik over de zachte buik opkruipt.

LET OP: Bij een steilere gordelhoek is de kans ook kleiner dat schoudergordels als gevolg van schokbelastingen tijdens een frontale botsing de heupgordel over de buik omhoogtrekken.

Zorg ervoor dat de schoudergordel over de romp en het midden van een schouder loopt en dat de veiligheidsgordels niet van het lichaam worden afgehouden door componenten of onderdelen zoals armsteunen of poten van de wandelwagen. (Zie **afb. 145.**)

Voer de heupgordel onder de framebuizen direct onder de ellebogen van de gebruiker door en trek de gordel goed aan tegen het bekken. Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid is, omdat dit de veiligheid in gevaar kan brengen. De EZ Rider kan het beste worden vervoerd terwijl de wandelwagen relatief rechtop is gezet. Als de wandelwagen om medische redenen echter moet worden gekanteld, mag de hoek van de rugleuning ten opzichte van de verticale stand niet meer dan 30° zijn. Als het noodzakelijk is om de rugleuning meer dan 30° schuin te zetten, dan moet het verankeringspunt voor de schoudergordel op de voertuigwand naar achteren worden verschoven, zodat de schoudergordel contact blijft houden met de schouder en romp van de gebruiker.



Afb. 145

Gebruik van gordels en steunen

Positioneringsaccessoires zoals bekkenpositioneringsgordels, anterieure zijsteunen en derotatieborstbanden kunnen tijdens transport worden gebruikt, maar zijn niet geschikt als veiligheidssysteem bij een botsing.

Positioneringssteunen en -gordels zijn dan ook niet geschikt als veiligheidsgordel tijdens een botsing en moeten daarom altijd worden gebruikt in combinatie met heup- en schoudergordels die zijn bedoeld als veiligheidsvoorziening in een motorvoertuig en die zijn onderworpen aan een botsproef volgens SAE J2249/WC-4, ANSI/RESNA WC19 en/of ISO 10542-1.

Diversen

Bekleding verwijderen


Klap de wandelwagen gedeeltelijk op om het textiel minder te spannen (zie aanwijzingen op pag. 10). De bekleding van het onderste zitpaneel is met klittenband bevestigd aan het rugpaneel. Verwijder de zitting. Druk de grijze borgpen aan het uiteinde van de zittingverlenger in en neem de bekleding weg.

Afb. 146 & 147


Om het bovendeel van de zitting weg te nemen, verwijdert u de riemen met klittenband waarmee de bekleding is bevestigd aan het frame en neemt u de bekleding weg. Til het materiaal van de zittingbuizen en weg van de bovenste hendels. De versterkingsband van de zitting moet op het frame blijven zitten. **Afb. 147 & 148**



Afb. 146



Afb. 147



Afb. 148

Instelbare spanning rugleuning

1. Om de rugspanning aan te passen, maakt u de riemen met klittenband los en trekt u om de gewenste spanning te krijgen. **Afb. 149**
2. Na het bijstellen maakt u het klittenband weer vast. Herhaal stap 1 en 2 bij elk riempje. **Afb. 150 & 151**



Afb. 149



Afb. 150



Afb. 151


Belangrijke informatie

Instructies voor onderhoud, gebruik en veiligheid

- LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT
- VOLG DEZE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES ALTIJD OP
- BEWAAR DE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



WAARSCHUWING:



Afb. 152

- Om strengere veiligheidsredenen moet de veiligheidsgordel altijd worden gebruikt.
- Laat de inzittende nooit zonder toezicht achter.
- Zet de inzittende niet te strak vast in de gordels.
- De gordels mogen de ademhaling of bloedsomloop niet belemmeren.
- Activeer altijd de wielvergrendeling voordat u de wandelwagen loslaat.
- Als de voorkant van de zitting evenwijdig is aan of uitsteekt voorbij het punt waar de banden de vloer raken, leun dan tijdens het in- of uitstappen niet op de voorkant van de zittingbuizen, om te voorkomen dat de wandelwagen kantelt.
- De gebruiker mag de voetplaten niet gebruiken als steun bij het in- en uitstappen.

Afvalverwijdering

Bewaar de transportverpakking voor het geval het product voor reparatie of onderhoud naar de fabrikant of het servicecentrum moet worden teruggestuurd. Houd de overige papieren verpakkingsmaterialen apart om te worden gerecycled. Bij het afvoeren van vervangen onderdelen of de complete wandelwagen moeten de materialen worden gescheiden in kunststof, rubber, staal, aluminium en dergelijke, en apart worden aangeboden om te worden gerecycled.

Onderhoud van het product

De volgende onderhoudsprocedures moeten regelmatig worden uitgevoerd: Controleer uw Convaid-product van tijd tot tijd op slijtage. Breng op het frame en bewegende delen smeermiddel aan om het inklappen en verstellen soepel te laten verlopen.

- Bandenspanning:** Controleer de bandenspanning WEKELIJKS, omdat een te lage spanning een goede werking van de remmen kan belemmeren.
- Assen en bewegende delen:** Neem assen en bewegende delen WEKELIJKS af met een licht vochtige doek om stof, vuil en modder te verwijderen. Breng wat smeermiddel aan na elke reiniging.
- Repareer of vervang losse, versleten, gebogen, ontbrekende of beschadigde onderdelen voordat u de wandelwagen opnieuw gebruikt!**
- Lekke band:** Neem in geval van een lekke band contact op met de klantenservice of een lokale dealer voor specifieke reparatie-instructies.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Controleer of de volgende dingen goed werken en/of niet beschadigd zijn:	Wekelijks	Om de 3 maanden	Om de 6 maanden	Zo nodig
Velgen en banden	•			
Wielvergrendelingen en handremmen	•			
Accessoires	•			
Assen van voor- en achterwielen	•			
Reinigen en smeren van alle bewegende delen*	•			
Gordels, ritsen en klittenbandsluitingen		•		
Bekleding zitting/rugleuning**/spanning		•		
Armsteunen en schuim (gepolsterde delen)			•	
Frame			•	
Contact opnemen met een Convaid-dealer voor service of reparatie***				•

* Gebruik een niet-giftig, hypoallergeen, droog smeermiddel voor alle bewegende delen van het frame.

** Volg de reinigingsinstructies om een goede hygiëne voor de gebruiker te waarborgen.

*** Reparatie of vervanging van niet-verwijderbare, versleten of kapotte onderdelen moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

Reiniging en desinfectie

Reinig alle zones die met de huid in aanraking komen regelmatig met desinfectiedoeekjes om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Houd het frame droog en breng een niet-giftig, hypoallergeen en biologisch afbreekbaar smeermiddel aan op alle bewegende delen. Als de wandelwagen langere tijd wordt opgeslagen, moet hij voor hernieuwd gebruik volledig worden gereinigd en gedesinfecteerd en moet een onderhoudsbeurt ondergaan.

Het frame reinigen

Houd het frame droog en vrij van vuil en neem het af met een niet-giftig, hypoallergeen en biologische afbreekbaar doekje. Breng op bewegende delen zo nodig smeermiddel aan om het inklappen en verstellen soepel te laten verlopen.

Vermijd corrosieve stoffen zoals zout water. Als het frame hier toch aan is blootgesteld, moet u het frame zo snel mogelijk afnemen met een vochtige doek. Water en een zachte doek zijn voldoende voor standaard reiniging.

Wielen en remmen reinigen

Wielen en vergrendelingen moeten na gebruik steeds worden ontdaan van vuil of modder. Vreemde voorwerpen kunnen de werking van de bewegende delen aantasten. Veeg wielen en vergrendelingen indien nodig af met een vochtige doek.

De stoffen bekleding reinigen

De bekleding van de rugleuning en de zitting kunnen eenvoudig verwijderd, gewassen, aan de lucht gedroogd en weer op de wandelwagen aangebracht worden. Gebruik een standaard wasmiddel om de bekleding te wassen.

Gevoerde delen kunnen ook van de wandelwagen worden verwijderd, worden gewassen of met een vochtige doek worden afgenomen. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voordat ze weer aan de wandelwagen worden bevestigd. Gebruik een niet-agressief wasmiddel om de bekleding te wassen. Gebruik een zachte spoelgang met koud water. Hangend drogen.

Onderdelen die permanent zijn bevestigd, kunnen met een vochtige doek stevig worden afgenomen. Wacht tot de onderdelen droog zijn voordat u de gebruiker weer in de wandelwagen plaatst.



Opslag

Bewaar uw wandelwagen op een schone, droge plaats en stel hem niet te lang bloot aan hitte of vocht. Na langdurige opslag moet de hele wandelwagen voorafgaand aan hergebruik onderhouden, gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Hergebruik

Uw Convaid-wandelwagen moet met een doekje worden gedesinfecteerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt.

Gebruik hiervoor een niet-giftige, biologisch afbreekbare desinfectieoplossing die geschikt is voor het desinfecteren van oppervlakken. Controleer of de volgende onderdelen intact zijn vóór gebruik. (zie ONDERHOUDSSHEMA)

Indien nodig repareren of vervangen:

- Banden (profiel), bandenspanning indien van toepassing
- Frame
- Bekleding van zitting en rugleuning
- Werking wielvergrendeling
- Lagers en assen: controleer op slijtage/smering
- Stabiliteit wielen bij recht vooruit rijden
- Bevestigingen

Reparatie

Gebruiker: De gebruiker kan eenvoudig te verwijderen onderdelen of accessoires zelf vervangen, bv. voetsteunen, hiellussen, alle bekledingsitems, handgrepen.

Fabrikant/servicecentrum: Reparatie of vervanging van permanent bevestigde, versleten of defecte onderdelen moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Alle afzonderlijke onderdelen van de wandelwagen kunnen worden vervangen. Neem contact op met de fabrikant/het servicecentrum voor eventuele reparaties. Gebruik de originele verpakking of een voor transport geschikte verpakking om de wandelwagen naar de fabrikant of het servicecentrum te versturen. Verzending via UPS.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Benodigd gereedschap

- Benodigd gereedschap bestaat uit 3/8", 7/16", 3/4" of 2 verstelbare sleutels met een capaciteit van 3/4", kruiskopschroevendraaier 5/32"
- Inbussleutel (meegeleverd)

Reserveonderdelen

Als u reserveonderdelen voor uw wandelwagen nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Convaid servicedealer bij wie u het product hebt aangeschaft. Als het onderdeel niet meer onder garantie valt, ontvangt u een kostenraming en, indien nodig, aanwijzingen voor het opsturen van de wandelwagen voor reparatie.

Functionele tests

Alle vier wielen moeten contact maken met de vloer. Duw de lege wandelwagen op een gladde en vlakke ondergrond met zoveel kracht naar voren dat de wandelwagen een afstand van 2 meter. De wandelwagen mag niet meer dan 150 mm naar links of naar rechts afwijken. De wielen moeten onbelemmerd draaien. Als de wandelwagen volgens de instructies wordt in- of uitgeklapt; moet dat soepel verlopen zonder overmatige inspanning. Alle bevestigingen moeten goed vastzitten. Bevestigingen op bewegende scharnieren mogen niet te strak zijn aangehaald. De bekleding van de zitting mag niet uitgerekt zijn of doorzakken. De positioneringsaccessoires moeten correct zijn afgesteld en stevig vastzitten.

EC REP

In de EU gevolmachtigde

R82 A/S

Parallevej 3,

8751 Gedved, Denemarken



Convaid-servicedealer

Noteer hier de gegevens van de Convaid-dealer waar u uw wandelwagen hebt gekocht:

Bedrijf: _____

Adres: _____

Telefoon: _____ Website: _____

Contactpersoon: _____ E-mail: _____

Serienummer: _____

Of neem contact op met de klantenservice op
844 US Mobility (844-876-6245) (+1-310-618-0111) of
convaidsales.us@etac.com

.....

Garantie

De garantie van Convaid is van toepassing op de oorspronkelijke koper (consument) van het Convaid-product. Alle onderdelen die binnen de gespecificeerde garantieperiode functionele gebreken wegens materiaal- of productiefouten vertonen, worden kosteloos gerepareerd of vervangen (naar keuze van Convaid). De garantieservice kan worden uitgevoerd door een Convaid servicecentrum of (naar keuze van Convaid) in de fabriek van Convaid.

Garantieperiode

- Frame & X-beugels Vijf jaar
- Overige componenten Eén jaar
- Stof & webbing Eén jaar
- Sensiformkussen Twee jaar

Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade die is veroorzaakt door een ongeval of verkeerd gebruik. Om aanspraak te maken op deze beperkte garantie, moet de gebruiker eerst een ‘Return Authorization Number’ aanvragen bij de klantenservice van Convaid. Het product moet met vooruitbetaalde verzendkosten naar de fabriek of naar een erkend servicecentrum worden opgestuurd, samen met een kopie van het originele aankoopbewijs.

DEZE BEPERKTE GARANTIE SLUIT ALLE CLAIMS VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADES UIT. DE DUUR VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE IS GELIJK AAN DE DUUR VAN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE. IN SOMMIGE STATEN IN DE VS IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF BEPERKING VAN DE TERMIJN VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. MOGELIJK ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN DAAROM NIET OP DE GEBRUIKER VAN TOEPASSING. ER ZIJN GEEN AANVULLENDE GARANTIES OP DE IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN GARANTIE.

Deze garantie geeft de gebruiker specifieke wettelijke rechten en de gebruiker heeft mogelijk ook nog andere rechten die van staat tot staat verschillen. Deze garantie geldt uitsluitend in de VS en kan voor andere landen afwijken.