



Produktinformation

2B ryggen til Cross 5 Aktiv

2B ryggen er Etacs mest aktive rygstøtte til Cross 5 Aktiv stolen. Den er beregnet til aktive brugere, der har behov for ekstra support. Se de unikke fordele ved 2B ryggen nedenfor.



1. Det buede rør.

Fås i to højder, justerbar i 25 mm intervaller.

Lav: 35-40 cm.

Høj: 42,5-47,5 cm.



2. Justerbar ryg med polstring.

Den justerbare ryg er designet med polstring som imødekommer tryk på følsomme områder. Den to-delte løsning giver mulighed for højdejustering også af den nederste del. Det betyder, at der efter korrekt indstilling af ryghøjden, er mulighed for nøjagtig indstilling af bækkenstøtte.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®



3. Netovertræk

Dette rygovertræk er designet til at passe på 2B og 3A ryggene (kun for standardhøjde på 3A ryggen). Materialet er lavet i net og er derfor bedre ventileret.



4. Ability based seating

Polstringens nederste strop er synlig og mærket Ability based Seating TM. Denne ekstra sideunderstøttelse, som er let tilgængelig, vil sammen med en nøjagtig bækkenunderstøttelse fremme aktiviteten hos brugeren. I kombination med det beskyttende skjold vil sidetolerancen øges over tid.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Kit for 2B ryg, lav	Til SB: 35-40 cm, inkl. polstring, ryghøjde 35-40 cm	28381
Kit for 2B ryg, lav	Til SB: 42,5-50 cm, inkl. polstring, ryghøjde 35-40 cm	28382
Kit for 2B ryg, lav	Til SB: 52,5-60 cm, inkl. polstring, ryghøjde 35-40 cm	28383
Kit for 2B ryg, høj	Til SB: 35-40 cm, inkl. polstring, ryghøjde 42,5-47,5 cm	28384
Kit for 2B ryg, høj	Til SB: 42,5-50 cm, inkl. polstring, ryghøjde 42,5-47,5 cm	28385
Kit for 2B ryg, høj	Til SB: 52,5-60 cm, inkl. polstring, ryghøjde 42,5-47,5 cm	28386
Rygovertræk 3A/2B til SB: 35 cm	Net	63204-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 37,5 cm	Net	63205-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 40 cm	Net	63206-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 42,5 cm	Net	63207-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 45 cm	Net	63208-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 47,5 cm	Net	63209-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 50 cm	Net	63210-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 52,5 cm	Net	63211-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 55 cm	Net	63212-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 57,5 cm	Net	63213-68
Rygovertræk 3A/2B til SB: 60 cm	Net	63214-68

Leveres fra

Uge 20, 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
 Intern salg på:
info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33

