



PI - Produktinformation

Justerbar kropstøtte

Ny justerbar kropstøtte monteres nemt i rygrørene.
Den justerbare kropstøtte kan justeres i højde og længde, og puden kan roteres, så der er to forskellige former.
Stangen der holder puden kan leveres i 4 versioner.



Dimensioner

A. Længde / min - max	25 - 75 mm	
B. Højde	+15	+10 - +60 mm
	0	-5 - +45 mm
	-15	-20 - +30 mm
	-45	-50 - 0 mm
C. Dybde	20 - 70 mm	
D. Længde pude	120 mm	
E. Højde pude	90 mm	
F. Tykkelse pude	23 mm	

Vægt

Produktvægt	0,8 kg
-------------	--------

Materialer



Pude	Plastik (PUR), Stål
Stænger	Stål
Beslag	Stål, Aluminium

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.com
tlf. +45 79 68 58 33

Produktinformation

Svingbar kropstøtte

Den svingbare kropstøtte til Prio+, kan også benyttes til Cross 5. Den har et nyt design, med udgangspunkt i samme pude og montering som den justerbare kropstøtte. Stolens armlæn kan tages af, uden at påvirke kropstøttens placering.



Dimensioner

A. Længde / min - max	20 - 100 mm	
B. Højde	0	-5 - +45
	-15	-20 - +30
	-45	-50 - 0
C. Dybde	30 - 80 mm	
D. Længde pude	120 mm	
E. Højde pude	90 mm	
F. Tykkelse pude	23 mm	

Vægt

Produktvægt	1,2 kg
-------------	--------

Materialer

Pude	Plastik (PUR), Stål
Stænger	Stål
Beslag	Stål, Aluminium

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:
info@etac.com
 tlf. +45 79 68 58 33

Varenavn	Art. nr.
Kropsstøtte 3A komplet 0 mm	28142
Kropsstøtte 3A komplet +15 mm	28143
Kropsstøtte 3A komplet -15 mm	28144
Kropsstøtte 3A komplet -45 mm	28145
Kropsstøttestang t/fast kropsstøtte - 45 mm	83002
Kropsstøttestang t/fast kropsstøtte -15 mm	83017
Kropsstøttestang t/fast kropsstøtte 0 mm	83018
Kropsstøttestang t/fast kropsstøtte +15 mm	83019
Kropsstøttefæste	28146
Kropsstøttestang t/svingbar kropsstøtte 0 mm	83046
Kropsstøttestang t/svingbar kropsstøtte -15 mm	83045
Kropsstøttestang t/svingbar kropsstøtte -45 mm	83001
Pude inkl. skruer og skiver	28276

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.com
 tlf. +45 79 68 58 33

