

# Produktinformation


Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår |

## Cross & Prio - Nyt navhylster/Ny akselbøsning

Vi foretager løbende opdateringer og forbedringer på vores produkter. Derfor har vi ændret navhylstret/akselbøsningen til vores Cross og Prio kørestole, så det/den nu har en coating, der gør overfladen hårdere. Dette medfører en ændring i bøsningens farve. Desuden er der lavet en ændring på navhylstrets/akselbøsningens indvendige kant, så tolerancen er gjort mindre.



Ny coating, der gør overfladen hårdere, farver bøsningen i en brun-gylden nuance.



Til venstre ses den nye bøsning, til højre den gamle.

Varenavn	Beskrivelse	Udgået varenr.	Nyt varenr.
Navhylster/akselbøsning	Benyttes til Cross og Prio	20024	20537
<b>Gælder fra</b>		Uge 1 2024	