

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Etac Transit - Standard opsætning/konfiguration på stolen ændres

Opsætningen/konfigurationen på vores velkendte Transit stol ændres, hvorfor stolen får nye varenumre og Hmi-numre og de gamle numre lukkes.



Ny Transit.



Ny Transit.

Konfigurationen ser nu således ud:

Skubbehåndtag:	Faste, kan med værktøj indstilles i tre højder.
Ryg:	Justerbar højde (med værktøj).
Sæde:	Fast, betrækket kan aftørres og suger ikke væske. (uden velcro).
Armlæn:	Aftagelige og højdejusterbare (vha. fingerskrue) 38 cm. Kan fastgøres vha. værktøj.
Baghjul:	16" x 2", massive.
Forhjul:	8" x 2", massive.
Bremser:	Tromlebremser, ledsagerbetjente med parkeringsfunktion.
Tipsikringer:	2 stk., opklappelige med trædepedal.
Tværlås:	Bestilles separat.
Ryg:	Mulighed for broderi.
Benstøtter:	Vid vinkel, svingbare, aftagelige. Låsbare fastgøres med værktøj.
Fodplader:	Delte og opklappelige, regulerbar højde, justerbar vinkel og dybde.
Forgafler:	Drejelige 360°.
Farve:	Lys Grå.
Garanti:	Stel: 5 år v/fejl i materialer/fremstilling. Øvrigt: 2 år v/fejl i materialer/fremstilling.

2022-03-01 PI NR. W45

1/2

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac®
Creating Possibilities

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |


etac®

Etac Transit - Standard opsætning/konfiguration på stolen ændres

Blandt ændringerne nævnt på foregående side er bl.a. farveskiftet fra Mørk grå (farve-58) til Lys grå (Farve-78).



Lys grå (Farve-78).



Mørk grå (Farve-58).

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.	Nyt Hmi-nr.
Transit B45 institution	Sædebredde 45 cm	13141409	131931
Transit B50 institution	Sædebredde 50 cm	13141411	131932
Transit B55 institution	Sædebredde 55 cm	13141417	131935
Gælder fra			uge 5.2022

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.	Udgået Hmi-nr.
Transit B45 institution	Sædebredde 45 cm	13141309-53	39927
Transit B45 institution	Sædebredde 45 cm	13141409-53	55612
Transit B50 institution	Sædebredde 50 cm	13141311-53	39928
Transit B50 institution	Sædebredde 50 cm	13141411-53	55613
Transit B55 institution	Sædebredde 55 cm	13141317-53	55294
Transit B55 institution	Sædebredde 55 cm	13141417-53	55614
Gælder fra			uge 5.2022