

Intern Produktinformation

Prio 380 - Eltilt nu som tilvalg/tilbehør

Til brugere som selv vil kunne justere ryg- og sædevinkel findes nu Eltilt som tilvalg/tilbehør til Etac Prio 380. Eltiltet kan monteres fra fabrikken ved bestilling af en ny stol, eller kan bestilles som tilbehør til eftermontering på eksisterende Prio 380 kørestole.

Eltiltet kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, låsepal til ryg med quickrelease eller varekurv.



Etac Prio med eltilt

Elektrisk tilt monteret på Prio 380.

Eltilt håndbetjening

Håndbetjening med enkle og tydelige symboler.

Varenavn

Art. nr.

Eltilt Prio 380 komplet sæt

28348

Leveres fra

Uge 17. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]