



Produktinformation


Prio - Hel Fodplade Målændring

Målene på den hele fodplade til Prio er blevet ændret. Dette er gjort, for at pladen passer bedre til stolens forkant, når sædedybden justeres. Den gamle fodplade kunne i visse sædedybder kollidere med forhjulene. Ved at fodpladen nu er smallere bagtil undgås dette med 6" og 6,5" forhjul, se tabellen nedenfor.



Kombinationer Hel Fodplade

Forhjul	S1	S2	S3	M1	M2	M3
6"	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6,5"	-	OK	OK	*OK	*OK	*OK



Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]

Varenavn gl. artikel

Art. nr.

Hel fodplade kompl. til Prio SB 40 cm

27905

Hel fodplade kompl. til Prio SB 45 cm

27906

Hel fodplade kompl. til Prio SB 50 cm

27907

Hel fodplade kompl. til Prio SB 55 cm

27908

Udgår fra

Uge 22. 2018

Varenavn ny artikel

Art. nr.

Hel fodplade kompl. til Prio SB 40 cm

28342

Hel fodplade kompl. til Prio SB 45 cm

28343

Hel fodplade kompl. til Prio SB 50 cm

28344

Hel fodplade kompl. til Prio SB 55 cm

28345

Leveres fra

Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

The logo for Etac, featuring a stylized 'e' inside a circle followed by the word 'etac' in a bold, lowercase sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.