

Produktinformation


Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Prio 3A - Nyt tilbehør: Rygbredningssæt

Det nye rygbredningssæt til Prio 3A, gør kørestolens ryg breddere for oven og fordeler trykket fra rygrørene bedre for brugere med brede skuldre. Kan med fordel benyttes sammen 3D-ryghynden for at skabe bedre komfort og aflastning. Monteres på rygrørene og er højde- og vinkeljusterbar.

Leveres som et komplet sæt med to justerbare stropper. Til sædebredde 40-45 cm.



Rygbredningssæt Prio 3A med 3D-ryghynde



Nyt Varenavn	Beskrivelse	Nyt Varenr.
Rygbredningssæt komplet	Til Prio 3A, sædebredde 40-45 cm	28786
Gælder fra		uge 38.2022

Gældende varenumre på 3D-ryghynde, der passer til det nye rygbredningssæt:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
3D-rygpude SB 40, Velourbetræk	Til Prio 3A, sædebredde 40 cm	63343-60
3D-rygpude SB 45, Velourbetræk	Til Prio 3A, sædebredde 45 cm	63344-60