

# Produktinformation

Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår

## Prio med el-tilt - Nyt batteri

Da det nuværende batteri (BA21) til Prio med el-tilt udgår af vores leverandørs sortiment, får vi nyt batteri (BA22) til denne stol. Det nye batteri er større end det gamle, hvilket kræver en tilpasning af det øvre og det nedre batterifæste til Prio. Det nye komplette el-tilt kit er opdateret med det nye fæste. Det nye batteri og det komplette el-tilt kit indføres i løbet af april/maj.

Batteri BA21 er tilgængelig så længe lager haves. Derefter kræves der et nyt fæste hvis det nye batteri BA22 skal monteres på en eksisterende Prio med el-tilt.



Nyt batteri BA22.



Batteri BA21 - UDGÅR.

### Nye varer:

Varenavn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
El-tilt Prio komplet kit	Med batteri (BA22) og fæste	28898
Batteri BA22		83837
Fæste el-tilt BA22 komplet		24841
<b>Gælder fra</b>		marts/april 2024

### Udgående varer:

Varenavn udgående vare	Beskrivelse	Udgående varenr.
El-tilt Prio komplet kit	Med batteri (BA21) og fæste	28348
Batteri BA21		83168
<b>Gælder fra</b>		marts/april 2024