

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |


Transit - Dropstativ

Nu findes der også et dropstativ til Transit kørestolen. Til montering af dette benyttes samme beslag/fæste, som der benyttes ved montering af dropstativ til 3A ryggen, men beslaget monteres på Transit stolen istedet på bagsiden af kørestolens gavl. Dropstativet leveres inklusiv fæste/beslag.

Det er ikke hensigtsmæssigt at montere dropstativet til Transit på bagsiden af gavlene på Cross 6 og Cross 5XL stolene, da dropstativet her kan komme i konflikt med justering af rygstøtten. Ønskes dropstativ monteret på disse to stole benyttes stativ med varenummer: 28323.



Nyhed



Dropstativ til Transit, som monteres på bagsiden af gavlen.

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Dropstativ til transit	Inkl. fæste/beslag	28926
Gælder fra		Uge 2 2024