


# Produktinformation

Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår

## Cross & Transit - Ny iltflaskeholder

Da vi ikke længere har en kombinationsaftale vedrørende iltflaskeholdere, lancerer vi nu vores egen model, som kan bære iltflasker på op til 5 kg. Komplet varenummer 28937 inkluderer to forskellige beslag/fæster til montering på forskellige kørestole.

Varenummer 83981 (fæste/beslag) er vinklet, så det passer til rammen på Cross 6, kun til montering i venstre side. Varenummer 83983 (fæste/beslag) er lige og passer til Transit, Cross 5 og Cross 5XL, til montering i højre eller venstre side.



Det lige fæste/beslag (1) passer til Cross 5, Cross 5XL og Transit.  
Det vinklede fæste/beslag (2) passer til Cross 6.

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Iltflaskeholder komplet	Inkl. fæster/beslag til Cross 5, Cross 5XL, Transit og Cross 6	28937
Fæste/beslag til Cross 6	Monteres i venstre side	83981
Fæste/beslag til Cross 5, Cross 5XL og Transit	Monteres i højre eller venstre side	83983
<b>Gælder fra</b>		Uge 10 2024