

PI - Produktinformation

Ny sædekile

Vi tilbyder nu en ny sædekile til X:Panda. Den nye kile ligner den gamle, men er forberedt for montering, så den via en bolt kan fastgøres på sædet. Fastgørelse af kilen er dog kun mulig på nye X:Panda sæder, da disse ligeledes er forberedt for montering. De nye kiler kan også benyttes på ældre sæder, dog uden mulighed for fastgørelse.



X:Panda med ny sædekile

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Sædekile str. 1	Med bolt 6 cm	318910400-1
Sædekile str. 1+2	Med bolt 8 cm	318910400-2
Sædekile str. 1+2+3	Med bolt 10 cm	318910400-3
Sædekile str. 2+3+4	Med bolt 12 cm	318910400-4
Sædekile str. 3+4	Med bolt 15 cm	318910400-5
Sædekile str. 4, small	Med bolt 13 cm	318910400-11
Sædekile str. 4, medium	Med bolt 16 cm	318910400-12
Sædekile str. 4, large	Med bolt 19 cm	318910400-13

Leveres fra Uge 15. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®