

# PI - Produktinformation

## Cricket - Nu med Fix Lock

Den unikke måde, Cricket klappes sammen på, gør klapvognen kompakt og det er muligt at løfte den i skubbebøjlen v. transport. Når Cricket skal klappes ud igen, åbnes den sideværts. For at sikre, at dette ikke sker utilsigtet, har vi nu udstyret Cricket med fix locks.

Denne ekstra lukkemekanisme er monteret på alle Cricket klapvogne, produceret efter 9 marts 2018.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®