



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

PI - Produktinformation

Opdatering af X:Panda

Børn, familier og fagpersoner i hele verden har glæde af X:Pandas mange forskellige konfigurationer, de mange funktioner og det store udvalg af tilbehør. Vi har videreudviklet hele siddeoplevelsen med X:Panda og er stolte af at introducere den seneste generation af R82 X:Panda. Et sæde, som er udviklet til opnåelse af øget livskvalitet og den optimale siddestilling til børn og unge, som lever med mobilitetsnedsættelser. X:Panda hjælper børnene til at deltage i leg, skole og almindelige daglige aktiviteter, som medvirker til at udvikle deres færdigheder.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Nye armlæn:



Nye armlæn med forbedret stabilitet, memory-funktion, klik-og-fjern snaplås-system der gør det nemt at fastgøre og fjerne armlæne, håndtag til daglig justering og behagelige og slidstærke betræk samt en armlænsplade der kan forskydes sidevæts. De nye armlæn kan monteres på gl. X:Panda sæder, dog skal armlænsholderen så udskiftes.

Puder og betræk:



Puderne består af to lag skum: skum i selve puden såvel som et ekstra lag skum syet på betrækket. Dette hjælper med at forbedre trykaflastningen og forbedrer komforten for barnet. Der er blevet udført trykmålinger til udviklingen af denne løsning.

Visuelle markeringer:



Visuelle markeringer for nemmere brug og genskabelse af indstillinger. På ryggens udvendige overflade er der markeringer til genskabelse af ryghøjdeindstillingen samt markeringer for identifikation af ryglænets størrelse og placering for tilbehør såsom sidestøtter og overarmsstøtter. På ryggens indvendige overflade er der markeringer til identifikation af ryglænets størrelse samt hvor ryghøjden kan justeres til. På sædeoverfladen er der markeringer for nem genkendelse i forbindelse med justering af dybde og bredde.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33



Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Varenr.	HMIInr.
X:Panda str. 1, small	318910111-02	111001
X:Panda str. 1, medium	318910112-02	111001
X:Panda str. 1, large	318910113-02	111001
X:Panda str. 2, small	318910121-02	111002
X:Panda str. 2, medium	318910122-02	111002
X:Panda str. 2, large	318910123-02	111002
X:Panda str. 3, small	318910131-02	111003
X:Panda str. 3, medium	318910132-02	111003
X:Panda str. 3, large	318910133-02	111003
X:Panda str. 4, small	318910141-02	111004
X:Panda str. 4, medium	318910142-02	111004
X:Panda str. 4, large	318910143-02	111004

Leveres fra

Uge 37. 2018

Produkt	Varenr.	HMIInr.
X:Panda str. 1, small	318910111-01	46690
X:Panda str. 1, medium	318910112-01	46690
X:Panda str. 1, large	318910113-01	46690
X:Panda str. 2, small	318910121-01	46691
X:Panda str. 2, medium	318910122-01	46691
X:Panda str. 2, large	318910123-01	46691
X:Panda str. 3, small	318910131-01	46692
X:Panda str. 3, medium	318910132-01	46692
X:Panda str. 3, large	318910133-01	46692
X:Panda str. 4, small	318910141-01	53985
X:Panda str. 4, medium	318910142-01	53985
X:Panda str. 4, large	318910143-01	53985
X:Panda str. 3 med str. 2 ryg	318910192-01	54869

Udgår fra

Uge 37. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33



Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Armlæn str. 1	B:75 L:260 H:80-135 til X: Panda str. 1-3	318910615-1
Armlæn str. 2	B:75 L:260 H:75-155 til X:Panda str. 1-3	318910616-1
Armlæn str. 3	B:75 L:310 H: 65-195 til X:Panda str. 1-3	318910617-1
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 1	B:11 H:7 med kraftigere polstring	318910301-1
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 2	B:10 H:10 med kraftigere polstring	318910301-2
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 3	B:12 H:14 med kraftigere polstring	318910301-3
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 4	B:16 H:9 med kraftigere polstring	318910301-4
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 4	B:16 H:15 med kraftigere polstring	318910301-5
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 6	B:12 H:14 med kraftigere polstring	318910301-6
Leveres fra		Uge 37. 2018

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Armlæn str. 1	Til X:Panda str. 1-3	318910615
Armlæn str. 2	Til X:Panda str. 1-3	318910616
Armlæn str. 3	Til X:Panda str. 1-3	318910617
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 1	B:11 H:7	318910401-1
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 2	B:10 H:10	318910401-2
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 3	B:12 H:14	318910401-3
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 4	B:16 H:9	318910401-4
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 5	B:16 H:15	318910401-5
Faste sidestøtter inkl. betræk str. 6	B:12 H:14	318910401-6
Udgår fra		Uge 37. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33





Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

PI - Produktinformation

Opdatering af High-low:x stel

Tiltning af et High-low:x stel foretages via håndtaget på stellet - alternativt ved at ændre kabelføringen og montere et håndtag på skubbebøjlen.

Det er nu muligt at bestille stellet med kabelføring forberedt for montering på skubbebøjle direkte fra produktionen.

Med denne løsning skal tilt-håndtaget bare monteres på den ønskede skubbebøjle, hvor det passer bedst.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Varenr.	HMI-nr.
High-low:x indestel str. 1 m. gas, monteret med udløser for tilt	318911603-02T	111032
High-low:x indestel str. 1 m. el, monteret med udløser for tilt	318911603-02ELT	111039
High-low:x indestel str. 2 m. gas, monteret med udløser for tilt	318911605-02T	111036
High-low:x indestel str. 2 m. el, monteret med udløser for tilt	318911605-02ELT	111043
High-low:x indestel str. 3 m. el, monteret med udløser for tilt	318911607-02-ELT	111046
High-low:x udestel str. 1 m. gas, monteret med udløser for tilt	318911613-02T	111049
High-low:x udestel str. 1 m. el, monteret med udløser for tilt	318911613-02ELT	111055
High-low:x udestel str. 2 m. gas, monteret med udløser for tilt	318911615-02T	111052
High-low:x udestel str. 2 m. el, monteret med udløser for tilt	318911615-02ELT	111058

Leveres fra

Uge 37. 2018

Produkt	Varenr.	HMI-nr.
High-low:x indestel str. 1 m. gas	318911603-02	46996
High-low:x indestel str. 1 m. el	318911603-02EL	46698
High-low:x indestel str. 2 m. gas	318911605-02	46697
High-low:x indestel str. 2 m. el	318911605-02EL	46699
High-low:x indestel str. 2 m. hydraulik	318911606-02	48195
High-low:x indestel str. 3 m. el, uden adapter	318911607-02EL	51646
High-low:x udestel str. 1 m. gas	318911613-02	46700
High-low:x udestel str. 1 m. el	318911613-02EL	46702
High-low:x udestel str. 2 m. gas	318911615-02	46701
High-low:x udestel str. 2 m. el	318911615-02EL	46703
High-low:x udestel str. 2 m. hydraulik	318911616-02	48193

Udgår fra

Uge 37. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

