



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

PI - Produktinformation

Kudu, kørestol

Vi har foretaget forbedringer på Kudu kørestolen, hvorfor de forskellige størrelser har fået nye vare- og HMI numre.

Forbedringerne er kort som følger:

- Str. 1 og 2 er stadig monteret med 20" drivhjul, men str. 3 og 4 er idag monteret med 22" drivhjul, hvor der før var monteret 24" drivhjul.
- Stolen har fået nye tipsikringer, som passer til alle hjulstørrelser.
- Drivhjulene har fået massive indlæg istedet for flexel.
- Nye glideskinner i forhold til sædekip er blevet indført fra Maj 2018.
- Mulighed for 0° cambring samt stænkskærme hertil.
- Ny højdejusterbar kørebøjle leveres med de nye Kudu modeller.

Som nyt tilbehør tilbyder vi en ny type armlæn, så der nu er 2 typer af armlæn at vælge imellem. både fast vinkel og vinkeljusterbar.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Varenr.	HMI-nr.
Kudu str. 1, Grå	3195131714311	113951
Kudu str. 2, Grå	3195231714311	113952
Kudu str. 3, Grå	3195331716311	113954
Kudu str. 4, Grå	3195431716311	113955

Leveres fra

Uge 3. 2018

Produkt	Varenr.	HMI-nr.
Kudu str. 1, Grå	319513111631	84618
Kudu str. 1, Hvid	319511111631	84618
Kudu str. 2, Grå	319523111631	84619
Kudu str. 2, Hvid	319521111631	84619
Kudu str. 3, Grå	319533111831	84620
Kudu str. 3, Hvid	319531111831	84620
Kudu str. 4, Grå	319543111831	84621
Kudu str. 4, Hvid	319541111831	84621

Udgår fra

Uge 3. 2018

Nye tipsikringer

De nye tipsikringer, som er standard på de nye Kudu modeller har to højdeindstillinger, hvilket giver to fordele:

1. Muligheden for en passiv (lang) indstilling eller en aktiv (kort) indstilling. Tipsikringen kan således tilpasses brugerens funktionsniveau.
2. Muligheden for at kombinere 24" drivhjul med 7" forhjul, hvilket giver en sædehøjde på 53 cm.

De nye tipsikringer kan også købes som reservedel til de ældre Kudu modeller.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33



Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	12½"	16"	20"	22"	24"
Tipsikringer til Kudu med 6" forhjul	31950953-1	31950953-1	31950953-1	31950953-1	31950953-1
Tipsikringer til Kudu med 7" forhjul	-	-	-	31950958-1	31950958-1
Tipsikringer til Kudu 0° cambring med 6" forhjul	-	-	31950953-0	31950953-0	31950953-0
Tipsikringer til Kudu 0° cambring med 7" forhjul	-	-	-	31950958-0	31950958-0

Leveres fra Uge 3. 2018

Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel

De punkterfrie hjul til Kudu, er blevet fornyet og vi introducerer nu hjulene med det nye Smart Inlay. Den nye type punkterfrie hjul fyldes via luftventilen, så hjulet bliver massivt og punkterfrit, hvilket giver hjulene gode køreegenskaber. Efter hjulet er fyldt, skal ventilen ikke længere anvendes. For nemt at kunne identificere disse ventiler, er de påsat en grøn kappe - ventilen kan ikke benyttes til at fylde luft i dækket, da dækket nu er massivt.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®

Nyt produkt

Erstatter produkt

Supplement til eksisterende produkt

Udgår

Produkt	Varenr.
20" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102025
22" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102225
24" hjul med tromlebremse m. Smart Inlay	313102425
Leveres fra	Uge 3. 2018

Ny Glideskinne

Kudu er blevet opdateret med en ny glideskinne til sædetiltet. Hullerne i skinnen er større end tidligere, så smuds og snavs nemmere kan komme ud. Glidesystemet er et tørt system og behøver ikke at blive smurt.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Mulighed for 0° cambring samt stænkskærme hertil

Hvis man ønsker sin Kudu indstillet med 0° cambring så stolen bliver 6 cm smallere i totalbredden, og samtidig ønsker stænkskærme hertil, skal nedenstående varenumre benyttes.



Produkt	Varenr.
Stænkskærm til Kudu 0° m. 20" drivhjul	31952020-0
Stænkskærm til Kudu 0° m. 22" drivhjul	31952022-0
Stænkskærm til Kudu 0° m. 24" drivhjul	31952024-0
Stænkskærm til Kudu 0° m. 22" drivhjul og 7" forhjul	31952022-07
Stænkskærm til Kudu 0° m. 22" drivhjul og 7" forhjul	31952024-07
Leveres fra	Uge 3. 2018

Ny højdejusterbar kørebøjle

En af Kudu's mange gode features har altid været tiltfunktionen, der giver bruger en komfortabel og stabil siddestilling. samtidigt med at tyngdepunktet forbliver optimalt. Hjælperen kan med den nye kørebøjle opnå en hensigtsmæssig arbejdsstilling når stolen skal køres bagudtiltet idet kørebøjlen nu kan indstilles i højden.

Den nye kørebøjle rummer 5 højdeindstillinger og kan herefter finindstilles via vinklingen i bøjlen. Det er kun muligt at bestille skubbebøjlen ved bestilling af en ny Kudu kørestol. Skubbebøjlen kan ikke tilkøbes som ekstra tilbehør.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]

Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Nye vinkeljusterbare armlæn, som tilbehør

Vi tilbyder nu nye vinkeljusterbare armlæn som tilbehør til Kudu. Ud over at være vinkeljusterbare adskiller disse armlæn sig også fra standardarmlæne ved at have blødere polstring, som er mere behagelig ved aflastning af armene. På armlæne er påmonteret rød quick lås for bord, som gør indstilling samt af- og påmontering af dette meget nemt. Endvidere gør muligheden for vinkling af armlæn ved f.eks. anvendelse af bord, at dette kan vinkles i den rette position, når bruger er kippet bagover.



Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Vinkeljusterbare armlæn	Str. 1+2	3195712-20
Vinkeljusterbare armlæn	Str. 3+4	3195712-40

*Kan ikke benyttes med 24" drivhjul

Leveres fra	Uge 14. 2018
-------------	--------------

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®