

Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Rabbit Up erstatter Rabbit



Rabbit Up er en mobil ståstøtte, som giver barnet mulighed for selv at bevæge og orientere sig. Barnet er samtidig i højde med omgivelserne og får gode aktivitetsmuligheder.



Rabbit Up kan benyttes med og uden drivhjul. Uden drivhjul benyttes den på samme måde som vores andre ståstøtter.



Med drivhjul kan barnet opnå en større grad af selvstændighed og deltagelse i aktiviteter. Drivhjulene, som er sorte på denne model, er monteret med quick-release aksler for nem af- og påmontering og fås i størrelser fra 22" til 36".

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt

Erstatter produkt

Supplement til eksisterende produkt

Udgår



Drivringene er som standard lukkede, så der ikke er luft mellem drivhjulet og drivringen. Endvidere kan cambringen ændres på drivhjulene, så barnet nemmere selv kan opnå fremdrift.



Centerstammen på Rabbit Up kan vinkles på to måder. Enten kan det gøres manuelt i intervaller, eller trinløst via en spindel.



Rabbit Up findes i 4 stelstørrelser, som er nemt genkendelige på deres flotte farver.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Varenr.	HMI Nummer
Rabbit Up str. 1, inkl. spindel m. 22" drivhjul	318621122-21	115396
Rabbit Up str. 1, inkl. spindel m. 24" drivhjul	318621123-21	115399
Rabbit Up str. 1, inkl. spindel m. 26" drivhjul	318621124-21	115389
Rabbit Up str. 2, inkl. spindel m. 26" drivhjul	318622124-22	115402
Rabbit Up str. 2, inkl. spindel m. 29" drivhjul	318622125-22	115391
Rabbit Up str. 2, inkl. spindel m. 32" drivhjul	318622126-22	115405
Rabbit Up str. 3, inkl. spindel m. 26" drivhjul	318623124-21	115408
Rabbit Up str. 3, inkl. spindel m. 29" drivhjul	318623125-21	115411
Rabbit Up str. 3, inkl. spindel m. 32" drivhjul	318623126-21	115392
Rabbit Up str. 4, inkl. spindel m. 32" drivhjul	318624126-21	115414
Rabbit Up str. 4, inkl. spindel m. 36" drivhjul	318624127-21	115393
Stander str. 1 inkl. spindel u. drivhjul	318621220-00	115425
Stander str. 2 inkl. spindel u. drivhjul	318622220-00	115426
Stander str. 3 inkl. spindel u. drivhjul	318623220-00	115427
Stander str. 4 inkl. spindel u. drivhjul	318624220-00	115428

Leveres fra

Uge 18. 2019

Produkt	Varenr.	HMI Nummer
Rabbit str. 1, 22" drivhjul	31862122	44866
Rabbit str. 1, 24" drivhjul	31862124	44888
Rabbit str. 1, 26" drivhjul	31862126	44889
Rabbit str. 2, 26" drivhjul	31862226	44890
Rabbit str. 2, 29" drivhjul	31862229	44891
Rabbit str. 2, 32" drivhjul	31862232	44892
Rabbit str. 3, 29" drivhjul	31862329	44894
Rabbit str. 3, 32" drivhjul	31862332	44895
Rabbit str. 4, 32" drivhjul	31862432	44896
Rabbit str. 4, 36" drivhjul	31862436	44897

Udgår fra

Uge 18. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33

