



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

# PI - Produktinformation

## Brystseler til Cricket

Til den lette og foldbare klapvogn, Cricket, fås nu en simpel brystsele som nyt tilbehør.

Den polstrede, justerbare brystsele giver støtte til overkroppen og monteres nemt gennem de aflange huller i klapvognens rygbetræk.

Selen klikkes sammen og justeres på bagsiden af klapvognens ryg. Den åbnes/lukkes nemt på forsiden.

Se videoen her: [YouTube](#)



Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Brystbælte str. 1, indv. diameter: 50-70 cm	Benyttes på Cricket str. 1 og 2	3185480-1
Brystbælte str. 2 indv. diameter: 60-95 cm	Benyttes på Cricket str. 1 og 2	3185480-2
Leveres fra		Uge 36. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

etac®