

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

R82 Crocodile – Nu i str. 0

Vi introducerer nu en ny størrelse af vores gangstativ Crocodile. Crocodile str. 0 er den mindste størrelse i Crocodile serien og er til børn i højden fra ca. 60 cm og op til 105 cm. Afhængigt af tilbehør kan Crocodile benyttes som gangstativ/rollator for børn, der selv kan bære hele deres egen vægt, eller til gangtræning for børn, der kun delvist kan bære deres egen vægt.

Vi introducerer også to nye tilbehørsdele: en kropsstøtte og en gribebøjle. For børn med behov for postural støtte når de skal gå, er kropsstøtten meget nyttig. Den er justerbar i højde, bredde og dybde og kan derfor benyttes for støtte både omkring bryst og hofter. Gribebøjlen monteres mellem de to håndtag, og er således placeret foran på Crocodile. Dette gør det nemmere at opnå fremdrift, da barnet kan have hænderne foran sig og derved bedre læne sig fremad.



Crocodile str. 0

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.	Hmi-nr.
Crocodile str. 0	Til brugere fra 60 - 105 cm højde	3186800	132627
Kropsstøtte str. small	Benyttes til Crocodile str. 0	31868610	-
Gribebøjle str. small	Benyttes til Crocodile str. 0	3186879-0	-
Gribebøjle str. medium	Benyttes til Crocodile str. 1	3186879-1	-
Gribebøjle str. large	Benyttes til Crocodile str. 2	3186879-2	-
Sæde	Benyttes på Crocodile str. 0	3186820-01	-
Sling sæde str. small	Benyttes på Crocodile str. 0 + 1 (skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte 3186808)	3186824-1	-
Sling sæde str. medium	Benyttes på Crocodile str. 2 (skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte 3186809)	3186825-1	-

Indføres fra Uge 21, 2022

2022-05-23 PI NR. J55

1/2

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |



Eksisterende tilbehørsdele, som også kan benyttes på Crocodile str. 0

Produkt navn	Beskrivelse	Varenr.
Tipsikringer, svingbare	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2	3186815
Underarmsstøtter m. gribehåndtag	Benyttes til Crocodile str. 0+1	3186858
Underarmsmanchet	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3 og Mustang str. 1+2+3+4	31869370
Endeknop t. håndtag	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3	3186861
Rygstøtte m. sidestøtter	Benyttes til Crocodile str. 0+1	3186808
Rygstøtte	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3	3186816
Taske	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2	3186839
Hoftestøtter t. sidemontering	Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3	3186819
Hængesæde	Benyttes til Crocodile str. 0+1	3186824