

Produktinformation


Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac[®]

R82 Multi Frame – lodret iltflaskeholder

Den nye iltflaskeholder til Multi Frame med 12½" hjul, er for lodret montering. Det er muligt at benytte mange forskellige størrelser iltflasker i holderen. Flasken hviler på en fod, som er 5 cm, og stropperne til fastgørelse kan justeres efter flaskens form og størrelse.

Iltflaskeholderen monteres på tværstangen under Multi Frame enten i højre eller venstre side. Den aftagelige del af iltflaskeholderen kan monteres og afmonteres med en fingerskrue, hvilket gør det meget nemt at afmontere holderen i forbindelse med transport.



Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.
Iltflaskeholder for Multi Frame	Til str. 1 + 2 + 3 med 12½" hjul, kan monteres i højre el. venstre side	319776296
Leveres fra		Uge 4, 2023