

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

R82 Swan Curo bade- og toiletstol – erstatter Swan

Swan Curo bade- og toiletstol er samme basisstol, som Swan, men med forbedret funktionalitet og opdateret design. Stolens skalsæde er designet til at omslutte bruger, og sammen med PU polstringen er siddekomforten høj.

Polstringen er let at montere og yderligere montage af tilbehør så som hovedstøtte, veste og seler sikrer optimal støtte for bruger.

Positionering af brugeren udføres let ved hjælp af tiltfunktionen, assisteret af en gasfjeder og den højde- og vinkeljusterbare fodstøtte. Toilet- og badestolen er højdejusterbar, hvilket gør det nemmere for plejepersonalet at udføre forflytninger.



Swan Curo



Swan

Sådan erstatter den nye Swan Curo den gamle Swan



Swan Curo	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Swan	Str. 2+3	Str. 4	Str. 5+6	Str. 7

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Nye varenumre/HMI numre for Swan Curo

Produkt navn ny vare	Nyt varenr.	Nyt HMI nr.
Swan Curo str. 1	3187061	135502
Swan Curo str. 2	3187062	135505
Swan Curo str. 3	3187063	135508
Swan Curo str. 4	3187064	135511
Tilbehør:		
Indsats str. 1, blå, komplet Swan Curo, sæde og ryg	3187061-61	-
Indsats str. 2, blå, komplet Swan Curo, sæde og ryg	3187062-61	-
Indsats str. 3, blå, komplet Swan Curo, sæde og ryg	3187063-61	-
Indsats str. 4, blå, komplet Swan Curo, sæde og ryg	3187064-61	-
Indsats for ryg, str. 1, blå pur For Swan Curo	3187065-61	-
Indsats for ryg, str. 2, blå pur For Swan Curo	3187066-61	-
Indsats for ryg, str. 3, blå pur For Swan Curo	3187067-61	-
Indsats for ryg, str. 4, blå pur For Swan Curo	3187068-61	-
Indsats for Sæde, str. 1, blå pur For Swan Curo	3187069-61	-
Indsats for Sæde, str. 2, blå pur For Swan Curo	3187070-61	-
Indsats for Sæde, str. 3, blå pur For Swan Curo	3187071-61	-
Indsats for Sæde, str. 4, blå pur For Swan Curo	3187072-61	-
Indsats for pottehel str.1, blå For Swan Curo	31 87073-61	-
Indsats for pottehel str.2, blå For Swan Curo	31 87074-61	-
Indsats for pottehel str.3, blå For Swan Curo	31 87075-61	-
Indsats for pottehel str.4, blå For Swan Curo	31 87076-61	-
Armstøtte bord str. 1, blå pur For Swan Curo	31870131-61	-
Armstøtte bord str. 2, blå pur For Swan Curo	31870132-61	-
Armstøtte bord str. 3, blå pur For Swan Curo	31870133-61	-
Armstøtte bord str. 4, blå pur For Swan Curo	31870134-61	-
Urinfanger, lav, blå, one size For Swan Curo	31880508-0861	-
Urinfanger, høj, blå, one size For Swan Curo	31880508-0561	-
Bord str. 1 For Swan Curo, hvid abs plast	3187038	-
Bord str. 2 For Swan Curo, hvid abs plast	3187039	-
Bord str. 3 For Swan Curo, hvid abs plast	3187040	-
Bord str. 4 For Swan Curo, hvid abs plast	3187041	-
Fodstøtte stang, vinkel juster For Swan Curo, 25 cm	3187023	
Fodstøtte stang, vinkel juster For Swan Curo, 35 cm	3187024	
Fodstøtte stang, vinkel juster For Swan Curo, 50 cm	3187025	
Leveres fra		Uge 5, 2023

2023-02-09 PI NR. J72

2/4

Etac A/S
Parallelsvej 3, 8751 Gedved, Danmark
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår



Nye varenumre/HMI numre for Swan Curo

Produkt navn ny vare	Nyt varenr.	Nyt HMI nr.
Potte for Swan Curo str. 1+2	31870800	-
Potte for Swan Curo str. 3	31870801	-
Potte for Swan Curo str. 4	31870802	-
Låg for potte str. 1+2 For Swan Curo (31870800)	31870800-L	-
Låg for potte str. 3 For Swan Curo (31870801)	31870801-L	-
Låg for potte str. 4 For Swan Curo (31870802)	31870802-L	-
Stænkskærm for str. 1+2 For Swan Curo	31870805	-
Stænkskærm for str. 3 For Swan Curo	31870806	-
Stænkskærm for str. 4 For Swan Curo	31870807	-
Justeringsgreb for hovedstøtte For Swan Curo/Flamingo/Heron	3187042	-
Gasfjeder kit str. 1 For Swan Curo 200 N (monteret som standard)	3187049	-
Gasfjeder kit str. 2 For Swan Curo 200 N (monteret som standard)	3187050	-
Gasfjeder kit str. 3 For Swan Curo 200 N (monteret som standard)	3187051	-
Gasfjeder kit str. 4 For Swan Curo 300 N (monteret som standard)	3187052	-
Gasfjeder kit str. 3 For Swan Curo 300 N	3187051-300	-
Gasfjeder kit str. 4 For Swan Curo 400 N	3187052-400	-
Leveres fra		Uge 5, 2023

Eksisterende varenumre der forbliver i sortiment, som også kan benyttes på Swan Curo

Produkt navn eksisterende vare	Eksisterende varenr.	Eksisterende HMI nr.
Swan fodstøtte str. 1 (Bredde: 31 cm, Dybde: 19 cm)	3187145-1	-
Swan fodstøtte str. 2 (Bredde: 36 cm, Dybde: 23 cm)	3187145-2	-
Swan fodstøtte str. 3 (Bredde: 41 cm, Dybde: 24 cm)	3187145-3	-
Hjul 75 mm	3187100-20	-
Hjul 100 mm	31880100-S	-
Hjul 125 mm	31880100-125	-
Skubbehåndtag one size	31880110	-
Diverse hovedstøtter	-	-
Diverse veste & seler	-	-
Diverse ankelbespænding	-	-

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

 etac®

Udgåede varenumre/HMI numre for Swan

Produkt navn udgået vare	Udgået varenr.	Udgået HMI nr.
Swan str. 2	3187002-N	1950
Swan str. 4	3187044	1954
Swan str. 5	3187045	1958
Swan str. 6	3187046	1957
Swan str. 7	3187047	12869
Polstret indsats str. 2 For Swan	3187102	-
Polstret indsats str. 3 For Swan	3187113	-
Polstret indsats str. 4 For Swan	3187114	-
Polstret indsats str. 5 For Swan	3187115	-
Polstret indsats str. 6 For Swan	3187116	-
Polstret indsats str. 7 For Swan	3187117	-
Armlæn/bord for Swan str. 2	31870132-SW2	-
Armlæn/bord For Swan str. 3+4	31870133-SW4	-
Armlæn/bord For Swan str. 5	31870133-SW5	-
Armlæn/bord For Swan str. 6	31870134-SW6	-
Hjul 75 mm, rustfrit stål	3187100	-
Hjul 100 mm, rustfrit stål	3187100-SH	-
Fodstøttestang str. 1 For Swan, 25 cm	3187026	-
Fodstøttestang str. 2 For Swan, 35 cm	3187027	-
Fodstøttestang str. 3 For Swan, 50 cm	3187028	-
Udgår fra		Uge 5, 2023