

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår


## R82 Wombat Living – med nyt stel

Wombat Living er aktivitetsstolen med mange konfigurationsmuligheder. Den er perfekt at benytte i forbindelse med daglige aktiviteter som læsning og læring i skolen, leg med vennerne og hjælp med de daglige opgaver derhjemme. Stolen har med det nye stel fået følgende forbedringer:

- Laveste sædehøjde er nu 29 cm, hvor det tidligere var 36 cm (Kun for str. 1 + 2)
- Selve stellet er gjort stærkere med en rørtykkelse på Ø32x2, hvor det tidligere var Ø32x1,5
- Hejs/sænk af stel foregår nu lige op og ned, hvor det tidligere forgik i en konkav bevægelse
- Der er påsat pictogrammer på stellet for større brugervenlighed
- Der er et forbedret elektrisk system, der gør det muligt at hejse og sænke flere gange på en opladning end tidligere, og der er mere kraft bag hejset, når du skal hejse fra laveste position
- Ny elektrisk håndbetjæning, der lades via stellet.



Wombat Living med nyt stel



Wombat Living 2 med gl. stel - UDGÅR

# Produktinformation

Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår |

## Nye varenumre/HMI numre for Wombat Living

Produkt navn ny vare	Nyt varenr.	Nyt HMI nr.
Wombat Living med gas str. 1, 75 mm hjul, kørebøjle, antracitgråt stel	31950121121-00	136558
Wombat Living med gas str. 2, 100 mm hjul m.CB, kørebøjle, antracitgråt stel	31950223121-00	136561
Wombat Living med el str. 2, 100 mm hjul m.CB, kørebøjle, antracitgråt stel	31950223411-00	136552
Wombat Living med el str. 3, 100 mm hjul m.CB, sort stel	31950303410-00	136555
<b>Tilbehør</b>		
Beslag til håndbetjening	3195541	
Antitip til 75 mm og 100 mm hjul	31890007	
Antitip til 125 mm hjul	31890007-1	
Fodbetjent centralbremse kit til str. 1	31890012-1	
Fodbetjent centralbremse kit til str. 2+3	31890012-2	
Håndbetjent centralbremse kit til str. 1+2+3	31890011-3	
Trædepedal	31890025	
Lås for højdejustering til str. 1+2	31890024	
125 mm hjul	31890018	
Bord type 8 med kant til Wombat Living	318976350	
Skubbebøjle vinkeljusterbar til str. 3	3195148-3	
<b>Leveres fra</b>		Uge 18, 2023

# Produktinformation

Nyt produkt | 
  Erstatte produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår |

## Udgåede varenumre/HMI numre for Wombat Living 2

Produkt navn udgået vare	Udgået varenr.	Udgået HMI nr.
Wombat Living 2 str. 1, gråt stel uden hynder, høj ryg, el	31955236-00	107041
Wombat Living 2 str. 1, gråt stel uden hynder, std. ryg, el	31951236-00	107038
Wombat Living 2 str. 1, gråt stel uden hynder, høj ryg, gas	31955232-00	107033
Wombat Living 2 str. 1, gråt stel uden hynder, std. ryg, gas	31951232-00	107031
Wombat Living 2 str. 2, gråt stel uden hynder, høj ryg, el	31956236-00	107042
Wombat Living 2 str. 2, gråt stel uden hynder, std. ryg, el	31952236-00	107039
Wombat Living 2 str. 2, gråt stel uden hynder, høj ryg, gas	31956232-00	107034
Wombat Living 2 str. 2, gråt stel uden hynder, std. ryg, gas	31952232-00	107032
Wombat Living 2 str. 3, gråt stel uden hynder, høj ryg, el	31957236-00	107043
Wombat Living 2 str. 3, gråt stel uden hynder, std. ryg, el	31953236-00	107040
Wombat Living 2 str. 3, gråt stel uden hynder, høj ryg, gas	31957232-00	107037
Wombat Living 2 str. 3, gråt stel uden hynder, std. ryg, gas	31953232-00	107036
<b>Tilbehør</b>		
Beslag til håndbetjening	3195540	
Antitip	3195953	
Centralbremse-kit str 1+2	3195950	
Centralbremse-kit str 3	3195951	
El-kit str. 1+2	3195550	
El-kit str. 3	3195550-3	
<b>Udgår fra</b>	Uge 18, 2023	