

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

R82 Kudu – Stropryg kit

Det er nu muligt at tilkøbe en stropryg til komfortkørestolen Kudu i form af et kit. Stropryg kittet kan benyttes på Kudu str. 3 og 4 og findes i en kort og en lang version. Ryghøjden (fra overkant sædepude til overkant stropryg) har trinløs justering fra 320 til 380 mm for det korte rygkit og 440 til 500 mm for det lange.



Stropryg kit til Kudu.


Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Stropryg kit til Kudu str. 3 med kort ryg	Til ryghøjde 320-380 mm	31950031-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 3 med lang ryg	Til ryghøjde 440-500 mm	31950033-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 4 med kort ryg	Til ryghøjde 320-380 mm	31950041-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 4 med lang ryg	Til ryghøjde 440-550 mm	31950043-KIT
Leveres fra		Uge 18, 2023

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

R82 Kudu – Tilbehør til Kudu med stropryg


Til Kudu monteret med stropryg kittet findes nedenstående nye tilbehør.



Rygforlænger.



Sidepuder til ryg.



Fix-locks 4 stk..



Beslag til hovedstøtte m. Fix-locks til sele.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Rygforlænger til Kudu m. stropryg	Forlænger ryghøjden med 60 mm	31950005-04
Sidepude til Kudu m. stropryg, højre	Sælges stykvis	31E63171-60-1
Sidepude til Kudu m. stropryg, venstre	Sælges stykvis	31E63171-60-2
Fix-locks til Kudu m. stropryg	4 stk.	31950005-02
Hovedstøttebeslag m. Fix-lock til sele, til Kudu m. stropryg		31950005-03
Leveres fra		Uge 18, 2023