

Produktinformation


Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Wombat Living & Wombat Solo - x:panda armlæn som tilbehør

Både Wombat Living og Wombat Solo kan justeres, så de får meget korte sædedybder. Når stolene er indstillet i deres korteste sædedybder, er denne type armlæn meget anvendelige. De nye armlænsbeslag placeres forrest på sædet, og armlænene kan herefter påsættes.

Denne kombination giver god stabilitet og støtte til assisteret forflytning. Armlænene fjernes også nemt for sideværts forflytning.

Armlænene passer bedst på Wombat str. 1+2, men kan også benyttes på str. 3.



x:panda armlæn nu som tilbehør på Wombat




| Produktnavn | Beskrivelse | Varenr. |
|---|--|--------------|
| Armlænsbeslag | Til Wombat for montering af x:panda armlæn | 3195112-xp |
| EKSISTERENDE X:PANDA ARMLÆN | | |
| x:panda armlæn str. 1 uden betræk | | 318910615-1 |
| x:panda armlæn str. 1 med sort aftørbart betræk | | 31905013-70 |
| x:panda armlæn str. 1 med sort betræk | | 31905013-80 |
| Gælder fra | | Uge 35, 2023 |

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Wombat Living & Wombat Solo - Universalstrop til fodplade

En simpel men effektiv tilbehørsdel er den nye universalstrop til fodplade. Den ene ende fastgøres under fodpladen, den anden på det forreste hjørne af sædet, så bruger eller hjælper kan trække i stroppen, når fodpladen skal klappes op - for eksempel ved en stående forflytning.



Nyhed

Universalstrop til fodplade



| Produktnavn | Beskrivelse | Varenr. |
|-------------------|--------------------------|---------------|
| Universalstrop | Til Wombat Living & Solo | 3195145-STRAP |
| Gælder fra | | Uge 35, 2023 |