

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Kudu – Stropryg kit til Kudu str. 2

Til Kudu komfortkørestol str. 3 og 4 har det i nogen tid været muligt at tilkøbe en stropryg i form af et kit. Anvendelsesmulighederne er nu blevet udvidet, således at Stropryg kittene for Kudu str. 3 (både med kort og lang ryg) også kan anvendes på Kudu str. 2. I kittet er der to profiler med justerbare stropper, som monteres i stedet for de to overlappende Kudu bagplader. De seks justerbare stropper og bagbeklædningen giver mulighed for justering for at følge og understøtte brugerens rygkrumning. Et udvalg af tilbehør giver yderligere justeringsmuligheder.



Stropryg kit til Kudu.

Produktnavn eksisterende vare	Beskrivelse	Eksisterende varenr.
Stropryg kit til Kudu str. 2+3 med kort ryg	Til ryghøjde 320-380 mm	31950031-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 2+3 med lang ryg	Til ryghøjde 440-500 mm	31950033-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 4 med kort ryg	Til ryghøjde 320-380 mm	31950041-KIT
Stropryg kit til Kudu str. 4 med lang ryg	Til ryghøjde 440-550 mm	31950043-KIT

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

R82 Kudu – Tilbehør til Kudu med stroppryg

Til Kudu monteret med stroppryg kittet findes nedenstående tilbehør.



Rygforlænger.



Sidepuder til ryg.



Fix-locks 4 stk..



Beslag til hovedstøtte m. Fix-locks til sele.

Produkt navn eksisterende vare	Beskrivelse	Eksisterende varenr.
Rygforlænger til Kudu m. stroppryg	Forlænger ryghøjden med 60 mm	31950005-04
Sidepude til Kudu m. stroppryg, højre	Sælges stykvis	63171-60-1
Sidepude til Kudu m. stroppryg, venstre	Sælges stykvis	63171-60-2
Fix-locks til Kudu m. stroppryg	4 stk.	31950005-02
Hovedstøttebeslag m. Fix-lock til sele, til Kudu m. stroppryg		31950005-03