


Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

R82 High-low:xo str. 3 med x:panda shape str. 3 - Monteringskit til skubbebøjle str. 3

High-low:xo indestel med sin brugervenlige højdejustering er et populært valg til x:panda shape siddesystemet.

Når x:panda shape str. 3 bliver monteret på et High-low:xo indestel str. 3, skal nedenstående monteringskit til skubbebøjle benyttes, for at øge afstanden mellem skubbebøjlen og ryggen. Kittet består af nedenstående 2 forlængerrør, som øger afstanden med 10 cm.



Monteringskit til skubbebøjle str. 3.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Monteringskit til skubbebøjle str. 3	Til High-Low:xo indestel str. 3 med x:panda shape str. 3	31890009-04-3
Gælder fra		Uge 44, 2023