

# Produktinformation


Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## R82 Mustang – NY Hastighedsdæmpende bremse - kontrollér din fart

Aktive Mustang brugere får nu muligheden for at benytte et nyt tilbehør i form af en hastighedsdæmpende bremse på deres ganghjælpemiddel.

Denne type bremse kan kun monteres på Mustang med underarmsstøtter. Bremsen monteres ved at udskifte de to baghjul til hjul med tromlebremser og montere håndbremsen på de aluminiumshåndtag, der sidder på underarmsstøtterne. De fire størrelser hastighedsdæmpende bremsen er fremstillet til at passe de fire størrelser Mustang og underarmsstøtternes længder.



Ny hastighedsdæmpende bremse.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Hastighedsdmp. bremsekit Mustang str. 1	Passer til Mustang str. 1	31869346-1
Hastighedsdmp. bremsekit Mustang str. 2	Passer til Mustang str. 2	31869346-2
Hastighedsdmp. bremsekit Mustang str. 3	Passer til Mustang str. 3	31869346-3
Hastighedsdmp. bremsekit Mustang str. 4	Passer til Mustang str. 4	31869346-4
<b>Gælder fra</b>		<b>Uge 2, 2024</b>