


PI - Produktinformation


Molift 2-punkts løfteåg ændret

Vi har ændret på materiale og design på krogen på vores 2-punkt løfteåg til vores gulvlyfte, Molift Mover 180, samt til vores loftlyfte Molift Air. Materialet er ændret fra støbt komposit til en en støbt, pulverlakeret zinklegering. Det nye materiale forbedrer ågets egenskaber mht. produktion, holdbarhed og brug.

Det nye design mindsker også risikoen for, at løftestropperne på sejlet utilsigtet kan løsne sig fra åget ved brug.



Gl. 2-punkts løfteåg



Nyt 2-punkts løfteåg

Produkt			Varenr..
2-punkts løfteåg Molift Air	str. small	max 350 kg	2530115
2-punkts løfteåg Molift Air	str. medium	max 350 kg	2530120
2-punkts løfteåg Molift Air	str. large	max 350 kg	2530125
2-punkts løfteåg Mover 180	str. small	max 300 kg	1830043
2-punkts løfteåg Mover 180	str. medium	max 300 kg	1830042
2-punkts løfteåg Mover 180	str. large	max 300 kg	1830041
Indføres fra			Uge 9. 2019

Produkt		Varenr..
2-punkts løfteåg	str. small	1830003
2-punkts løfteåg	str. medium	1830002
2-punkts løfteåg	str. large	1830001
Udgår fra		Uge 9. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]